

日本白象 360 度軟毛牙刷



贅沢毛量


極やわらかブラシ

刷毛數量約為一般牙刷的
20 倍

360°
設計



360 度刷毛設計




產品特長

刷毛比一般的牙刷多出20倍以上，
利用濃密的刷毛產生毛細管現象，
將齒垢及髒汙吸起。

刷柄材質	PP	刷毛硬度	軟毛
刷毛材質	尼龍	耐熱溫度	90℃

※毛細管現象
又稱為毛細現象，是指液體在細管狀物體內側，
由於內聚力與附著力的差異，克服地心引力而
上升的現象。刷毛越密，毛細作用越強。



- 360度刷毛可以從任何角度進行清潔。
- 高密度刷毛可以有效清除齒垢。



- 採用尖端呈圓形的極細刷毛，不傷牙齦。



- 小巧的刷頭可以深入口腔深處。
- 凹凸不平的表面也能輕鬆清潔。

利用毛細管現象



將齒垢清除乾淨

使用方法 請勿旋轉刷頭。使用方法與一般牙刷無異，以縱向及橫向來回的方式刷洗每顆牙齒。

門牙



門牙的內側



犬齒



上下排門牙的內側



臼齒



上下排的臼齒



清潔牙齦



清潔舌頭



製品情報

產品編號	產品規格	每盒數量	每箱數量	JAN 編號
3118067	刷頭直徑 15mm 白色	30 支	16 盒	4 958286 720388

日本製

掃描 QR Code 來
確認使用方法。



Design Your Voice

Hakuzo

Add: 2-4-9, Tokui-cho, Chuo-ku,
Osaka 540-0025, Japan

TEL: 06-6942-0451

FAX: 06-6945-0539

www.hakuzo.co.jp/eng/index.php