

変快おびキレイぐるっさごうシ







製品特長

標準的な歯ブラシのように擦って取るのではなく、 20倍以上の毛数による毛細管現象※で毛束の中に 汚れを吸着することができます。

柄の材質	ポリプロピレン	毛の硬さ	やわらかめ
毛の材質	ナイロン	耐熱温度	90℃

- ※毛細管現象とは? 細い管の間を液の表面張力の作用により、 吸い上げる現象のこと
 - 毛束が多いほど、より吸い上げます。

●凹凸部分も磨きやすい





- ●誰でも理想の45° ブラッシング
- ●高密度毛が歯垢と 効率的に除去



●毛先を加工した 極細毛で歯茎に やさしい。



- ●コンパクトヘッドで 奥にも届く

磨き方 回転させずに、ふつうの歯ブラシと同じように、縦磨き・横磨きで磨いてください。1本ずつ磨くイメージです。

前歯



ふつうの歯ブラシと同じように、 横磨きか、縦磨きで磨きます。 歯並びが良くない方には縦磨きを おすすめします。

前歯の裏側



毛先がきっちり当たりにくいのが 前歯の裏側です。円筒ヘッドで大量 の極細毛があるため、汚れている 部分にぴったりフィットします。



凹凸が多い犬歯の部分は、縦磨き で磨きます。裏側の傾斜部分も、 気に磨き上げることが可能です。

前歯裏側の上下同時磨き



円筒ヘッドなので、上下同時に 磨くことも可能です。回転させずに 横磨きで磨いてください。

奥歯



内側側面は、ハンドルを斜めに 立てて、斜め方向に小刻みに 動かして磨きます。

奥歯の上下同時磨き



軽く噛むようにしてトップを 磨きます。奥は開き気味に、手前 は閉じ気味といったように、あご の角度を徐々に変えていくのが ポイントです。

歯茎ブラッシング



肌をパッティングするのと同様 に、歯茎も軽くブラッシング することをおすすめします。

舌クリーニング



軽く舌を突き出し、ブラシを舌に のせ、力を入れ過ぎないように して手前に引き出します。

品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
3118067	ブラシ直径15mm ホワイト	30個/箱	16箱	4 958286 720388

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。

おロキレイぐるっとブラシの で使用方法に関する







ハクゾウメディカル株式会社 https://www.hakuzo.co.jp/ 〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL.06-6942-0451 FAX.06-6945-0539

本社営業課 TEL: 06-6809-4318 東 京 支 店 TEL:03-3522-6720 北大阪支店 TEL: 072-653-4045 南大阪支店 TEL: 0721-20-2900 仙台営業所 TEL: 022-393-7434 関東営業所 TEL: 03-5809-4780 两東京営業所 TEL:042-646-0451 名古屋営業所 TEL:052-769-6021

三 重 営 業 所 TEL:059-350-3844 札 幌 駐 在 所 TEL:011-788-8009 京都営業所 TEL:075-603-4826 大阪中央営業所 TEL:06-6943-6118 阪神営業所 TEL: 078-262-1634 神戸営業所 TEL: 078-940-8975 広島営業所 TEL: 082-849-4188

福岡営業所 TEL: 092-481-5921

態本営業所 TEL: 096-345-2253

沖縄駐在所 TEL:098-941-5320

