



デオシートX

脳外科用パッド【EOG滅菌済】

脳外科手術用のX線造影系入り不織布パッドです。



【原寸大】

【使用目的】

手術中の神経組織の保護、液の吸収、止血等にご使用ください。

【製品特長】

- パッドの素材はレーヨン100%で、柔らかく毛羽立ちが少ないです。
- レントゲン写りの良いX線造影系を使用しております。
- 国内工場にて、包装・滅菌を行っております。

| 品番 | 規格 | 包装 | JANコード |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 2640101 | 10mm×10mm | 1組入/袋×20袋/箱 | 4958286061214 |
| 2640102 | 10mm×20mm | 1組入/袋×20袋/箱 | 4958286061221 |
| 2640103 | 15mm×50mm | 1組入/袋×10袋/箱 | 4958286061238 |
| 2640104 | 30mm×55mm | 1組入/袋×10袋/箱 | 4958286061245 |

※詳細は各営業担当にお申し付けください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
名古屋営業所 ☎052-769-6021 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320