



Design Your Voice

Hakuzo

MEDICAL PRODUCT INFORMATION

総合カタログ

ハクゾウメディカル株式会社



医療・介護現場の声をカタチにし、
より良い医療環境を創造しています。



医療・介護の現場に、高品質で使い易い製品を。

ハクゾウメディカルは「医療と介護に取り組む全ての人々を支える」を
コンセプトに製品開発を行って参りました。

現場の声をカタチにし、信頼される製品をご提案していく。

そうすることで、医療従事者の方々が

治療や看護に専念していただける環境づくりの

お手伝いができると考えています。



Design Your Voice



Contents



01 | 感染対策製品 6

プッシュ綿棒シリーズ	プッシュ綿棒P	7
	プッシュ綿棒PF	7
	プッシュ綿棒G0.05	8
	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1%12mm綿棒セット「ハクゾウ」	8
	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1%16mm綿棒セット「ハクゾウ」	8
	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1%R14mm綿棒セット「ハクゾウ」	8
ベンザルコニウム塩化物液含浸綿棒	ハクゾウベンザルコニウム塩化物液綿棒	9
ポビドンヨード含浸綿棒	ハクゾウポビドンヨード綿棒	9
ポビドンヨード含浸綿球	ウエットプレット	10
チオ硫酸ナトリウム含浸清拭綿 / タオル	ハクゾウハイボワイパー	10
	ハクゾウ ハイボクロス	10
容器入滅菌綿球	ドライプレット	11
	CLプレット	11
アルコール液含浸 消毒綿 エレファワイパー® シリーズ	エレファワイパーE	12
	エレファワイパーEI	12
	エレファワイパーE(W)	12
	ハクゾウAL綿oneE	12
	ハクゾウアルコールパッド	13
	エレファワイパーEI(W)	13
	エレファワイパーイン(W)	13
	エレファワイパーE(4)	13
クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸 消毒綿	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1%消毒布4×4「ハクゾウ」	14
	ハクゾウG綿0.2	14
	ハクゾウG綿0.1	14
アルコール液含浸 消毒綿 ツインパックシリーズ	エレファコットンエコE(ツインパック)	15
	エレファコットンイン(ツインパック)	15
	ハクゾウAL綿I(ツインパック)	15
	ハクゾウALガーゼE(ツインパック)	16
アルコール液含浸 消毒綿 エレファコットン®	エレファコットンエコE	16
消毒用エタノール液	ハクゾウ消毒用エタノール液EI	18
消毒用アルコールディスペンサー	ハクゾウオートディスペンサー-Rub	18
アルコール手指消毒用ジェル	エレファジェル	19
	エレファジェルプラス	19
	エレファジェルS	19
	エレファジェル用ボシエット	20
	ハクゾウPVCボシエット	20

アルコール手指消毒用ジェル	エレファジェル用リール	20
ギフトボックス	手をまもる消毒ギフトボックス	21
アルコールフリータイプ 手指消毒剤	エレファフォーム	21
手荒れ予防ジェル	ハクゾウハンドケアジェル肌ほのか	21
ハンドケアアローション	ハクゾウハンドケア物語	22
ハンドソープ	ハクゾウあわ物語 やさしさプラス	22
	ハクゾウあわ物語 iromiru	23
	ハクゾウオートディスペンサー-Moco	23
ペーパータオル	ハクゾウやさしいペーパータオル	24
	ハクゾウペーパータオルホルダー	24
	ペーパータオルホルダー	24
	ハクゾウ抗菌ペーパータオル	24
	ペーパータオルホルダー	24
環境除菌用ウエットクロス (界面活性剤含浸タイプ)	ハクゾウ環境クロスVロック	25
	トイレに流せるハクゾウ環境クロスVロック	25
	ハクゾウ環境クロスWブロックNEO	26
	ハクゾウ環境クロス60枚入ホルダー	26
環境除菌用ウエットクロス (次亜塩素酸ナトリウムタイプ)	そのまま使えるジアワイプ1000	26
	ひねって含浸ハクゾウジアパック1000	27
	ひねって含浸ハクゾウジアパック5000	27
環境除菌用ウエットクロス (ペルオキシソール硫酸水素カリウムタイプ)	ベルシールクリーン	27
環境除菌用ウエットクロス (アルコール含浸タイプ)	エレファウエットクロス80	28
	エレファウエットクロス80プラス	28
環境整備用ドライクロス	ハクゾウフキトール(不織布タイプ)	28
	トイレに流せるハクゾウフキトール	28
嘔吐物処理セット	ハクゾウおうと物処理セット	29
プラスチックガウン	ハクゾウプラスチックガウンFE	31
	ハクゾウプラスチックガウンFE NEO	31
	ハクゾウプラスチックガウンGP NEO	31
	ハクゾウプラスチックガウンα	32
プラスチックエプロン	ハクゾウプラスチックエプロンSEプレミアム	33
	ハクゾウプラスチックエプロンSE-ECO	33
アイソレーションガウン	ハクゾウアイソレーションガウンRF	34
プラスチックグローブ	ハクゾウプラスチックグローブEL PLUS	34
	ハクゾウプラスチックグローブEX	34
	ハクゾウプラスチックグローブMF	35
ニトリルグローブ	ハクゾウニトリルグローブES	36
ポリグローブ	ハクゾウポリグローブステラTP-1	36
サージカルマスク	ハクゾウオメガマスク プラス	37
	ハクゾウサージカルマスクLF	37
	ハクゾウサージカルマスク(5枚入)	37
シールド付フェイスマスク	シールド付フェイスマスクCE	38
	シールド付フェイスマスクCS	38
感染防護具セット	ハクゾウ感染防護具セット	38
フェイスシールド / アイシールド	ハクゾウファインガード(フェイスシールド)	39
	ハクゾウファインガード(アイシールド)	39
ディスポーザブルキャップ	ハクゾウディスポーザブルキャップN	39
フック付き粘着シート	ハクゾウリシールフック	40
	エレファジェル・あわ物語共通ホルダー	40
	ハクゾウ環境クロス60枚入ホルダー	40
マグネットセット ネジ・ナット付	マグネットセット ネジ・ナット付	40

PPE 製品用ホルダー	ラック楽ホルダーSE	41
	ラック楽ホルダーSE(手すり用)	41
PPE 製品用ホルダー (移動式タイプ)	ラック楽ホルダーNEXT(移動式)	42
PPE 製品用ホルダー (ステンレスタイプ)	ラック楽ホルダーLIGHT	42
PPE 製品用ホルダー (ネットタイプ)	ラック楽ホルダーNET	42
感染性注射針等廃棄容器	ハクゾウ安針BOX 3.5L	43
拭き取り用ウエットタオル	ハクゾウすっきりタオル	43
	ハクゾウ爽やか清潔タオル	43
	ハクゾウうるおいケアタオル	44
身体清拭用シート	ハクゾウリラケア	44
ホットウォーマー	ハクゾウマルチウォーマー	44



02 | キット製品 45

IC PACK®部材一覧		46
IC PACK®トレイ		47
透析キットI	透析キットI	48
回収キットI	回収キットI	48
ハクゾウ処置キットA	ハクゾウ処置キットA	48
CAPDキットI	CAPDキットI	48
ピンセット	プラスチックピンセット	49
デンタルセット	ハクゾウ処置キットA(デンタルセット)	49
調製セット	調製セット	49
分娩キット	ハクゾウ分娩キット ピンク	50
	ハクゾウ分娩キットII	50
マキシマルバリアプリコーション キット	MBPキットI	51



03 | 手術・ガーゼ関連製品 52

X線造影材入ガーゼ	ハクゾウ滅菌オベガーゼG	54
	ハクゾウオベガーゼG	54
	ハクゾウオベガーゼG(W)	54
	ハクゾウ滅菌オベガーゼNEOクロス	55
	ハクゾウオベガーゼNEOクロス	55
	ハクゾウ滅菌ラパロガーゼG	55
	ハクゾウラパロガーゼG	55
	ハクゾウ滅菌ラパロガーゼNEO	55
	ハクゾウラパロガーゼNEO	55
	滅菌プレカウントガーゼ	56
	カウントラック	56
	ハクゾウガーゼカウントレー	56
	ハクゾウ滅菌ハーフガーゼG(X線造影糸両端 カット 熱圧着タイプ)	57
	ハクゾウハーフガーゼG	57
ハクゾウオベガーゼG クォーター	57	
滅菌プレートG	57	
X線造影材入スポンジ	ハクゾウラパットGクリア(ヒモ付)	58
	TMガーゼ(ハクゾウ滅菌ラパットG(ヒモなし))	58
	ハクゾウラパットG(ヒモ付)	58
	ハクゾウ滅菌ラパットG(ヒモなし)	58
	ハクゾウ滅菌ラパットG(ヒモ付)	58
	ハクゾウ滅菌エレファスポンジG(ヒモなし)	58
	ハクゾウ滅菌メジャーゼ	59
開腹術用スポンジ	エレファスポンジ(ヒモ付)	59
	ハクゾウ合わせガーゼ(ヒモ付)	59
ツッベル用ガーゼ	ガーゼボールGX	59
	ツッベルG	59
脳外科手術用不織布シート	ディオシートX	60
	ディオシートXJ	60
	ディオシート	60
内視鏡用綿棒	Dr.HUBY micro 医療用綿棒	61
カメラポート清掃用綿棒	Dr.HUBY ポートクリーナー 医療用綿棒	61
眼科用吸水スポンジ	アイスティック	61
	アイスポンジ	61
医療ガーゼ	ハクゾウ滅菌エレファーゼH	62
	ハクゾウ滅菌エレファーゼH ハーフ	62
	エレファーゼH	62
	エレファーゼH ハーフ	62
	クォーターガーゼS	63
	ニュータンボンガーゼ	63

医療ガーゼ	タンボンガーゼ	63
	ガーゼ	63
	滅菌サージョンN	64
	サージョンN	64
	滅菌カニューゼN	64
	カニューゼN	65
ヨードホルムガーゼ	ハクゾウヨードホルムガーゼ	65
カニューレ用ガーゼ	エプロンガーゼ	65
不織布ガーゼ	ハクゾウ滅菌カニューゼF	66
	エレファクロス ラグゼ	66
創傷保護用吸収パッド	ハクゾウ滅菌ラップキュアドレッシング	67
	ハクゾウラップキュアドレッシング	67
当てパッド	メディカルパッドF	67
薄型高吸収当てパッド	ハクゾウ滅菌キュアドレス	68
滅菌バッグロール	ハクゾウ滅菌バッグロール	68
手術・処置用滅菌ドレープ	エレファドレープ	69
	エレファ器械台カバー	69
高吸収ディスプレイシート	ハクゾウキュアケアシート	69
	ハクゾウメディカルディスプレイシート	70
弾性ストッキング	ネオフラックスS ハイソックスタイプ	70
創洗浄用保護フィルム	サージポケット	71
紙製滅菌ボックス	SSボックス	71



04 | 脱脂綿・止血用製品 72

滅菌綿棒 薬液注入タイプ	滅菌綿棒(薬液注入タイプ)	73
滅菌綿棒 一般タイプ	滅菌綿棒(一般タイプ)	73
未滅菌綿棒	綿棒	74
滅菌綿球	滅菌キープレットS	74
未滅菌綿球	キープレット	75
	プレット	75
	ヒモ付きプレット	75
脱脂綿	脱脂綿	76
	裁断綿	76
カット綿	ハクゾウシルキュー	76
	ハクゾウメンカク	76
止血用圧迫綿	ハクゾウ滅菌SPコットン	77
	ハクゾウ滅菌SPコットン(ソラマメタイプ)	77
	ハクゾウ滅菌圧迫綿	77
	ハクゾウ滅菌タブレット綿	78
アルギン酸止血パッド	ハクゾウALGパッド	78



05 | ホータイ製品 79

自着性ホータイ	ハクゾウくっつきタイLF	80
伸縮ホータイ	フランスタイ	80
	滅菌フランスタイ	80
	シンプルタイ	81
	滅菌シンプルタイ	81
弾性ホータイ	ハードタイG	81
	滅菌ハードタイG	81
	ハードタイ	82
綿ホータイ	耳付ホータイ	82
その他ホータイ	EGホータイ	82
ネットホータイ	バンダフィックス	83
チューブホータイ	ストッキネット	83
	滅菌ストッキネット・アール	83



06 | 絆創膏製品 84

防水性創傷被覆保護用ドレッシング	エレバンフィルムS10	86
	エレバンフィルムS	86
	エレバンブロック	86
創傷被覆保護用ドレッシング	エレバンワイドDX	86
穿刺部被覆保護材	エレバンプレスタット	87
	エレバンプレスタット ミニ ジェントル	87
	エレバンプレスタットミニEX	87
	エレバンスタンチ	88
	エレバンショット	88
	エレバンフィンガーティップ	88
防水性粘着ホータイ	エレバンロール	89
絆創膏	エレバン	89
不織布粘着ホータイ	エレバンメッシュ	89



07 | 産科用製品 90

妊婦向け着圧ソックス	ママらくfitソックス	92
分娩監視装置用ベルト	meetuuハートミーベルト	92
検診用シート	ハクゾウ検診用シート(ピンク)	92
分娩キット	ハクゾウ分娩キットII	93
手術用吸水マット	バースヘルパー	93
	バースヘルパーピンク	93
骨盤固定ベルト	meetuuマザーベルト	94
	meetuuマザーベルトLIGHT	94
不織布製骨盤固定ベルト	meetuuマザーベルトSUGU	95
産褥用コルセット	meetuuママスリムシングル	95
	meetuuママスリムダブル	95
使い捨て不織布タオル	肌ふわり	96
U座クッション	ママらくfit U	96
光線療法用アイマスク	meetuuアイカバー光線療法用	96
新生児用保護ガーゼ	おくるみ『まもる』	97
	おくるみ『まもる』10枚入	97
ボディソープ	素あわ物語	97
ベビーマットレス	ベビーマットレス『まもる』	97



08 | 介護・看護用製品 98

口腔ケア用スポンジ	爽快スポンジ	101
口腔ケア用ジェル	爽快 お口うるるジェル	101
口腔ケア用綿棒	爽快 ハクゾウマウスクリンA	102
	爽快綿棒サンクスワブ	102
	爽快綿棒ハーフ	102
口腔ケア用シート	爽快 お口すっきりウエットシート	103
	爽快 お口すっきりドライシート	103
口腔ケア用360度歯ブラシ	爽快 お口キレイぐるっとブラシ	103

食食用エプロン	ハクゾウポケット付き食食用エプロン	104
	ハクゾウ食食用エプロン	104
消毒用処置セット	ハクゾウ組み合わせセット	104
ボディソープ	素あわ物語	105
紙オムツ(パンツタイプ)	ニューハクゾウはくパンツ	105
	ハクゾウはくパンツ	106
紙オムツ(テープ止めタイプ)	ハクゾウテープ止めタイプ	106
紙オムツ(シートタイプ)	ハクゾウシートタイプ	106
尿パッド(レギュラータイプ)	ハクゾウサポートパッド	107
尿パッド(透湿タイプ)	さわやかケアパッド	108
尿パッド(高吸収タイプ)	ハクゾウおもいやりパッド	109



09 | その他製品 110

患者用下着	ハクゾウ両開きパンツ	111
	ハクゾウマルチ患者衣	111
検診用パンツ	ハクゾウ穴あきパンツ	111
検診用シート	ハクゾウ検診用シート	112
ガーゼねまき	ハクゾウガーゼねまき	112
眼科用清浄綿	めまわりさん	112
靴下を履くための補助具	スルっとはける君	113
サポートソックス	ハクゾウ足もとサポートソックス	113
腹帯	ソフトセルメッシュfit	114
	ワンタッチ腹帯	114
三角巾	三角巾	114
T字帯	T字帯	115
固定帯	リップバンドデラックス	115
滅菌ガーゼ	滅菌済ガーゼ	115
救急災害用セット	女性にやさしい救急災害セット	116
救急簡易担架	いいたんか(移易担架)	116
死産児用セット	ともいる	117
遺体処置セット	エスターセット	118
	レミニセット	118

10 | JANコード一覧表 124~131

01 | 感染対策製品

標準予防策+感染経路別予防策の実施

感染防止対策として標準予防策(スタンダードプリコーション)と感染経路別予防策の実践が求められています。標準予防策は全ての患者の湿性生体物質(血液、体液、分泌物、排泄物、粘膜など)を感染の対象物と見なします。感染経路別予防策は接触感染、空気感染、飛沫感染を対象とし、標準予防策に加えて行う感染経路遮断のための感染予防策です。

Line up

- 消毒剤関連製品 P.7
- 容器入滅菌綿球製品 P.10
- 消毒綿製品 P.12
- 手指衛生関連製品 P.18
- 環境整備用製品 P.24

- PPE関連製品 P.31
- 針刺し事故防止対策製品 P.43
- 拭き取り用ウエットタオル P.43
- 身体清拭用シート P.44
- ホットウォーマー P.44

※ プッシュ綿棒シリーズ



綿棒と薬液を別ポケットで一体包装にした消毒用綿棒です。
綿棒をプッシュし、消毒用綿棒として即使用できます。
使用用途により、薬液の異なる製品をラインナップしています。

- 1処置1アイテムの使い切りタイプで汚染のリスクを最小限としています。
- 万能壺や鑷子を必要とせず、それらの器材の洗浄・滅菌および消毒剤の調製が必要ありません。
- 薬液使用量の無駄がありません。
- 綿棒の軸に薬液がつかず、使用者の手指が汚れません。

取扱い方法



綿棒を押さえるように持つ。

↓の方向に押し込む。

薬液の逆端から↖↗の方向に引っ張り開封する。

綿棒を取り出す。

皮膚上に塗布する。



プッシュ綿棒P

[第3類医薬品] 承認番号21700APZ01119000

10%ポビドンヨード液を別ポケットで一体包装にした消毒用綿棒です。

成分及び分量 (1.5mL)No.12・1本入 (3.0mL)No.12・2本入 (5.0mL)No.13・1本入
本溶液1mL中に下記の成分を含有する。
(有効成分:10%ポビドンヨード液(有効ヨウ素として10mg)
(添加物として、ラウロマクロゴール、pH調節剤2成分)



品番	種類	包装	1梱入数
2800211	No.12・1本入	1本×30袋/箱	16箱
2800212	No.12・2本入	2本×24袋/箱	16箱
2800301	No.13・1本入	1本×24袋/箱	16箱

プッシュ綿棒PF

[第3類医薬品] 承認番号21900APX00375000

エタノールを含有した10%ポビドンヨード液を別ポケットで一体包装にした消毒用綿棒です。

- 50%エタノールを含有しているので速乾性に優れています。

成分及び分量 (1.5mL)No.12・1本入 (3.0mL)No.12・2本入 (5.0mL)No.13・1本入
本溶液1mL中に下記の成分を含有する。
(有効成分:10%ポビドンヨード液(有効ヨウ素として10mg)
(添加物として、エタノール、ラウロマクロゴール、グリセリン、
pH調節剤3成分)



品番	種類	包装	1梱入数
2800441	No.12・1本入	1本×30袋/箱	16箱
2800442	No.12・2本入	2本×24袋/箱	16箱
2800451	No.13・1本入	1本×24袋/箱	16箱



16mm・1本入



プッシュ綿棒GO.05 AG

[第2類医薬品] 承認番号22000APX00011000

0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩液を別ポケットで一体包装にした消毒用綿棒です。

●滅菌処理をしています。

成分及び分量 (1.5mL)No.12・1本入 (3.0mL)No.12・2本入 (5.0mL)No.13・1本入
本溶液100mL中に下記の成分を含有する。
(有効成分:20%クロルヘキシジングルコン酸塩液 0.25mL)
(添加物として、ラウロマクロゴール、赤色2号)



品番	種類	包装	1梱入数
2800461	No.12・1本入	1本×30袋/箱	16箱
2800462	No.12・2本入	2本×24袋/箱	16箱
2800471	No.13・1本入	1本×24袋/箱	16箱

クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1% 12mm・16mm綿棒セット「ハクゾウ」

[医療用医薬品] 16mm・1本入 承認番号23000AMX00441000
薬価基準未収載 12mm・1本入、2本入 承認番号30300AMX00433000

1%クロルヘキシジングルコン酸塩液(80vol%エタノール含有)と綿棒を別ポケットで一体包装にした消毒用綿棒です。

●薬剤が吸着しない綿棒を使用しています。

成分・含量 (1.5mL)12mm・1本入(3.0mL)12mm・2本入(5.0mL)16mm・1本入
本溶液100mL中に下記の成分を含有する。
(有効成分:日局クロルヘキシジングルコン酸塩液5mL)
(クロルヘキシジングルコン酸塩として1g)
(添加物として、エタノール、pH調整剤)

効能又は効果

・手指、皮膚の消毒



12mm・1本入

12mm・2本入

品番	種類	包装	1梱入数
2600323	16mm・1本入	1本×24袋/箱	16箱
2600324	12mm・1本入	1本×30袋/箱	16箱
2600325	12mm・2本入	2本×24袋/箱	16箱

クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1% R14mm綿棒セット「ハクゾウ」

[医療用医薬品] 承認番号30600AMX00005000 薬価基準未収載

1%クロルヘキシジングルコン酸塩液(80vol%エタノール含有)と綿棒を別ポケットで一体包装した消毒用綿棒です。

●液剤に赤く色がついており、消毒箇所の識別が容易になりました。

成分・含量 (2.5mL)14mm・1本入 (5.0mL)14mm・2本入
本溶液100mL中に下記の成分を含有する。
(有効成分:日局クロルヘキシジングルコン酸塩液5mL)
(クロルヘキシジングルコン酸塩として1g)
(添加物として、エタノール、赤色106号、pH調整剤)

効能又は効果

・手指、皮膚の消毒



14mm・1本入

14mm・2本入

品番	種類	包装	1梱入数
2600328	14mm・1本入	1本×30袋/箱	16箱
2600329	14mm・2本入	2本×24袋/箱	16箱

※ ベンザルコニウム塩化物液 含浸綿棒 ※

0.025%ベンザルコニウム塩化物液を含浸させた消毒用綿棒です。



ハクゾウベンザルコニウム塩化物液綿棒

[指定医薬部外品] 承認番号23100DZX00459000

- 1回分の適切な薬液量を含浸し、無駄がありません。
- 薬剤が吸着しない綿棒を使用しております。
- 個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。
- 持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。

成分及び分量 (5.0mL)No.13・1本入
本溶液100mL中に下記の成分を含有する。
(有効成分:日局濃ベンザルコニウム塩化物液(50%) 0.05mL)

効能又は効果 すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒。

品番	種類	包装	1梱入数
2600327	No.13・1本入	1本×25袋/箱	24箱

※ ポビドンヨード含浸綿棒 ※

10%ポビドンヨード液を含浸させた消毒用綿棒です。



ハクゾウポビドンヨード綿棒

[指定医薬部外品] 承認番号22900DZX01635000

- 1回分の適切な薬液量を含浸し、無駄がありません。
- 個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。
- 持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。

成分及び分量 (2.0mL)No.12・1本入(5.0mL)No.13・1本入
本溶液100mL中に下記の成分を含有する。
(有効成分:日局ポビドンヨード10g(有効ヨウ素として1g))
添加物として、ラウロマクロゴール、pH調節剤

効能又は効果 すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒。

品番	種類	包装	1梱入数
2600121	No.12・1本入	1本×30袋/箱	24箱
2600131	No.13・1本入	1本×25袋/箱	24箱

ポビドンヨード含浸綿球

トップシールを剥がすだけで、消毒用綿球としてそのままご使用できます。



ウエットプレット10%ポビドンヨード液量一覧

綿球サイズ	入数(球)	液量(mL)	カップサイズ
No.14	1	2	小
	2	4	中
	3	6	中
No.20	1	5	小
	2	10	中
	3	15	中
No.25	1	9	大
	2	18	大
	3	27	大
No.30	1	16	特大
	2	32	特大
No.40	3	105	角トレー
	5	175	角トレー

ウエットプレット®

[指定医薬部外品] 承認番号21500DZZ01525000

10%ポビドンヨード液を含浸した消毒用綿球です。
 ● 万能壺の洗浄・滅菌・調製処理等の必要がなくなり、業務の省力化が可能です。

成分及び分量 本溶液100mL中に下記の成分を含有する。
 (有効成分:日局ポビドンヨード10g(有効ヨウ素として1g))
 添加物として、ラウロマクロゴール、pH調節剤

品番	種類	規格	包装	1梱入数
2621401	No.14 1球	直径約14mm	1球/個×48個/箱	10箱
2621402	No.14 2球	直径約14mm	2球/個×24個/箱	10箱
2621403	No.14 3球	直径約14mm	3球/個×24個/箱	10箱
2622001	No.20 1球	直径約20mm	1球/個×48個/箱	10箱
2622002	No.20 2球	直径約20mm	2球/個×24個/箱	10箱
2622003	No.20 3球	直径約20mm	3球/個×24個/箱	10箱
2622501	No.25 1球	直径約25mm	1球/個×24個/箱	6箱
2622502	No.25 2球	直径約25mm	2球/個×24個/箱	6箱
2622503	No.25 3球	直径約25mm	3球/個×24個/箱	6箱
2623001	No.30 1球	直径約30mm	1球/個×18個/箱	6箱
2623002	No.30 2球	直径約30mm	2球/個×18個/箱	6箱
2624003	No.40 3球	直径約40mm	3球/個×12個/箱	3箱
2624005	No.40 5球	直径約40mm	5球/個×12個/箱	3箱

チオ硫酸ナトリウム含浸 清拭綿/タオル

8cm×8cmサイズの個包装で滅菌済の清拭綿です。



30cm×30cmサイズの個包装の清拭用タオルです。



ハクゾウハイポワイパー AC

[化粧品]

汚れ(ヨウ素など)落としにご使用いただけます。
 ● チオ硫酸ナトリウムにより小さいサイズでも広い範囲の拭き取りが可能です。

● アルコールが含まれていない為、アルコール禁忌の患者様にもご使用いただけます。

成分及び分量 水、チオ硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム
 医療脱脂綿(8cm×8cm 4折):3.5mL(1包中)

使用用途

・汚れ(ヨウ素など)を落とすことにより、皮膚を清浄にする。

品番	種類	包装	1梱入数
2600091	8cm×8cm 4折	1枚/包×100包/箱	20箱

ハクゾウハイポクロス

[化粧品]

ヨウ素など汚れを落とすことができる個包装のディスポタオルです。

- 個包装なので、衛生的で持ち運びに便利です。
- 1枚で広範囲の拭き取りができます。
- 弊社の専用ホットウォーマーで温めて使用することができます。
- アルコールが含まれていない為、アルコール禁忌の患者様にもご使用いただけます。

成分 水、チオ硫酸Na、プロパンジオール、フェノキシエタノール、カプリリルグリコール、炭酸Na、セチルピリジニウムクロリド

使用用途

・汚れ(ヨウ素など)を落とすことにより、皮膚を清浄にする。

品番	種類	包装	1梱入数
3940028	30cm×30cm	30本/袋	12袋

※ 容器入滅菌綿球

ディスポタイプの容器入滅菌綿球でEOG滅菌済です。

●トップシール材を剥がし、薬液を直接容器に入れて即使用できます。



品番	種類	規格	包装	1梱入数
3041401	No.14 1球(3)	直径約14mm	1球/個×24個/箱	6箱
3041402	No.14 2球(3)	直径約14mm	2球/個×24個/箱	6箱
3041403	No.14 3球(3)	直径約14mm	3球/個×24個/箱	6箱
3041405	No.14 5球(4)	直径約14mm	5球/個×24個/箱	6箱
3042001	No.20 1球(3)	直径約20mm	1球/個×24個/箱	6箱
3042002	No.20 2球(3)	直径約20mm	2球/個×24個/箱	6箱
3042003	No.20 3球(3)	直径約20mm	3球/個×24個/箱	6箱

※ (3) : 3ポケットの容器、(4) : 4ポケットの容器

ドライプレット® EOG

[一般医療機器] コットンボール 届出番号27B2X00243000077

- 綿球の余分な薬液を絞る際に、押し付けやすいように角度の緩いスロープを設け、カップの溝でも絞ることができます。
- 形に無駄のないカップ形状なので、注いだ薬液を効率よく吸収、綿球全体に浸透。薬液の入れすぎを防止します。
- 使用後は、容器を重ねてコンパクトに廃棄することができます。廃棄コストの削減につながります。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
3042005	No.20 5球(4)	直径約20mm	5球/個×24個/箱	6箱
3042501	No.25 1球(3)	直径約25mm	1球/個×24個/箱	6箱
3042502	No.25 2球(3)	直径約25mm	2球/個×24個/箱	6箱
3042503	No.25 3球(3)	直径約25mm	3球/個×24個/箱	6箱
3042505	No.25 5球(4)	直径約25mm	5球/個×24個/箱	6箱
3043001	No.30 1球(3)	直径約30mm	1球/個×24個/箱	6箱
3043002	No.30 2球(3)	直径約30mm	2球/個×24個/箱	6箱
3043003	No.30 3球(3)	直径約30mm	3球/個×24個/箱	6箱

※ (3) : 3ポケットの容器、(4) : 4ポケットの容器

万能壺に替わるディスポタイプの蓋付容器を使用した製品で、EOG滅菌済です。

●蓋を片手で容易に開閉でき、容器を持ったまま迅速・清潔な処置が可能です。



品番	種類	規格	包装	1梱入数
1270001	No.14 5球滅菌済	直径約 14mm	5球/個×12個/箱	6箱
1270002	No.14 10球滅菌済	直径約 14mm	10球/個×12個/箱	6箱
1270011	No.14 20球滅菌済	直径約 14mm	20球/個×12個/箱	6箱
1270003	No.20 5球滅菌済	直径約 20mm	5球/個×12個/箱	6箱
1270004	No.20 10球滅菌済	直径約 20mm	10球/個×12個/箱	6箱

CLプレット® EOG

[一般医療機器] コットンボール 届出番号27B2X00243000090

- 万能壺の回収・洗浄・滅菌に要する費用・労力をカットします。
- 綿球を万能壺に入れ替える作業が必要なくなり、万一の感染防止に好適です。
- 容器全体をリボンパック包装し滅菌しています。開封直前まで汚染の心配がありません。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1270012	No.20 20球滅菌済	直径約 20mm	20球/個×12個/箱	6箱
1270005	No.25 5球滅菌済	直径約 25mm	5球/個×12個/箱	6箱
1270006	No.25 10球滅菌済	直径約 25mm	10球/個×12個/箱	6箱
1270007	No.30 5球滅菌済	直径約 30mm	5球/個×12個/箱	6箱
1270008	No.40 3球滅菌済	直径約 40mm	3球/個×12個/箱	6箱

アルコール液含浸 消毒綿

※ エレファワイパー® シリーズ

アルコール液を含浸させた単包の消毒綿です。

1枚入 単包アルコール綿



エレファワイパー® E

[第3類医薬品] 承認番号 21700APZ00229000

含浸薬液: 日本薬局方 消毒用エタノール

成分及び分量 (1包中) 有効成分: エタノール (76.9~81.4vol%) 3.5mL
基 材: 医療脱脂綿 (8cm×8cm 4折) 0.7g

品番	規格	包装	1梱入数
2600022	8cm×8cm 4折	1枚/包×100包/箱	20箱



エレファワイパー® EI

[第3類医薬品] 承認番号 21600APZ00472000

含浸薬液: 80vol%エタノール溶液 (イソプロパノール添加)

成分及び分量 (1包中) アルコール溶液 1.75mL
有効成分: エタノール (76.9~81.4vol%)
添 加 物: イソプロパノール (3.7vol%)
基 材: 医療脱脂綿 (4cm×8cm 2折) 0.35g

品番	規格	包装	1梱入数
2600049	4cm×8cm 2折	1枚/包×200包/箱	24箱

2枚入 単包アルコール綿



200包 包装デザイン

エレファワイパー® E(W)

[第3類医薬品] 承認番号 21700APZ00229000

含浸薬液: 日本薬局方 消毒用エタノール

●2枚包装なので、複数箇所での消毒に好適です。

成分及び分量 (1包中) 有効成分: エタノール (76.9~81.4vol%) 1.75mL
基 材: 医療脱脂綿 (4cm×4cm 2枚入) 0.35g

品番	規格	包装	1梱入数
2600053	4cm×4cm 2枚	2枚/包×200包/箱	20箱
2600063	4cm×4cm 2枚	2枚/包× 60包/箱	10箱×8中箱



ハクゾウAL綿oneE

[指定医薬部外品] 承認番号 21600DZZ01755000

含浸薬液: 日本薬局方 消毒用エタノール

●2枚包装なので、複数箇所での消毒に好適です。

成分及び分量 (1包中) 有効成分: エタノール (76.9~81.4vol%) 1.75mL
基 材: 医療脱脂綿 (4cm×4cm 2枚入) 0.35g

品番	規格	包装	1梱入数
2600071	4cm×4cm 2枚	2枚/包×60包/箱	10箱×8中箱

2枚入 単包アルコール綿



ハクゾウアルコールパッド

[指定医薬部外品] 承認番号30400DZX01433000

含浸薬液:日本薬局方 消毒用エタノール

- 不織布に薬液を含浸させた、単包の消毒用アルコール布です。
- 2枚包装なので、複数箇所での消毒に好適です。

成分及び分量 (1包中)	有効成分:エタノール(76.9~81.4vol%) 1.6mL 基 材:不織布(4cm×4cm 2枚入)0.32g
-----------------	--

品番	規格	包装	1梱入数
2600014	4cm×4cm 2枚	2枚/包×200包/箱	20箱



エレファワイパー® EI(W)

[第3類医薬品] 承認番号21600APZ00472000

含浸薬液:80vol%エタノール溶液(イソプロパノール添加)

- 2枚包装なので、複数箇所での消毒に好適です。

成分及び分量 (1包中)	アルコール溶液 1.6mL 有効成分:エタノール(76.9~81.4vol%) 添加物:イソプロパノール(3.7vol%) 基 材:医療脱脂綿(4cm×4cm 2枚入)0.32g
-----------------	--

品番	規格	包装	1梱入数
2600030	4cm×4cm 2枚	2枚/包× 60包/箱	10箱×8中箱
2600031	4cm×4cm 2枚	2枚/包×200包/箱	24箱



エレファワイパー® イソ(W)

[第3類医薬品] 承認番号21600APZ00471000

含浸薬液:70vol%イソプロパノール溶液

- 2枚包装なので、複数箇所での消毒に好適です。

成分及び分量 (1包中)	有効成分:イソプロパノール(70vol%) 1.75mL 基 材:医療脱脂綿(4cm×4cm 2枚入)0.35g
-----------------	---

品番	規格	包装	1梱入数
2600055	4cm×4cm 2枚	2枚/包×200包/箱	20箱
2600065	4cm×4cm 2枚	2枚/包× 60包/箱	10箱×8中箱

4枚入 単包アルコール綿



エレファワイパー® E(4)

[第3類医薬品] 承認番号21700APZ00229000

含浸薬液:日本薬局方 消毒用エタノール

- 4枚包装なので、複数箇所での消毒に好適です。

成分及び分量 (1包中)	有効成分:エタノール(76.9~81.4vol%) 3.5mL 基 材:医療脱脂綿(4cm×4cm 4枚)0.7g
-----------------	--

品番	規格	包装	1梱入数
2600054	4cm×4cm 4枚	4枚/包×100包/箱	20箱

4枚入単包アルコール綿



エレファワイパー® イソ (4)

[第3類医薬品] 承認番号21600APZ00471000

含浸薬液:70vol%イソプロパノール溶液

●4枚包装なので、複数箇所での消毒に好適です。

成分及び分量 有効成分: イソプロパノール (70vol%) 3.5mL
(1包中) 基 材: 医療脱脂綿 (4cm×4cm 4枚) 0.7g

品番	規格	包装	1梱入数
2600056	4cm×4cm 4枚	4枚/包×100包/箱	20箱

※ クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸 消毒綿 ※

クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入単包の消毒綿です。

2枚入単包消毒綿



クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1% 消毒布4×4「ハクゾウ」

[医療用医薬品] 承認番号30400AMX00196000

薬価基準未収載

含浸薬液:1%クロルヘキシジングルコン酸塩液
(80vol%エタノール含有)

●2枚包装の消毒布で、複数箇所での消毒に好適です。

成分及び分量 有効成分: 1%クロルヘキシジングルコン酸塩液
(1包中) 1.6mL
添加物として、エタノール、pH調整剤
担 体: 不織布 (4cm×4cm 2枚入) 0.32g

品番	規格	包装	1梱入数
2600095	4cm×4cm 2枚	2枚/包×160包/箱	20箱



この包材には、環境に配慮した植物由来の原料が配合されたフィルムを数層に使用しています。

ハクゾウG綿0.2 AG

[第2類医薬品] 承認番号30500APX00250000

含浸薬液:0.2%クロルヘキシジングルコン酸塩液

●2枚包装なので、複数箇所での消毒に好適です。

●高圧蒸気滅菌済です。

成分及び分量 有効成分: 0.2%クロルヘキシジングルコン酸塩液
(1包中) 1.75mL
基 材: 不織布 (4cm×4cm 2枚入) 0.35g

品番	規格	包装	1梱入数
2600006	4cm×4cm 2枚	2枚/包× 60包/箱	10箱×8中箱
2600007	4cm×4cm 2枚	2枚/包×200包/箱	20箱



ハクゾウG綿0.1 AG

[指定医薬部外品] 承認番号22500DZX00740000

含浸薬液:0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液

●2枚包装なので、複数箇所での消毒に好適です。

●高圧蒸気滅菌済です。

成分及び分量 有効成分: 0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液
(1包中) 1.6mL
基 材: 医療脱脂綿 (4cm×4cm 2枚入) 0.32g

品番	規格	包装	1梱入数
2600029	4cm×4cm 2枚	2枚/包× 60包/箱	10箱×8中箱
2600036	4cm×4cm 2枚	2枚/包×200包/箱	24箱

アルコール液含浸 消毒綿

※ ツインパックシリーズ ※

50枚入×2のツインパック容器を使用した、消毒用アルコール綿です。

- 分割して使用できるツインパック包装。50枚単位で使用及び管理ができます。
- アルコール綿の調製・管理、万能壺等の器材の再生に掛かる労力・経費等が不要となり、感染防止対策にも好適です。
- 専用の固定台により片手で開閉が可能です。



エレファコットン® エコE(ツインパック)

[第3類医薬品] 承認番号21500APZ00761000

含浸薬液: 日本薬局方 消毒用エタノール

成分及び分量 有効成分: エタノール (76.9~81.4vol%) 55mL
(1ピースあたり) 基 材: 医療脱脂綿 (4cm×4cm) 9.3g

品番	規格	包装	1梱入数
2600101	4cm×4cm	50枚×2ピース/個	40個

エレファコットン® イソ(ツインパック)

[第3類医薬品] 承認番号21500APZ00762000

含浸薬液: 70vol%イソプロパノール溶液

成分及び分量 有効成分: イソプロパノール (70vol%) 55mL
(1ピースあたり) 基 材: 医療脱脂綿 (4cm×4cm) 9.3g

品番	規格	包装	1梱入数
2600104	4cm×4cm	50枚×2ピース/個	40個

ハクゾウAL綿(ツインパック)

[指定医薬部外品] 承認番号21500DZZ00368000

含浸薬液: 80vol%エタノール溶液(イソプロパノール添加)

成分及び分量 アルコール溶液 55mL
(1ピースあたり) 有効成分: エタノール (76.9~81.4vol%)
添加物: イソプロパノール (3.7vol%)
基 材: 医療脱脂綿 (4cm×4cm) 9.3g

品番	規格	包装	1梱入数
2600105	4cm×4cm	50枚×2ピース/個	40個



ハクゾウALガーゼE(ツインパック)

[指定医薬部外品] 承認番号22700DZX00515000

含浸薬液:日本薬局方 消毒用エタノール

- 20枚×2ピースの少量包装で、使い切りが容易です。
- ガーゼであるため、アルコール綿(脱脂綿)よりも毛羽が出にくいです。

成分及び分量 (1ピースあたり)	医療ガーゼ 8cm×16cm 20枚入 ※4cm×4cm 8折ガーゼの展開サイズが、 8cm×16cmとなります。
	有効成分:エタノール(76.9~81.4vol%)50mL 基 材:医療ガーゼ(4cm×4cm 8折)20枚入

品番	規格	包装	1梱入数
2600106	4cm×4cm 8ply	20枚×2ピース/個	40個

【専用固定台 で使用方法】 ツインパックシリーズのアルコール綿は片手で開閉できるよう、専用の固定台がございます。

STEP 1

最初にアルコール綿の容器の蓋を開けます。(アルミ部分は開けません。)

STEP 2

蓋を開けた状態で、固定台に容器を横からスライドさせます。この時、蓋底の矢印部分がアルコール綿の前側に来るようにします。徐々にスライドさせていき、最後まで入れ込みます。(右のイラストは完全に入った状態になります)

STEP 3

次に蓋を閉じます。

STEP 4

固定台の裏側の剥離紙を剥がします。

STEP 5

最後に作業台に固定すれば完了です。(片手で開封操作が可能です。)

取り外す時は

使用後、固定台を作業台から取り外す時は、後側から取ってください。

※数回使用すると、粘着力は弱くなりますが、水で洗うと元に戻り複数回使用できます。

※ アルコール液含浸 消毒綿 エレファコットン® ※

100枚入・300枚入の消毒用アルコール綿です。

- 使用数量が多い部署に好適です。
- 万能壺の消毒・滅菌などにかかる費用と労力が不要となり、感染防止対策にも好適です。



エレファコットン® エコE

[第3類医薬品] 承認番号21500APZ00761000

含浸薬液:日本薬局方 消毒用エタノール

成分及び分量	有効成分:エタノール(76.9~81.4vol%) 110mL(100枚入) 330mL(300枚入)
	基 材:医療脱脂綿(4cm×4cm) 19g(100枚入) 56g(300枚入)
成分及び分量	有効成分:エタノール(76.9~81.4vol%) 300mL(66枚入)
	基 材:医療脱脂綿(8cm×8cm)50g

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1740711	100枚入	4cm×4cm	100枚/個	40個
1740712	300枚入	4cm×4cm	300枚/個	20個
1740714	50g入	8cm×8cm	50g/個	20個



消毒綿シリーズ



〈単包 消毒綿 1枚入・2枚入・4枚入〉

種類	入数	1枚入	2枚入	4枚入
消毒用エタノール (76.9~81.4vol%)		 エレファワイパーE	   エレファワイパーE(W) ハクゾウAL綿oneE ハクゾウアルコールパッド	 エレファワイパーE(4)
70vol% イソプロパノール			 エレファワイパーイソ(W)	 エレファワイパーイソ(4)
エタノール + イソプロパノール		 エレファワイパーEI	 エレファワイパーEI(W)	
クロルヘキシジン グルコン酸塩液			   ハクゾウG綿0.1 ハクゾウG綿0.2 クロルヘキシジングルコン酸エタノール液1% 消毒布4x4 [ハクゾウ]	

〈アルコール綿 50枚入・100枚入・300枚入〉

種類	入数	50枚入	100枚入	300枚入
消毒用エタノール (76.9~81.4vol%)		 (ツインパック)		
		エレファコットンエコ		
70vol% イソプロパノール		 (ツインパック)		
		エレファコットンイソ		
エタノール + イソプロパノール		 (ツインパック)	<h3>〈アルコールガーゼ〉</h3> <p>4cm×4cm 8折ガーゼに 80vol%エタノールを含浸させた 製品です。</p>	
		ハクゾウAL綿I	 ハクゾウALガーゼE	

※ 消毒用エタノール液 ※

手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80vol%エタノール液です。

減容ボトル採用!

(500mLと1Lのみ)



500mL

裏面目盛り

足踏みスタンド(別売)



TTM-08A
ダークブロンズ

TTM-08A ホワイト



1Lシャワーポンプ付き



500mLシャワーポンプ付き



5L

ハクゾウ消毒用エタノール液E1

[指定医薬部外品] 承認番号30200DZX00804000

- 80vol%エタノール液です。
- 500mL・1Lタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます(別売)。
- 1プッシュで約3.0mLとなります。
- 裏面には目盛りが付いています(500mL・1Lタイプ)。
- 手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
- 足踏みスタンド(別売)を入口前などに設置し、手指消毒などができます(500mL、1L兼用)。

成分及び分量 有効成分:エタノール(76.9~81.4vol%)
(100mL中) 添加物:イソプロパノール3.7mL

効能又は効果

- ・手指・皮膚の洗浄・消毒

品番	品名	規格	包装	1梱入数
2600187	ハクゾウ消毒用エタノール液E1	500mL	1本	10本
2600196	ハクゾウ500mL用シャワーポンプ	-	1本/袋	400袋
2600186	ハクゾウ消毒用エタノール液E1	1L	1本	10本
2600199	ハクゾウ1L用シャワーポンプ	-	1本/袋	400袋
2600192	ハクゾウ消毒用エタノール液E1	5L(専用コック付)	1ケース	-
3395026	足踏み式消毒液スタンド	TTM-08A ホワイト	-	1台
3395027	足踏み式消毒液スタンド	TTM-08A ダークブロンズ	-	1台

※ 消毒用アルコールディスペンサー ※

非接触式で手指消毒ができるオートディスペンサーです。



オートディスペンサー



350mL
オートディスペンサー専用



専用ホルダー本体

ハクゾウオートディスペンサーRub

- 乾電池式(単三電池 4本、別売)のコンパクト形状で省スペース・コンセント不要です。
- センサーによる自動吐出のため、触れずに消毒ができます。
- ジェルタイプ消毒剤専用なので、手のひらからこぼれず、液だれなく使用できます。
- 注ぎ足ではなく、容器を「つけかえる」ことで衛生的に使用できます。
- 吐出量を3段階(少量・中量・多量)で変更でき、使用シーンに応じて使い分けられます。
- 容器のつけかえは、「エレファジェル 350mLオートディスペンサー専用」をご使用ください。

[指定医薬部外品] 承認番号: 22200DZX00001000

製品仕様
外形寸法:(約)幅70×奥行108×高さ120(mm)
質量:約214g(電池除く)
防水仕様:IPX4(防沫形)
吐出量:少量(約0.6mL)/中量(約1.1mL)/
多量(約1.6mL)

※吐出量は機械・電池残量・使用シーンによって変わる可能性があります。

品番	品名	規格	包装	1梱入数
1850270	ハクゾウオートディスペンサーRub	HKR-100W	1個	20個
2600189	エレファジェル(指定医薬部外品)	350mL オートディスペンサー専用	1本	10本
3905065	エレファジェル350mL専用ホルダー	本体	-	1個
3905066	エレファジェル350mL専用ホルダー	ネジ式	-	1個
3904955	エレファジェルホルダー	手すり用	1個	48個

※ アルコール手指消毒用ジェル

ジェルタイプの80vol%エタノール手指消毒剤です。

減容ボトル採用!

(350mLのみ)



60mL



150mL



350mL

減容ボトル採用!



減容ボトル採用!

(350mLのみ)



150mL



350mL

エレファジェル

[指定医薬部外品] 承認番号22200DZX00001000

- 80vol%エタノールです。
- ヒアルロン酸ナトリウムを配合しています。
- 目盛がついていますので、使用量を一目で確認が可能です。
- ご使用後は折りたたんで小さく廃棄することができます。(350mL)
- 手すり用、壁掛け用のホルダーもご用意しています。
- 60mLは専用リールがございます。
- 150mLは専用ポシェットがございます。(P20参照)
- ワンプッシュあたり約1mLです。(150mL/350mL)

成分及び分量 (100mL中)	有効成分:日本薬局方エタノール83mL
	添加物:ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン、 トコフェロール酢酸エステル、 カルボキシビニルポリマー、 トリエタノールアミン、ハアセチルしよ糖

品番	規格	包装	1梱入数
2600181	60mL	1本	10本/箱×12箱
2600182	150mL	1本	10本/箱×6箱
2600183	350mL	1本	10本/箱×4箱

エレファジェルプラス

[指定医薬部外品] 承認番号30300DZX00979000

- 酸性タイプの80vol%エタノールです。
- 目盛がついていますので、使用量を一目で確認が可能です。
- ご使用後は折りたたんで小さく廃棄することができます。
- 手すり用、壁掛け用のホルダーもご用意しています。
- ワンプッシュあたり約1mLです。

成分及び分量 (100mL中)	有効成分:日本薬局方エタノール83mL
	添加物:イソプロパノール、リン酸、 グリセリン、マクロゴール200、 トコフェロール酢酸エステル、 ヒドロキシプロピルセルロース

品番	規格	包装	1梱入数
2600203	350mL	1本	10本

エレファジェルS

[第3類医薬品] 承認番号22300APX00256000

- 80vol%エタノールです。
- ヒアルロン酸ナトリウムを配合しています。
- 目盛がついていますので、使用量を一目で確認が可能です。
- ご使用後は折りたたんで小さく廃棄することができます。(350mL)
- 手すり用、壁掛け用のホルダーもご用意しており、使用環境に応じて使い分けすることができます。
- 150mLは専用ポシェットがございます。(P20参照)
- ワンプッシュあたり約1mLです。

成分及び分量 (100mL中)	有効成分:日本薬局方エタノール83mL
	添加物:ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン、 トコフェロール酢酸エステル、 カルボキシビニルポリマー、 トリエタノールアミン、ハアセチルしよ糖

品番	規格	包装	1梱入数
2600184	150mL	1本	10本/箱×6箱
2600185	350mL	1本	10本

《使用手順》



1 本品を適量手のひらに取ります。



2 本品を指先に擦り込み手のひらになじませます。



3 手のひらや手の甲に擦り込みます。
※写真は手のひらを擦り込んでいます。



4 指の間にも擦り込みます。



5 親指にも擦り込みます。



6 最後に手首にも擦り込んでいきます。



エレファジェル用ポシェット

エレファジェル150mL・エレファフォーム専用のポシェットです。

- ウエストポーチタイプ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。
- 洗濯機で洗う場合は洗濯用ネットに入れてください。
※乾燥機は使用せず、陰干ししてください。
- 腰着用ベルトも別途ご用意しています。

[素材] 本体(表面): ポリエステル (裏面): ポリウレタン
ヒモ: ポリプロピレン クリップ: ポリプロピレン



ショルダータイプ



ウエストポーチタイプ

品番	種類	包装	1個入数
3087663	150mL専用 ネイビー	1個	20個/箱×10箱
3087666	150mL専用 ピンク	1個	20個/箱×10箱
3087669	腰着用ベルト	1本	50本×12箱



エレファジェル用リール

エレファジェル60mL専用のリールです。

品番	規格	包装	1個入数
3087661	10個入	10個/袋	10袋/パック×10パック

※ ギフトボックス

感染対策のために手指消毒用の製品をまとめてご用意しました。
病院の売店で患者やお見舞い家族向けのプレゼントなどに。



手をまもる消毒ギフトボックス

内容物

・ハクゾウオートディスペンサーRub: 1個 (P18参照)
・エレファジェル350mLつけかえ用: 2本 (P18参照)
・ハクゾウハンドケアジェル肌ほのか: 1本 (P21参照)
・リーフレット (A5サイズ 2折): 1枚

品番	包装	1梱入数
3076040	1箱	10箱

※ アルコールフリータイプ 手指消毒剤

0.05%ベンザルコニウム塩化物液タイプのアルコールフリー手指消毒剤です。



エレファフォーム

[指定医薬部外品] 承認番号30500DZX01361000

- アルコールフリータイプとなっています。
- 150mLの使い切りやすいタイプです。
- ヒアルロン酸ナトリウムを配合しています。
- 目盛りがついていますので、使用量を一目で確認することができます。
- ワンプッシュあたり約1mLです。
- 専用ポシットに入れることができます。(P20参照)

成分及び分量

有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05%
添加物:水酸化カルシウム、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、エデト酸四ナトリウム水和物、ラウリルジメチルアミノオキシド液、水

効能又は効果 ・手指・皮膚の洗浄・消毒

品番	規格	包装	1梱入数
3102101	150mL	1本	40本

※ 手荒れ予防ジェル

手荒れが気になる方、症状が改善されない方に、手荒れ予防としてご使用頂くハンドジェルです。



ハクゾウハンドケアジェル肌ほのか

[化粧品]

- 3種のバリア成分(ポリパーフルオロインプロピルエーテル、ジメチコン、スクワラン)が手荒れから保護します。
- 肌に伸び、馴染みやすい使用感。ほとんどべたつきません。
- グリーンフローラルの香りです。
※手指に擦り込んでいくと、香りは徐々に消えていきます。
- 手荒れ後のケアとしてもお使い頂けます。
- 手指以外にもお使い頂けます。
※目、口、粘膜部には使用しないでください。
- 1プッシュ=約0.5mL

品番	規格	包装	1梱入数
3901195	195g	1本	36本

※ ハンドケアローション

手荒れ後のケアとしてご使用頂くハンドケアローションです。



ハクゾウハンドケア物語

【化粧品】

- 手洗い、消毒剤による手荒れ後のケアにご使用頂けます。
 - 保湿成分（植物セラミド、ポリグルタミン酸、グリチルリチン酸ジカリウム）を添加しています。
 - ベタつきが少なく、においもほとんどありません。
- ※目、口、粘膜部には使用しないでください。
- 1プッシュ=約0.5mL

品番	規格	包装	1梱入数
1899376	300mL	1本	20本/箱

ハクゾウハンドケア物語

- 手荒れを起こした後のスキンケアとして使用。
- 手洗いをすると成分も一緒に流れてしまう。
- 手洗いごとに塗布する必要がある。

ハンドケア



◆ 手洗い後に使用すると効果的。


※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。

ハクゾウハンドケアジェル肌ほのか

- 皮膚に保護膜を形成する。
- 手荒れ予防として使用。
- 手洗いやアルコールに対しても成分が落ちにくい。
- 塗布する回数が少なく済む。

ハンドケア

皮膚バリア



◆ 手荒れ予防効果が大きい。

※ ハンドソープ

肌に優しい弱酸性の泡タイプのハンドソープです。



ハクゾウあわ物語 やさしさプラス

【化粧品】

- 殺菌成分を配合していませんので、肌にやさしくなっています。（パラベンフリー）
- あわ立ちをよくし、洗浄性を上げていますので、皮膚刺激性が低くなり、肌にやさしくなっています。
- 弱酸性です。
- 無香料・無着色です。
- ワンプッシュあたり約1mLです。
- 減容ボトルなので、使用後は簡単に容器をつぶすことができます。

品番	規格	包装	1梱入数
3001199	500mL	500mL/本	12本

✪ ハンドソープ

色が変わる泡ハンドソープです。手洗いすると約30秒で白く変化します。

減容ボトル採用!



ハクゾウあわ物語 iromiru

【化粧品】

- 皮膚に同化しにくい、むらさき色の泡となっています。
- 約30秒でハンドソープが、むらさき色⇒白色に変化します。（※色が変わる時間は個人差があります）
- 手荒れに配慮した処方しております。
- ワンプッシュあたり約1mLです。
- 減容ボトルなので、使用後は簡単に容器をつぶすことができます。

製品仕様

水、グリセリン、カリ石ケン素地、DPG、
o-シメン-5-オール、クエン酸、
PPG-6デシルテトラデセス-30、
ポリクオタニウム-51、BG、緑201、赤106、香料



品番	規格	包装	1梱入数
3002004	500mL ポンプ付	500mL/本	15本

非接触式でハンドソープが出てくるオートディスペンサーです。



500mL オートディスペンサー専用

ハクゾウオートディスペンサーMoco

- 乾電池式(単三電池 4本、別売)のコンパクト形状で省スペース・コンセント不要です。
- センサーによる自動吐出のため、触れずに手洗いすることができます。
- 注ぎ足しではなく容器を「つけかえる」ことで衛生的に使用できます。
- 吐出量を3段階(少量・中量・多量)で変更でき、使用シーンに応じて使い分けられます。
- 容器のつけかえは、「あわ物語iromiru 500mLオートディスペンサー専用」をご使用ください。

製品仕様

外形寸法:(約)幅75×奥行113×高さ120(mm)
質量:約224g(電池除く)
防水仕様:IPX4(防沫形)
吐出量:少量(約0.8mL)/中量(約1.0mL)/
多量(約1.1mL)

※吐出量は機械・電池残量・使用シーンによって変わる可能性があります。

品番	品名	規格	包装	1梱入数
1850271	ハクゾウオートディスペンサー Moco	HKM-100P	1個	20個
3002005	ハクゾウあわ物語 iromiru	500mL オートディスペンサー専用	1本	15本

センサー式
Automatic Dispenser
手をかざすと中の液が自動で出ます。手を引くと止まります。

手洗い時間お知らせ機能
Handwashing Timer
時間ごとにランプの色が変わり、手洗い時間をお知らせします。

3段階調節
3-Level Adjustable
吐出量を3段階で調節できます。一定時間吐出します。

少量 ●●●●●
中量 ●●●●●●●●●●
多量 ●●●●●●●●●●●●●●●●

防沫形 IPX4
Splash-Proof IPX4
濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。

色でお知らせ機能付き

- (青) 吐出時点灯
- (黄) 16~30秒点滅
- (赤) 1~15秒点滅
- (緑) 完了後点灯



ペーパータオル

吸収力に優れた、手肌に優しいタオルです。



3ply
120組
(360枚)

ハクゾウやさしいペーパータオル

- 3枚合わせにより吸水性・保水性に大変優れています。
- 表裏とも肌にやさしいソフトな質感です。
- 蛍光増白剤は含まれておりません。
- 専用ホルダーを用意しています。



ハクゾウペーパータオルホルダー (縦タイプ)



ペーパータオルホルダー (PT600)



品番	規格	1梱入数
3395001	縦20cm×横23cm 3ply 120組入	24袋
3395021	縦タイプ	20台
3395023	PT600	10個



2ply
150組
(300枚)

ハクゾウ抗菌ペーパータオル

- 2枚合わせにより吸水性・保水性に優れています。
- 表裏とも肌に優しいソフトな質感です。
- 専用ホルダーを用意しています。

この製品はリサイクル原材料から作られています。



ペーパータオルホルダー (レギュラー-LBホルダー)



品番	規格	1梱入数
1895891	縦23cm×横22cm 2ply 150組入	36袋
1895924	レギュラー-LBホルダー	10個



ハンドソープ・ペーパータオルの取扱い方法



1 手指を流水でぬらし
ます。



2 石鹸液を適量取り出
します。



3 手のひらをこすり合
わせよく泡立
てます。



4 両手の指の間をこ
すり合
わせます。



5 手の甲をもう片
方の手
のひらでこ
すります。
(両手)



6 指先をもう片
方の手
のひらでこ
すります。
(両手)




7 親指をもう片
方の手
で包
みこ
す
り
ま
す。
(両手)



8 両手首まで丁寧
にこ
す
り
ま
す。



9 流水でよくすす
ぎ
ま
す。



10 ペーパータオル
を
取
り
ま
す。



11 指間や手の甲を
含め、
手指
全体
の
水
分
を
良
く
拭
き
取
り
ま
す。



12 最後に手首まで
しっ
か
り
拭
き
取
り
十
分
に
乾
燥
さ
せ
ま
す。



環境整備



ノンクリティカル器具、環境表面の清掃は日常的に埃や汚れを取り除く必要はありますが、厳重な消毒を行う必要はありません。血液・体液・排泄物などにより汚染された場合、低～中水準消毒薬を用いて清掃します。

環境除菌用ウエットクロス(界面活性剤含浸タイプ)

界面活性剤含浸タイプの環境の洗浄・除菌用ウエットクロスです。



60枚入

80枚入

特大・厚手(20枚入)

容器入(300枚入)



ハクゾウ環境クロス®Vロック

含浸成分: 第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水

- 米国環境保護庁(EPA)の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去、除菌に効果を発揮します。
- 材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。

使用用途 ・テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
・汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌

- 機器類に使用する際は、機器付属の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
- 合成皮革を含むすべての革製品には使用しないでください。
- 環境表面の材質により、変質・変色などの影響を与えることがありますので、注意してご使用ください。

《特に注意が必要な箇所》

- ・プラスチック部分に対して負荷のかかる箇所、清拭後に液が溜まりやすい箇所(凹凸面、スイッチ、接合部など)は、亀裂を生じることがあります。
- ・コード類など可塑性等の添加剤を含む軟質プラスチックは変質・変色することがあります。
- ・ニスなどで塗装されている木製品などは、変質によってべたつきが生じることがあります。

※水洗トイレに流さないでください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
3395006	—	180mm×300mm	60枚/個	18個
3394120	—	150mm×200mm	80枚/個	30個
3394063	容器入	150mm×300mm	300枚/個	4個
3394064	詰替用	150mm×300mm	300枚/個	6個
3394075	特大・厚手	400mm×300mm	20枚/個	12個



トイレに流せるハクゾウ環境クロス®Vロック

トイレに流せるタイプの環境除菌用ウエットクロスです。

含浸成分: 第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水

- 米国環境保護庁(EPA)の認定を受けた液剤が幅広い菌や汚染物の除去、除菌に効果を発揮します。

- 厚手のシートで汚れ等が手につきにくく、しっかり拭きとれます。
- 材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
- 使用後はトイレに流すことができます。

使用用途 ・テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
・汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌

- 機器類に使用する際は、機器付属の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
- 合成皮革を含むすべての革製品には使用しないでください。
- 環境表面の材質により、変質・変色などの影響を与えることがありますので、注意してご使用ください。

《特に注意が必要な箇所》

- ・プラスチック部分に対して負荷のかかる箇所、清拭後に液が溜まりやすい箇所(凹凸面、スイッチ、接合部など)は、亀裂を生じることがあります。
- ・コード類など可塑性等の添加剤を含む軟質プラスチックは変質・変色することがあります。
- ・ニスなどで塗装されている木製品などは、変質によってべたつきが生じることがあります。

※水洗トイレに流す場合は1~2枚ずつ大の水量で流してください。



シール口を開封して拭き取ります。



使用後はトイレに流すことができます。

品番	規格	包装	1梱入数
3394072	200mm×300mm	60枚/個	12個

ハクゾウ環境クロス®WブロックNEO

含浸成分:第四級アンモニウム塩、水

- 米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
- 中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
- 60枚入は、ワンブッシュ式のフタを採用!簡単に開閉することができます。
- 材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
- 詰替用(250枚)がごございます。
- 250枚入の詰替用は手で簡単に開封できますので交換操作も容易です。

使用用途 ・テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
 ・汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌

- 機器類に使用する際は、機器付属の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
- 合成皮革を含むすべての革製品には使用しないでください。
- 環境表面の材質により、変質・変色などの影響を与えることがありますので、注意してご使用ください。

《特に注意が必要な箇所》

- ・プラスチック部分に対して負荷のかかる箇所、清拭後に液が溜まりやすい箇所(凹凸面、スイッチ、接合部など)は、亀裂を生じることがあります。
 - ・コード類など可塑性等の添加剤を含む軟質プラスチックは変質・変色することがあります。
 - ・ニスなどで塗装されている木製品などは、変質によってべたつきが生じることがあります。
- ※水洗トイレに流さないでください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
2600270	30枚入	150mm×300mm	30枚/個	36個
2600271	60枚入	150mm×300mm	60枚/個	18個
2600272	容器入	150mm×300mm	250枚/個	4個
2600273	詰替用	150mm×300mm	250枚/個	6個



30枚入

60枚入

※「30枚入」と「60枚入」はヘッダーにフック用の穴がついています。

容器入

詰替用

ハクゾウ環境クロス60枚入ホルダー

- ハクゾウ環境クロス60枚入用のホルダーとなります。使用環境により、5種類(本体、ネジ式、フックパーツ、パイプクランプ、マグネット式)の取り付け方法をお選びいただけます。


ネジ式

フックパーツ

パイプクランプ

マグネット式

製品サイズ



品番	規格	包装
3905070	本体(重量:約225g)	1個/袋
3905071	ネジ式(本体付)	1個/袋
3118068	マグネットセット ネジ・ナット付	2P/箱

品番	規格	包装
3905072	フックパーツ(本体別売)(重量:約30g)	1個/袋
3905073	パイプクランプφ15mm~32mm(本体別売)(重量:約110g)	1個/袋

※ 環境除菌用ウエットクロス(次亜塩素酸ナトリウムタイプ) ※

次亜塩素酸ナトリウム含浸タイプの環境除菌用ウエットクロスです。



そのまま使えるジアワイプ1000

0.1w/v%次亜塩素酸ナトリウム液を含浸したウエットクロスです。

- 0.1w/v%(1,000ppm)に調製した次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。
- 取り出してすぐに使用できます。
- 未開封の状態でも2年間濃度を保持します。

成分 0.1w/v%(1,000ppm)次亜塩素酸ナトリウム
 基材:不織布 200mm×140mm

使用用途 ・テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
 ・汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌

※環境整備用以外には使用しないでください。
 ※水洗トイレに流さないでください。

品番	規格	包装	1梱入数
3162266	200mm×140mm	50枚/個	50個

次亜塩素酸ナトリウム液パックと不織布5枚を1つのフィルムパックで包装した製品です。

感染対策製品

消毒剤関連製品

容器入滅菌綿球製品

消毒綿製品

手指衛生関連製品

環境整備用製品

トイレ関連製品

針刺し事故防止対策製品

清拭用タオル製品



200mm×300mm
(水溶性タイプ)

250mm×250mm
(不織布タイプ)

ひねって含浸ハクゾウジアパック1000 (水溶性タイプ)

- 0.1w/v% (1,000ppm) と決められた濃度に調製されていますので、濃度間違いがございません。
- バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持できます。
(※含浸後は、速やかにお使いください。)
- 2重パックとなっている為、液の破裂時に漏れる心配がありません。(※使用の際には、手袋を着用の上で使用ください。)

※本品は人体には使用できません。

※水洗トイレに流す時は1~2枚ずつ、大の水量で流してください。

使用用途 ・テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
・汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌

品番	規格	包装	1梱入数
3162102	200mm×300mm	5枚×10セット/箱	20箱

ひねって含浸ハクゾウジアパック1000 (不織布タイプ)

- コットン不織布タイプとなります。丈夫で毛羽立ちがほとんどありません。

※本品は人体には使用できません。

※水洗トイレに流さないでください。

品番	規格	包装	1梱入数
3162201	250mm×250mm	5枚×10セット/箱	20箱

ひねって含浸ハクゾウジアパック5000 (水溶性タイプ)

- 高濃度の除菌が必要な場合に好適です。
 - 0.5w/v% (5,000ppm) と決められた濃度に調製されていますので、濃度間違いがございません。
- ※本品は人体には使用できません。
※水洗トイレに流す時は1~2枚ずつ、大の水量で流してください。
- バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持できます。
(※含浸後は、速やかにお使いください。)

品番	規格	包装	1梱入数
3162105	200mm×300mm	5枚×10セット/箱	20箱

※ 環境除菌用ウエットクロス(ペルオキソー硫酸水素カリウムタイプ) ※

ペルオキソー硫酸水素カリウム含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。



ペルシールドクリーン

- 液剤含浸済みとなっており、濃度調製の手間や間違いがありません。
- 取り出してすぐに使用できます。
- 未開封の状態で2年間濃度を保持します。
- 塩素臭がありません。
- 除菌や汚染物の除去に効果を発揮します。
- 洗浄効果を有します。
- 不織布を二つ折りにして、手のひらサイズでご使用できます。

※環境整備用以外には使用しないでください。

※水洗トイレに流さないでください。

使用用途 ・テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌、汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌

成分 水、ペルオキソー硫酸水素カリウム、界面活性剤

品番	規格	包装	1梱入数
2600280	140mm×200mm	100枚	18個

※ 環境除菌用ウエットクロス(アルコール含浸タイプ) ※

80vol%エタノールを含浸した環境除菌用ウエットクロスです。



エレファウエットクロス80

- 80vol%エタノールを含浸しています。
 - 20枚入はコンパクト包装なので、持ち運びに便利です。
 - 詰め替え用をご用意しています。(100枚入と250枚入)
- ※本品は人体には使用できません。
※水洗トイレに流さないでください。

使用用途 ・テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
・汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌

成分 80vol%エタノール、添加物、水

品番	種類	規格	包装	1梱入数
3940020	小判	150mm×200mm	20枚/個	60個
3996000	ボトルタイプ	140mm×200mm	100枚/本	20本
3996001	詰替用	140mm×200mm	100枚/個	20個
2600194	大判容器入	150mm×300mm	250枚/個	4個
2600195	大判詰替用	150mm×300mm	250枚/個	6個

80vol%エタノールを含浸した酸性タイプの環境除菌用ウエットクロスです。



エレファウエットクロス80プラス

- 80vol%エタノールを含浸しています。
 - 酸性タイプの液剤で、幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
 - 詰め替え用をご用意しています。
- ※本品は人体には使用できません。
※水洗トイレに流さないでください。

使用用途 ・テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの除菌
・汚染物の付着した箇所の除菌

成分 80vol%エタノール、イソプロパノール、リン酸、水

品番	種類	規格	包装	1梱入数
2600197	大判容器入	150mm×300mm	250枚/個	4個
2600198	大判詰替用	150mm×300mm	250枚/個	6個

※ 環境整備用ドライクロス ※

環境整備用のドライ不織布で、溶液を注ぐだけでウエットクロスとして使用できます。



ハクゾウフキトール(不織布タイプ)

- 薬液を注ぐだけでウエットクロスとしてご使用できます。
 - 薬液注入量の目安は、約300mLとなります。
 - 【調整者】・【薬液名】・【注入日】・【使用期限】の記入欄を設けています。
- ※次亜塩素酸ナトリウムを注いで使用する場合は、薬剤の安定性や不織布の劣化の問題からお早めにご使用ください。
※水洗トイレに流さないでください。

品番	規格	入数	1梱入数
3940023	200mm×300mm	20枚/個	48個



トイレに流せるハクゾウフキトール

- 薬液を注ぐだけでウエットクロスとしてご使用できます。
 - 薬液注入量の目安は、約200mLとなります。
 - 使用後は、トイレに流して廃棄することができます。
 - 【調整者】・【薬液名】・【注入日】・【使用期限】の記入欄を設けています。
- ※次亜塩素酸ナトリウムを注いで使用する場合は、溶液の安定性やバルブの劣化の問題からお早めにご使用ください。
※水洗トイレに流す場合は1~2枚ずつ大の水量で流してください。

品番	規格	包装	1梱入数
3394071	200mm×300mm	20枚/個	36個

※ 嘔吐物処理セット



嘔吐物などの処理に必要な防護具や環境清掃製品などをセットにした製品です。



ハクゾウおうと物処理セット

- 嘔吐物の処理に必要な防護具の着用や嘔吐物付着面の清掃の徹底が図れます。
- 防護具や環境清掃製品を準備する手間が省けます。
- ジアパック（次亜塩素酸ナトリウムの液パックと水解性パルプを組み合わせた製品）と一緒にセットしています。

使用用途

- ・医療機関（各病棟の備蓄用。外来に。）
- ・高齢者施設（老人保健施設など。）
- ・消防署、市役所などの公共機関。学校などの教育機関。鉄道、バス、タクシーなどの交通機関。

セット内容

プラスチックガウン（親指フック）1枚、サージカルマスク（ブルー）1枚、プラスチックグローブ（M）2双、ペーパータオル（2枚重ね）10組、ひねって含浸ハクゾウジアパック1000（水解性パルプ200×300mm）1袋、廃棄用袋 1枚、使用手順書（A5サイズ）1枚、トレイ（縦178×横256×高さ40mm）1個
※上記以外の組み合わせについて、別途ご相談を承ります。

品番	規格	包装	1梱入数
2610343	ICPACK®-F	1個	18個/箱



ハクゾウおうと物処理セット （吸収シート・ヘラ付き）

- 嘔吐物の処理に必要な防護具の着用や嘔吐物付着面の清掃の徹底が図れます。
- 防護具や環境清掃製品を準備する手間が省けます。
- 紙製ヘラや吸収シートがついています。
- ジアパック（次亜塩素酸ナトリウム液パックと水解性パルプを組み合わせた製品）と一緒にセットしています。

使用用途

- ・医療機関（各病棟の備蓄用。外来に。）
- ・高齢者施設（老人保健施設など。）
- ・消防署、市役所などの公共機関。学校などの教育機関。鉄道、バス、タクシーなどの交通機関。

セット内容

プラスチックガウン（親指フック）1枚、サージカルマスク（ブルー）1枚、プラスチックグローブ（M）2双、吸収シート（33cm×40cm）、ペーパータオル（2枚重ね）3組、紙製チリトリ 1枚、ひねって含浸ハクゾウジアパック1000（水解性パルプ200×300mm）1袋、廃棄用袋 1枚
※本製品は受注生産品です。

品番	種類	包装	1梱入数
2610353	（吸収シート・ヘラ付き）PE袋入	1袋	30袋/箱



おうと物処理セットの準備

①おうと物処理セットの準備

汚物
環境表面におうと物等の汚物が付着。

ハクゾウおうと物処理セット
おうと物処理セットを用意してください。

トレーの四隅のいずれかから透明フィルムを剥がしてください。

②个人防护具の着用

ガウン → マスク → グローブ
防護具を以下の順に装着してください。

取り出す トレー
汚染しない所にトレーに入っているすべての部材を取り出します。トレーは汚物の近くに置いてください。

おうと物処理

③おうと物の処理

ペーパータオルを取り出し、汚物を外側から内側に向けて、拭き取ってください。

拭き取ったペーパータオルを空のトレーに入れてください。

汚物を完全に拭き取ってください。

ジヤパック1000を取り出し、薬液パックをひねりつぶし、パックの上から少し揉んで薬液を広げしてから袋を開封しワイパーを取り出してください。

ひねって含浸

汚物が付着した表面を拭き取ってください。

拭き取ったワイパーをトレーに入れてください。

③おうと物の処理（吸収シート・ヘラ付きの場合）

廃棄用袋の口を広げてください。

量が多い場合、汚物をヘラですくい取ってください。

ヘラですくい切れない分を吸収マットで拭き取ってください。

さらにペーパータオルで細かく残ったものを拭き取ってください。

ジヤパック1000を取り出し、薬液パックをひねりつぶし、パックの上から少し揉んで薬液を広げしてから袋を開封しワイパーを取り出してください。

ひねって含浸

汚物のあった環境表面を拭き取ってください。

拭き取り後、廃棄用袋に入れてください。

おうと物処理後

④処理後

ペーパータオルやワイパーなどが入ったトレー又は袋を廃棄用袋に入れてください。

グローブ → ガウン → マスク
グローブ⇒ガウン⇒マスクの順に防護具を脱ぎます。

脱いだ防護具を廃棄用袋に入れてください。

廃棄用袋の紐を結んで密閉し廃棄してください。

石鹸と流水で手洗いを行ってください。

次亜塩素酸ナトリウム液で拭き取って10分程度経過したら、次亜塩素酸ナトリウム液で拭き取った環境表面を水拭きしてください。

感染対策製品
消毒剤関連製品
容器入滅菌綿球製品
消毒綿製品
手指衛生関連製品
環境整備用製品
TOP関連製品
针刺し事故防止対策製品
清拭用タオル製品

※ プラスチックガウン

血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するためのディスポーザブルガウンです。



〈親指フックタイプ〉



〈ゴムそでタイプ〉



〈親指フックタイプ〉



〈ゴムそでタイプ〉



〈親指フックタイプ〉



〈ゴムそでタイプ〉

ハクゾウプラスチックガウンFE

- 血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製で、医療従事者の制服への汚染及び患者への感染を低減します。
- 30枚入タイプとなっています。
- 内箱は弊社製品『ラック楽ホルダーSE』ガウン用に入れることができます。

使用用途

- ・ノロウイルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時
- ・手術器具の洗浄時 など

親指フックタイプ



ゴムそでタイプ



品番	種類	入数	1梱入数
3087621	親指フックタイプ・ブルー	30枚/箱	8箱
3087622	ゴムそでタイプ・ブルー	30枚/箱	8箱

ハクゾウプラスチックガウンFE NEO

- 薄手タイプの袖付ディスポーザブルエプロンです。
- ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。
- 血液・体液等の水分や菌を通さない、ポリエチレン製です。
- 内箱は弊社製品『ラック楽ホルダーSE』ガウン用に入れることができます。

使用用途

- ・ノロウイルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時
- ・手術器具の洗浄時 など

品番	種類	入数	1梱入数
3087623	親指フックタイプ・ブルー	50枚/箱	8箱
3087624	ゴムそでタイプ・ブルー	50枚/箱	8箱

ハクゾウプラスチックガウンGP NEO

- 血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製で、医療従事者の制服への汚染及び患者への感染を低減します。
- 内箱は弊社製品『ラック楽ホルダーSE』のエプロン・グローブ用ホルダーに入れることができます。

使用用途

- ・ノロウイルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時
- ・手術器具の洗浄時 など

親指フックタイプ



ゴムそでタイプ




品番	種類	包装	1梱入数
3087625	親指フックタイプ	25枚/箱	15箱
3087627	親指フックタイプ LLサイズ	15枚/箱	18箱
3087626	ゴムそでタイプ	25枚/箱	15箱
3087628	ゴムそでタイプ LLサイズ	15枚/箱	18箱



ハクゾウプラスチックガウンα

- 血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製で、医療従事者の制服への汚染及び患者への感染を低減します。
- 内箱は弊社製品『ラック楽ホルダーSE』のエプロン・グローブ用ホルダーに入れることができます。

使用用途
 ・ノロウイルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時
 ・手術器具の洗浄時 など



品番	種類	規格	包装	1梱入数
3087735	親指フックタイプ・ブルー	フリー	15枚/箱	18箱
3087740	ゴムそでタイプ・ブルー	フリー	15枚/箱	18箱

プラスチックガウンαの着脱手順 (親指フックタイプ)

【着け方】

- 箱から一枚ずつ取り出してください。
- 上部ポケットに手を入れます。テーブルに置けない場合は片手のみ入れてください。
- ガウンを展開し、袖に腕を通します。
- 首を通し、袖口に手を通してください。
- 背面の腰ヒモを結びます。
- 完了です。

【外し方】

- 矢印の方向に引っ張り、首の部分をちぎります。
- 腰ヒモを矢印の方向に引っ張り、腰ヒモをちぎります。
- どちらかの手を袖口の内側へ滑り込ませます。
- ガウン内に滑り込ませた手で、もう一方の袖口をつかみ、片袖を引き抜きます。
- 引き抜いた手を反対側の袖の肩口に入れ、汚染面が内側になるよう、裏返ししながら腕を抜きます。
- 外側(汚染部分)に触れないように、汚染面を内側に丸めて捨ててください。

プラスチックガウンαの着脱手順 (ゴムそでタイプ)

【着け方】

- 箱から一枚ずつ取り出してください。
- 上部ポケットに手を入れます。テーブルに置けない場合は片手のみ入れてください。
- ガウンを展開し、袖に腕を通します。
- 袖口に手を通してから首を通します。
- 背面の腰ヒモを結びます。
- 完了です。

【外し方】

- 矢印の方向に引っ張り、首の部分をちぎります。
- 腰ヒモを矢印の方向に引っ張り、腰ヒモをちぎります。
- どちらかの袖口を引き抜きます。
- 引き抜いた袖口でもう一方の袖口を持ち、引き抜いてください。
- 引き抜いた手を反対側のガウンの肩の内側に入れて、汚染面を内側に入れて腕を抜いてください。
- 汚染面が内側になるように丸めて捨ててください。

ポイント Point!!! 外側は汚染されている可能性が高い。汚染面を内側に包み込むように丸めて廃棄。 ⇒ **最後に手洗い・手指消毒。**

※ プラスチックエプロン




血液・体液・排泄物などから保護するためのディスプレイブルエプロンです。



ハクゾウプラスチックエプロンSEプレミアム

- 血液・体液等や菌を通さないポリエチレン製です。
- 右図の赤枠のはみ出し部分を持つと、簡単に2折の状態まで広げることができます。



品番	種類	規格	包装	1梱入数
3024121	ホワイト	72cm×125cm	50枚/箱	20箱
3024122	ピンク	72cm×125cm	50枚/箱	20箱
3024123	ブルー	72cm×125cm	50枚/箱	20箱



ハクゾウプラスチックエプロンSE-ECO

- 血液・体液等や菌を通さないポリエチレン製です。



品番	種類	規格	包装	1梱入数
3024501	ホワイト	72cm×120cm	50枚/箱	20箱
3024502	ピンク	72cm×120cm	50枚/箱	20箱
3024503	ブルー	72cm×120cm	50枚/箱	20箱

エプロンの着脱方法

●着脱ポイント ・外側が汚染しないように着用する。 ・外側の汚染面に触れないように、汚染面を内側に包み込むように丸めて廃棄。

[着け方]

step.1

箱から1枚ずつ取り出します。

step.2

内側が外側に向くように開きながら、そとがぶります。
※逆に着用してしまわないように内側・外側をきちんと確認してから着用するようにしてください。

step.3

かぶった後、両端を持ちながらゆっくり下に広げていきます。(この時、エプロンの外側に触れないように注意してください。)

step.4

エプロンを最後まで広げ終わったら、腰ヒモを手に取ります。

step.5

最後に腰ヒモを後ろで結びます。

[外し方]

step.1

首にかけたヒモの部分を強く引いて切ります。

step.2

腰ヒモの高さまで上半身をおろします。

step.3

左右の裾を腰ヒモの高さまで持ち上げて外側(汚染部分)を中に折りこんでいきます。

step.4

後ろの腰ヒモを強く引引っ張り切ります。

step.5

外側(汚染部分)に触れないように両端を持ちながら三折にぐるみ捨ててください。

step.6

最後に手洗い・手指消毒を行います。

※ アイソレーションガウン

汚染リスクが広範囲の際に、感染伝播を防ぐためのディスポーザブルガウンです。



ハクゾウアイソレーションガウンRF

- 医療従事者をはじめ、面会に来られた人が着用する予防衣など幅広くご使用頂けます。
- SMSタイプの不織布により、スパンボンドー層タイプの不織布よりバリア性に優れています。
- 通気性・撥水性に優れています。
- 長時間の着用に適しています。

[材質] 本体：不織布SMS
袖口：ポリエステル

品番	規格	包装	1梱入数
3087635	ブルー・フリー	10枚/袋	10袋

※ プラスチックグローブ

衛生的なパウダーフリー加工のプラスチックグローブです。



ハクゾウプラスチックグローブEL PLUS

- パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。
- 入れ方を工夫し、従来品と箱サイズはほとんど変えず、入数を150枚入にしました。
- 専用ホルダーに入れることが可能です。
- 左右どちらにも、お使いいただける兼用タイプです。

品番	規格	包装	1梱入数
3024333	S	150枚/箱	16箱
3024334	M	150枚/箱	16箱
3024335	L	150枚/箱	16箱



ハクゾウプラスチックグローブEX

- パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。
- パウダーによる手荒れ、手指・衣類への付着等の心配がありません。
- 縦置き・横置きどちらでも手首側から1枚ずつ取り出せます。
- 左右どちらにも、お使いいただける兼用タイプです。

意匠登録済の包装用箱です。

品番	規格	包装	1梱入数
3024092	S	100枚/箱	20箱
3024093	M	100枚/箱	20箱
3024094	L	100枚/箱	20箱

グローブの着脱方法

グローブの着け方・外し方は感染予防の点からも非常に重要です。

[着け方]



グローブの着け方・外し方は感染予防の点からも非常に重要です。着用時はグローブの表面を汚染しないように、外す際は、汚染したグローブの表面に触れないようにする配慮が必要です。

[外し方]



グローブを着用する時: 血液・体液等に触れる可能性があるとき グローブを外す時: 一連の作業が終了したとき、その場で外す



様々なシーンでご利用いただけるように工夫した弊社独自の形状です。(立体商標取得済)

製品特長

特長①

コンパクト包装なので、専用ホルダーに2サイズ設置できます。

(花柄を合わせると正しい位置で取り出すことができます。)

花柄を合わせると正しい位置で取り出すことができます。



特長②

箱側面にも取り出し口があります。



箱側面にも取り出し口があります。

特長③ 側面の取り出し口は、グローブの袖口(手首側)から取り出すことができます。



箱側面では袖口(手首側)から取り出せます。

ハクゾウプラスチックグローブMF

- 80枚入コンパクト包装のプラスチックグローブです。
- コンパクト包装なので箱サイズ従来比で入数が80%で体積が約半分になります。また、専用ホルダー(エブロン・グローブ用)に2箱設置してご使用できます。
 - 箱側面にも取り出し口があります。
 - 左右どちらにも、お使い頂ける兼用タイプです。
 - パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。



品番	規格	包装	1梱入数
3024111	S	80枚/箱	30箱
3024112	M	80枚/箱	30箱
3024113	L	80枚/箱	30箱

✳ ニトリルグローブ

耐薬剤性、伸縮性に優れ、手にフィットするニトリルグローブです。



化学療法剤透過試験

ハクゾウニトリルグローブESは、以下の濃度の薬剤において浸透試験が『ASTM D 6978-05』の基準により実施されています。

試験法	薬剤名	濃度	透過時間
ASTM D 6978-05	メトトレキサート	25.0mg/ml (25,000 ppm)	240分まで 浸透せず
	シスプラチン	1.0mg/ml (1,000 ppm)	
	シクロホスファミド	20.0mg/ml (20,000 ppm)	
	ダカルバジン (DTIC)	10.0mg/ml (10,000 ppm)	
	塩酸ドキシソルピシシ	2.0mg/ml (2,000 ppm)	
	エトポシド	20.0mg/ml (20,000 ppm)	
	5-フルオロウラシル	50.0mg/ml (50,000 ppm)	
	パクリタキセル	6.0mg/ml (6,000 ppm)	
	硫酸ピンクリスチン	1.0mg/ml (1,000 ppm)	
	マイトマイシシC	0.5mg/ml (500 ppm)	

ハクゾウニトリルグローブES

- 優れた伸縮性で手にしっかりフィットします。
- テープがくっつきにくく、指先に滑り止め加工を施していますので、作業性に優れています。
- 食品衛生法適合品です。
- 薬剤に対するバリア性に優れています。
- ラテックスフリー素材です。
- パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。
- 左右どちらにも、お使い頂ける兼用タイプです。

品番	規格	包装	1梱入数
3024071	XS	200枚/箱	12箱
3024072	S	200枚/箱	12箱
3024073	M	200枚/箱	12箱
3024074	L	200枚/箱	12箱



耐薬品性試験

ハクゾウニトリルグローブESは、水酸化ナトリウムにおいて浸透試験が『EN374-3』の基準により実施されています。

試験法	薬剤名	濃度	透過時間
EN374-3:2003	水酸化ナトリウム	40%	480分まで 浸透せず

✳ ポリグローブ

なめらかな肌触りで伸びが良く、フィット性に優れた厚手のポリ手袋です。



ハクゾウポリグローブステラTP-1

- 左右どちらにも、お使い頂ける兼用タイプです。
- なめらかな肌触りで伸びが良く、フィット性に優れています。
- 弊社「ラック楽ホルダー」グローブ・エプロン用にご使用できます。また、2箱入るので入れ替える手間が軽減します。
- 食品衛生法適合品です。

[素材] ポリエチレン



品番	規格	入数
3087711	S	200枚入×20箱
3087712	M	200枚入×20箱
3087713	L	200枚入×20箱

※ サージカルマスク



飛沫感染予防、もしくは顔部への飛散防止などに使用するマスクです。



日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラスIII 規格適合番号 M32111041 適合番号発行元：JHPPIA						
試験項目 規格値	PFE ≥98%	BFE ≥98%	VFE ≥98%	可燃性 (区分1)	血液バリア 21.3 kPa	安全衛生 ・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア飛まつ捕集効率
VFE:ウイルス飛まつ捕集効率

ハクゾウオメガマスク プラス

日本産業規格「JIS T 9001医療用マスククラスIII」
適合のサージカルマスクです。

- ノーズフィッターとマスク両サイドの加工で、顔のラインにフィットします。
- 耳ひも部分はラテックスフリーです。
- ノーズフィッターはプラスチック製なので、非金属であり、MRI室等でご使用頂けます。また、廃棄時に金属を分別する必要があります。

[素材] 本体・フィルタ部:ポリプロピレン
耳ひも部:ポリウレタン、ポリエステル
ノーズフィッター部:ポリエチレン

品番	種類	規格	包装	1梱入数
3901421	ホワイト	レギュラーサイズ 17.5cm×9cm	50枚/箱	40箱
3901423	ブルー	レギュラーサイズ 17.5cm×9cm	50枚/箱	40箱
3901425	ピンク	小さめサイズ 15.5cm×8cm	50枚/箱	40箱



日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラス II 規格適合番号 M22112011 適合番号発行元：JHPPIA						
試験項目 規格値	PFE ≥98%	BFE ≥98%	VFE ≥98%	可燃性 (区分1)	血液バリア 16.0 kPa	安全衛生 ・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア飛まつ捕集効率
VFE:ウイルス飛まつ捕集効率

ハクゾウサージカルマスクLF

日本産業規格「JIS T 9001医療用マスククラスII」
適合のサージカルマスクです。

- 耳ひも部分はラテックスフリーです。
- ノーズフィッターはプラスチック製なので、非金属であり、MRI室等でご使用頂けます。また、廃棄時に金属を分別する必要があります。

[素材] 本体・フィルタ部:ポリプロピレン
耳ひも部:ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン
ノーズフィッター部:ポリエチレン

品番	種類	規格	入数	1梱入数
3087530	ホワイト	17.5cm×9.5cm	50枚/箱	30箱
3087531	ブルー	17.5cm×9.5cm	50枚/箱	30箱
3087532	ピンク	17.5cm×9.5cm	50枚/箱	30箱



日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラス II 規格適合番号 M22210009 適合番号発行元：JHPPIA						
試験項目 規格値	PFE ≥98%	BFE ≥98%	VFE ≥98%	可燃性 (区分1)	血液バリア 16.0 kPa	安全衛生 ・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア飛まつ捕集効率 VFE:ウイルス飛まつ捕集効率

ハクゾウサージカルマスク (5枚入)

日本産業規格「JIS T 9001医療用マスククラスII」
適合の5枚入サージカルマスクです。

[素材] 本体・フィルタ部:ポリプロピレン
耳ひも部:ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン
ノーズフィッター部:ポリエチレン

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1780560	レギュラーサイズ ホワイト	17.5cm×9.5cm	5枚/袋	15袋×8箱

※ シールド付フェイスマスク ※

日本産業規格「JIS T 9001医療用マスククラスⅢ」適合の透明フィルム付マスクです。



シールド付フェイスマスクCE

- マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しております。
- シールドには曇りにくい加工を施しております。
- 耳ひも部分はラテックスフリーです。
- 専用ホルダーに入れることが可能です。

【素材】シールド部：ポリエステル 不織布：ポリプロピレン
耳ひも部：ナイロン、ポリウレタン
ノーズフィッター部：鉄、ポリ塩化ビニル

品番	種類	規格	包装	1梱入数
3087651	ゴムタイプ	フリー	50枚/箱	8箱

日本産業規格「JIS T 9001医療用マスククラスⅡ」適合の透明フィルム付マスクです。



シールド付フェイスマスクCS

- シールド部の両サイドに折り目加工をし、両側面への飛散防止効果を高めています。
- マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しています。
- シールドには曇りにくい加工を施しています。
- 樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
- 耳ひも部分はラテックスフリーです。
- 専用ホルダーに入れることが可能です。

【素材】シールド部/不織布：ポリエステル/ポリプロピレン
耳ひも部：ポリエステル、ポリウレタン
ノーズフィッター部：ポリエチレン

品番	種類	規格	包装	1梱入数
3087660	ゴムタイプ	フリー	50枚/箱	8箱

日本産業規格 JIS T 9001
医療用マスク クラスⅡ 規格適合番号 M22403006
適合番号発行元：JHFPA

試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≧98%	≧98%	≧98%	(区分1)	16.0 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア飛まつ捕集効率
VFE:ウイルス飛まつ捕集効率

※ 感染防護具セット ※

感染症が出た場合、新型コロナウイルスなどから身を守るための緊急対応ができる感染対策セットです。



Bセット

ハクゾウ感染防護具セット

- 感染防護具がセットになっているので便利です。
- 構成内容をご相談を承ります。

【セット内容】Aセット

ファインガードプロ A09 Lサイズ 1枚、不織布シューズカバーロング 1双、NIOSH N95マスク 1枚、シンガーニトリルディスボグローブ(青 粉無No.210 L)2双、ゴーグル型保護めがね(YG-5300 有気孔タイプ)1個

【セット内容】Bセット

ファインガードプロ A09 Lサイズ 1枚、不織布シューズカバーロング 1双、NIOSH N95マスク 1枚、シンガーニトリルディスボグローブ(青 粉無No.210 L)2双、ゴーグル型保護めがね(YG-5090HF N 無気孔タイプ)1個

※受注生産品です。 ※発注単位40袋(2ケース)からとなります。

品番	種類	1梱入数
2610035	Aセット	20袋/ケース
2610036	Bセット	20袋/ケース

※ フェイスシールド/アイシールド

飛散物から保護するシールド交換式のフェイスガードとアイガードです。



フェイスシールド

フレーム



アイシールド

ハクゾウファインガード フェイスシールド

- 長時間の装着も快適な眼鏡形状のフレームです。
- フレームは、他の人と識別できる3色のカラー展開（ブルー/イエロー/ピンク）です。
- 上部・サイドからの飛沫も防ぐ当社オリジナルのシールド形状です。
- 曇りにくいシールドを使用しております。
- N95マスクとの併用も可能です。

[シールド性能]
 ・厚み:0.2mm
 ・透過率:89.5%
 ・材質:再生PET



品番	規格	包装	1梱入数
3002801	フレームのみ(ブルー/イエロー/ピンク)	30本入(各色10本)	12箱
3002802	フェイスシールドのみ レギュラータイプ	50枚入	15箱

ハクゾウファインガード アイシールド

- 長時間の装着も快適な眼鏡形状のフレームです。
- フレームは、他の人と識別できる3色のカラー展開（ブルー/イエロー/ピンク）です。

品番	規格	包装	1梱入数
3002801	フレームのみ(ブルー/イエロー/ピンク)	30本入(各色10本)	12箱
3002804	アイシールドのみ(レギュラータイプ)	100枚入	15箱

※アイシールドのシールド性能はフェイスシールドと同じです。

※ ディスポーザブルキャップ

髪の毛の脱落等を防ぐ為のキャップです。



ハクゾウディスポーザブルキャップN

- スティック状の蛇腹型でサッと広げてかぶることができ、伸縮性が高く装着性に優れています。
- 蛇腹型なのでサイズ調整が容易です。
- 通気性があるので長時間着用が可能です。
- 専用ホルダーに入れることが可能です。（※ホルダーはエプロン・グローブ用をご使用ください。）
- ゴム部分はラテックスフリーです。

[素材] ポリプロピレン

使用用途

- ・ICU、オペ室、器具の洗浄時
- ・マキシマルバリアアプリケーション時
- ・調剤時 など



品番	種類	サイズ	包装	1梱入数
3087601	ブルー	フリー	100枚/箱	20箱

※ フック付き粘着シート

表面に貼るだけで、専用ホルダーを掛けることができるフック付き粘着シートです。



カバー付7cm×7cm

7.5cm×22cm

ハクゾウリシールフック

- 平らな面にピタッと貼るだけなので、使い方が簡単。付け外しもラクラクできます。

【取り付けられる素材】

ガラス、タイル、ステンレス、プラスチック製ボード、アクリル板など平らな表面にご使用できます。

※割れやすい物、危険品及び貴重品を掛けないでください。

また、**最大耐荷重 (7.5×22cm:8kg、7×7cm:4kg)** を超えないでください。

※コンクリート、風化した壁、隙間や裂けのある所、又は表面温度が**80℃**を超える所に貼らないでください。

品番	規格	包装	1梱入数
3087698	カバー付 7cm×7cm	200枚/箱	6箱
3087692	7.5cm×22cm	50枚/箱	6箱

※本製品を用いる場合、ラックホルダー-SE「ネジ式」、「フック式」、「マグネット式」は不要です。下記「ラックホルダー-SE 本体」の品番をご指定ください。

品番	種類	1梱入数
3904987	エレファジェル・あわ物語共通ホルダー	1個/袋
3904930	ラック楽ホルダー-SEマスク用本体	1個/袋
3904932	ラック楽ホルダー-SE エプロン・グローブ用本体	1個/袋
3905000	ラック楽ホルダー-SE プラスチックガウン30枚入用 本体	1個/袋
3905070	ハクゾウ環境クロス60枚入ホルダー 本体 (重量:約225g)	1個/袋

取り付け例



ラック楽ホルダー-SE
エプロン・グローブ用本体




エレファジェル・あわ物語
共通ホルダー

使用手順


※数回使用すると、粘着力は弱くなりますが、水で洗うと元に戻り、複数回使用できます。



ラック楽ホルダー用



1 取り付ける位置をきれいに拭いてください。



2 7.5cm×22cm用の製品を取り出し剥離紙を剥がします。



3 取り付ける位置に貼り、**空気を外側に抜きます。**



4 ラック楽ホルダー等を掛けて完了です。

ホルダーの付け外しは、片方ずつ行うと容易です。

※ マグネットセット ネジ・ナット付

多用途にご使用いただけるマグネットセットです。



マグネットセット ネジ・ナット付

- ラック楽ホルダー等の固定にご使用いただけます。

※コーティングしているドアやホワイトボード等は、滑りやすい場合がありますので、取り付けの面を事前に確認してください。

品番	規格	包装	1梱入数
3118068	2個入	2個/箱	120箱

※ PPE製品用ホルダー

各PPE製品用のステンスタイプのホルダーです。

ラック楽ホルダー®SE

- 本体のみ、フック式・ネジ式・マグネット式の4タイプあり、使用環境に応じて使い分けすることができます。
- 落下防止バーも必要に応じてご使用頂けます。

品番	種類	包装
3904930	マスク用ホルダー (本体)	1個 / 袋
3904931	マスク用ホルダー (ネジ式)	1個 / 袋
3904932	エプロン・グローブ用ホルダー (本体)	1個 / 袋
3904933	エプロン・グローブ用ホルダー (ネジ式)	1個 / 袋
3904941	マスク用ホルダー (フック式)	1個 / 袋

品番	種類	包装
3904943	エプロン・グローブ用ホルダー (フック式)	1個 / 袋
3904951	マスク用ホルダー (マグネット式)	1個 / 袋
3904953	エプロン・グローブ用ホルダー (マグネット式)	1個 / 袋
3905000	プラスチックガウン30枚入用 (本体)	1個 / 袋
3905001	プラスチックガウン30枚入用 (ネジ式)	1個 / 袋
3905003	プラスチックガウン30枚入用 (フック式)	1個 / 袋

ラック楽ホルダー®SE

エプロン・グローブ用

本体

プラスチックグローブEX
プラスチックグローブEL PLUS
ニトリルグローブES
グローブMF 2個置
ディスプレイザブルキャップN 2個置
ポリグローブステラTP-1 2個置
プラスチックエプロンSEプレミアム
プラスチックエプロンSE-ECO
プラスチックガウンα
プラスチックガウンGP
シールド付きフェイスマスクCE
シールド付きフェイスマスクCS

フック式

ネジ式

マグネット式

マスク用

本体

オメガマスクプラス
サージカルマスクLF

フック式

ネジ式

マグネット式

ガウン用

本体

プラスチックガウンFENEEO
プラスチックガウンFE

フック式

ネジ式

落下防止バー
必要に応じてご使用頂けます。

リシールフック
併用できます。

ラック楽ホルダー®SE (手すり用)

- ホルダー設置により、作業効率がアップし、業務の改善につながります。
 - 壁等に設置できない場所でも、下側を手すりに差し込むことで、傷つけずに設置できます。
- 種類の異なるPPEをまとめて収納できます。

品番	種類	包装	1梱入数
3904991	3連タイプ	1個	14個

3904992	エプロン・グローブタイプ	1個	28個
3904993	マスクタイプ	1個	40個
3904955	エレファジェルホルダー手すり用	1個	48個

ラック楽ホルダー®SE (手すり用)

3連タイプ

1連側 2連側

1連側・2連側

2連側

プラスチックグローブEX
プラスチックグローブEL PLUS
ニトリルグローブES
プラスチックエプロンSEプレミアム
プラスチックエプロンSE-ECO
グローブMF
ポリグローブステラTP-1 2個置
ディスプレイザブルキャップN
プラスチックガウンα
プラスチックガウンGP
ポリグローブステラTP-1 2個置
シールド付きフェイスマスクCE
シールド付きフェイスマスクCS
ディスプレイザブルキャップN
グローブMF 2個置

エプロン・グローブ用

プラスチックグローブEX
プラスチックグローブEL PLUS
ニトリルグローブES
プラスチックエプロンSEプレミアム
プラスチックエプロンSE-ECO
ポリグローブステラTP-1 2個置
シールド付きフェイスマスクCE
シールド付きフェイスマスクCS
ディスプレイザブルキャップN
グローブMF 2個置

マスク用

オメガマスク
サージカルマスクプラス

エレファジェル・あわ物語共通ホルダー

エレファジェルシリーズ (350mLのみ)
あわ物語やさしさプラス
リシールフック 併用可


ハクゾウ環境クロス60枚入ホルダー

本体
ネジ式
フックパーツ
パイプクランプ
マグネット式

120mm x 184mm x 80mm (単位:mm)

※ PPE製品用ホルダー（移動式タイプ） ※

グローブやマスク、手指消毒剤などを移動させることが可能なホルダーです。



(単位:mm)

ラック楽ホルダー®NEXT(移動式)

- PPE製品や手指消毒剤のホルダーなどを設置できます。
- キャスターがついているため、ホルダー全体を移動させることができます。
- 安定感があり、倒れにくい構造となっています。

品番	規格	包装
3905090	64-6142	1個




マグネットが装着可能。 リシールフックが装着可能。 ロック機能で、固定が可能。 **ご使用例** ホルダーを両面に設置可能

※ PPE製品用ホルダー（ステンレスタイプ） ※

各PPE壁掛け設置用のステンレスタイプのホルダーです。




(縦型)




※すべて内寸

重量:約685g



壁掛け用+ネジ式4P



壁掛け用+マグネット4ヶ


ラック楽ホルダー®LIGHT

- ネジ式とマグネット式の2種類で、自由な組み合わせができますので、各部屋に入る際に必要な防護具の着用が可能です。
- 個人防護具の交換操作が容易です。
- エプロン・グローブ用ホルダーとマスク用ホルダーに加え、手指消毒剤用の専用ホルダーもフックで引っかけることができます。


品番	種類	包装
3904970	壁掛け用+ネジ式4P	1個/袋
3904971	壁掛け用+マグネット4ヶ	1個/袋

※ PPE製品用ホルダー（ネットタイプ） ※

各PPE製品設置用のNETタイプの軽量型ホルダーです。ホルダー設置により、作業効率がアップし業務の改善につながります。




(縦型)




※すべて内寸

重量:約420g



壁掛け用NET+ネジ式4P



壁掛け用NET+マグネット4ヶ



(横型)

ラック楽ホルダー®NET

- ネジ留め式とマグネット式を揃えています。
- マグネットタイプは滑り止めゴムがついています。
- 縦型・横型どちらでも使用できますので、施設内での使用環境・スペースに応じて使い分けすることができます。

品番	種類	包装	1梱入数
3904937	壁掛け用NET+ネジ式4P	1個/袋	20個
3904938	壁掛け用NET+マグネット4ヶ	1個/袋	20個

※ 感染性注射針等廃棄容器

針刺し事故防止対策に使用していただくための廃棄容器です。

日本製



フタの上部を軽く
押すだけでフタが
閉まります。

安全

開いている状態で
転倒してもバネが動き、
自動で閉まります。

遠くからみても
開放状態がよくわかる！
閉め忘れを防止！

ハクゾウ安針BOX® 3.5L

- 容器には取っ手を付けており、持ち運びに便利です。
- 『病棟（セクション）名』『組立者』『使用開始日』『最終封者』の記入スペースを設けています。
- スライドオープン式のフタ、ワンタッチクローズ式のフタとなります。
- 両開きフラップ板搭載で転倒時も安心です。
- 針付きのシリンジごと廃棄できる穴があります。
- スリット・ロック・ペンタイプの針外しに対応しています。
- 容器の厚みが十分あり、耐貫通性に優れています。
- ポリプロピレン製であり、そのまま焼却可能です。
- 安定供給のできる国内生産です。

※強く振ったり、揺すったりしないでください。
※廃棄ラインまで入れすぎないようにご注意ください。
(針が容器を突き抜けたり、飛び出す可能性があります。)

品番	規格	包装	1梱入数
3118053	3.5L HZ-001NYO 5個入	6袋	30個



※ 拭き取り用ウエットタオル

水を含んだ肌触りのよい厚手の不織布を使用した個包装の拭き取り用ディスポタオルです。



エンボスタイプ

メッシュタイプ

ハクゾウすっきりタオル

- 使い捨てのため清潔で交差感染のリスクを低減できます。
- 規格が豊富にございますので、使用部位に応じてお選びいただけます。
- 厚手の不織布で、良い肌触りです。
- 弊社の専用ホットウォーマーで温めて使用することができます。

成分 水、食品添加物殺菌料NaClO₂

【素材】 レーヨン、PET
 主な使用用途
 ・入浴のできない方への身体の拭き取りに
 ・顔・手拭用に
 ・災害時の拭き取りに

※水洗トイレに流さないでください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
3081100	S小判厚手(メッシュ)	280mm×180mm	100本/袋	12袋
3081101	M中判厚手(メッシュ)	280mm×300mm	100本/袋	10袋
3081102	L大判厚手(メッシュ)	280mm×600mm	50本/袋	6袋
3081103	L大判(エンボス)	280mm×600mm	50本/袋	8袋

ハクゾウ爽やか清潔タオル

- 使い捨てのため清潔で交差感染のリスクを低減できます。
 - プレーンタイプの厚手の不織布で、良い肌触りです。
 - 弊社の専用ホットウォーマーで温めて使用することができます。
- ※包装耐熱温度は80℃です。長時間温めますと製品が乾燥してしまう恐れがありますので、お早めにご使用ください。

成分 精製水、ベンザルコニウム塩化物、
ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル

【素材】 レーヨン、コットン
 主な使用用途
 ・入浴のできない方への身体の拭き取りに
 ・顔・手拭用に
 ・災害時の拭き取りに

※水洗トイレに流さないでください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
3394081	大判	23.5cm×60cm	50本/袋	10袋
3394082	小判	30cm×30cm	100本/袋	8袋

ハクゾウうるおいケアタオル

- 使い捨てのため、清潔で交差感染のリスクを低減できます。
- しっかり拭ける、厚手・エンボスタイプの不織布です。
- 4種の保湿成分配合で拭きあがりしがとります。
- 弊社の専用ホットウォーマーで温めて使用することができます。

成分 水、PCA-Na、PG、フェノキシエタノール、ステアレス-20、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、グリセレス-26、クエン酸Na、ポロキサマー-181、クエン酸、ポリクオタニウム-51

【素材】レーヨン、PET
 【主な使用用途】
 ・入浴できない方への身体の拭き取りに
 ・顔、手拭用に
 ・災害時の拭き取りに

※水洗トイレに流さないでください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
2601000	M中版厚手	280mm×300mm	100本/袋	6袋
2601001	L大判厚手	280mm×600mm	50本/袋	6袋



身体清拭用シート

日常ケアの際の身体清拭、失禁・便などの拭き取りにご使用いただける清拭シートです。



ハクゾウリラケア

【化粧品】

- 不織布素材の使い切り清拭シートです。
- 清拭時に水を使用しないため、感染のリスクが低く、衛生的です。
- 3種の保湿成分配合で拭きあがりしがとります。
- アルコールフリー・弱酸性で、肌にやさしい処方設計です。
- オレンジオイル・洗浄成分配合で、汚れを浮かせて肌にやさしく落とせます。
- 弊社の専用ホットウォーマーで温めて使用することができます。

※水洗トイレに流さないでください。

成分 水、PG、グリセリン、ポリクオタニウム-51、ポリソルベート80、ポリアミノプロピルピグアニド、セチルピリジニウムクロリド、オレンジ果皮油、フェノキシエタノール、クエン酸、クエン酸Na

【使用用途】 皮膚を清浄にする

品番	規格	包装	1梱入数
2600250	150mm×300mm 5枚入	25袋/箱	6箱

ホットウォーマー

ウエットシートやおしぼりなどを温めることができるウォーマーです。




ハクゾウマルチウォーマー

- コンパクトで持ち運びが便利なウォーマーです。
 - 弊社の身体清拭シートなどを入れて持ち運ぶことができます。
 - 上から入れて、下から取り出すことができるので、先入れ先出しを管理しやすいです。
 - 過熱防止機能としてサーモスタットを搭載しております。
- ※本製品は12時間を超える連続加温を想定していないため、12時間以上の連続使用はしないで下さい。

【製品仕様】

- ・【製品本体】
- ・最高温度：80℃±8℃（サーモスタットで自動ON/OFF）
- ・製品サイズ：W200×H120×D130mm（コード長さ21cm）
- ・製品重量：350g（ACアダプター込み）
- ・表面材：アルミニウム
- ・消費電力：24W

- ・【ACアダプター】
- ・入力電圧：AC100V
- ・入力周波数：50/60Hz
- ・コード長さ：150cm



品番	包装	1梱入数
1850272	1個	8個/ケース



02 | キット・セット製品

／ Line up ／

- IC PACK[®] 部材一覧 P.46
- IC PACK[®] トレー P.47
- 透析キットI P.48
- 回収キットI P.48
- ハクゾウ処置キットA P.48
- CAPDキットI P.48

- ピンセット P.49
- デンタルセット P.49
- 調製セット P.49
- 分娩キット P.50
- マキシマルバリアアプリケーションキット P.51

※ IC PACK[®] 部材一覧



透析、処置で使用される医療機器、材料を
組み合わせて滅菌したディスポトレ入キットです。

※下記製品以外にも、多数ございます。詳細は別途お申し付けください。


■医療ガーゼ




■X線造影材入ガーゼ




■X線造影材入スポンジ



■開腹術用スポンジ




■医療脱脂綿




■コットンボール




■医療用不織布



■救急絆創膏



■手術用被覆・保護材




使用面

非使用面

■固定用テープ



■プラスチックピンセット



■手袋



※上記製品は、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

■汎用注射筒



■綿棒



■圧迫綿



■防水シート



✂ IC PACK® トレー



小トレー


中トレー



①
115×130×20mm
(2ルーム)

①-FA
128×133×32mm
(2ルーム)

①-FB
128×133×32mm
(1ルーム)



②-A
130×180×33mm
(3ルーム)

②-B
130×180×33mm
(1ルーム)

大トレー



④
130×230×35mm
(1ルーム)

⑤
130×230×25mm
(4ルーム)

⑥-F
178×256×40mm
(1ルーム)

✳️ 透析キットI



基本セット

透析キットI (IC PACK®) EOG

[一般医療機器] 単回使用クラスI処置キット 届出番号27B2X00243000122

透析に必要な部材を組み合わせて滅菌した
ディスポトレー入キットです。

- 基本セット以外の組み合わせについて、ご相談を承ります。
- ※本製品は受注生産品です。

品番	種類	包装	1梱入数
1799992	基本セット	1個	20個×5箱

〈基本セット〉

- プレット(綿球)No.203球
- 透析シート(33cm×40cm)1枚
- サージョン(7.5cm×7.5cm 12ply)2枚
- プラスチックピンセット13cm1本

✳️ 回収キットI



基本セット①

回収キットI (IC PACK®) EOG

[一般医療機器] 単回使用クラスI処置キット 届出番号27B2X00243000123

透析に必要な部材を組み合わせて滅菌した
ディスポトレー入キットです。


- 基本セット以外の組み合わせについて、ご相談を承ります。
- ※本製品は受注生産品です。

品番	種類	包装	1梱入数
1799994	基本セット①	1個	20個×5箱

〈基本セット①〉

- サージョン(7.5cm×7.5cm 12ply)2枚
- プレット(綿球)No.202球
- プラスチックピンセット13cm1本
- SPコットン(圧迫綿)2個
- 固定用粘着テープ(2.5cm×10cm)2枚付1シート

✳️ ハクゾウ処置キットA



ハクゾウ処置キットA (IC PACK®) EOG

[一般医療機器] 単回使用クラスI処置キット 届出番号27B2X00243000114

処置に必要な部材を組み合わせて滅菌した
ディスポトレー入キットです。

- 基本セット以外の組み合わせについて、ご相談を承ります。
- ※本製品は受注生産品です。

品番	種類	包装	1梱入数
1790818	基本セット	1個	20個×5箱

キット組み合わせ例

- プラスチックピンセット13cm1本
- プレット(綿球)No.202球
- サージョン(5cm×5cm 12ply)1枚
- サージョン(7.5cm×7.5cm 12ply)1枚

✳️ CAPDキットI



CAPDキットI (IC PACK®) EOG

[一般医療機器] 単回使用クラスI処置キット 届出番号27B2X00243000128

CAPD(腹膜透析)に必要な部材を組み合わせて滅菌したディスポトレー入キットです。

- 基本セット以外の組み合わせについて、ご相談を承ります。
- ※本製品は受注生産品です。

キット組み合わせ例

- サージョン(7.5cm×7.5cm 8ply)2枚
- サージョン(5cm×5cm 12ply)1枚
- カニューゼ(Yカットガーゼ)7.5cm×7.5cm 12ply1枚
- 綿棒No.101本
- 綿棒No.121本


※ ピンセット

ガーゼ、綿球等を把持するピンセットです。



プラスチックピンセット EOG

- ガーゼ、綿球などを把持する目的でご使用ください。
- 無鉤タイプでステンレス製ピンセットと近い使用感になります。
- 内側には目盛りがあり、サイズ測定にご使用頂けます。
- 滅菌済ですので、清潔にご使用頂けます。



品番	規格	包装	1梱入数
2700011	18cm	1本×20袋/箱	20箱

※ デンタルセット

【Aセット】

- ・サージョン218(K) 4枚
- ・メンカク 4×4 2枚
- ・デンタル綿 2個



ハクゾウ処置キットA(デンタルセット) EOG

【一般医療機器】単回使用クラスI処置キット 届出番号27B2X00243000114

歯科処置に必要な製品を組み合わせたセットです。

- 歯科処置における準備時間を短縮でき、在庫管理しやすくなります。また、持ち運びにも便利です。

【Bセット】



- ・メンカク 4×4 4枚
- ・デンタル綿 4個

【Cセット】



- ・サージョン218(K) 4枚
- ・メンカク 4×4 4枚
- ・デンタル綿 6個

品番	種類	包装	1梱入数
1790644	Aセット	25袋/箱	12箱
1790645	Bセット	25袋/箱	12箱
1790646	Cセット	25袋/箱	12箱

※ 調製セット

【セット内容例】

アイソレーションガウン



防水シート
(57cm×45cm)

廃棄用袋

シールド付き
フェイスマスク

バイオハザードマーク

キャップ

調製セット EOG

調製時に必要な製品をまとめたセットです。

- EOG滅菌済ですので、トレーを開封してすぐにご使用いただけます。
- 調製時に必要な防護具をセットしていますので、各製品を準備する手間がなくなります。
- 調製時の防護具を統一化・標準化ができます。

※その他、脚袋、ニトリルグローブなども別注対応でセット組みすることができます。

【セット内容例】

- ・シールド付きフェイスマスク(ブルー) 1枚
- ・キャップ(ブルー) 1枚
- ・アイソレーションガウン 1枚
- ・防水シート(57cm×45cm) 1枚
- ・廃棄用袋 1袋
- ・バイオハザードマーク 1枚

※ 分娩キット



分娩に必要な部材を組み合わせて滅菌したキットです。



ハクゾウ分娩キット ピンク EOG

【管理医療機器】分娩時処置用具セット 承認番号21900BZZ00020000
販売名:ナートキット

●構成内容をご相談を承ります。

※本製品は受注生産品です。

※ご用命の際は、構成品をご指定若しくはお問い合わせ願います。

主な構成部材

- 手術用ガウン
 - エプロン
 - キャップ
 - マスク
 - ネラトンカテーテル
 - 吸引カテーテル
 - 羊水吸引カテーテル
 - シリンジ
- 注射針
 - 臍帯クランプ
 - イヤースリンジ
 - 手術用手袋
 - ガーゼ
 - 脱脂綿
 - 綿球
 - 分娩マット
- 吸水/防水シート
 - オيف
 - レギンスカバー
 - ベビー受け
 - 分娩衣
 - 膿盆
 - カップ
 - インナーラップ



ハクゾウ分娩キットII

【管理医療機器】分娩時処置用具セット 認証番号302ADBZX00073000
販売名:ハクゾウ分娩キットII

分娩に必要な用具・シート類を一括して滅菌した
ディスポーザブルキットです。

●構成内容をご相談を承ります。

※本製品は受注生産品です。

※ご用命の際は、構成品をご指定若しくはお問い合わせ願います。

主な構成部材

ラッパー/単回使用汎用サージカルドレープ/分娩衣/間欠泌尿器用カテーテル/マスク/キャップ/ガウン/吸収マット(パースヘルパー)/腹部覆用シート(腹部シート)/分娩用シート(防水シート)/レギンスカバー/脚袋/天然ゴム製手術用手袋/非天然ゴム製手術用手袋/気管支吸引用カテーテル/吸引キット/臍帯閉鎖術用クリップ/単回使用メス/単回使用メス用刃/X線造影材入ガーゼ/医療ガーゼ/医療用不織布/X線造影材入スポンジ/医療脱脂綿/コットンボール/単回使用注射針/汎用注射筒/はさみ/新生児用シート(ベビー受け)/トレー/膿盆/カップ/ピンセット/綿棒/テープ/直後パッド/針受け/メジャー/ネムムバンド

※ マキシマルバリアプリコーションキット ※

CVC(中心静脈カテーテル)挿入時に必要とされる部材をセットしEOG滅菌したものです。

●アイソレーションガウン

●穴あきドレープ



滅菌バッグタイプ

●透明フィルムドレッシング
(救急絆創膏)

●キャップ

●サージカルマスク



MBPキットI

[一般医療機器] 単回使用クラスI 処置キット 届出番号27B2X00243000125

- 感染リスクが高いとされるCVCにおいて、リスクの低減につながります。
- 構成内容をご相談を承ります。
- マスクとキャップ以外は滅菌ラップに包装していますので、無菌的に取り出すことができます。

※本製品は受注生産品です。

※写真の構成品は定番品と異なります。ご用命の際は、構成品をご指定若しくはお問い合わせ願います。

主な構成部材

- キャップ
- サージカルマスク
- アイソレーションガウン
- 穴あきドレープ
- 救急絆創膏

MBPセット操作手順例

STEP.1 マスク・キャップの装着



バックを開封し、封入物を取り出し安定した台の上に置く。



キャップ装着

マスク装着

STEP.3 アイソレーションガウン・手袋の着用



アイソレーションガウンを取り出す。



ガウンを広げ着用し、首と腰の紐を結ぶ。



滅菌手袋を着用する(※)

STEP.2 滅菌ラップの展開



擦込式アルコール消毒剤による手指消毒。



滅菌ラップを展開する。



展開後、再度手指消毒。

STEP.4 ドレープを展開



ドレープの○穴が下に向くように持つ。



○穴を穿刺部に合わせ、皮膚面に置く。



ドレープを展開する。

穿刺部

※セットには滅菌手袋は含まれておりません。

03 | 手術・ガーゼ関連製品

●X線造影材入ガーゼ	P.53
●X線造影材入スポンジ	P.58
●開腹術用スポンジ	P.59
●ツッベル用ガーゼ	P.59
●脳外科手術用不織布シート	P.60
●内視鏡用綿棒	P.61
●カメラポート清掃用綿棒	P.61
●眼科用吸水スポンジ	P.61
●医療ガーゼ	P.62
●ヨードホルムガーゼ	P.65

Line up

●カニューレ用ガーゼ	P.65
●不織布ガーゼ	P.66
●創傷保護用吸収パッド	P.67
●当てパッド	P.67
●薄型高吸収当てパッド	P.68
●滅菌バッグロール	P.68
●手術・処置用滅菌ドレープ	P.69
●高吸収ディスプレイシート	P.69
●弾性ストッキング	P.70
●創洗浄用保護フィルム	P.71
●紙製滅菌ボックス	P.71

※ X線造影材入ガーゼ




X線造影糸を織り込んだガーゼです。

- X線造影糸は硫酸バリウムを含みX線を吸収し、ガーゼの位置を特定することができます。
- X線写真への写りに優れた緑色の造影糸 (G) と、引っ張り強度が高く切れにくいポリプロピレン製の造影糸 (NEO) を使用した製品をラインナップしています。


当社のX線造影糸入製品

タイプ	Gタイプ			NEOタイプ	
種類	G	G(W)	Gクリア	NEO	NEOクロス
糸種類	単糸	2本糸	リボン状	撚糸	撚糸(2本×2本)
太さ	0.65mm	1.3mm	6mm	1mm	1mm
写真					
造影材	硫酸バリウム50%			硫酸バリウム50%	
色	グリーン			ブルー	
材質	スチレン系エラストマー(ラテックスフリー)			ポリプロピレン(ラテックスフリー)	


手術・ガーゼ関連製品



《GタイプとNEOタイプのX線写真》



《G(W)タイプのX線写真》



《GクリアのX線写真》



《球型製品のX線写真》






ハクゾウ滅菌オペガーゼG EOG

【一般医療機器】X線造影材入りガーゼ 届出番号27B2X00243000024

EOG滅菌済のX線造影材入りガーゼです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
2336033	4折10枚滅菌	30cm×30cm	10枚/袋×20袋	4箱
2336034	4折20枚滅菌	30cm×30cm	20枚/袋×10袋	4箱
2336035	4折30枚滅菌	30cm×30cm	30枚/袋×6袋	4箱



ハクゾウオペガーゼG

【一般医療機器】X線造影材入りガーゼ 届出番号27B2X00243000016

未滅菌のX線造影材入りガーゼです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1156941	平	30cm×30cm	300枚/包	10包
1156943	2折10枚紙入	30cm×30cm	300枚/包	10包
1156945	4折10枚紙入	30cm×30cm	300枚/包	10包



ハクゾウオペガーゼG (W)



【一般医療機器】 X線造影材入りガーゼ 届出番号27B2X00243000016
販売名:ハクゾウオペガーゼG

X線造影糸Gを2本使用したオペガーゼです。

● 造影糸を2本使用していることで、従来の製品よりも引張り強度があり、より鮮明な写りが期待できます。


※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1156942	平	30cm×30cm	300枚/包	10包
1156946	4折	30cm×30cm	300枚/包	10包



X線写真

手術・ガーゼ関連製品



ハクゾウ滅菌オパガーゼNEOクロス EOG

【一般医療機器】X線造影材入りガーゼ 届出番号27B2X00243000023
販売名:ハクゾウ滅菌オパガーゼNEO

2本の青色X線造影糸を縦と横の2方向にクロスさせ、より視認性を向上させたEOG滅菌済のガーゼです。

- 2本の青色X線造影糸を縦と横の2方向にクロスさせている為、従来のX線ガーゼよりも造影糸が抜けにくく、視認性に優れております。(業界初のX線造影糸4本入りガーゼです。)

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
* 1156310	特殊折10枚滅菌	30cm×30cm	10枚/袋×10袋	6箱
1156401	4折10枚滅菌	30cm×30cm	10枚/袋×20袋	6箱
* 1156403	4折30枚滅菌	30cm×30cm	30枚/袋×30袋	6箱
1156420	4折20枚滅菌	30cm×30cm	20枚/袋×10袋	6箱

*は受注生産品となります。

ハクゾウオパガーゼNEOクロス EOG

【一般医療機器】X線造影材入りガーゼ 届出番号27B2X00243000015
販売名:ハクゾウオパガーゼNEO

2本の青色X線造影糸を縦と横の2方向にクロスさせ、より視認性を向上させた未滅菌のガーゼです。

- 2本の青色X線造影糸を縦と横の2方向にクロスさせている為、従来のX線ガーゼよりも造影糸が抜けにくく、視認性に優れております。(業界初のX線造影糸4本入りガーゼです。)

- 2折、4折、平重ねの3種類からお選び頂くことができます。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1156800	平重ね	30cm×30cm	300枚/包	10包
1156802	2折	30cm×30cm	300枚/包	10包
1156804	4折	30cm×30cm	300枚/包	10包



ハクゾウ滅菌ラパロガーゼG EOG

【一般医療機器】X線造影材入りガーゼ 届出番号27B2X00243000030

EOG滅菌済の内視鏡手術時に使用する帯状ガーゼです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装
2334000	3号×15cm	約3×15cm 4折	5枚/袋×100袋
2334001	3号×30cm	約3×30cm 4折	5枚/袋×100袋
2334100	5号×15cm	約5×15cm 4折	5枚/袋×100袋
2334101	5号×30cm	約5×30cm 4折	5枚/袋×100袋



ハクゾウ滅菌ラパロガーゼNEO EOG

【一般医療機器】X線造影材入りガーゼ 届出番号27B2X00243000029

EOG滅菌済の内視鏡手術時に使用する帯状ガーゼです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装
2335000	3号×15cm	約3×15cm 4折	5枚/袋×100袋
2335001	3号×30cm	約3×30cm 4折	5枚/袋×100袋
2335101	5号×30cm	約5×30cm 4折	5枚/袋×100袋

ハクゾウラパロガーゼG

【一般医療機器】X線造影材入りガーゼ 届出番号27B2X00243000022

未滅菌タイプの帯状ガーゼです。

※本製品は受注生産品です。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装
2334200	3号×15cm	約3×15cm 平	100枚/袋
2334202	3号×30cm	約3×30cm 平	100枚/袋
2334300	5号×15cm	約5×15cm 平	100枚/袋
2334301	5号×30cm	約5×30cm 平	100枚/袋

ハクゾウラパロガーゼNEO


【一般医療機器】X線造影材入りガーゼ 届出番号27B2X00243000021

未滅菌タイプの帯状ガーゼです。

※本製品は受注生産品です。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装
2335200	3号×15cm	約3×15cm 平	100枚/袋
2335301	5号×30cm	約5×30cm 平	100枚/袋



滅菌プレカウントガーゼ

[一般医療機器] X線造影材入りガーゼ 届出番号27B2X00243000024
販売名:ハクゾウ滅菌オベガーゼG

手術前のガーゼカウントをより確実にする、さばきガーゼをホルダーに入れた滅菌ガーゼです。

- 1つのホルダーには1枚のガーゼしか入らないように設定していますので、手術前のガーゼカウントを確実に行えます。
- ウラ面に両面テープが付いており、台などに貼り付けてご使用できます。
- ホルダーからガーゼを取り出しやすいように、折り方を調整し、ガーゼの端を少し出しています。

※本製品は受注生産品です。
※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	包装	1梱入数
1153642	30cm×30cmさばき10枚2組入	10枚2組/袋	50袋

手術・ガーゼ関連製品



カウントラック

手術後の後カウントを確実に行うためのホルダーです。

- 溝と溝を合わせるだけで容易に組み立てることができます。
- 1セットで最大20枚のガーゼカウントが可能です。

〈※ガーゼは別売になっています〉

ご使用方法例



品番	規格	包装
1153630	19.5cm×6cm(1枚)	4枚/セット×100セット



ハクゾウガーゼカウントトレイ

手術後のガーゼカウント用としてご使用頂くトレイです。

- ガーゼが1枚ずつしか入らない設計にしております。
- 2分割でき、10枚カウントトレイとしても使用できます。
- 割れにくいPP(ポリプロピレン)素材です。
- 製品重量は約20g(2分割時 約10g)です。

品番	規格	包装	1梱入数
3000404	255mm×210mm×35mm	50枚/袋	4袋



ハクゾウ滅菌ハーフガーゼG (X線造影糸両端カット 熱圧着タイプ) EOG

【一般医療機器】X線造影材入りガーゼ 届出番号 27B2X00243000026

30cm×15cmサイズのX線造影材入りガーゼで、
造影糸部分を熱圧着で固定したものです。

- EOG滅菌済です。
- X線造影糸の両端をカットし、さらに熱圧着する事で、従来品より抜けにくい様に加工しています。

※本製品は受注生産品です。
※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装
1152826	30cm×15cm 2折 X線カット 熱圧着	ずらし5枚滅菌	5枚/袋×50袋/箱



ハクゾウハーフガーゼG

【一般医療機器】X線造影材入りガーゼ 届出番号27B2X00243000018

30cm×15cmサイズのX線造影材入りガーゼで
す。

- X線造影糸の両端をカットし、従来品より抜けにくい加工にしています。

※本製品は受注生産品です。
※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装
1136041	平	30cm×15cm	600枚入
1136042	2折	30cm×15cm	600枚入



ハクゾウオペガーゼG クォーター

【一般医療機器】X線造影材入りガーゼ 届出番号27B2X00243000016

販売名:ハクゾウオペガーゼG

15cm×15cmサイズのX線造影材入りガーゼで
す。

- X線造影糸の両端をカットし、従来品より抜けにくい加工にしています。

※本製品は受注生産品です。
※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	包装	1梱入数
1156978	15cm×15cm 平 X線カット	1,200枚入	20包



No.14-10球

No.20-5球

No.14

No.20

滅菌プレットG EOG

【一般医療機器】X線造影材入りスポンジ 届出番号27B2X00243000133

- 綿球にX線造影糸を入れ、EOG滅菌したものです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

(X線写真)



- 10分割トレイタイプ
もございます。

(※受注生産品となります。)
但し、No.14、No.20の2種類



品番	規格	包装	1梱入数
1283120	No.14 5球滅菌 DD1F①	40袋/箱	6箱
1283121	No.14 10球滅菌 DD1F③	40袋/箱	6箱
1283122	No.20 5球滅菌 DD1F②	40袋/箱	4箱
1283123	No.20 10球滅菌 DD1F②	25袋/箱	4箱


※ X線造影材入スポンジ

開腹術中の臓器保護、血液・体液の吸収を目的とし、X線造影糸を織り込んだものです。

●X線造影糸は硫酸バリウムを含みX線を吸収、ガーゼの位置を特定することができます。



※リボン状なので、視覚的にもより分かり易くなっています。



ハクゾウ滅菌ラパットG(ヒモなし)

[一般医療機器]X線造影材入りスポンジ 届出番号27B2X00243000046

開腹術中の臓器保護、血液・体液の吸収を目的とし、X線造影材を織り込んだガーゼです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	包装	1梱入数
2336005	30×30cm 4P4折 5枚8袋	8袋/箱	6箱

ハクゾウ滅菌エレファスポンジG(ヒモなし)

[一般医療機器]X線造影材入りスポンジ 届出番号27B2X00243000050

開腹術時に用いられる、X線造影糸入りの合わせガーゼです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	包装	1梱入数
2336024	28×28cm 2P4折 5枚10袋	10袋/箱	8箱

ハクゾウラパットGクリア(ヒモ付)

[一般医療機器]X線造影材入りスポンジ 届出番号27B2X00243000037
販売名:ハクゾウラパットG(ヒモ付)

術後の遺残確認に重要な役目を果たすX線造影材を帯状にし、視認性を高めました。

- 従来のX線造影糸Gに比べ鮮明な写りが得られ、容易に認識できます。
- X線造影材はやわらかい素材を使用しており、組織を傷付ける心配はありません。
- 開腹手術や帝王切開などの時の臓器保護、血液吸収などにご使用頂けます。
- 使用用途に合わせて、トレー入・滅菌バッグ入の製品をご用意しています。滅菌・未滅菌のご注文も承ります。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	1梱入数
2336015	30cm×30cm 4P クリア平 50枚入	10袋

TMガーゼ (ハクゾウ滅菌ラパットG(ヒモなし))

[一般医療機器]X線造影材入りスポンジ 届出番号27B2X00243000046
販売名:ハクゾウ滅菌ラパットG(ヒモなし)

手術支援ロボット対応用の合わせガーゼです。

- X線写真への写りに優れた緑色造影糸を使用しています。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	包装	1梱入数
2267995	20×5cm 4P 2折 ずらし5枚滅菌	20袋/箱	6箱

ハクゾウラパットG(ヒモ付)

[一般医療機器]X線造影材入りスポンジ 届出番号27B2X00243000037

- X線写真への写りに優れた緑色造影糸を使用しています。
- 「ヒモなし」タイプもご用意しています。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装
1156902	30×30 4P	30cm×30cm	50枚/包
1156905	45×45 4P	45cm×45cm	50枚/包

ハクゾウ滅菌ラパットG(ヒモ付)


[一般医療機器]X線造影材入りスポンジ 届出番号27B2X00243000045

開腹術中の臓器保護、血液・体液の吸収を目的とし、X線造影材を織り込んだガーゼです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	包装	1梱入数
2336011	30×30cm 4P4折 2枚20袋	20袋/箱	6箱
2336012	30×30cm 4P4折 5枚8袋	8袋/箱	6箱
2336018	30×30cm 4P4折 5枚8袋(クリア)	8袋/箱	6箱

目盛りが入った2枚合わせの滅菌済のハイブリッドガーゼです。



ハクゾウ滅菌メジャーゼ EOG

【一般医療機器】X線造影材入りスポンジ 届出番号27B2X00243000162

- ヘルニア門の大きさを1.5cm間隔で分類する2021年版鼠経ヘルニア分類(新JHS分類)に的確に対応できます。
- 目盛りを付けることで腹腔鏡下手術でも、組織、血管、切開部などのサイズを測定できます。
- 目盛りの長さの長短や5cmごとにT字にすることで目盛りの読み取りが容易です。
- ハイブリッドガーゼを使用しているため、通常のガーゼに比べ吸水力が高いです。
- X線写真への写りに優れた緑色造影糸を使用しています。
- 目盛間隔0.5cm、目盛り長さ1.5cmです。

【主な使用用途】
腹腔鏡下手術、胸腔鏡下手術

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。



品番	規格	包装	1梱入数
2650000	2.5×21cm 2P 1枚滅菌 60袋入	60袋/箱	12箱入/ケース

手術・ガーゼ関連製品

※ 開腹術用スポンジ



エレファスポンジ(ヒモ付)

【一般医療機器】開腹術用スポンジ 届出番号27B2X00243000053

- 千鳥縫いで仕上げています。
- 「ヒモなし」タイプもご用意しています。



※本製品は受注生産品です。※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	包装
2163202	28cm×28cm 2P	50枚/包

ハクゾウ合わせガーゼ(ヒモ付)

【一般医療機器】開腹術用スポンジ 届出番号27B2X00243000051

- 「ヒモなし」タイプもご用意しています。



※本製品は受注生産品です。※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	包装
1157070	30cm×30cm 4P	50枚/包

※ ツッペル用ガーゼ



小 中 大

ガーゼボールGX

【一般医療機器】X線造影材入りスポンジ

販売名:ガーゼ巻きコットンG 届出番号27B2X00243000067

販売名:滅菌ガーゼ巻きコットンG 届出番号27B2X00243000068

- X線造影糸を織り込んでいます。
- 滅菌済品と未滅菌品(100球袋入)をご用意しています。

※本製品は受注生産品です。
※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装
2270275	大・5球滅菌済	直径約16mm	5球×10袋/箱
2270276	中・5球滅菌済	直径約14mm	5球×20袋/箱
2270277	小・5球滅菌済	直径約10mm	5球×20袋/箱
2270265	大・100球PE袋入	直径約16mm	100球/袋
2270266	中・100球PE袋入	直径約14mm	100球/袋
2270267	小・100球PE袋入	直径約10mm	100球/袋

ツッペルG

【一般医療機器】X線造影材入りスポンジ

販売名:ガーゼ巻きコットンG 届出番号27B2X00243000067

販売名:滅菌ガーゼ巻きコットンG 届出番号27B2X00243000068

- X線造影糸を織り込んでいます。
- 滅菌済品と未滅菌品(100球袋入)をご用意しています。

※本製品は受注生産品です。
※下記製品規格は、縦タイプのものになります。
※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装
2270204	大・5球滅菌済	約8mm×15mm	5球×10袋/箱
2270205	小・5球滅菌済	約5mm×10mm	5球×20袋/箱
2270014	大・100球袋入	約8mm×15mm	100球×袋
2270015	小・100球袋入	約5mm×10mm	100球×袋



横タイプ

縦タイプ

※ 脳外科手術用不織布シート

脳外科手術用の不織布シートです。



ディオシートX EOG

【一般医療機器】綿状パッド 届出番号 27B2X00243000142

脳外科手術用のX線造影糸入り不織布シートです。
 ●パッドの素材はレーヨン100%で、軟らかく毛羽立ちが少ないです。
 ●レントゲン写りの良いX線造影糸を使用しております。
 ●X線造影糸が横方向に配置されています。

【使用目的】
 手術中の神経組織の保護、液の吸収、止血等。
 【使用方法】
 生理食塩水に浸して使用してください。黒糸は留置防止用の目印としてご使用ください。
 ※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	包装
2640101	10mm×10mm	1組入/袋×20袋/箱
2640102	10mm×20mm	1組入/袋×20袋/箱
2640103	15mm×50mm	1組入/袋×10袋/箱
2640104	30mm×55mm	1組入/袋×10袋/箱



ディオシートXJ EOG

【一般医療機器】綿状パッド 届出番号 27B2X00243000159

脳外科手術用のX線造影糸入り不織布シートです。
 ●パッドの素材は100%長繊維コットンのため毛羽立ちがほとんどなく、吸水性や保水性に優れています。
 ●高い密着性で組織を保護します。
 ●レントゲン写りの良いX線造影糸を使用しております。

【使用用途】
 手術中の神経組織の保護、液の吸収、止血等にご使用ください。
 ※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	包装
2640121	10mm×13mm	20袋/箱
2640122	10mm×30mm	20袋/箱
2640123	20mm×20mm	20袋/箱
2640124	20mm×40mm	20袋/箱
2640125	30mm×60mm	20袋/箱



ディオシート EOG

【一般医療機器】綿状パッド 届出番号 27B2X00243000151

X線造影糸なしの脳外科手術用不織布シートです。
 ●シートの素材は100%長繊維コットンのため毛羽立ちがほとんどなく、吸水性や保水性に優れています。
 ●表面組織になじみやすく、剥離しやすくなっています。
 ●豊富なサイズを取り揃えていますので、目的に応じて細かく使い分けができます。

【使用目的】
 手術中の神経組織の保護、液の吸収、止血等。

品番	規格	包装	1梱入数
2640203	10mm×10mm	10枚台紙巻 1組入/袋	20袋/箱×12箱
2640204	10mm×30mm	10枚台紙巻 1組入/袋	20袋/箱×12箱
2640205	20mm×20mm	10枚台紙巻 1組入/袋	20袋/箱×12箱
2640206	20mm×40mm	10枚台紙巻 1組入/袋	20袋/箱×12箱


品番	規格	包装	1梱入数
2640207	30mm×60mm	10枚台紙巻 1組入/袋	20袋/箱×12箱
* 2640201	5mm×5mm	10枚台紙巻 1組入/袋	20袋/箱×12箱
* 2640202	7mm×7mm	10枚台紙巻 1組入/袋	20袋/箱×12箱

*は受注生産品となります。
 ※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

手術・ガーゼ関連製品

※ 内視鏡用綿棒

内視鏡手術に特化した3mm極細径の医療用綿棒です。



Dr.HUBY micro 医療用綿棒 EB

【一般医療機器】内視鏡用起子及び剥離子 届出番号 27B3X00067000021

- 日本製です。
- 世界初のφ3mmの極細径綿棒で綿からの溶出物が極めて少ないです。
- 綿球部が滑りにくい凹凸構造でしっかりした堅さのカーボン軸です。
- 電子線滅菌（使用期限：製造日から3年）
- 安全性試験（非GLP）に適合

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	1梱入数
1240616	1本入（φ3mm×W450mm）	中箱：10袋、外箱：10箱

※ カメラポート清掃用綿棒

ポートだけでなく、スコープもきれいにできる内視鏡手術に特化した医療用綿棒です。



※製品重量 1本あたり約5g

- ※使用前若しくは使用中に生理食塩水等液体に浸さないでください。
- ※トロッカー内部を清掃後、脱脂綿が浸軟若しくは変形がある場合、継続使用を止め、新しい製品を使用してください。

Dr.HUBY ポートクリーナー 医療用綿棒 EOG

【一般医療機器】眼科用捲綿子 届出番号 27B2X00243000157

- トロッカーポート内壁の清掃を行う器具として日本で初めての医療機器となり、安全性、有効性に優れた商品です。
- 1本で2種類のポートに対応しており、片側しか清掃に使用しない場合でも、ポートだけでなくカメラのレンズを清掃することができ、無駄なく使用することができます。
- 吸水性に優れ、トロッカー内の血液や体液等の汚れをしっかり吸収してきれいにします。
- 綿部を糊でコーティングしているため、脱落繊維がほとんどありません。
- 持ち手部分が紙軸であるため「しかり」とつかめ、操作性が優れています。

【綿棒サイズ】 5mmポート用：φ6mm×212mm

12mmポート用：φ13mm×212mm

【原材料】綿球：脱脂綿 軸：紙 接着剤：ポリビニルアルコール、グリセリン




（※未開封時の使用期限：製造日から3年）

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	包装	1梱入数
1240618	1本入	20袋/箱	16箱

※ 眼科用吸水スポンジ

処置中の体液等を吸収し、術野を確保する為に使用する吸水スポンジ付きスティックと吸水スポンジです。



アイスティック EOG

【一般医療機器】眼アプリケーションター 届出番号27B2X00243000145

販売名：ハクソウアイスティック

- 吸収量や吸水速度に優れています。
- スティック部分が太く、六角形になっており、把持しやすい形状となっています。また鑷子を使用する必要がなく、開封後速やかに使用することが可能です。

【サイズ】吸水部：約8mm×16mm 全長：約幅85mm

【素 材】吸水部：セルロース スティック部：ポリプロピレン

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	包装	1梱入数
2600400	5本/袋×20袋	12箱

アイスポンジ EOG

【一般医療機器】眼アプリケーションター 届出番号27B2X00243000146

販売名：ハクソウアイスポンジ

処置中の体液等を吸収し、術野を確保する為に使用する吸水スポンジです。

- 吸水部が大きいので、吸収量や吸水速度に優れています。

【サイズ】吸水部：約8mm×16mm 【素 材】吸水部：セルロース

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	包装	1梱入数
2600401	10個/袋×40袋	12箱

※ 医療ガーゼ



乱糸が出ないように、密織を施したガーゼです。



ハクゾウ滅菌エレファースH EOG

[一般医療機器] 医療ガーゼ 届出番号27B2X0024300008
販売名:ハクゾウ滅菌エレファース

- EOG滅菌済の処置・手術用ガーゼです。
 - 1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。
- ※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
2330205	2折 5枚滅菌	30cm×30cm	5枚/袋×20袋	12箱
2330210	2折10枚滅菌	30cm×30cm	10枚/袋×10袋	12箱
2330220	2折20枚滅菌	30cm×30cm	20枚/袋×10袋	6箱
2330402	4折 2枚滅菌	30cm×30cm	2枚/袋×30袋	12箱
2330403	4折 3枚滅菌	30cm×30cm	3枚/袋×30袋	12箱
2330405	4折 5枚滅菌	30cm×30cm	5枚/袋×20袋	12箱
2330410	4折10枚滅菌	30cm×30cm	10枚/袋×10袋	12箱
2330420	4折20枚滅菌	30cm×30cm	20枚/袋×10袋	6箱
2330430	4折30枚滅菌	30cm×30cm	30枚/袋× 8袋	6箱
2330801	8折 1枚滅菌	30cm×30cm	1枚/袋×60袋	12箱
2330802	8折 2枚滅菌	30cm×30cm	2枚/袋×30袋	12箱
2330803	8折 3枚滅菌	30cm×30cm	3枚/袋×30袋	12箱
2330805	8折 5枚滅菌	30cm×30cm	5枚/袋×20袋	12箱
2330810	8折10枚滅菌	30cm×30cm	10枚/袋×10袋	12箱
2330161	16折 1枚滅菌	30cm×30cm	1枚/袋×50袋	12箱
2330162	16折 2枚滅菌	30cm×30cm	2枚/袋×25袋	12箱

手術・ガーゼ関連製品



ハクゾウ滅菌エレファースH ハーフ EOG

[一般医療機器] 医療ガーゼ 届出番号27B2X0024300008
販売名:ハクゾウ滅菌エレファース

30cm×15cmサイズのEOG滅菌済の手術用ガーゼです。

- 1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。
- ※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。



品番	種類	規格	包装	1梱入数
2331000	2折5枚滅菌	30cm×15cm	5枚/袋×30袋	12箱
2331001	2折10枚滅菌	30cm×15cm	10枚/袋×20袋	12箱
2331002	2折20枚滅菌	30cm×15cm	20枚/袋×10袋	12箱
2331003	2折30枚滅菌	30cm×15cm	30枚/袋× 7袋	12箱



エレファースH

[一般医療機器] 医療ガーゼ 届出番号27B2X0024300001
販売名:エレファース

- 未滅菌の処置・手術用ガーゼです。
- ※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
2330000	平	30cm×30cm	300枚/包	10包
2330002	2折	30cm×30cm	300枚/包	10包
2330004	4折	30cm×30cm	300枚/包	10包
2330008	8折	30cm×30cm	300枚/包	10包



エレファースH ハーフ

[一般医療機器] 医療ガーゼ 届出番号27B2X0024300001
販売名:エレファース

30cm×15cmサイズの手術用ガーゼです。

- 1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。
- ※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
2330010	平	30cm×15cm	600枚/包	10包
2330012	2折	30cm×15cm	600枚/包	10包
2330014	4折	30cm×15cm	600枚/包	10包

医療処置の際に使用されるガーゼです。



クォーターガーゼS

[一般医療機器] 医療ガーゼ
販売名:クォーターガーゼ


届出番号27B2X00243000007

15cm×15cmサイズの手術用ガーゼです。

※本製品は受注生産品です。
※写真は四折です(出来上がり寸法約7.5cm×7.5cm)
※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1156940	平	15cm×15cm	1,200枚/包	20包

手術・ガーゼ関連製品



ニュートンポンガーゼ

[一般医療機器] 医療ガーゼ

届出番号27B2X00243000087

タンポンガーゼを各サイズにカットしたものです。

- 四方乱糸抜ききのガーゼなので安心してご使用頂けます。
- 別注加工で規格品の折りたたみも承ります。

※本製品は受注生産品です。
※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。



タンポンガーゼ

[一般医療機器] 医療ガーゼ

届出番号27B2X00243000086

手術時や病棟処置及び耳鼻科等で使用する挿入ガーゼです。

※本製品は受注生産品です。
※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装
1700001	1号	巾 1cm×長さ40m	10本/包
1700002	1.5号	巾1.5cm×長さ40m	10本/包
1700003	2号	巾 2cm×長さ40m	10本/包
1700004	2.5号	巾2.5cm×長さ40m	10本/包
1700005	3号	巾 3cm×長さ40m	10本/包
1700006	4号	巾 4cm×長さ40m	10本/包
1700007	5号	巾 5cm×長さ40m	10本/包
1700010	8号	巾 8cm×長さ40m	10本/包



ガーゼ

[一般医療機器] 医療ガーゼ

届出番号27B2X00243000062

巾30cmで各長さに巻いてあるガーゼです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1139070	10m	30cm×10m	1袋	20袋×10中袋
1139071	1m	30cm×1m	1袋	30袋×20中袋



滅菌サージョンN EOG

[一般医療機器] 医療ガーゼ
販売名: ハクゾウ滅菌サージョン

届出番号27B2X0024300010

乱糸が出ないように、かつ処置用に使い易いサイズに折りたたんだガーゼで、EOG滅菌済です。

- 目の細かいタイプIIガーゼを使用しています。
- コンパクトサイズになっています。
- 滅菌バッグ、中箱にインジケーターがございます。
- 取り出し口が2箇所あり、使用環境に応じた取り出し方ができます。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。



品番	種類	規格	包装	1梱入数
1153691	No.2102	5 cm× 5 cm 12Ply	1枚×50袋/箱	20箱
1153694	No.2112	5 cm× 5 cm 12Ply	2枚×30袋/箱	20箱
1153695	No.2212	7.5cm× 5 cm 12Ply	1枚×50袋/箱	20箱
1153692	No.2302	7.5cm×7.5cm 12Ply	1枚×50袋/箱	20箱
1153693	No.2402	10 cm×7.5cm 12Ply	1枚×50袋/箱	20箱

手術・ガーゼ関連製品



サージョン®N

[一般医療機器] 医療ガーゼ
販売名: サージョン

届出番号27B2X0024300003

乱糸が出ないように、かつ処置用に使い易いサイズに折りたたんだガーゼです。

- 目の細かいタイプIIガーゼを使用しています。
- コンパクトな少量包装になっています。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1163701	No. 208	4 cm× 4 cm 8Ply	200枚/包	60包
1163702	No. 218	5 cm× 5 cm 8Ply	200枚/包	54包
1163703	No. 228	7.5cm× 5 cm 8Ply	200枚/包	36包
1163704	No. 238	7.5cm×7.5cm 8Ply	200枚/包	24包
1163705	No. 248	10 cm×7.5cm 8Ply	200枚/包	18包
1163706	No. 258	10 cm×10 cm 8Ply	200枚/包	12包
1163707	No. 268	15 cm×7.5cm 8Ply	100枚/包	24包
1163710	No.2012	4 cm× 4 cm 12Ply	100枚/包	70包
1163711	No.2112	5 cm× 5 cm 12Ply	200枚/包	24包
1163712	No.2212	7.5cm× 5 cm 12Ply	200枚/包	16包
1163713	No.2312	7.5cm×7.5cm 12Ply	200枚/包	16包
1163714	No.2412	10 cm×7.5cm 12Ply	200枚/包	12包
* 1163715	No.2512	10 cm×10 cm 12Ply	200枚/包	6包
* 1163716	No.2612	15 cm×7.5cm 12Ply	200枚/包	8包
* 1163717	No.2316	7.5cm×7.5cm 16Ply	200枚/包	16包
* 1163718	No.2516	10 cm×10 cm 16Ply	200枚/包	6包

*は受注生産品となります。



滅菌カニューゼN EOG

[一般医療機器] 医療ガーゼ
販売名: ハクゾウ滅菌カニューゼ

届出番号27B2X0024300011

カニューレなどを挟み込めるようにY型に切り込みを入れた滅菌済の処置用ガーゼです。

- 目の細かいタイプIIガーゼを使用しています。
- コンパクトサイズになっています。
- 規格ごとでパッケージが色分けされています。
- 滅菌バッグ、中箱にインジケーターがございます。
- 取り出し口が2箇所あり、使用環境に応じた取り出し方ができます。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	入数	包装	1梱入数
1153689	1枚入	7.5cm×7.5cm 12Ply	1枚×50袋/箱	20箱
1153690	2枚入	7.5cm×7.5cm 12Ply	2枚×30袋/箱	20箱



カニューゼN

[一般医療機器] 医療ガーゼ

届出番号27B2X00243000004

販売名:カニューゼ

未滅菌のYカットの切り込み入ガーゼです。

●規格品以外にガーゼのサイズ、折り方、切り込み等承ります。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

使用例



品番	種類	包装	1梱入数
1163719	Yカット 7.5cm×7.5cm 12Ply	100枚/包	32包

※ ヨードホルムガーゼ

消毒性包帯材料としてヨードホルムを含んだガーゼです。



ハクゾウヨードホルムガーゼ

[医療用医薬品] 承認番号20400AMZ00403000

薬価基準未収載

[有効成分] 日本薬局方ヨードホルム

[組成] 日本薬局方ヨードホルム 8.8g(30cm×8m) 0.33g(30cm×30cm)

[添加物] 流動パラフィン(揮散防止剤)

[効能又は効果] 創傷・潰瘍の殺菌・消毒

[用法及び用量] 消毒性包帯材料として用いる

[使用上の注意] 添付文書をよくお読みください。


※その他詳細及び文献につきましては、お問い合わせください。

※本製品は未滅菌品となります。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1101051	8m	30cm×8m	8m/本	10本
1101055	30×30	30cm×30cm 15枚入	15枚/本	10本

※ カニューレ用ガーゼ

気管カニューレ用に使用するガーゼです。



エプロンガーゼ

[一般医療機器] 医療用不織布

届出番号27B2X00243000164


●気管切開の人工呼吸器を隠し、気管切開部の湿潤を助けます。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	1梱入数
1157038	5枚入	30袋/箱×4箱入
1157039	50枚入	30袋

使用方法

ガーゼの端を喉仏かもう少し上に当てるようにし、紐を首元で結びます。



※ 不織布ガーゼ



創部への処置、身の回りの拭き取り等を目的とした不織布です。



ハクゾウ滅菌カニューゼF EOG

【一般医療機器】医療用不織布 届出番号 27B2X00243000104
販売名:ハクゾウ滅菌HMガーゼ(カット入り)

EOG滅菌済の16枚重ねのYカット切り込み入不織布ガーゼです。

- 吸水性に優れた経済的な不織布ガーゼです。毛羽立ちも少なく、リントもほとんどありません。
- Yカットの切り込みが入っています。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

手術・ガーゼ関連製品

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1696364	1枚滅菌済	7.5cm×7.5cm 16Ply	1枚×60袋/箱	12箱



エレファクロス ラグゼ

【一般医療機器】医療用不織布 届出番号27B2X00243000150

コットン素材の不織布ガーゼです。

- 高吸収性、低発塵性、ソフト性に優れています。
 - ご使用後は、有害物質を発生することなく簡単に焼却できます。
- ※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。



使用用途

- ・身の回りの拭き取りに。
- ・医療器具の拭き取りに。

品番	規格	包装	1梱入数
2600060	25cm×25cm 4折	200枚/袋	20袋
2600057	30cm×30cm 4折	200枚/袋	18袋
2600088	15cm×15cm 4折(ボックスタイプ)	200枚/袋	50箱
2600099	15cm×15cm 2枚重4折Yカット(ボックスタイプ)	100枚/袋	50箱
2600089	20cm×20cm 4折(ボックスタイプ)	200枚/袋	30箱
2600098	20cm×20cm 4折Yカット(ボックスタイプ)	200枚/袋	30箱
2600079	20cm×20cm 8折(ボックスタイプ)	200枚/袋	30箱

創傷保護用吸収パッド

固着しにくいフィルムを使用した創傷保護用の吸収パッドです。



ハクゾウ滅菌ラップキュアドレッシング

[一般医療機器] 綿状創傷被覆・保護材 届出番号43B2X00007D00003
販売名: 傷あてパッド

- パッドの表面に、創傷面に固着しにくいポリエチレンネットを使用しています。
- コットンシートが血液、滲出液を適度に吸収します。
- EOG滅菌済です。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	包装	1梱入数
3155131	50mm×50mm	50袋/箱	12箱
3155132	100mm×100mm	50袋/箱	12箱



ハクゾウラップキュアドレッシング

[一般医療機器] 綿状創傷被覆・保護材 届出番号43B2X00007D00006

- パッドの表面に、創傷面に固着しにくいポリエチレンネットを使用しています。
- 脱脂綿が血液、滲出液を適度に吸収します。
- ロールタイプのため、好きなサイズにカットでき、無駄がなく便利です。


※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。



使用方法



製品構造(断面図)



品番	種類	規格	包装	1梱入数
3155150	No. 75	75mm×5m	1巻/箱	20箱
3155151	No.150	150mm×5m	1巻/箱	20箱

当てパッド



メディカルパッドF

不織布巻きのソフトな肌ざわりの当てパッドです。



品番	種類	規格	包装	1梱入数
1290011	5×6	5cm×6cm	300枚/袋	40袋

※ 薄型高吸収当てパッド

創部への処置等を目的とした高吸収当てパッドです。




ハクゾウ滅菌キュアドレS EOG

[一般医療機器] 手術用被覆・保護材 届出番号27B2X00243000147
販売名:ハクゾウキュアドレS

血液・浸出液の吸収に好適な、透湿性防水フィルム付きの薄型当てパッドです。

- かさばらない高吸収ポリマーシートを使用していますので、血液や滲出液をしっかりと吸収します。
- 毛羽立ちや繊維の脱落が少ないコットン不織布を使用しています。
- 防水性を保ちながら湿気を外に逃がす特殊なフィルムを使用していますので、ムレを軽減できます。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。



品番	規格	包装	1梱入数
3036100	15cm×15cm	30袋	4箱
3036101	15cm×30cm	30袋	4箱
3036102	26cm×30cm	15袋	4箱

手術・ガーゼ関連製品

※ 滅菌バッグロール

被滅菌物を滅菌するための滅菌包装材料です。



※ご希望の長さへのカット・シールのご注文も承ります。

ハクゾウ滅菌バッグロール


[AC滅菌・EOG滅菌対応]

- 紙側にインジケーターを印刷しています。
- オートクレーブ・エチレンオキサイドガス滅菌に使用できます。
- フィルムに5cm間隔でカットの目安線がついています。
- ピールオープン性に優れています。

※使用前に製品内に同封されている、使用上の注意をよく読んでからご使用ください。

インジケーター

※イラストは参考イメージです。
インジケーターは紙側にあります。



品番	種類	規格	包装	1梱入数
3000910	HS-50	50mm×200m	1巻/箱	6箱
3000911	HS-70	70mm×200m	1巻/箱	5箱
3000912	HS-100	100mm×200m	1巻/箱	4箱
3000913	HS-150	150mm×200m	1巻/箱	3箱
3000914	HS-200	200mm×200m	1巻/箱	2箱
3000915	HS-240	240mm×200m	1巻/箱	2箱
3000916	HS-300	300mm×100m	1巻/箱	1箱
3000917	HS-350	350mm×100m	1巻/箱	1箱
3000918	HSG-200	200mm×60mm×100m	1巻/箱	4箱
3000919	HSG-235	235mm×60mm×100m	1巻/箱	2箱
3000920	HSG-320	320mm×80mm×100m	1巻/箱	2箱


※ 手術・処置用滅菌ドレープ

手術・処置用の吸水・防水タイプの滅菌ドレープです。



※エレファドレープ

器械台用ドレープ 仮固定用テープ付き



エレファドレープ EOG

【一般医療機器】 単回使用汎用サージカルドレープ 届出番号27B1X00114000014
販売名:手術・処置用不織布覆布

- 吸水・防水タイプの滅菌ドレープになります。
- 吸水性の良いспанレース不織布と成形されたPEフィルムを薄いホットメルトで貼り合わせた素材です。
- 高吸水性で非常に柔らかく、かつ完全防水の優れた吸水ドレープです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	1梱入数
3183001	HZ-606	60cm × 60cm	50枚 × 4箱
3183002	HZ-909	90cm × 90cm	50枚 × 2箱
3183012	HZ-912	90cm × 120cm	50枚 × 2箱
3183003	HZ-1212	120cm × 120cm	50枚 × 2箱

エレファ器械台カバー EOG

【一般医療機器】 単回使用汎用サージカルドレープ 届出番号27B1X00114000014
販売名:手術・処置用不織布覆布

- 器械台用の滅菌ドレープになります。
- 仮固定用テープ付きです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格 (Acm × Bcm)	包装	1梱入数
3183004	HZKC-1215	120cm × 150cm	1枚	25枚 × 2箱
3183005	HZKC-1518	150cm × 180cm	1枚	20枚 × 2箱

※ 高吸収ディスプレイシート

多目的な用途にご使用頂ける便利なシートです。



Sサイズ (約32cm × 44cm)	約250mL
Mサイズ (約44cm × 59cm)	約410mL
Lサイズ (約60cm × 90cm)	約1360mL

【吸収量】※生理食塩水での試験



吸収面

防水面


ハクゾウキュアケアシート

- 多目的に使用できる薄型で高吸収なディスプレイシートです。
- 吸収面の逆面は防水フィルムを使用していますので、漏れを防ぎます。
- 高吸収ポリマーで逆戻りを抑え、表面はサラッとしています。
- 3種類の規格がございますので、用途に合わせてご使用頂けます。

主な使用用途

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — キュア (治療) — ・ 手術時の体液吸収 ・ 内視鏡室検査時の体液吸収 ・ 創傷面洗浄時の吸収 ・ 分娩時の吸収 ・ ベビー受け | <ul style="list-style-type: none"> — ケア (介護) — ・ 陰部やお尻の洗浄時の吸収 ・ 洗髪時の吸収 ・ オムツ交換時に ・ 尿漏れ、おねしょ対策 ・ おうと物の吸収 |
|--|---|

品番	規格	サイズ	1梱入数
3147001	Sサイズ	約32cm × 44cm	200枚 × 4袋
3147002	Mサイズ	約44cm × 59cm	100枚 × 4袋
3147009	Lサイズ	約60cm × 90cm	40枚 × 4袋



吸収面

防水面

ハクゾウメディカルディスポシート

- 多目的に使用できる薄型で高吸収なディスポシートです。
- 吸収面の逆面は防水フィルムを使用していますので、漏れを防ぎます。
- 高吸収ポリマーで逆戻りを抑え、表面はサラッとしています。
- 5種類の規格がございますので、用途に合わせてご使用頂けます。

【吸収量】 ※生理食塩水での試験

約45cm×60cm	約1,200mL
約60cm×90cm	約2,300mL
約90cm×90cm	約3,500mL
約90cm×120cm	約4,500mL
約90cm×200cm	約8,200mL

品番	規格	包装	1梱入数
3096000	約45cm×60cm	50枚/袋	4袋/ケース
3096001	約60cm×90cm	20枚/袋	4袋/ケース
3096002	約90cm×90cm	10枚/袋	6袋/ケース
3096003	約90cm×120cm	10枚/袋	4袋/ケース
3096004	約90cm×200cm	10枚/袋	3袋/ケース

手術・ガーゼ関連製品

※ 弾性ストッキング

脚部の血行促進を目的とした弾性ストッキングです。



ネオフラックスS ハイソックスタイプ

【一般医療機器】弾性ストッキング 届出番号 13B2X00187000003

- 圧迫力は足首部分が最大で、膝下・大腿部に向かって段階的に弱くし静脈還流の改善を促します。
- サイズが豊富で、着用される方の脚に合った適切なサイズを選択することができます。
- 足底部分に血行状態を観察するための穴を設けています。
- 長さやサイズを判別し易いように足底の穴と上端部を色分けしています。

【素材】
ナイロン、スパンデックス



品番	種類	規格	包装
2700120	ハイソックスタイプ	レギュラー-SS	1組/袋×10組/箱
2700121	ハイソックスタイプ	レギュラー-S	1組/袋×10組/箱
2700122	ハイソックスタイプ	レギュラー-M	1組/袋×10組/箱
2700123	ハイソックスタイプ	レギュラー-L	1組/袋×10組/箱
2700124	ハイソックスタイプ	レギュラー-LL	1組/袋×10組/箱

※ 創洗浄用保護フィルム




サージポケット EOG

[一般医療機器] 洗浄剤注入用具 届出番号27B2X00243000166

創洗浄時に使用する洗浄保護用フィルムです。

- 【素 材】
 ・表面材：ナイロン/ポリエチレン
 ・粘着面：アクリル系粘着剤（低刺激性）

- 【主な使用用途】
 ・開放手術、内視鏡手術の閉創前の洗浄
 ・外科的デブリードマン時の創部洗浄
 ・術後管理での創洗浄



使用方法動画

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	包装	1梱入数
3155100	150mm×260mm 1枚滅菌	10袋/箱	10箱

手術・ガーゼ関連製品

※ 紙製滅菌ボックス



SSボックス EOG

必要な時に清潔な空間をつくりだせる紙製滅菌ボックスです。

- カテーテルなどの長尺の物品を事前に準備することができます。
- 滅菌状態でも展開時の10分の1の厚みで保管することができます。
- 滅菌ドレープの様な平面の清潔野ではなく、立体の清潔野をつくりだすことができます。

【組み立て時の寸法】
 300mm×360mm 高さ100mm

【主な使用用途】
 IVR、救急、創処置やCV 挿入、外来小手術などでの清潔野の確保


品番	規格	包装	1梱入数
1490550	300mm×360mm	10袋/箱	5箱

使用手順

※清潔に展開するために、ウィング以外には触れないようにしてください。

※生理食塩水は入れられません。


ウィング




SSボックスを用意する。




滅菌バッグから清潔に取り出す。




清潔な設置場所に置く。




左右のウィングを矢印の方向に均等な力で引っ張り、ボックスを立ち上げる。



立ち上げ完了。



ウィングをねじりながら均等な力で引っ張り、ボックスから切り取る。



箱に物品を入れてご使用ください。

04 | 脱脂綿・止血用製品



／ Line up ／

●滅菌綿棒 薬液注入タイプ	P.73	●脱脂綿	P.76
●滅菌綿棒 一般タイプ	P.73	●カット綿	P.76
●未滅菌綿棒	P.74	●止血用圧迫綿	P.77
●滅菌綿球	P.74	●アルギン酸止血パッド	P.78
●未滅菌綿球	P.75		

※ 滅菌綿棒 薬液注入タイプ ※

ポビドンヨード等の薬液を直接包材に注いで使用することができる滅菌綿棒です。



リボンバックタイプ
No.12A 5本・10本
No.15 1本

アルミバックタイプ (電子線滅菌済)
No.12A 2本 No.13 2本
※包材が透明袋のタイプもあります。

脱脂綿・止血用製品

滅菌綿棒 (薬液注入タイプ) EOG

● 容器の消毒・滅菌等の費用・労力をカットでき便利で経済的です。



品番	種類	規格	包装	1梱入数
1240705	No.12A 2本滅菌済	片綿木軸長さ12.5cm	2本×25袋/箱	20箱
1240503	No.12A 5本滅菌済	片綿木軸長さ12.5cm	5本×40袋/箱	20箱
1240502	No.12A 10本滅菌済	片綿木軸長さ12.5cm	10本×20袋/箱	20箱
1240504	No.13 2本滅菌済	片綿木軸長さ18 cm	2本×25袋/箱	20箱
1240701	No.15 1本滅菌済	片綿木軸長さ27 cm	1本×40袋/箱	10箱

※ 滅菌綿棒 一般タイプ ※

衛生的な滅菌綿棒で豊富な種類を揃えています。



滅菌綿棒 (一般タイプ) EOG

衛生的な医療用滅菌綿棒で豊富な種類を揃えています。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1240401	No.9 1本 滅菌済	片綿木軸長さ7.5cm	1本×300袋/箱	20箱
1240103	No.9 2本 滅菌済	片綿木軸長さ7.5cm	2本×300袋/箱	20箱
1240151	No.10 1本 滅菌済	片綿木軸長さ15 cm	1本×300袋/箱	20箱
1240152	No.10 2本 滅菌済	片綿木軸長さ15 cm	2本×200袋/箱	20箱
1240200	No.10 10本 滅菌済	片綿木軸長さ15 cm	10本× 50袋/箱	20箱
1240702	No.11 1本 滅菌済	両綿木軸長さ7.5cm	1本×300袋/箱	20箱
1240161	No.12 1本 滅菌済	片綿木軸長さ15 cm	1本×125袋/箱	20箱
1240158	No.12 2本 滅菌済	片綿木軸長さ15 cm	2本× 50袋/箱	20箱
1240156	No.12 5本 滅菌済	片綿木軸長さ15 cm	5本× 50袋/箱	20箱
1240105	No.12 10本 滅菌済	片綿木軸長さ15 cm	10本× 20袋/箱	20箱
1240154	No.13 1本 滅菌済	片綿木軸長さ18 cm	1本× 25袋/箱	20箱
* 1240157	No.13 5本 滅菌済	片綿木軸長さ18 cm	5本× 20袋/箱	10箱
* 1240104	No.13 10本 滅菌済	片綿木軸長さ18 cm	10本/袋	250袋
1240706	No.16 1本 滅菌済	片綿紙軸長さ15 cm	1本×300袋/箱	20箱
* 1240707	No.17 1本 滅菌済	片綿木軸長さ15 cm	1本×300袋/箱	20箱

*は受注生産品です。 ※No9はNo11の片綿タイプです。

※ 未滅菌綿棒




未滅菌タイプの綿棒です。

【原寸大】



綿棒

● 綿部の大きさは、用途に応じ豊富な種類をご用意しています。



品番	種類	規格	包装	1梱入数
1240000	No. 9	片綿付木軸長さ 7.5cm	100本×5袋/箱	40箱
1240001	No.10	外科用片綿付木軸長さ 15cm	100本×10袋/箱	10箱
1240002	No.11	両綿付木軸長さ 7.5cm	100本×5袋/箱	40箱
1240003	No.12	産科用片綿付木軸長さ 15cm	20本×20袋/箱	10箱
1240004	No.13	処置用片綿付木軸長さ 18cm	20本×10袋/箱	20箱
1240005	No.15	処置用片綿付木軸長さ 27cm	10本×10袋/箱	10箱
1240006	No.16	耳鼻科用片綿付紙軸長さ15cm	200本×20袋/箱	5箱
1240007	No.17	耳鼻科用片綿付木軸長さ15cm	100本×20袋/箱	5箱

脱脂綿・止血用製品

※ 滅菌綿球



滅菌済の綿球です。



滅菌キープレットS EOG

【一般医療機器】コットンボール 届出番号27B2X00243000095

綿球の表面に特殊加工を施し、からみにくく毛羽立ちを抑えた滅菌済綿球です。

- 人体に安全性の高い成分のみを使用し、バインダーは使用していません。
- 従来の綿球と比較して薬液を吸収し過ぎず、適切な含浸量で使用できます。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1250141	No.14 5球	直径約 14mm	5球/袋×100袋/箱	4箱
1250142	No.14 10球	直径約 14mm	10球/袋×100袋/箱	4箱
1250201	No.20 5球	直径約 20mm	5球/袋×100袋/箱	4箱
1250202	No.20 10球	直径約 20mm	10球/袋×50袋/箱	8箱
1250251	No.25 5球	直径約 25mm	5球/袋×50袋/箱	8箱
1250252	No.25 10球	直径約 25mm	10球/袋×25袋/箱	8箱
1250301	No.30 5球	直径約 30mm	5球/袋×30袋/箱	8箱
1250302	No.30 10球	直径約 30mm	10球/袋×20袋/箱	8箱
1250401	No.40 5球	直径約 40mm	5球/袋×20袋/箱	8箱

※ 未滅菌綿球



脱脂綿を球状に成形した、未滅菌品です。



脱脂綿・止血用製品



No.7



No.10



No.14



No.20



No.25



No.30



No.40



キープレット

【一般医療機器】コットンボール

届出番号27B2X00243000094

滅菌キープレットSの未滅菌品で、からみにくく毛羽立ちを抑えた綿球です。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1269022	No.10	直径約 10mm 50g	50g/袋	10袋×6箱
1269023	No.14	直径約 14mm 50g	50g/袋	10袋×6箱
1269024	No.20	直径約 20mm 50g	50g/袋	10袋×6箱
1269025	No.25	直径約 25mm 50g	50g/袋	10袋×6箱
1269026	No.30	直径約 30mm 50g	50g/袋	10袋×6箱
1269027	No.40	直径約 40mm 50g	50g/袋	10袋×6箱

プレート®

【一般医療機器】コットンボール

届出番号27B2X00243000075

医療脱脂綿を球状に成形しています。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1230032	No.7	直径約 7mm 50g	50g/袋	10袋×10箱
1230033	No.10	直径約 10mm 50g	50g/袋	10袋×10箱
1230034	No.14	直径約 14mm 50g	50g/袋	10袋×10箱
1230037	No.20	直径約 20mm 50g	50g/袋	10袋×10箱
1230038	No.25	直径約 25mm 50g	50g/袋	10袋×10箱
1230039	No.30	直径約 30mm 50g	50g/袋	10袋×10箱
1230040	No.40	直径約 40mm 50g	50g/袋	10袋×10箱

ヒモ付きプレート

【一般医療機器】コットンボール

届出番号27B2X00243000083

脱脂綿を球状にし、ヒモを取りつけた綿球です。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1230072	No.25 ひも付	直径約 25mm 50g	50g/袋	10袋× 6箱
1230073	No.30 ひも付	直径約 30mm 50g	50g/袋	10袋× 6箱
1230074	No.40 ひも付	直径約 40mm 50g	50g/袋	10袋× 6箱

※ 脱脂綿



綿100%からなる繊維をパッド状にしたものと、使い易いサイズに裁断したものをそろえています。



脱脂綿

【一般医療機器】医療脱脂綿 届出番号27B3X00045000001

綿100%からなる繊維をパッド状にしたものです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1230010	500g	500g	500g/袋	30袋



裁断綿

【一般医療機器】医療脱脂綿 届出番号27B2X00243000078

綿100%からなる繊維をパッド状にし、使い易いサイズに裁断したものです。

●製品サイズ:8cm×16cm

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	包装	1梱入数
1410700	8cm×16cm 100g	100g/袋	60袋
1410701	8cm×16cm 500g	500g/袋	20袋

脱脂綿・止血用製剤

※ カット綿



医療脱脂綿を使用した、カット綿です。



ハクゾウシルキュー[®]

【一般医療機器】医療脱脂綿 届出番号27B2X00243000080

販売名:シルキュー

プレス加工を施したカット綿です。

- 毛羽立ちが少なく、綿ぼこりが出にくいので衛生的です。
- 繊維がからみにくく、1枚1枚ははっきりと分かれ取り出しやすくなっています。
- 消毒剤を含浸させることで、元のソフトな脱脂綿になります。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1220135	4cm×4cm	700g	700g/箱	20箱
1220153	5cm×6cm	700g	700g/箱	20箱



ハクゾウメンカク[®]

【一般医療機器】医療脱脂綿 届出番号27B2X00243000079

販売名:メンカク

医療脱脂綿を使用したカット綿です。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1220052	4cm×4cm	100g	100g/袋	30袋
1220056	4cm×4cm	500g	500g/箱	20箱
1220106	5cm×6cm	500g	500g/箱	20箱
1220121	8cm×8cm	500g	500g/箱	20箱

止血用圧迫綿



(ソラマメタイプ)

脱脂綿・止血用製品

ハクゾウ滅菌SPコットン EOG

[一般医療機器] 止血用押圧器具

届出番号27B2X00243000069

人工透析後に使用する圧迫綿です。

●ガーゼを固く巻いて使用する従来の方法に比べ、より確実に処置できます。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	包装	1梱入数
1290021	約18mm×25mm	8個×50袋/箱	10箱


ハクゾウ滅菌SPコットン(ソラマメタイプ) EOG

[一般医療機器] 止血用押圧器具

届出番号27B2X00243000069

●ソラマメ形状の圧迫綿です。

●未滅菌タイプもございます。



〈凸面を穿刺部に当てる場合〉
くぼみ(凹面)があるので、押さえ易くなっています。

〈凹面を穿刺部に当てる場合〉
凸面で止血する時に比べて優しく圧をかける事ができます。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1290102	—	全長約25mm×長径約21.5mm× 短径約10.8mm	100個/袋	—
1290103	2個滅菌		25袋/箱	20箱
1290104	1個滅菌		25袋/箱	20箱

ハクゾウ滅菌圧迫綿 EOG

[一般医療機器] 止血用押圧器具

届出番号27B2X00243000071

血管造影後に使用する圧迫綿です。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。



品番	規格	包装	1梱入数
1290120	約35mm×60mm	1個×50袋/箱	4箱



ハクゾウ滅菌タブレット綿 EOG

[一般医療機器] 止血用押圧器具


届出番号27B2X00243000073

円盤状の圧迫綿です。

- コットン100%の素材で、円盤状となります。
- 肌に優しいコットン100%を使用しており、吸収力に優れています。
- シリコン付きのタイプもございます。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	規格	入数	包装	1梱入数
1290106	No.6 2個滅菌 直径20mm×厚さ6.4mm	2個/袋	50袋/箱	20箱



プレスタット用タイプ



シリコン付きタイプ



No.30タイプ

(その他、様々な種類の圧迫綿をご用意しています。)

圧迫綿No.5(素材:綿)



新SPコットン(素材:不織布)



※ アルギン酸止血パッド ※

透析終了後の穿刺部位の圧迫止血、止血困難な患者様向けの止血パッドです。



ハクゾウALGパッド

[一般医療機器] 止血用押圧器具

届出番号27B2X00243000156


- アルギン酸カルシウム不織布が血液を吸収します。表面に防水シートがあるため、血液の漏れを防ぎます。
- 穿刺部と接する部分にメッシュシートがあるため、貼り付きにくくなっています。剥がす時に再出血することを防ぎます。
- 個包装のため、使用ごとに開封して衛生的にご使用いただけます。

【サイズ】2cm×2cm

【素 材】・防水シート(表面): ポリエチレン

・不織布: アルギン酸カルシウム

・メッシュシート(圧迫面): ポリエチレン



品番	サイズ	規格	1梱入数
1290201	2cm × 2cm 1個滅菌	100袋入	20箱/ケース
1290200	2cm × 2cm 2個滅菌	100袋入	20箱/ケース

05 | ホータイ製品



Line up

- | | | | |
|----------|------|-----------|------|
| ●自着性ホータイ | P.80 | ●その他ホータイ | P.82 |
| ●伸縮ホータイ | P.80 | ●ネットホータイ | P.83 |
| ●弾性ホータイ | P.81 | ●チューブホータイ | P.83 |
| ●綿ホータイ | P.82 | | |

※ 自着性ホータイ

誰でも簡単に巻くことができる自着性ホータイです。



ハクゾウくつきタイLF

- ラテックスとアクリルを含まず、また、通気性に優れ、肌に優しい包帯です。
- 疎水性で水をはじきます。
- 包帯同士がくつきので、テープによる固定が不要、何度でも着け外しができます。
- 衣類や髪の毛にくつき心配がありません。
- ハサミがなくても手で簡単にカットできます。

使用用途

・ガーゼ、パッドの被覆・固定時に。

【使用上の注意】

- ・創傷部に直接巻かないでください。
- ・発疹・発赤・かゆみなどの症状が現れた場合は、使用を中止してください。
- ・強く引っ張って巻くと血液が流れにくくなる恐れがあります。
- ・洗濯すると自着性が損なわれます。ディスポーザブル（使い捨て）の包帯として使用してください。

【素材】

ポリプロピレン、ポリウレタン

品番	規格	包装	1梱入数
3087821	2.5cm×伸長6.5m 12巻入	1巻/袋×12袋/箱	36箱
3087822	5.0cm×伸長6.5m 12巻入	1巻/袋×12袋/箱	16箱

※ 伸縮ホータイ

伸縮性に優れ、身体のあらゆる部位にフィットするホータイです。



フラスタイ®

- スパンデックス糸を使用しています。
- 圧迫感が少ないため関節部の運動を妨げません。
- ラテックスフリーです。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1020001	5×9	5cm×伸長 9m	10巻/箱	30箱
1020002	7.5×9	7.5cm×伸長 9m	10巻/箱	30箱
1020003	9×9	9cm×伸長 9m	10巻/箱	30箱
1020004	3.8×4.5	3.8cm×伸長4.5m	1巻/ポリケース×10	50箱
1020005	5×4.5	5cm×伸長4.5m	1巻/ポリケース×10	50箱
1020006	6.5×4.5	6.5cm×伸長4.5m	1巻/ポリケース×10	50箱



滅菌フラスタイ® EOG

- EOG滅菌済です。
- 衛生的にご使用頂けます。
- ラテックスフリーです。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1020031	5×9	5cm×伸長9m 1巻滅菌	10袋/箱	12箱
1020032	7.5×9	7.5cm×伸長9m 1巻滅菌	10袋/箱	12箱
1020033	9×9	9cm×伸長9m 1巻滅菌	10袋/箱	12箱



シンプルタイ

- フランスタイより薄手のため、巻きやすく経済的です。
- ラテックスフリーです。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1030001	5×9	5cm×伸長9m	10巻/箱	30箱
1030002	7.5×9	7.5cm×伸長9m	10巻/箱	30箱
1030003	9×9	9cm×伸長9m	10巻/箱	30箱



滅菌シンプルタイ EOG

- EOG滅菌済です。
- 衛生的にご使用頂けます。
- ラテックスフリーです。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1030021	5×9	5cm×伸長9m 1巻滅菌	10袋/箱	12箱
1030022	7.5×9	7.5cm×伸長9m 1巻滅菌	10袋/箱	12箱
1030023	9×9	9cm×伸長9m 1巻滅菌	10袋/箱	12箱

※ 弾性ホータイ

捻挫や脱臼時の固定に適したホータイです。



ハードタイG

- 純綿の強撚糸に特殊な加工を施した弾性ホータイです。
- ラテックスフリーです。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1040009	No.2	5cm×伸長4.5m	6巻/箱	20箱
1040010	No.3	7.5cm×伸長4.5m	6巻/箱	20箱
1040011	No.4	10cm×伸長4.5m	6巻/箱	20箱
1040012	No.7	17.5cm×伸長4.5m	6巻/箱	10箱



滅菌ハードタイG EOG

- EOG滅菌済です。
- 衛生的にご使用頂けます。
- ラテックスフリーです。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1040041	2号	5cm×伸長4.5m 1巻滅菌	8袋/箱	12箱
1040042	3号	7.5cm×伸長4.5m 1巻滅菌	8袋/箱	12箱
1040043	4号	10cm×伸長4.5m 1巻滅菌	8袋/箱	12箱



ハードタイ

- 厚手で圧迫力の強い弾性ホータイです。
- ラテックスフリーです。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1040001	5cm	5 cm×伸長4.5m	6巻/箱	60箱
1040002	7.5cm	7.5cm×伸長4.5m	6巻/箱	40箱
1040003	10cm	10 cm×伸長4.5m	6巻/箱	30箱
1040004	17.5cm	17.5cm×伸長4.5m	6巻/箱	18箱

※ 綿ホータイ

純綿糸を使用した、ホータイです。



耳付ホータイ

- 両端がホツレないように織り上げたホータイです。
- ラテックスフリーです。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1010022	2裂	約 14cm×9m	2巻/本	10本×10包
1010023	3裂	約9.3cm×9m	3巻/本	10本×10包
1010024	4裂	約7.0cm×9m	4巻/本	10本×10包
1010025	5裂	約5.6cm×9m	5巻/本	10本×10包
1010026	6裂	約4.6cm×9m	6巻/本	10本×10包
1010028	8裂	約3.5cm×9m	8巻/本	10本×10包

ホータイ製品

※ その他ホータイ

横方向に伸縮性があり、ホツレなく使える耳付ホータイを揃えました。



EGホータイ

- 主にスフ糸を使用した経済的なホータイです。
- ラテックスフリーです。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1010103	3裂	約9.3cm×9m	3巻/本	10本×10包
1010104	4裂	約7.0cm×9m	4巻/本	10本×10包
1010105	5裂	約5.6cm×9m	5巻/本	10本×10包
1010106	6裂	約4.6cm×9m	6巻/本	10本×10包

※ ネットホータイ

処置用ガーゼや湿布等を固定するためのホータイです。



バンダフィックス

ゴム糸とナイロン糸で円筒状に編まれたメッシュホータイです。

- 身体のあらゆる部位にフィットします。
- カットしてもホツレにくく迅速に患部に使用できます。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1060001	0号 指用	0.7cm×伸長25m	1巻/箱	60箱
1060002	1号 手・手首用	1.5cm×伸長25m	1巻/箱	60箱
1060003	2号 腕・足首用	2.0cm×伸長25m	1巻/箱	60箱
1060004	3号 膝用	2.5cm×伸長25m	1巻/箱	33箱
1060005	4号 肩・腿用	3.0cm×伸長25m	1巻/箱	33箱
1060006	5号 頭・首用	3.5cm×伸長25m	1巻/箱	33箱
1060007	6号 胸・臀部用	5.5cm×伸長25m	1巻/箱	24箱
1060008	7号 胸・臀部用	6.5cm×伸長25m	1巻/箱	24箱

※ チューブホータイ

患部全体を保護するための、チューブタイプのホータイです。



ストックネット

- ラテックスフリーです。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1050001	2号	5.1cm×23m	1巻/箱	16箱
1050002	3号	7.6cm×23m	1巻/箱	12箱
1050003	4号	10.2cm×23m	1巻/箱	8箱
1050004	5号	13.7cm×23m	1巻/箱	6箱
1050005	8号	20.3cm×23m	1巻/箱	4箱



滅菌ストックネット・アール EOG

- すぐ使用できるようにくるくる巻いたタイプです。
- ご要望に応じたサイズを承ります。
- EOG滅菌済です。（※滅菌処理をすると、サイズが多少前後する場合がございます。）
※本製品は受注生産品です。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1052512	3号×60cm	1個滅菌	30袋/箱	6箱
1052514	3号×100cm	1個滅菌	30袋/箱	6箱
1052518	4号×100cm	1個滅菌	10袋/箱	8箱
1052519	4号×120cm	1個滅菌	10袋/箱	8箱
1052520	4号×150cm	1個滅菌	10袋/箱	8箱
1052523	5号×100cm	1個滅菌	10袋/箱	6箱
1052524	5号×120cm	1個滅菌	10袋/箱	6箱
1052525	5号×150cm	1個滅菌	10袋/箱	6箱
1052527	8号×150cm	1個滅菌	10袋/箱	6箱








06 | 絆創膏製品

／ Line up ／

- 防水性創傷被覆保護用ドレッシング P.86
- 創傷被覆保護用ドレッシング P.86
- 穿刺部被覆保護材 P.87

- 防水性粘着ホータイ P.89
- 絆創膏 P.89
- 不織布粘着ホータイ P.89

創傷被覆保護材の使い分け

創傷の状態	目的	製品群
穿孔後 	止血作用	 <p>エレバン プレストット P87 エレバン プレストットミニ ジェトル P87 エレバン プレストット ミニEX P87 エレバン スタンチ P88 エレバン ショット P88 エレバン フィンガーティップ P88</p>
急性創傷（外傷など） 	止血作用	 <p>ハクゾウ 滅菌キュアドレス P68 エレバン ブロック P86 エレバン ワイドDX P86 エレバン P89</p>
外傷性皮膚欠損症 	創の保護	 <p>ハクゾウ滅菌ラップキュアドレッシング P67 ハクゾウラップキュアドレッシング P67</p>
肉芽形成から上皮形成される時期 	滲出液のコントロール	 <p>ハクゾウ滅菌ラップキュアドレッシング P67 ハクゾウラップキュアドレッシング P67</p>
慢性創傷（褥瘡など） ポケットがある創 	滲出液のコントロール	 <p>ハクゾウ滅菌キュアドレス P68</p>
発赤・褥瘡 	保護と防水	 <p>エレバンフィルム P86 エレバンブロック P86 エレバンロール P89</p>

※ 防水性創傷被覆保護用ドレッシング ※

ポリウレタンの透明フィルムを使用した、創傷面を保護する為のドレッシングです。
バリア性に優れ、且つ水蒸気の透過性を備えています。



エレバンフィルムS10 EOG

[一般医療機器] 救急絆創膏 届出番号43B2X00005000079

従来品より更に薄い10μmのフィルムを使用した、水蒸気透過性に優れたドレッシングです。

- EOG滅菌済
- 穿刺部周囲のムシを抑え、カテーテルの長期固定に適しています。
- 極薄フィルムにより、柔軟性、伸縮性に優れています。
- ラテックスフリーです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
3155071	No. 50	5cm×7cm	100枚/箱	20箱
3155073	No. 60	6cm×9cm	50枚/箱	20箱
3155075	No. 80	8cm×12cm	50枚/箱	20箱
3155077	No.100	10cm×15cm	50枚/箱	20箱



エレバンフィルムS EOG

[一般医療機器] 救急絆創膏 届出番号43B2X00005000078

従来からのスタンダードな厚さのフィルムを使用したドレッシングです。

- EOG滅菌済
- ラテックスフリーです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
3155031	No. 50	5cm×7cm	100枚/箱	20箱
3155033	No. 60	6cm×9cm	50枚/箱	20箱
3155035	No. 80	8cm×12cm	50枚/箱	20箱
3155037	No.100	10cm×15cm	50枚/箱	20箱



エレバンブロック EOG

[一般医療機器] 救急絆創膏 届出番号43B2X00005000077

パッド付の透明フィルムドレッシングです。

- EOG滅菌済
- パッド部は固着を防ぐネットを使用しています。
- ラテックスフリーです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
3155021	No. 50	5cm×7cm(パッド2cm×4cm)	50枚/箱	20箱
3155023	No. 60	6cm×9cm(パッド3cm×6cm)	50枚/箱	20箱
3155025	No. 80	8cm×12cm(パッド4cm×8cm)	30枚/箱	20箱
3155027	No.100	10cm×15cm(パッド5cm×11cm)	30枚/箱	20箱

※ 創傷被覆保護用ドレッシング ※

創傷部を保護するためのサージカルドレッシングです。



エレバンワイドDX EOG

[一般医療機器] 救急絆創膏 届出番号43B2X00005000076

パッド部に固着を防ぐネットを使用、不織布シートは撥水加工を施しています。

- EOG滅菌済
- アクリル系粘着剤による特殊な塗布により通気性を確保。皮膚への刺激を低減しています。
- ラテックスフリーです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
3155001	No. 50	5cm×8cm(パッド2cm×4cm)	50枚/箱	20箱
3155002	No. 60	6cm×10cm(パッド3cm×6cm)	50枚/箱	20箱
3155003	No. 80	8cm×13cm(パッド4cm×9cm)	30枚/箱	20箱
3155004	No.100	10cm×16cm(パッド5cm×10cm)	30枚/箱	20箱

※ 穿刺部被覆保護材



注射・採血・点滴・関節穿刺時に使用する被覆保護材です。



左記から使用説明の動画をご確認できます。

エレバンプレスタット® EOG

[一般医療機器] 救急絆創膏 届出番号27B2X00243000102

- EOG滅菌済
- 高い伸縮性を持つテープと圧縮したパッドにより、優れた圧迫力が得られます。
- 血液を吸収するとパッドが膨張し、止血効果を高めます。
- ラテックスフリーです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。



品番	規格	包装	1梱入数
3155061	35mm×80mm(パッドφ20mm)	50枚/箱	20箱

静脈穿刺・採血時、点滴・関節穿刺時に使用するパッド付き被覆保護材です。



テープ面

パッド面

エレバンプレスタット®ミニ ジェントル EOG

[一般医療機器] 救急絆創膏 届出番号27B2X00243000155

- EOG滅菌済
- 粘着面を線引き加工することで、皮膚との接触面積を低減。通気性も確保されるため、スキントラブルの低減にもつながります。
- 粘着面がないツマミ部分がありますので、容易に剥がすことができます。
- 剥離紙と滅菌紙が一緒になっている為、使い勝手が良く、ゴミの削減につながります。
- ラテックスフリーです。

【素 材】粘着テープ：ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤
剥離紙：紙、シリコーン樹脂 パッド：不織布

【サイズ】粘着フィルム：36mm×36mm
パッド：φ16mm 厚み約2mm

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	サイズ	包装	1梱入数
3155087	36mm×36mm(パッドφ16mm)	100枚入	40箱

静脈穿刺・採血時、点滴・関節穿刺時に使用するパッド付き被覆保護材です。



テープ面

パッド面

エレバンプレスタット®ミニ EX EOG

[一般医療機器] 救急絆創膏 届出番号27B2X00243000148

- EOG滅菌済
- 通気性と粘着性に優れたテープを使用しています。
- パッドを5層構造にして厚みを出すことで、吸収性に優れ、穿刺部をしっかり保護します。
- 剥離紙と滅菌紙が一体化しているため、使い勝手がよくゴミの削減に繋がります。
- 粘着部分につまみがあり、容易に剥がすことが出来るので、肌を傷つけにくく、スキントラブルの軽減に繋がります。

主な使用用途

・静脈穿刺・採血時、点滴・関節穿刺時の被覆保護に

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
3155068	S	30mm×30mm(パッドφ10mm)	100袋/箱	40箱
3155069	M	36mm×36mm(パッドφ15mm)	100袋/箱	40箱



エレバンスタンチ EOG

〔一般医療機器〕 救急絆創膏

届出番号43B2X00005000075

- EOG滅菌済
- 程よい伸縮性と強度を持つ布製テープと2層構造のパッドで、優れた圧迫力が得られます。
- 固定用シートを台に貼り付けることで、片手で容易に処置が可能です。
- ラテックスフリーです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
3155053	5シート	20mm×70mm(パッド20mm×15mm)	25枚/袋×20袋/箱	10箱



エレバンショット EOG

〔一般医療機器〕 救急絆創膏

届出番号43B2X00005000074

- EOG滅菌済
- 固定用シートを台に貼り付けることで、片手で容易に処置が可能です。
- テープ部の折り返しにより、粘着部に触れず貼り付けが容易です。
- ラテックスフリーです。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。



品番	種類	規格	包装	1梱入数
3155011	S	20mm×23mm(パッド 8mm× 8mm)	25枚/袋×40袋/箱	20箱
3155013	M	27mm×30mm(パッド15mm×15mm)	20枚/袋×25袋/箱	20箱

指先にフィットし、剥がれにくい形状の絆創膏。
個包装タイプの穿刺部保護用絆創膏です。



エレバンフィンガーティップ EOG

〔一般医療機器〕 救急絆創膏

届出番号27B2X00243000165

- EOG滅菌済
- 指先にフィットする形状・サイズで、指先採血部位の保護や注射部位の保護にご使用できます。
- パッドは吸水力の高い厚手の不織布を使用しています。
- 開封しやすく、剥離紙の半分が滅菌紙に残るため、操作性に優れています。
- 1枚ずつ包装されている為、衛生的にご使用いただけます。
- ラテックスフリーです。

【素 材】

粘着テープ：ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤

剥離紙：紙、シリコン樹脂


パッド：レーヨン/ポリエステル不織布

【サイズ】粘着フィルム：φ22mm

パッド：10mm×10mm 厚み約1mm

主な使用用途

- ・指先採血部位の保護に
- ・注射部位の保護に



表面

貼付面

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	サイズ	包装	1梱入数
3087722	φ22mm(パッド10mm×10mm)	100枚入	24箱

※ 防水性粘着ホータイ

ロールタイプの防水性透明ドレッシングです。



エレバンロール


- バリア性に優れ、且つ水蒸気の透過性を備えています。
- 必要な長さにカットして使用できる、経済的なロールタイプです。
- 伸縮性に優れ、関節部位にも貼り付けできます。
- ラテックスフリーです。



品番	種類	規格	包装	1梱入数
3155041	No. 50	5 cm×10m	1巻/箱	20箱
3155043	No. 75	7.5cm×10m	1巻/箱	20箱
3155045	No.100	10 cm×10m	1巻/箱	20箱
3155047	No.150	15 cm×10m	1巻/箱	10箱

※ 絆創膏

医療機関向けの救急絆創膏です。



エレバン® EOG

【一般医療機器】救急絆創膏

届出番号43B2X00007B00033

- EOG滅菌済
 - パッド部に固着を防ぐネットを使用しています。
- ※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1330002	No.100M	19mm×72mm	100枚/箱	100箱
1330008	No.200M	19mm×72mm	200枚/箱	60箱
1330004	No.300L	25mm×72mm	100枚/箱	80箱

※ 不織布粘着ホータイ

ガーゼやパッドの固定に最適な粘着性伸縮ホータイです。



エレバンメッシュ

- メッシュタイプの不織布を使用しています。
- 肌にソフトで通気性に優れています。
- 横方向に伸縮性があり、関節部位への固定にも適しています。
- 本体を箱から引き出して使用でき、剥離紙はカットしやすいように方眼を印刷してあります。
- ラテックスフリーです。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1330031	No. 50	5cm×10m	1巻/箱	30箱
1330032	No.100	10cm×10m	1巻/箱	30箱
1330033	No.150	15cm×10m	1巻/箱	30箱



07 | 産科用製品

Line up

- | | | | |
|--------------|------|-------------|------|
| ●妊婦向け着圧ソックス | P.92 | ●産褥用コルセット | P.95 |
| ●分娩監視装置用ベルト | P.92 | ●使い捨て不織布タオル | P.96 |
| ●検診用シート | P.92 | ●U座クッション | P.96 |
| ●分娩キット | P.93 | ●光線療法用アイマスク | P.96 |
| ●手術用吸水マット | P.93 | ●新生児用保護ガーゼ | P.97 |
| ●骨盤固定ベルト | P.94 | ●ボディソープ | P.97 |
| ●不織布製骨盤固定ベルト | P.95 | ●ベビーマットレス | P.97 |



産科ブランド「meetuu」のご案内



あなたとベビーに、安全でやさしいものを。

meetuu(ミーチュ)は心と身体へのやさしさを考えたマタニティ&ベビー用品ブランドです。ママとベビーの幸せな出会いをサポートし、出産前後の大切な時間を快適に安心して過ごしてもらうため、本当に必要なものだけをそろえました。

ブランドロゴについて

1本の線で描かれた母子のゾウが表すのは、ふれあいによって生まれる「絆」です。上向きに伸びた母ゾウの鼻がやさしく子ゾウを包み、さらに明るい未来へ向かっていく姿勢を表しています。ブランド名は、「meet」と二つの「u(you)」で、ママの「ベビー」との出会いと、「これからママになる自分」との出会いを表現しています。

コンセプトについて

出産を迎えるにあたり、準備するものはたくさんあります。しかし「何をそろえたら良いの?」「どれが良いか迷ってしまう」…そんな不安や疑問を抱く方々のために、meetuuでは、本当に必要となる製品を厳選し、安全・やさしさを第一に考えることをお約束いたします。



妊婦向け着圧ソックス

お腹が大きい妊婦さんでも履きやすいスパイラル着圧の弾性ソックスです。



ママらくfitソックス

【一般医療機器】弾性ストッキング 届出番号 27B2X00243000154
販売名: 弾性ソックスsprl

- 「うめきた2期みどりとイノベーションの融合拠点形成推進協議会看護工学プロジェクト委員会」のニーズから生まれた製品です。
- スパイラル着圧設計になっており、リンパや静脈を締め付けずスムーズに脱ぎ履きができます。
- 妊娠32～36週の妊婦さんの約9割が履きやすいと評価しています。(2019年自社調査結果)
- 強すぎない心地良い着圧値で長時間履き続けやすくなっています。
- 人間工学に基づいた黄金比率着圧仕様。(足底:足首:ふくらはぎ=2.2:1.6:1)
- 足裏のすべり止め仕様により、妊婦さんでも安全に使用できます。
- 装着部位の血行促進、あしのムクミの軽減に

【組成】
ナイロン・綿・レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン(※ラテックスフリー)

品番	種類	包装	1梱入数
3000079	ネイビー (21cm～23cm) 1足入	1箱	10箱/4中箱
3000080	ネイビー (23cm～25cm) 1足入	1箱	10箱/4中箱

分娩監視装置用ベルト

新生児の心音や子宮の張りを計測するための機器を、妊婦の腹部に固定するためのベルトです。



meetuuハートミーベルト

- 幅広ベルトで装置をしっかり固定できます。
- 穴の間隔が狭く、こまやかなサイズ調整が可能です。
- 2色の清潔な個人用ベルトです。
- 2色のベルトで、かけ違いが防止できます。
- 薄くて肌ざわりの良いやわらか素材です。
- 安心なラテックスフリー素材です。

【素材】
ポリエステル・ポリウレタン



品番	種類	包装
3147813	幅60mm×長さ1.25m ピンク1本/ブルー1本入	2本/袋

検診用シート

検診時に使用するシートです。



ハクゾウ検診用シート (ピンク)

主として産科の検診時などに使用するピンク色のロールシートです。

- 主な使用用途
- ・一般外来・病棟での処理などに
 - ・口腔ケアや食事介助のケア時などに



品番	種類	規格	包装	1梱入数
3037085	ロールタイプ	370mm×36m	1本	20本

※ 分娩キット

分娩に必要な部材を組み合わせて滅菌したキットです。



ハクゾウ分娩キットII EOG

【管理医療機器】分娩時処置用具セット 認証番号302ADBZX00073000
販売名:ハクゾウ分娩キットII

分娩に必要な用具・シーツ類を一括して滅菌したディスプレイキットです。

●構成内容をご相談を承ります。

※本製品は受注生産品です。

※ご用命の際は、構成品をご指定若しくはお問い合わせ願います。

【主な構成部材】ラッパー／単回使用汎用サージカルドレープ／分娩衣／間欠泌尿器用カテーテル／マスク／キャップ／ガウン／吸引マット(バースヘルパー)／腹部覆用シーツ(腹部シーツ)／分娩用シーツ(防水シーツ)／レギンスカバー／脚袋／天然ゴム製手術用手袋／非天然ゴム製手術用手袋／気管支吸引用カテーテル／吸引キット／臍帯閉鎖術用クリップ／単回使用メス／単回使用メス用刃／X線造影材入ガーゼ／医療ガーゼ／医療用不織布／X線造影材入スポンジ／医療脱脂綿／コットンボール／単回使用注射用針／汎用注射筒／はさみ／新生児用シーツ(ベビー受け)／トレー／膿盆／カップ／ピンセット／綿棒／テープ／直後パッド／針受け／メジャー／ネームバンド

※ 手術用吸水マット


手術台に敷いて使用する手術用吸水マットです。



バースヘルパー EOG

- 手触りがよく厚みのあるワイドサイズで体液をすばやく吸収、手術台及び床を汚しません。
- 製品重量が安定していますので、血液量の測定が可能です。

【製品重量】 約200g/枚
【吸収量】 約1,500mL/枚
(※生理食塩水による測定)



品番	種類	規格	包装	1梱入数
1420025	滅菌	90cm×75cm	1枚/袋	20袋



バースヘルパー ピンク EOG

- 吸収量が多くしっかり吸収します。
- スピード吸収で素早く吸い込みモレを防ぎます。
- 厚みがあり、肌触りが良いです。
- 吸収後も逆戻りににくくなっています。
- 厚みのあるバックシートを使用しています。
- バックシートには、製品重量ラベルが貼付されています。
- 蛍光増白剤は含まれておりません。
- 未滅菌もごぞいます。

【製品重量】 約270g/枚
【吸収量】 約2,800mL/枚
(※生理食塩水による測定)



品番	種類	規格	包装	1梱入数
3906017	ポリ袋入	90cm×120cm	1枚/袋	20袋
3906020	滅菌	90cm×120cm	1枚/袋	20袋

※ 骨盤固定ベルト

産後の骨盤の緩みにご使用していただけます。



ホワイト

ピンク

meetuuマザーベルト

- 上前腸骨棘と大転子の間を締めることにより、産後の骨盤の緩みを引き締め、腰まわりの疲れを和らげることができます。
- 非伸縮性と6cm幅のメインベルトでしっかりと骨盤を締めることができます。
- 直後パッドと共に腰の下に敷くと、産後すぐ骨盤の固定が可能です。

【素材】
本体：ポリエステル、ポリウレタン、綿
メッシュ部：ナイロン、ポリウレタン

【使用期間の目安】
・分娩直後～産後約2ヶ月
（※個人差があるため、あくまでも目安にしてください。）

品番	種類	規格	適合ヒップサイズ	包装
1490510	ホワイト	S～M	60cm～ 85cm	1袋/箱
1490511		M～L	85cm～105cm	1袋/箱
1490512		L～LL	105cm～120cm	1袋/箱
1490621	ピンク	S～M	60cm～ 85cm	1袋/箱
1490622		M～L	85cm～105cm	1袋/箱
1490623		L～LL	105cm～120cm	1袋/箱



ブラック

meetuuマザーベルトLIGHT

- 上前腸骨棘と大転子の間を締めることにより、産後の骨盤の緩みを引き締め、腰まわりの疲れを和らげることができます。
- 非伸縮性と6cm幅のメインベルトでしっかりと骨盤を締めることができます。
- 直後パッドと共に腰の下に敷くと、産後すぐ骨盤の固定が可能です。
- 服の下につけても目立ちにくく、外出時などにオススメです。
- サイドと背面全体にメッシュ生地を使用し、全体的に通気性を持たせています。

【素材】
本体：ナイロン
メッシュ部：ナイロン、ポリウレタン

【使用期間の目安】
・分娩直後～産後約2ヶ月
（※個人差があるため、あくまでも目安にしてください。）


品番	種類	規格	適合ヒップサイズ	包装
1490520	ブラック	S～M	60cm～ 85cm	1袋/箱
1490521		M～L	85cm～105cm	1袋/箱
1490522		L～LL	105cm～120cm	1袋/箱

マザーベルト装着方法

- 装着ポイント**
- 個人差で、気持ちいい強さと位置が違いますので、自分が最も良いと思う強さと位置で補助ベルトを締めてください。
 - ベルトを無理に締めすぎないでください。
 - ベルトが肌に当たって痛い場合は、ショーツ等の上から着用して肌に直接触れないようにしてください。

Step 1

ゴムベルトがある方を外側にして、補助ベルトを外してください。足を揃えて、上前腸骨棘(腰の一番出ている部分のやや下)と大転子(太ももの付け根あたりの出ている骨)を探し、お尻を包み込むようにして2点間にメインベルトを通します。(右図参照)



Step 2

ベルトの前側は恥骨結合部(下腹部の硬い骨、上図の赤丸)に重なるようにします。



Step 3

始めに外した補助ベルト(ゴムベルト)を持って、前へ引っ張って締めるようにしっかりと締まります。



Step 4

補助ベルトを留めれば完了です。この時に、ベルトはご自身で最も良いと思う強さで留めてください。また、ベルトを無理に強く締めすぎないでください。



【洗濯方法】

- ぬるま湯による手洗いをおすすめします。
- 洗濯機を使用する場合は、面ファスナーの両面を合わせて洗い、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。

【使用上の注意】

- 使用中に不快な症状を感じた時は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- ベルトを外す時は、ゆっくりと外してください。
- 就寝時には、必ずベルトを外してください。
- 素肌に着用して、異常が現れた場合は、すぐに使用を中止してください。

※ 不織布製骨盤固定ベルト

使いきりタイプの不織布製 産後用骨盤固定ベルトです。



meetuuマザーベルトSUGU

- 非伸縮性と6cm幅のベルトでしっかりと骨盤を締めることができます。
- どこでも留めることができ、こまやかなサイズ調整が可能です。
- 薄くて肌ざわりの良い素材で、着用時の違和感を軽減します。
- 清潔な使いきりタイプです。
- 直後パッドと合わせてご使用いただけます。

【使用時期】 分娩直後にご使用ください。

品番	規格	適合ヒップサイズ	包装
3108201	M~L (幅60mm×長さ135mm)	85cm~105cm	1本/袋
3108202	L~LL (幅60mm×長さ155mm)	105cm~120cm	1本/袋

✿ 使用方法



起毛している方を外側にして、**上前腸骨棘**(腰の一番出ている部分のやや下)と**大転子**(太ももの付け根あたりの出ている骨)を探し、お尻を包み込むようにして2点間にベルトを通します



ベルトを前側で交差させて、引っ張ります



ご自身で最も良いと思う強さで留めてください

※ 産褥用コルセット

産褥用の美容コルセットです。



meetuuママスリムシングル

- 立体裁断により、体型にピッタリフィットします。
- 腹部を引き締めウエストのたるみを防止します。
- スパンデックスを採用していますので、装着後の違和感がありません。
- 丈夫で軽く、通気性に優れています。

【素材】

本体：ポリエステル、ポリウレタン、綿、ナイロン
メッシュ部：ナイロン、ポリウレタン

品番	種類	適合ウエストサイズ	包装
1490601	S~M	60~75cm	1枚/箱
1490602	M~L	70~90cm	1枚/箱
1490603	L~LL	80~105cm	1枚/箱

出産直後のお腹まわりの収縮に使用する圧迫固定帯です。



meetuuママスリムダブル

- 左右の補助ベルトで、きめ細かい圧迫固定が可能です。
- 2本の上下の補助ベルトにより、腹部の上下の圧力を目的に応じて調整することができます。
- 通気性に優れた肌触りの良い素材を使用しているためムレにくくカブレにくいです。

【素材】

メインベルト：綿、ナイロン
上下ベルト：ナイロン
補助ベルト：ナイロン、ポリウレタン

品番	種類	適合ウエストサイズ	包装
1490526	M~L	62~84cm	1枚/箱
1490527	L~LL	72~94cm	1枚/箱

※ 使い捨て不織布タオル

肌にやさしく、吸水性に優れた使い捨てドライ不織布タオル。
母乳ケア用やお肌の拭き取りなど多目的にご使用頂けます。



ドライで使用する場合



濡れた肌の拭き取り ママの母乳ケア ベビーのおむつ替えシート

お湯や洗浄液で濡らして使用する場合



全身の清拭 陰部洗浄時の拭き取り

肌ふわり

- 肌にやさしい大判サイズの不織布です。
- 吸水性に優れており、お肌の拭き取りに適しています。
- 1アイテムで、ドライのままでも、お湯や洗浄液などに濡らしてでもご使用できる為、物品管理として省スペース化が可能です。

使用用途

(ママ、ベビー向け)

- 母乳ケア用として
- 沐浴、ベビーキャッチ、おむつ替えシート、分娩時の汗拭きとして
- ドライテクニックとして
- ドライテクニックとは…沐浴に代わり、血液・羊水・胎便などの分泌物のみを拭き取り、胎児のときに肌を保護していた胎脂をできるだけ残しておく方法。

(ご高齢者の方向け)

- ドライのままでも使用する場合…濡れた肌の拭き取り、おむつ替えシート、枕カバー
- 濡らして使用する場合…陰部洗浄時の拭き取り、全身の清拭に

品番	規格	包装	1梱入数
3300281	30cm×60cm 20枚入	20枚/袋	20袋

※ U座クッション

体圧分散、通気性に優れた産後向けのU字型クッションです。



**共同研究
共同開発**

国立国際医療研究センター
国立看護大学校

第59回日本母性衛生学会総会・学術集会 発表
産褥期の外陰部痛を緩和する補助具の開発
試用後の質問紙自由記載の分析による効果の検討
使用素材の検討と選択
国立看護大学校 渡邊香先生、戸津有美子先生

第33回日本産科助産学会学術集会 発表
産褥期の外陰部痛を緩和する補助具の開発
試用後の質問紙自由記載の分析による効果の検討
開発物の体圧分散試験結果の検討
国立看護大学校 渡邊香先生、戸津有美子先生

第7回看護理工学会学術集会 発表
産褥期の外陰部痛を緩和する補助具の開発
開発物の体圧分散試験結果の検討
開発物の洗浄・消毒試験結果の検討
国立看護大学校 渡邊香先生、戸津有美子先生

第60回日本母性衛生学会総会・学術集会 発表
産褥期の外陰部痛を緩和する補助具の開発
改良版使用後の質問紙分析による効果の検討
国立看護大学校 渡邊香先生、戸津有美子先生

ネイビー



V-Lap®不織布

カルファイバー

ママらくfit U

- 体圧分散、通気性に優れた2種類の素材（カルファイバー、V-Lap®不織布）を使用しています。
- ネイビー、パールブルーの2色のカラーバリエーションがございます。

【素材】カルファイバー：ポリプロピレン100%
V-Lap®不織布：ポリエステル繊維



品番	規格	包装	1梱入数
2590130	ネイビー	1箱	15箱
2590132	パールブルー	1箱	15箱

産科用製品

※ 光線療法用アイマスク

光線療法時にUV光から赤ちゃんの目を守る光線遮断用のカバーです。



meetuuアイカバー光線療法用 EOG

- EOG滅菌済
- アルミ箔が光線療法時のUV光を遮断します。
- 肌に優しいシリコン粘着剤を使用しています。
- 絆創膏タイプで顔にフィットしやすく、簡単に貼って使用できます。

【基布】セルロース不織布、アルミシート、レーヨン不織布、シリコン粘着剤、剥離フィルム

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1400070	新生児	5cm×12.5cm	10枚/箱	15箱
1400071	低出生体重児	5cm×10.5cm	10枚/箱	15箱

※ 新生児用保護ガーゼ

安全性や使用感にこだわり、医療ガーゼ基準で作られたガーゼ素材のおくるみです。



カラココエ

ははな

ギュット

※ガーゼ自体には柄は印刷されておりません。

【素材】綿100% (蛍光増白剤は含まれておりません。)

おくるみ『まもる』

- 縫製後、水洗い加工して生地を柔らかくしています。また、吸水や保温を目的とし、ガーゼを6枚重ねにしており、赤ちゃんに優しいソフトな使用感となっています。適度な厚みとなっていますので、オールシーズンご使用頂くことができます。
- 10枚入タイプもございます。

【包装】95cmx95cm 6枚重ね 1枚入(※縫製時の生地サイズ)



品番	規格	包装	1梱入数
2590111	パッケージ柄(カラココエ)	1枚/個	20個
2590112	パッケージ柄(ギュット)	1枚/個	20個
2590113	パッケージ柄(ははな)	1枚/個	20個
2590118	10枚入	10枚/個	4箱

※ ボディソープ



450mL

3.8L つめかえ用

素あわ物語

【医薬部外品】承認番号30400DZX00994000

敏感肌にやさしい「泡」にこだわり抜いたボディソープです。

- 敏感肌の方のために開発した製品なので肌がデリケートな方にもお使い頂けます。
- 有効成分(グリチルリチン酸ジカリウム)、保湿成分(ヒアルロン酸、コラーゲン、セラミド)、和漢植物由来の美肌保湿成分(ヨクイニンエキス、ドクダミエキス、ヨモギエキス)配合
- 弱アルカリ性です。(弱酸性と比較しても有用性は変わりません。)


主な使用用途

- ・皮膚トラブルの予防・ケアに
- ・皮膚が脆弱になってしまった方に
- ・赤ちゃんの沐浴に

香料、着色料、鉱物油、パラベン、エタノール フリー

品番	規格	1梱入数
3002012	450mL	15本/箱
3002013	3.8L つめかえ用	3個/箱

※ ベビーマットレス



広げた状態

ベビーマットレス『まもる』

すべて丸洗いできる2つ折のマットレスです。

- 衛生管理しやすい洗える高反発クッション材を採用。耐久性、通気性に優れています。
- 帝人フロンティアのV-Lap®不織布を使用したクッションは、体圧分散に優れています。

※本製品をご使用する場合は、赤ちゃんが寝る側に入れてください。

- 旅行や外出に便利な不織布バッグ付きです。

【サイズ】赤ちゃんの成長に合わせ、サイズ展開できます

- ・2つ折状態：幅340×660mm(厚み:60mm)
- ・広げた状態：幅680×660mm(厚み:30mm)

【カバー素材】綿75%、ポリエステル25%
(ホルムアルデヒド不使用、国産生地、国内縫製)



品番	規格	包装
1490503	1枚/個	10個

08 | 介護・看護用製品



Line up

- 口腔ケア用スポンジ P.101
- 口腔ケア用ジェル P.101
- 口腔ケア用綿棒 P.101
- 口腔ケア用シート P.103
- 口腔ケア用360度歯ブラシ P.103
- 食事用エプロン P.104
- 消毒用処置セット P.104

- ボディソープ P.105
- 紙オムツ(パンツタイプ) P.105
- 紙オムツ(テープ止めタイプ) P.106
- 紙オムツ(シートタイプ) P.106
- 尿パッド(レギュラータイプ) P.107
- 尿パッド(透湿タイプ) P.108
- 尿パッド(高吸収タイプ) P.109



介護ブランド「ココ笑み」のご案内



これからも、ずっと笑顔。

ココ笑み(ここえみ)は心と身体へのやさしさ考えた介護製品ブランドです。製品を通じて、介護者に笑顔を届けたいという思いから安全で安心なものをご用意しました。

ブランドロゴについて

2人が寄り添い、幸せで笑顔になっている様子をイメージしました。これからも一緒に健康で長い人生を歩んでほしいという思いから同じ方向を向いています。

コンセプトについて

「こころに笑みを」を略して「ココ笑み」になりました。当社の商品を通じて「親しみ・なじみ・安心感・やすらぎ」を与え、魅力ある介護用品を提供いたします。介護のイメージをより明るく、笑顔とぬくもりをお届けいたします。





口腔ケアの流れ

❖ 以下の流れに沿って、毎日口腔ケアを行いましょう。

口の中の汚れが固まると、取ることが難しくなります。
日々こまめに口腔ケアを行い、汚れがたまらないようにしましょう。

口腔ケアが最も効果的な
時間は寝る前です。
寝ている間はお口の中の菌が
増殖しやすいので、
寝る前にはケアしてください。



口の中を
観察

お口周りや中を確認し、
いつもと違ったところがないか観察。

使用する
アイテム



ハクゾウメディカル製品

STEP:1
保湿ケア

くちびる・お口の中を
潤し、固まった汚れを
落とす。

- ◆保湿剤
(ジェル・スプレー・
マウスウォッシュ)
- ◆スポンジブラシ



爽快 お口うるるジェル、爽快スポンジ

STEP:2
お口のケア
(粘膜のケア)

食べ物のカスや痰の
乾いたものが溜まり
やすいため、
粘膜・舌をやさしく
みがく。

- ◆綿棒
- ◆スポンジブラシ
- ◆ウェットシート
- ◆ドライシート
- ◆粘膜ケア用ブラシ
- ◆舌ブラシ



爽快 お口すっきりウェットシート
爽快 お口すっきりドライシート
爽快スポンジ、爽快綿棒サンクスワブ
爽快綿棒ハーフ

STEP:3
歯みがき

歯が残っている方は、
歯みがきをして
歯についた汚れを
落とす。

- ◆歯ブラシ
- ◆歯みがきジェル
- ◆歯みがき粉



爽快 お口キレイぐるとブラシ
爽快 ハクゾウマウスクリンA

保湿ケア
(仕上げ)

歯ぐきをマッサージ
しながら、お口全体を
保湿する。

- ◆保湿剤
(ジェル・スプレー・
マウスウォッシュ)
- ◆スポンジブラシ



爽快 お口うるるジェル、爽快スポンジ

入れ歯の
清掃・確認

入れ歯の汚れを落とし、
清潔を保つ。入れ歯が
合っているか、痛みは
なさそうかも確認する。
※定期的に歯科医師に診て
もらいましょう。

- ◆歯ブラシ
- ◆入れ歯専用
洗浄消毒液
(1日1回)

終了

日常的な口腔ケアの
手順動画はこちら▶▶



※ 口腔ケア用スポンジ

歯磨きやうがいができない方へのケアとして適した口腔ケア用スポンジです。



爽快スポンジ

- 切り込みが6箇所あるスポンジ形状なので、細かい部分にフィットし、汚れを取り除きやすくなっています。
- きめ細かいスポンジを使用していますので、口腔内のあたりが柔らかくなっています。
- 50本入スタンドパウチとなっていますので持ち運びに便利です。
- 在宅介護向けに適した10本入タイプ(プラスチック軸のみ)もございます。

プラスチック軸：耐水性があるため、水や液剤をつけて使用しやすくなっています。軸を嚙む方、唾液の多い方に適しています。

紙軸：操作性が良いため、固まった汚れのある方に適しています。海洋プラスチックごみ問題からプラスチックの削減に寄与します。

品番	規格	包装	1梱入数
1240973	レギュラー 紙軸	50本×6袋/箱	6箱
1240976	レギュラー プラスチック軸	50本×6袋/箱	6箱
3118060	レギュラー プラスチック軸 10本入	10本×20袋/箱	6箱

※ 口腔ケア用ジェル

お口の汚れをすばやく軟化させて絡め取る口腔ケア用ジェルです。



爽快 お口うるるジェル

【化粧品】

お口の汚れをすばやく軟化させて絡め取る口腔ケア用ジェルです。

- 汚れをすばやく軟化させて絡め取ることができます。
- 粘性が高く、垂れにくくなっています。
- 流動性が良いため塗り広げやすい。
- 保湿成分ヒアルロン酸Naを配合しています。
- リアルな風味を再現、好みによって2種から選択可能です。
- 刺激が少ないパラベンフリー処方となっています。

成分 基剤：水/湿潤剤：グリセリン、PG/甘味剤：キシリトール、サッカリンNa/保湿剤：ヒアルロン酸Na/矯味剤：グリチルリチン酸2K/清涼剤：メントール/粘結剤：ヒドロキシエチルセルロース、キサンタンガム、セルロースガム/保存剤：セチルピリジニウムクロリド、安息香酸Na/可溶化剤：PEG-60水添ヒマシ油/pH調整剤：クエン酸、クエン酸Na/清掃助剤：ポリリン酸Na/着香料：香料

品番	規格	包装	1梱入数
3901180	はちみつレモン風味 80g	1本/箱	60箱
3901181	バインアップル風味 80g	1本/箱	60箱

爽快スポンジ・お口うるるジェルのご使用方法(例)

お口のケア(粘膜のケア) 前の保湿ケア



1 保湿ジェルとスポンジブラシを用意します。チューブの先は汚さず、キレイに保つように心がけましょう。



2 ジェルをグローブやお皿などに適量とり、まんべんなく伸ばしながらスポンジにつけます。



3 お口全体に薄く塗り保湿します。

仕上げの保湿ケア



保湿ジェルを口の内全体に塗り、口内を潤します。

※ 口腔ケア用綿棒



歯磨きやうがいができない方へのケアとして適した口腔ケア用綿棒です。



No.13 レモン風味

No.12 ブルーベリー風味

No.12 レモン風味

爽快 ハクゾウマウスクリンA

【化粧品】

- 液剤を含浸しているため、開封後即使用できます。
- 香料入で清涼感が得られます。
- 凍らせてアイスマッサージとしてもご使用できます。

成分 水、グリセリン、ソルビトール、安息香酸Na、ベンザルコニウムクロリド、ハッカ油、香料

効能

- ・口中を浄化する。
- ・口臭を防ぐ。

品番	規格	包装	1梱入数
1290092	No.12 レモン風味	1本×25袋/箱	40箱
1290093	No.13 レモン風味	1本×25袋/箱	40箱
1290095	No.12 ブルーベリー風味	1本×25袋/箱	40箱



爽快綿棒® サンクスワブ


口腔内の清掃、マッサージに好適な凹凸タイプの口腔清拭用綿棒です。

- 5つの凹凸綿体が口腔内の汚れ除去（拭き取り）に最適です。
- しっかりした巻きで型崩れしにくく、ほつれにくい綿体です。
- 硬質の紙軸を使用しているため折れにくくなっています。
- 口腔保湿剤の塗布にお使い頂けます。
- 適度な吸水量なので、凍らせてアイスマッサージとしてもご使用できます。

【サイズ】

- ・全長（綿体+紙軸）：約150mm
- ・綿体の長さ：約25mm
- ・綿体の直径：約12mm(最大)

品番	包装	1梱入数
3300039	1本/袋×50本/箱	20箱



爽快綿棒® ハーフ

- 片側巻綿タイプで、巻綿部は広範囲のケアをし易いドラム型です。



品番	規格	包装	1梱入数
1240012	片綿付長さ20.5cm	200本/箱	20箱

介護・看護用製品

※ 口腔ケア用シート

お口の汚れをしっかりと取り除く口腔ケア用のウェットシートです。



ガーゼと不織布を掛け合わせた「ハイブリッド不織布」

爽快 お口すっきりウェットシート

【化粧品】

歯磨きやうがいができない方へのケアとして適した製品です。

- デコボコ構造で汚れのかき取り性能に優れています。
- コットン100%のやわらかい素材を使用しています。
- 丈夫な厚手のシートで引っ張りに強く破れにくくなっています。
- お口の汚れを軟化して除去します。
- 保湿成分トレハロースを配合しています。
- 刺激が少ないアルコールフリーとなっています。

成分

水、PG、DPG、PEG-60 水添ヒマシ油、グリセリン、トレハロース、キシリトール、メントール、クエン酸、クエン酸Na、セチルピリジウムクロリド、メチルパラベン、プロピルパラベン、グリチルリチン酸2K、アセスルファミンK、スクラロース、香料

品番	規格	包装	1梱入数
1156993	150mm×200mm ミント風味	50枚/個	40個

お口の汚れをしっかりと取り除く口腔ケア用のドライシートです。



爽快 お口すっきりドライシート

- デコボコ構造で汚れのかき取り性能に優れています。
- コットン100%のやわらかい素材を使用しています。
- 丈夫な厚手のシートで引っ張りに強く破れにくくなっています。
- 舌のお手入れにも使用しやすいサイズです。



品番	規格	包装	1梱入数
1156994	80mm×220mm 2折	150枚/箱	40箱

※ 口腔ケア用360度歯ブラシ

磨きやすい360度設計の口腔用ブラシです。



爽快 お口キレイぐるっとブラシ

- 360度設計のため角度を選ばず磨きやすくなっています。
- 方向性がなく、介助者にとって使いやすい形状です。
- 毛細管現象で汚れを吸い上げ、除去しやすくなっています。
- 極細のやわらかい毛を使用しています。
- 毛先が丸く、歯茎や粘膜にもやさしい。
- 舌クリーナーとしても兼用できます。



【材質】

柄の材質：ポリプロピレン
毛の材質：ナイロン
毛の硬さ：やわらかめ
耐熱温度：90℃

品番	規格	包装	1梱入数
3118067	ブラシ直径15mm ホワイト	30本/箱	16箱

※ 食食用エプロン

介護を必要とされる方が食事の際、衣服を汚さないように着用するエプロンです。



ハクゾウポケット付き食食用エプロン

三角形のポケット形状で、食べ・飲みこぼしをしっかりとキャッチできる使い捨てタイプのエプロンです。

- 衛生的な使い捨てタイプで洗濯の必要がありません。
- 三角形のポケット形状で、食べ・飲みこぼしを一か所に集めてキャッチします。
- 首ひもを調節して結べる為、首まわりにしっかりとフィットします。
- 肩まわりまでを覆うことができます。

【材質】
ポリエチレン

意匠登録済



品番	規格	包装	1梱入数
3024505	オレンジ 100枚入	100枚/箱	10箱



ハクゾウ食食用エプロン

- 耐久性に優れ、食べ・飲みこぼしをしっかりと弾きます。
- 取り外しやすいワイドなワンタッチテープ付きです。
- 首周りがフリーサイズで調整が自由にできます。
- 軽量で洗濯後の乾燥も取扱いが簡単です。

【材質】

表生地 ポリエステル 100%、裏生地 アクリルコーティング

※柄は指定できませんのでご了承ください。

ブルー



ピンク



格子

フルーツ

花柄

パッチワーク

キッチン

※柄のパターンは定番以外の場合もございます。

品番	規格
1850400	ブルー 縦90cm×横75cm ポケットなし
1850401	ピンク 縦90cm×横75cm ポケットなし

※ 消毒用処置セット

訪問看護時のケアに使用する材料を組み合わせたセットです。

Aタイプ



Bタイプ



ハクゾウ組み合わせセット

※本製品は受注生産品です。

〈Aタイプ〉

- 滅菌済ガーゼ(7.5cm×7.5cm 12ply) …………… 1袋
- ウエットプレットNo.20 3球 …………… 1個
- プラスチックピンセット滅菌済(13cm) …………… 1本
- 12折シーツ滅菌済(33cm×40cm) …………… 1袋

品番	包装	1梱入数
1799941	1セット/個	20個/箱

〈Bタイプ〉

- 滅菌済ガーゼ(7.5cm×7.5cm 12ply) …………… 1袋
- ウエットプレットNo.20 3球 …………… 1個
- プラスチックピンセット滅菌済(13cm) …………… 1本

品番	包装	1梱入数
1799942	1セット/個	20個/箱

※ ボディソープ



450mL

3.8L つめかえ用

素あわ物語

[医薬部外品] 承認番号30400DZX00994000

敏感肌にやさしい「泡」にこだわり抜いたボディソープです。

- 敏感肌の方のために開発した製品なので肌がデリケートな方にもお使い頂けます。
- 有効成分(グリチルリチン酸ジカリウム)、保湿成分(ヒアルロン酸、コラーゲン、セラミド)、和漢植物由来の美肌保湿成分(ヨクイニンエキス、ドクダミエキス、ヨモギエキス)配合
- 弱アルカリ性です。(弱酸性と比較しても有用性は変わりません。)

主な使用用途

- ・皮膚トラブルの予防・ケアに
- ・皮膚が脆弱になってしまった方に
- ・肌が乾燥しがちな高齢者の方に

香料、着色料、
鉱物油、パラベン、
エタノール フリー

品番	規格	1梱入数
3002012	450mL	15本/箱
3002013	3.8L つめかえ用	3個/箱

特長① 独自製法のもっちり泡



石けんあわでやさしく洗う

アミノ酸系
界面活性剤

植物由来の
石けん成分

植物由来の
洗浄成分

(低刺激性洗浄成分) (石けん成分) (低刺激性洗浄成分)

特長② 肌が潤う厳選成分



こだわりの成分と処方

・ヨクイニン
・ドクダミ
・ヨモギ

・セラミド
・ヒアルロン酸
・コラーゲン

グリチル
リチン酸
ジカリウム



泡のクッション効果によって角質に優しく、汚れを包み込むように洗浄できる

※ 紙オムツ (パンツタイプ)



やわらかくはきやすい、パンツタイプの紙オムツです。



消臭ポリマー配合
臭いにも安心

ニューハクゾウはくパンツ

- 股間部のゴワつきをなくし、スッキリ・快適なはき心地です。
- うしろ側にサイズを表記、サイズとパンツの前後がひと目でわかります。
- 立体ギャザーの位置を左右に広げ、高くし、しっかりガードします。
- 吸収量 約1100g

品番	規格	適合ウエストサイズ	包装	1梱入数
3180326	M 20枚入	65~ 90cm	20枚/袋	4袋/箱
3180327	L 18枚入	80~105cm	18枚/袋	4袋/箱
3180328	LL 16枚入	95~125cm	16枚/袋	4袋/箱



消臭ポリマー配合
臭いにも安心

スリムタイプ

ハクゾウはくパンツ

- すっきりうす型マットでモコモコしない、下着のようなはき心地です。
- のびのびソフトギャザーにより、片手でも上げ下げがカンタンです。
- 全面通気性シートでムレ・カブレを抑えます。
- 吸収量 約700g

品番	規格	適合ウエストサイズ	包装	1梱入数
3180344	スリムタイプ M 20枚入	65~ 90cm	20枚/袋	6袋/箱
3180345	スリムタイプ L 18枚入	80~105cm	18枚/袋	6袋/箱
3180346	スリムタイプ LL 16枚入	95~125cm	16枚/袋	6袋/箱

※ 紙オムツ (テープ止めタイプ)

尿パッドの併用ができるテープ式パンツ型紙おむつです。



消臭ポリマー配合
臭いにも安心

ハクゾウテープ止めタイプ

- マット中央部を低くした尿パッド用ポケットが、尿パッドのズレから生じるモレを防止します。同時にポケットの効果で股間部のゴワつきを解消しています。
- お尻をしっかりと包み込む形状に改良し、ぴったりフィットしてモレを防ぎます。
- 立体ギャザーの位置を左右に広げ、尿モレをシャットアウトします。
- テープをクロス状に止めることで、すきまを作らずしっかりフィット! はずれにくい!
- 吸収量 S:約900g、M:約1200g、L:約1500g

品番	規格	適合ヒップサイズ	包装	1梱入数
3180333	S 34枚入	57~ 92cm	34枚/袋	3袋/箱
3180334	M 30枚入	77~110cm	30枚/袋	3袋/箱
3180335	L 26枚入	92~130cm	26枚/袋	2袋/箱

※ 紙オムツ (シートタイプ)

オムツカバーを併用して使って頂くフラットタイプの紙オムツです。




ハクゾウシートタイプ

- 高吸収ポリマーの使用に加え、フィッシュボーン形エンボスとダイヤ形エンボスの二重効果で水分をすばやく吸収・拡散、表面はサラッとしています。
- 高吸収ポリマーで吸収力アップ。
- 経済的で安心してご使用頂けます。
- 吸収量 約950g

品番	規格	サイズ	包装	1梱入数
3180381	24枚入	30cm×72cm	24枚/袋	8袋/ケース

※ 尿パッド (レギュラータイプ)

フラットタイプの尿とりパッドです。



レギュラー



ハクゾウサポートパッド

- ふんわり吸収体でソフトなつけ心地です。
- ズレ止めテープ付き。
- 吸収量 約600g

品番	規格	サイズ	包装	1梱入数
3180361	レギュラー30枚入	20cm×48cm	30枚/袋	8袋/箱

ハクゾウサポートパッド

- 幅広設計が体を包み込む大きさです。
- 尿量の多い方、夜間など長時間にも安心です。
- 吸収量 約1100g

品番	規格	サイズ	包装	1梱入数
3180364	ビッグ 30枚入	28cm×60.5cm	30枚/袋	4袋/箱

※ 尿パッド (透湿タイプ) ※

透過性シートが湿気を逃がし、ムレを防ぎます。色別プリントシートで見分けが簡単です。

横モレを防ぐ
パッドを広げるだけでブロックギャザーがしっかり立ち上がり、効果的に横モレを防ぎます。

見分けが簡単
色別プリントシートでパッドの見分けがひと目でできます。

お肌の弱い方に
お肌にやさしいやわらか透湿性シートがおむつ内の湿気を逃がし、ムレを防ぎます。

透湿タイプ

速乾ドライインの快適W効果

さわやかケアパッド

- ズレ止めテープ付き。
- 高さのあるしっかりガードギャザーが尿をせき止めモラしません。
- 吸収量 約800g

パワフル

お肌にやさしい
昼間の交換に

品番	規格	サイズ	包装	1梱入数
3180351	パワフル 30枚入	21cm×48cm	30枚/袋	8袋/箱

さわやかケアパッド

- ブロックギャザーが効果的に横モレを防ぎます。
- 股間すっきりお尻ひろびろ設計で、身体にフィットしてモラしません。
- 吸収量 約1000g

ワイドロング

安心形状マットでぴったりフィット
長時間ご使用の方に

品番	規格	サイズ	包装	1梱入数
3180353	ワイドロング 30枚入	26cm×56cm	30枚/袋	6袋/箱

さわやかケアパッド

- 強力フィットギャザーがしっかり立ち上がり、誰でも簡単にソケイ部に沿わせやすく横モレを防ぎます。
- お肌にやさしいやわらか透湿性シートがおむつ内の湿気を逃がし、ムレを防ぎます。
- 体の中心にあわせやすいセンターライン入りです。
- 吸水量 約900g

ワイドロングライト

かさばらずライトなつけ心地
長時間ご使用の方、お肌の弱い方に

品番	規格	サイズ	包装	1梱入数
3180358	ワイドロングライト 30枚入	26cm×56cm	42枚/袋	6袋/箱

さわやかケアパッド

- ブロックギャザーが効果的に横モレを防ぎます。
- お尻を包み込むひろびろ設計で、尿量が多い方や夜間等長時間の使用に好適です。
- 吸収量 約1400g

ビッグ

大型で安心
夜間や尿量が多い方に

品番	規格	サイズ	包装	1梱入数
3180355	ビッグ 30枚入	28cm×60.5cm	30枚/袋	4袋/箱

さわやかケアパッド

- ブロックギャザーが効果的に横モレを防ぎます。
- 大型タイプで吸収力が高く、尿量が多めの方や夜間等長時間の使用に好適です。
- 吸収量 約1500g

スーパービッグ

超大型で安心
夜間や尿量が多めの方に

品番	規格	サイズ	包装	1梱入数
3180357	スーパービッグ 30枚入	38cm×68.5cm	30枚/袋	3袋/箱

※ 尿パッド (高吸収タイプ)




高吸収ポリマーを含んだ尿とりパッドです。

全面スピード吸収
スピード吸収ポリマーと拡散スリットが、尿をすばやく吸い込むので、夜間や長時間使用する時もモレを防ぎます。

優れた吸収力で肌あれを防ぐ
独自の吸収体ハイパーマットがたくさん尿をしっかりと吸収、閉じこめるので逆戻りがなくサラサラ快適です。

横モレを防ぐ
パッドを広げるだけで立体ギャザーがしっかり立ち上がり、効果的に横モレを防ぎます。



ムレ軽減でお肌にやさしい



超大型で安心
超大型のひろびろ設計なのでお尻をすっぽり包み込んで安心です。

あてやすい
体の中心に合わせやすいセンターライン入り。



ハクゾウおもいやりパッド

- 尿をすばやく吸収し、夜間や長時間使用する時もモレを防ぎます。
- 優れた吸収力で逆戻りが少なくサラサラ快適です。
- お尻を包み込み、オムツカバーにも収まります。
- 吸収量 約1800g



品番	規格	サイズ	包装	1梱入数
3180371	ハイパー1600 30枚入	28cm×60.5cm	30枚/袋	4袋/箱



ハクゾウおもいやりパッド

- 尿をすばやく吸収し、夜間や長時間使用する時もモレを防ぎます。
- 優れた吸収力で逆戻りが少なくサラサラ快適です。
- お尻を包み込み、オムツカバーにも収まります。
- 吸収量 約2400g



品番	規格	サイズ	包装	1梱入数
3180372	ハイパー2000 20枚入	37cm×68.5cm	20枚/袋	4袋/箱



09 | その他製品

Line up

●患者用下着	P.111	●三角巾	P.114
●検診用パンツ	P.111	●T字帯	P.115
●検診用シート	P.112	●固定帯	P.115
●ガーゼねまき	P.112	●滅菌ガーゼ	P.115
●眼科用清浄綿	P.112	●救急災害用セット	P.116
●靴下を履くための補助具	P.113	●救急簡易担架	P.116
●サポートソックス	P.113	●死産児用セット	P.117
●腹帯	P.114	●遺体処置セット	P.118

※ 患者用下着

患者様が着用するディスポタイプの不織布製トランクスです。



ハクゾウ両開きパンツ

- 肌が出る部分が少なく、着用者様の羞恥心を低減することができます。
- 紺色と厚めの不織布で透けにくくなっています。
- 両サイドの面ファスナーによる開閉で、パンツを脱がすことなく着け外しが可能です。
- 面ファスナーの角を丸くカットしており、肌に当たった時の違和感を軽減します。
- 縫い目が肌に当たらず、長時間の着用も快適です。
- 面ファスナーによるサイズの調整ができます。

品番	規格	適合ヒップサイズ	包装	1梱入数
3108151	M	74cm~98cm	1枚/袋	100袋/箱
3108153	L	80cm~110cm	1枚/袋	100袋/箱

患者様が着用するディスポタイプの肌着です。



ハクゾウマルチ患者衣

- 前側、後側のどちら側でも着用可能です。
- 肩部分は面ファスナーで取り外しが可能です。
- 不織布素材でできています。

品番	種類	サイズ	包装	1梱入数
3108101	M	身丈112cm×胴回り63cm	10枚/袋	5袋×2箱
3108103	L	身丈121cm×胴回り66cm	10枚/袋	5袋×2箱

※ 検診用パンツ

注腸検査時等に着用する検診用パンツです。



ハクゾウ穴あきパンツ

- 撥水性が高く、検診時における汚れを防ぎます。

品番	規格	包装	1梱入数
1780195	丈62cm	1枚/袋	50袋/箱×4

※ 検診用シート

検診時に使用するシートです。



ハクゾウ検診用シート

ロールタイプとシートタイプを用意しています。

● 吸水・防水加工済みです。

主な使用用途

- ・一般外来・病棟での処置などに
- ・口腔ケアや食事介助のケア時などに

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1780194	ロールタイプ	370mm×36m	1本/箱	20箱
1750142	シートタイプ	365mm×300mm	200枚/箱	12箱

※ ガーゼねまき

ガーゼを使用した肌ざわりの良いねまきです。



ハクゾウガーゼねまき

- 豊富な柄を取り揃えています。
- 裏ガーゼなし一重ねまきです。

※ 紳士・婦人各10種類の柄がございます。
柄は指定できませんのでご了承願います。



品番	規格	包装	1梱入数
1830220	紳士 Sサイズ	1枚	30枚/箱
1830221	紳士 Mサイズ	1枚	30枚/箱
1830222	紳士 Lサイズ	1枚	30枚/箱
1830223	婦人 Sサイズ	1枚	30枚/箱
1830224	婦人 Mサイズ	1枚	30枚/箱
1830225	婦人 Lサイズ	1枚	30枚/箱
1830226	紳士 LOサイズ	1枚	30枚/箱
1830227	婦人 LOサイズ	1枚	30枚/箱

※ 眼科用清浄綿

目まわりの汚れ落としなどに使用する、眼科用清浄綿です。



めまわりさん AG

[医薬部外品]

- 2plyの2枚入で、高圧蒸気滅菌済です。
- 毛羽立ちをおさえ、汚れを落としやすくしています。
- 花粉や目ヤニ、目のまわりの汚れが気になる時や点眼後にご使用頂けます。

成分及び分量 有効成分：ベンザルコニウム塩化物液0.01% 6.5mL
(1包中) 基 材：医療脱脂綿

効能又は効果

- ・目まわりの清浄又は清拭

品番	規格	包装	1梱入数
2600027	75mm×38mm	20包/箱	40箱
2600028	(2ply×2枚)	100包/箱	12箱

※ 靴下を履くための補助具

現場看護師のアイデアから生まれた靴下をはく補助具。



スルっとはける君[®]

- 靴下を履くのが不自由な方、妊婦、ひざの曲げ伸ばしが不自由な方などにお使い頂けます。
- 靴下を下敷きに着け、洗濯はさみで靴下を挟むことによって、つま先からかかとまで簡単に靴下を履くことができます。

[材質]

・下敷き:PP、洗濯はさみ:PP、ヒモ:アクリル

[製品サイズ]

・下敷き:幅230×高さ310mm、長ヒモ:2m、短ヒモ:20cm

品番	包装	1梱入数
2270300	1枚/袋	20枚/箱

使用手順

- 洗濯はさみが付いている方を外側にして持ちます。
※クリアファイル(ポリプロピレン製ファイル)
- 図のように内側に折ります。
- 反対側も折り、図のようにまとめます。
※三つ折りにした時、洗濯はさみ下部を包み込むように把持すると力の弱い患者様でも靴下をセッティングすることが容易となります。
- 靴下の中に入れます。
- 洗濯はさみを靴下の端(後面)にとめます。
※少し浅めにとめた方が外れやすいです。
- ひもの端を持ち足先へスルっとはける君を設置します。
※股関節の手術をした方は、脱臼股位をとらないようにしてください。
- スルっとはける君の中に足を入れます。
※手に巻きつけた方が、引き上げやすいです。
- ひもを巻取りながら引っ張ると完成です!!

※ サポートソックス

足の疲れをやわらげる高機能サポートソックスです。



ハクゾウ足もとサポートソックス

- 足底周囲の特殊編み構造が足裏を心地よく引き締めて、足の負担を軽減します。
- 足首からひざに向かって圧力を段階的に弱めることにより足にポンプ作用をもたらし、疲れのたまりやすい足部をスッキリと引き締めてサポートします。
- 抗菌・防臭加工済です。

品番	規格	包装
3000081	ホワイト-Sサイズ(22~24cm)	1足/箱
3000082	ホワイト-Mサイズ(24~26cm)	1足/箱
3000091	ブラック-Sサイズ(22~24cm)	1足/箱
3000092	ブラック-Mサイズ(24~26cm)	1足/箱

※ 腹帯



ソフトセルメッシュfit

開腹手術後の保護、保温、固定。ストーマ等の固定に使用するメッシュタイプの手術後用腹帯です。

- 背部はムレにくいメッシュ生地を採用しています。
- ベルト部分が2つ割れで、ドレーンチューブ等を外部に出しやすい構造になっています。
- 上へズレにくい構成になっています。
- 脱着は面ファスナーで簡単に素早くできます。
- ソフトな伸びで、装着感が優れています。
- ガーゼ交換等の時間が短縮できます。

品番	規格	適合ウエストサイズ	包装	1梱入数
1730133	S	50cm~ 75cm	1枚/袋	10袋×12箱
1730134	M	68cm~ 88cm	1枚/袋	10袋×12箱
1730135	L	78cm~ 98cm	1枚/袋	10袋×12箱
1730136	LL	88cm~120cm	1枚/袋	10袋×12箱



ワンタッチ腹帯

主に外科手術後の創部を保護するための腹帯です。

- 日本国内縫製製品です。
- かぶれやムレが少なく、肌触りが快適です。
- 身体に的確にフィットし、ズレにくくなっています。
- 適度な伸縮性で、創部への圧迫を軽減します。

品番	種類	規格	適合ウエストサイズ	包装	1梱入数
1730130	レギュラー	31cm×140cm	75cm~100cm	1枚/袋	30袋
1730131	S	31cm×120cm	55cm~ 80cm	1枚/袋	30袋

※ 三角巾



患部の固定に使用します。




三角巾

[素材]
綿100%

使用用途

- ・ 傷口の保護及び感染防止、圧迫止血に。
- ・ 打撲、ねんざ部分の保護、固定。痛みのやわらげなどに。

製品サイズ



品番	種類	規格	包装	1梱入数
1780001	中	90cm× 90cm× 130cm	1枚/袋	50枚×4箱
1780002	大	105cm× 105cm× 150cm	1枚/袋	50枚×4箱

※ T字帯

術後・産後に使用します。



T字帯

肌触りのよい晒木綿のT字帯です。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1139072	ビニールなし	33cm×91cm	1枚/袋	50枚/箱×6

※ 固定帯

胸部・腰部固定用のコルセットです。



リップバンドデラックス

肋骨骨折・胸部打撲等の固定用に考案された胸部固定帯です。

- 通気性・固定支持力に優れ、装着時の呼吸抑制はありません。
- 外科手術後の固定用腹帯としても使用できます。

品番	種類	規格	適合バスト	包装	1梱入数
1890147	フリー	100cm×17cm	65～94cm	1枚/袋	10袋/箱
1890148	ロング	110cm×17cm	92～115cm	1枚/袋	10袋/箱

※ 滅菌ガーゼ

少量パックの滅菌済ガーゼです。



滅菌済ガーゼ EOG

[一般医療機器] 医療ガーゼ

届出番号27B2X00243000010

販売名: ハクソウ滅菌サージョン


EOG滅菌したサージョン(折りたたみガーゼ)を、少量パックの個包装にしています。



品番	種類	規格	包装	1梱入数
1163921	S	5cm×5cm12ply	1枚入×12袋/箱	20箱×4中箱
1163922	M	7.5cm×7.5cm12ply	1枚入×10袋/箱	20箱×4中箱
1163923	L	7.5cm×10cm12ply	1枚入×8袋/箱	20箱×4中箱

※ 救急災害用セット

災害時、避難生活を送る上で、必需品である水を、女性でも楽々運べるオリジナル貯水タンク付きの救急用リュック付きの救急災害セットです。



女性にやさしい救急災害セット

- 女性用アイテムをメインに豊富に取り揃えています。
- 救急用リュックは、背負う、手で持つに加え転がすことができ、女性やご年配の方でも簡単に運ぶことができます。
- 救急用リュックには、反射シートが取り付けられており、夜間の暗い場所に居ても目立つので安心です。
- 救急用リュックの内側に、透明ビニール素材の貯水タンクが入っており、大量の水を入れてから救急用リュックで運べば給水車から自宅までの運搬が楽になります。
- 防災マニュアルが入っており、災害時、必要な情報が入っています。【災害発生時の対応マニュアル、災害予防・対策に役立つサイト、災害時伝言サービス（NTT固定電話、携帯電話）、その他チェックリスト】

[リュック サイズ] 幅32.5cm×マチ18cm×高さ42.5cm



救急用リュックの内側に、透明ビニール素材の貯水タンクが入っています。



大量の水を入れてから救急用リュックで運べば運搬が楽になります。(約12L~13L入ります)

品番	包装	1梱入数
2610099	1セット/ケース	1個

※ 救急簡易担架

簡単に滑らせて移動することができる救急簡易担架です。




人側

床側

いいたんか (移易担架)

- すべらせて移動することで、少人数での移動ができます。階段を登り降りする際に、段差を困難無く移動させることができます。
- 中心部にウレタンマットを入れていますので、保温性・クッション性に優れています。また患者様を枕ごと乗せることで頭元が固定されます。
- ベッドシートが直接床や階段に接しないので、破れることなく清潔です。
- 折りたたむことができますので、省スペースで保管することができます。
- 省スペースなので、入院用ベッドの近くに保管でき、災害などの緊急時にもすぐに取り出すことができます。また、避難後も、そのまま簡易ベッド代わりにご使用頂けます。



品番	規格	包装	1梱入数
3396033	幅91cm×長さ180cm	1枚/袋	10枚/ケース

その他製品

使用手順



Step 1
本製品を床に置き(ブルーが人側、濃青色が床側になるように置いてください。)、この上に患者様を枕と共にシートごとベッドから移動させます。



Step 2
前側と後側の穴2箇所にはベッドシートを内から外へ出し、強く結んでいきます。(写真は前側)



Step 3
両端を介護者がそれぞれ保持して、滑らすように廊下や階段を移動させていきます。



くだり階段



のぼり階段



廊下

両端を介護者が滑らすように廊下や階段を移動させていきます。滑らして移動できますので、持ち上げる力が不要で、階段の段差を困難無く移動させられます。

死産児用セット

GOOD DESIGN AWARD
2019年度受賞



【ともいる部材一覧】

部材名	入数	部材名	入数
①側板	2枚	⑥クッションシート(約10mm厚)	1枚
②底板	1枚	⑦吸水シート(約5mm厚)	1枚
③天板	1枚	⑧止めバンド	1個
④内壁板(紙製布貼り)	1枚	⑨肌着と帽子(サイズは各規格で異なります。)	1組
⑤バンド	1個	⑩掛け布	1枚

ともいる

思いがけず赤ちゃんの死に接したご家族、ご親族の方々の悲しみは計り知れないものがあります。この悲しみに寄り添い、少しでも和らげられないかと考えカタチにした、赤ちゃん用の棺と衣服のセットです。

- 組み立て手順書をよく読んで組み立ててください。
- 道具を使わなくても組み立てられますが、木槌があればより力を使わずに完成させることができます。

[内寸サイズ(幅×奥行×高さ)](組み立て後の棺サイズとなります。)
大サイズ:400×210×140mm
中サイズ:300×180×120mm

品番	規格	1梱入数
3396901	大	5セット/ケース
3396902	中	5セット/ケース

※ 遺体処置セット



遺体処置に必要なものを組み合わせたセットです。

エスターセット®

- 材料管理の手間が省け、大変便利です。
- ご要望に応じて組み合わせを致します。

品番	包装	1梱入数
1780201	1セット/箱	30箱



レミニセット®

- ポリエステル生地にレースを使用し、高級感溢れる仕上がりです。
- 各製品はご要望に応じ組み合わせ致します (エスターセットとの組み合わせも可能です)。

■Aセット

品番	規格	入数	1梱入数
3030011	レースハンカチ・合掌バンド	25個入/袋	4袋

■Bセット

品番	規格	入数	1梱入数
3030015	レースハンカチ・合掌バンド・顎バンド	25個入/袋	4袋

■Cセット

品番	規格	入数	1梱入数
3030018	レースハンカチ・合掌バンド・顎バンドプロテクター付	25個入/袋	4袋



■レースハンカチ



■合掌バンド



■顎バンド



■顎バンドプロテクター付

その他製品

その他

Line up

●薬機法製品一覧	P.120	●介護ブランド<ここ笑み> ブランドサイトのご案内	P.133
●添付文書一覧	P.121	●オンラインショップのご案内	P.134
●製品の使用期限について	P.123	●支援ツール一覧	P.135
●JANコード一覧表	P.124	●SNS紹介	P.136
●弊社ホームページのご案内	P.132		



薬機法製品一覧



- 弊社製品のうち、一部のものは薬機法により、その取扱いが規制されています。
- 下記の製品については、すべて厚生労働大臣が認めた試験項目によりチェックし適合品のみを出荷することが義務づけられています。

薬事分類		販売名
医薬品	医療用医薬品	ハクゾウヨードホルムガーゼ、クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1%12mm・16mm綿棒セット[ハクゾウ]、クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1% R14mm綿棒セット[ハクゾウ]、クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1%消毒布4×4[ハクゾウ]
	一般用医薬品	<p>第2類医薬品 プッシュ綿棒G0.05、ハクゾウG綿0.2</p> <p>第3類医薬品 プッシュ綿棒P、プッシュ綿棒PF、エレファワイパーE、エレファワイパーIソ、エレファワイパーEI、エレファコットンエコE、エレファジェルS、エレファコットンイン</p>
医薬部外品	指定医薬部外品 医薬部外品	<p>指定医薬部外品 ハクゾウベンザルコニウム塩化物液綿棒、エレファフォーム(ノンアルコールジェル CHC)、ハクゾウ消毒用エタノール液EI、ウエットプレット、ハクゾウAL綿アイ、ハクゾウAL綿ワンE、ハクゾウALガーゼE、エレファジェル、ハクゾウアルコールパッド、ハクゾウG綿0.1、ハクゾウホビドンヨード綿棒、エレファジェルプラス</p> <p>医薬部外品 めまわりさんS、素あわ物語(マイルドフォーミーソープR)</p>
化粧品	化粧品	ハクゾウハイポワイパー、ハクゾウハンドケアジェル肌ほのか、ハクゾウマウスクリンA、あわ物語やさしさプラス2、ハクゾウハンドケア物語(ハンドローションHK)、ハクゾウあわ物語iromiru、お口うるるジェル(お口うるる・ジェルHL/お口うるる・ジェルPA)、お口すっきりウエットシート、ハクゾウハイボクロス、ハクゾウリラケア
医療機器	管理医療機器	分娩時処置用具セット(JMDNコード:70978000) ハクゾウ分娩キットピンク(ナートキット)、ハクゾウ分娩キットII
	一般医療機器	<p>医療ガーゼ(JMDNコード:13700000) ガーゼ、エレファガーゼ、サージョン、カニューゼ、クォーターガーゼ、ハクゾウ滅菌エレファガーゼ、ハクゾウ滅菌サージョン、ハクゾウ滅菌カニューゼ、ハクゾウ滅菌クォーターガーゼ、タンボンガーゼ、ニュータンボンガーゼ、滅菌ニュータンボンガーゼ</p> <p>X線造影材入りガーゼ(JMDNコード:32374000) ハクゾウオベガーゼG、ハクゾウラパロガーゼNEO、ハクゾウラパロガーゼG、ハクゾウ滅菌オベガーゼG、ハクゾウ滅菌ラパロガーゼNEO、ハクゾウ滅菌ラパロガーゼG、ハクゾウ滅菌クォーターガーゼG、ハクゾウ滅菌ラパロガーゼNEO、ハクゾウ滅菌ラパロガーゼG</p> <p>X線造影材入りスポンジ(JMDNコード:13705000) ハクゾウラパットNEO(ヒモ付)、ハクゾウラパットNEO(ヒモなし)、ハクゾウラパットG(ヒモ付)、ハクゾウラパットG(ヒモなし)、エレファスポンジNEO(ヒモ付)、エレファスポンジNEO(ヒモなし)、エレファスポンジG(ヒモ付)、エレファスポンジG(ヒモなし)、ハクゾウ滅菌ラパットNEO(ヒモ付)、ハクゾウ滅菌ラパットNEO(ヒモなし)、ハクゾウ滅菌ラパットG(ヒモ付)、ハクゾウ滅菌ラパットG(ヒモなし)、滅菌エレファスポンジNEO(ヒモ付)、滅菌エレファスポンジNEO(ヒモなし)、滅菌エレファスポンジG(ヒモ付)、滅菌エレファスポンジG(ヒモなし)、ガーゼ巻きコットンG、滅菌ガーゼ巻きコットンG、円柱状ガーゼG(ヒモ付)、滅菌円柱状ガーゼG(ヒモ付)、プレットG、滅菌プレットG、ハクゾウ滅菌メジャーゼ、</p> <p>開腹術用スポンジ(JMDNコード:15085000) 滅菌ハクゾウ合わせガーゼ(ヒモ付)、滅菌ハクゾウ合わせガーゼ(ヒモなし)、ハクゾウ合わせガーゼ(ヒモ付)、ハクゾウ合わせガーゼ(ヒモなし)、エレファスポンジ(ヒモ付)、エレファスポンジ(ヒモなし)、滅菌エレファスポンジ(ヒモ付)、滅菌エレファスポンジ(ヒモなし)</p> <p>医療脱脂綿(JMDNコード:70975000) ハクゾウ脱脂綿、裁断綿、メンカク、シルキュー、滅菌メンカク、滅菌シルキュー、医療用脱脂綿</p> <p>綿状パッド(JMDNコード:32572000) ガーゼ巻きコットン、滅菌ガーゼ巻きコットン、デオシートX、デオシート、デオシートXJ</p> <p>手術用被覆・保護材(JMDNコード:34654000) ハクゾウキュアドレス</p> <p>コットンボール(JMDNコード:11028000) ハクゾウ滅菌綿球、プレット、滅菌プレット、ドライプレット、ヒモ付きプレット、ヒモ付き滅菌プレット、キープレット、滅菌キープレットS</p> <p>医療用不織布(JMDNコード:34655000) ハクゾウラップキュアドレッシング(ラップキュアドレッシングII)、ハクゾウ滅菌HMガーゼ、ハクゾウ滅菌HMガーゼ(カット入り)、エレファクロスラグゼ、エプロンガーゼ</p> <p>綿状創傷被覆・保護材(JMDNコード:11751000) 傷あてパッド</p> <p>救急絆創膏(JMDNコード:34864000) エレバンプレスタット ミニ EX、エレバンプレスタットミニ ジェントル、エレバンプレスタット、エレバンショット、エレバンブロック、エレバンワイドDX、エレバンスタンチ、エレバンフィルムS、エレバンフィルムS10、エレバン、エレバンフィンガーティップ</p> <p>単回使用クラスI 処置キット(JMDNコード:33961001) ハクゾウ処置キットA、透析キットI、回収キットI、MBPキットI、CAPDキットI、ルンパールキットI、導尿キットI、ハクゾウプレパッケーJキットI</p> <p>内視鏡用起子及び剥離子(JMDNコード:70165000) ドクター ヒュービー マイクロ</p> <p>弾性ストッキング(JMDNコード:31724000) ネオフラックスS ハイソックスタイプ、弾性ソックスsprl</p> <p>単回使用汎用サージカルドレープ(JMDNコード:35531000) 手術・処置用不織布覆布(エレファドレープ、エレファ器械台カバー)、ハクゾウサージカルドレープ、ハクゾウ滅菌サージカルドレープ</p> <p>医療用捲綿子(JMDNコード:10172000) ドクター ヒュービー ポート クリーナー</p> <p>止血用押圧器具(JMDNコード:70617000) ハクゾウ滅菌SPコットン、ハクゾウSPコットン、ハクゾウ滅菌圧迫綿、ハクゾウ圧迫綿、ハクゾウ滅菌タプレット綿、ハクゾウタプレット綿、ハクゾウALGパッド</p> <p>眼アプリケーション(JMDNコード:10175000) ハクゾウアイススティック、ハクゾウアイスポンジ</p> <p>洗浄剤注入用具(JMDNコード:70463000) 創洗浄用粘着フィルム(サージポケット)</p>



添付文書一覧



弊社で販売している製品の添付文書一覧です。必要な時、弊社営業窓口にお問い合わせ頂くか、ホームページ、PMDAのホームページでダウンロードできますのでご活用ください。

① 医療用医薬品		
	販売名	承認番号
1	ハクゾウヨードホルムガーゼ	20400AMZ00403000
2	クロナキジジングルコン酸塩エタノール液1%16mm綿棒セット[ハクゾウ]	23000AMX00441000
3	クロナキジジングルコン酸塩エタノール液1%12mm綿棒セット[ハクゾウ]	30300AMX00433000
4	クロナキジジングルコン酸塩エタノール液1%消毒布4×4[ハクゾウ]	30400AMX00196000
5	クロナキジジングルコン酸塩エタノール液1%14mm綿棒セット[ハクゾウ]	30600AMX00005000

② 一般用医薬品		
	販売名	承認番号
1	ブッシュ綿棒P【第3類医薬品】	21700APZ01119000
2	ブッシュ綿棒PF【第3類医薬品】	21900APX00375000
3	ブッシュ綿棒G0.05【第2類医薬品】	22000APX00011000
4	エレファワイパーE・E(W)・E(4)【第3類医薬品】	21700APZ00229000
5	エレファワイパー・イン(W)・イン(4)【第3類医薬品】	21600APZ00471000
6	エレファワイパーEi・Ei(W)【第3類医薬品】	21600APZ00472000
7	ハクゾウG綿0.2【第2類医薬品】	30500APX00250000
8	エレファコットンエコE【第3類医薬品】	21500APZ00761000
9	エレファコットンイン【第3類医薬品】	21500APZ00762000
10	エレファジェルS【第3類医薬品】	22300APX00256000

③ 医薬部外品		
	販売名	承認番号
1	ハクゾウAL綿アイ【指定医薬部外品】	21500DZ00368000
2	ウエットプレット【指定医薬部外品】	21500DZ01525000
3	ハクゾウAL綿ワンE【指定医薬部外品】	21600DZ01755000
4	エレファジェル【指定医薬部外品】	22200DZX00001000
5	ハクゾウG綿0.1【指定医薬部外品】	22500DZX00740000
6	ハクゾウALガーゼE【指定医薬部外品】	22700DZX00515000
7	マイルドフォーミーソープR	30400DZX00994000
8	ハクゾウポビドンヨード綿棒【指定医薬部外品】	22900DZX01635000
9	めまわりさんS	—
10	ハクゾウベンザルコニウム塩化物液綿棒【指定医薬部外品】	23100DZX00459000
11	ハクゾウ消毒用エタノール液E【指定医薬部外品】	30200DZX00804000
12	ノンアルコールジェルCHC【指定医薬部外品】	30500DZX01361000
13	エレファジェルプラス【指定医薬部外品】	30300DZX00979000
14	ハクゾウアルコールパッド【指定医薬部外品】	30400DZX01433000

④ 医療機器(一般医療機器)		
	販売名	届出番号
1	エレファージェ	27B2X00243000001
2	サージョン	27B2X00243000003
3	カニューゼ	27B2X00243000004
4	クォーターガーゼ	27B2X00243000007
5	ハクゾウ滅菌エレファージェ	27B2X00243000008
6	ハクゾウ滅菌サージョン	27B2X00243000010
7	ハクゾウ滅菌カニューゼ	27B2X00243000011
8	ハクゾウ滅菌クォーターガーゼ	27B2X00243000014
9	ハクゾウオバガーゼNEO	27B2X00243000015
10	ハクゾウオバガーゼG	27B2X00243000016
11	ハクゾウラバロガーゼNEO	27B2X00243000021
12	ハクゾウラバロガーゼG	27B2X00243000022
13	ハクゾウ滅菌オバガーゼNEO	27B2X00243000023
14	ハクゾウ滅菌オバガーゼG	27B2X00243000024
15	ハクゾウ滅菌ハーフガーゼNEO	27B2X00243000025
16	ハクゾウ滅菌ラバロガーゼNEO	27B2X00243000029
17	ハクゾウ滅菌ラバロガーゼG	27B2X00243000030
18	ハクゾウラバットNEO(ヒモ付)	27B2X00243000035
19	ハクゾウラバットNEO(ヒモなし)	27B2X00243000036
20	ハクゾウラバットG(ヒモ付)	27B2X00243000037
21	ハクゾウラバットG(ヒモなし)	27B2X00243000038
22	エレファスポンジNEO(ヒモ付)	27B2X00243000039
23	エレファスポンジNEO(ヒモなし)	27B2X00243000040
24	エレファスポンジG(ヒモ付)	27B2X00243000041
25	エレファスポンジG(ヒモなし)	27B2X00243000042
26	ハクゾウ滅菌ラバットNEO(ヒモ付)	27B2X00243000043
27	ハクゾウ滅菌ラバットNEO(ヒモなし)	27B2X00243000044
28	ハクゾウ滅菌ラバットG(ヒモ付)	27B2X00243000045
29	ハクゾウ滅菌ラバットG(ヒモなし)	27B2X00243000046
30	滅菌エレファスポンジNEO(ヒモ付)	27B2X00243000047
31	滅菌エレファスポンジNEO(ヒモなし)	27B2X00243000048
32	滅菌エレファスポンジG(ヒモ付)	27B2X00243000049
33	滅菌エレファスポンジG(ヒモなし)	27B2X00243000050
34	ハクゾウ合わせガーゼ(ヒモ付)	27B2X00243000051
35	ハクゾウ合わせガーゼ(ヒモなし)	27B2X00243000052
36	エレファスポンジ(ヒモ付)	27B2X00243000053
37	エレファスポンジ(ヒモなし)	27B2X00243000054
38	滅菌ハクゾウ合わせガーゼ(ヒモ付)	27B2X00243000055
39	滅菌ハクゾウ合わせガーゼ(ヒモなし)	27B2X00243000056
40	滅菌エレファスポンジ(ヒモ付)	27B2X00243000057
41	滅菌エレファスポンジ(ヒモなし)	27B2X00243000058

42	ハクゾウ脱脂綿	27B2X0024300060
43	ガーゼ	27B2X0024300062
44	ガーゼ巻きコットン	27B2X0024300065
45	滅菌ガーゼ巻きコットン	27B2X0024300066
46	ガーゼ巻きコットンG	27B2X0024300067
47	滅菌ガーゼ巻きコットンG	27B2X0024300068
48	ハクゾウ滅菌SPコットン	27B2X0024300069
49	ハクゾウSPコットン	27B2X0024300070
50	ハクゾウ滅菌圧迫綿	27B2X0024300071
51	ハクゾウ圧迫綿	27B2X0024300072
52	ハクゾウ滅菌タブレット綿	27B2X0024300073
53	ハクゾウタブレット綿	27B2X0024300074
54	プレット	27B2X0024300075
55	滅菌プレット	27B2X0024300076
56	ドライプレット	27B2X0024300077
57	裁断綿	27B2X0024300078
58	メンカク	27B2X0024300079
59	シルキュー	27B2X0024300080
60	滅菌メンカク	27B2X0024300081
61	滅菌シルキュー	27B2X0024300082
62	ヒモ付きプレット	27B2X0024300083
63	ハクゾウ滅菌綿球	27B2X0024300084
64	タンボンガーゼ	27B2X0024300086
65	ニュートンボンガーゼ	27B2X0024300087
66	滅菌ニュートンボンガーゼ	27B2X0024300089
67	CLプレット	27B2X0024300090
68	ヒモ付き滅菌プレット	27B2X0024300092
69	キープレット	27B2X0024300094
70	滅菌キープレットS	27B2X0024300095
71	エレバンプレスタット	27B2X0024300102
72	ハクゾウ滅菌HMガーゼ	27B2X0024300103
73	ハクゾウ滅菌HMガーゼ (カット入り)	27B2X0024300104
74	ハクゾウ処置キットA	27B2X0024300114
75	円柱状ガーゼG (ヒモ付)	27B2X0024300115
76	滅菌円柱状ガーゼG (ヒモ付)	27B2X0024300116
77	透析キット I	27B2X0024300122
78	回収キット I	27B2X0024300123
79	分娩キット I	27B2X0024300124
80	MBPキット I	27B2X0024300125
81	ルンバールキット I	27B2X0024300126
82	導尿キット I	27B2X0024300127
83	CAPDキット I	27B2X0024300128
84	プレットG	27B2X0024300132

85	滅菌プレットG	27B2X0024300133
86	ハクゾウブレパッケージキット I	27B2X0024300139
87	デオシートX	27B2X0024300142
88	ハクゾウアイススティック	27B2X0024300145
89	ハクゾウアイスポンジ	27B2X0024300146
90	ハクゾウキュアドレス	27B2X0024300147
91	エレバンプレスタット ミニ EX	27B2X0024300148
92	エレファクロスラグゼ	27B2X0024300150
93	デオシート	27B2X0024300151
94	弾性ソックスsprl	27B2X0024300154
95	エレバンプレスタットミニ ジェントル	27B2X0024300155
96	ハクゾウALGパッド	27B2X0024300156
97	ドクター ヒュービー ポート クリーナー	27B2X0024300157
98	デオシートXJ	27B2X0024300159
99	ハクゾウ滅菌メジャーゼ	27B2X0024300162
100	エプロンガーゼ	27B2X0024300164
101	エレバンフィンガーティップ	27B2X0024300165
102	創洗浄用粘着フィルム	27B2X0024300166
103	滅菌エレファクロスラグゼ	27B2X0024300169
104	医療用脱脂綿	27B3X00045000001
105	ドクター ヒュービー マイクロ	27B3X00067000021
106	手術・処置用不織布覆布	27B1X0011400014
107	エレバンショット	43B2X00005000074
108	エレバンブロック	43B2X00005000077
109	エレバンワイドDX	43B2X00005000076
110	エレバンスタンチ	43B2X00005000075
111	エレバンフィルムS	43B2X00005000078
112	エレバンフィルムS10	43B2X00005000079
113	エレバン	43B2X00007B00033
114	傷あてパッド	43B2X00007D00003
115	ネオフラックスS ハイソックスタイプ	13B2X00187000003
116	ラップキュアドレッシングII	43B2X00007D00006

⑤ 医療機器 (管理医療機器)		
	販売名	認証・承認番号
1	ハクゾウ分娩キットII	302ADBZX00073000
2	ナートキット	21900BZZ00020000



製品の使用期限について



●弊社製品の未開封時での使用期限（製造日からの期限）となります。

未開封での使用期限	製品名	分類
1年	ハクゾウ爽やか清潔タオル、ハクゾウすっきりタオル、ハクゾウうるおいケアタオル	感染対策製品
2年	プッシュ綿棒P、プッシュ綿棒PF、プッシュ綿棒G0.05、クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1%12mm・16mm綿棒セット「ハクゾウ」、ハクゾウベンザルコニウム塩化物液綿棒、ハクゾウポピドンヨード綿棒、ウエットプレット、エレファコットンエコE、エレファコットンエコE(ツインパック)、エレファコットンイソ、ハクゾウAL綿I、ハクゾウALガーゼE、ハクゾウ環境クロスVロック、トイレに流せるハクゾウ環境クロスVロック、ハクゾウ環境クロスWブロックNEO、エレファウエットクロス80(20枚、250枚)、エレファウエットクロス80プラス、そのまま使えるジアワイブ1000、ひねって含浸ハクゾウジアパック、ハクゾウハイポクロス、クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1% R14mm綿棒セット「ハクゾウ」、ペルシールクリーン	感染対策製品
	ハクゾウヨードホルムガーゼ	手術・ガーゼ関連製品
	爽快 ハクゾウマウスクリンA	介護・看護用製品
3年	ハクゾウハイポワイパー、ハクゾウG綿0.1、エレファワイパーE・E(W)・E(4)、エレファワイパーイソ・イソ(W)・イソ(4)、エレファワイパーEI・EI(W)、クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1%消毒布4×4「ハクゾウ」、ハクゾウAL綿oneE、ハクゾウ消毒用エタノール液EI、エレファフォーム、エレファジェル、エレファジェルプラス、エレファジェルS、ハクゾウハンドケアジェル肌ほのか、ハクゾウハンドケア物語、ハクゾウあわ物語iromiru、ハクゾウあわ物語 やさしさプラス、エレファウエットクロス80(100枚)、ハクゾウアルコールパッド、ハクゾウG綿0.2、ハクゾウリラケア	感染対策製品
	デオシートX、デオシート、Dr.HUBY micro 医療用綿棒、Dr.HUBY ポートクリーナー 医療用綿棒、ハクゾウ滅菌キュアドレS、エレファドレープ、エレファ器械台カバー、ネオフラックスS、エプロンガーゼ、ハクゾウ滅菌メジャーゼ、デオシートXJ、サージポケット、SSボックス	手術・ガーゼ関連製品
	プレット	脱脂綿・止血用製品
	エレバンフィンガーティップ	絆創膏製品
	素あわ物語、meetuuアイカバー光線療法用	産科用製品
	素あわ物語、お口うるるジェル、お口すっきりウエットシート	介護・看護用製品
	めまわりさん	その他製品
	※その他 EOG滅菌製品(キット製品、滅菌ガーゼ、滅菌綿球、滅菌綿棒など)	
5年	アイスティック、アイスポンジ、ハクゾウラップキュアドレッシング、ハクゾウ滅菌ラップキュアドレッシング	手術・ガーゼ関連製品
	キープレット、ハクゾウALGパッド	脱脂綿・止血用製品
	エレバンフィルムS10、エレバンフィルムS、エレバンプレスタット ミニ EX、エレバンブロック、エレバンワイドDX、エレバンプレスタット、エレバンプレスタットミニ ジェントル、エレバンスタンチ、エレバンショット、エレバン、エレバンメッシュ、エレバンロール	絆創膏製品
	ママらくfitソックス	産科用製品
	お口すっきりドライシート	介護・看護用製品

※これらの製品以外でご不明な点がございましたら各営業担当窓口にご相談ください。

JANコード一覧表

頁数	品名	品番	規格・種類	JANコード
7	ブッシュ綿棒P	2800211	No.12 1本入	4958286077062
		2800212	No.12 2本入	4958286077079
		2800301	No.13 1本入	4958286077086
	ブッシュ綿棒PF	2800441	No.12 1本入	4958286077093
		2800442	No.12 2本入	4958286077109
		2800451	No.13 1本入	4958286077116
8	ブッシュ綿棒G0.05	2800461	No.12 1本入	4958286077031
		2800462	No.12 2本入	4958286077048
		2800471	No.13 1本入	4958286077055
	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1% 12mm綿棒セット「ハクソウ」	2600324	12mm 1本入	4958286079509
		2600325	12mm 2本入	4958286079516
	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1% 16mm綿棒セット「ハクソウ」	2600323	16mm 1本入	4958286074597
	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1% R14mm綿棒セット「ハクソウ」	2600328	14mm 1本入	4958286081199
	2600329	14mm 2本入	4958286081205	
9	ハクソウベンザルコニウム塩化物液綿棒	2600327	No.13 1本入	4958286076843
	ハクソウポビドンヨード綿棒	2600121	No.12 1本入	4958286075303
		2600131	No.13 1本入	4958286075310
10	ウエットプレート	2621401	No.14 1球	4958286330235
		2621402	No.14 2球	4958286330242
		2621403	No.14 3球	4958286330259
		2622001	No.20 1球	4958286330266
		2622002	No.20 2球	4958286330273
		2622003	No.20 3球	4958286330280
		2622501	No.25 1球	4958286330297
		2622502	No.25 2球	4958286330303
		2622503	No.25 3球	4958286330310
		2623001	No.30 1球	4958286330402
		2623002	No.30 2球	4958286330327
		2624003	No.40 3球	4958286061757
		2624005	No.40 5球	4958286057408
		ハクソウハイポワイパー	2600091	8cm×8cm 4折
	ハクソウ ハイボクロス	3940028	30cm×30cm	4958286719320
	11	ドライプレート	3041401	No.14 1球
3041402			No.14 2球	4958286711508
3041403			No.14 3球	4958286711515
3041405			No.14 5球	4958286711522
3042001			No.20 1球	4958286711539
3042002			No.20 2球	4958286711546
3042003			No.20 3球	4958286711553
3042005			No.20 5球	4958286711560
3042501			No.25 1球	4958286711577
3042502			No.25 2球	4958286711584
3042503			No.25 3球	4958286711591
3042505			No.25 5球	4958286711607
3043001			No.30 1球	4958286711614
3043002			No.30 2球	4958286711621
3043003		No.30 3球	4958286711492	
CLプレート		1270001	No.14 5球	4958286320113
		1270002	No.14 10球	4958286320120
	1270011	No.14 20球	4958286320137	
	1270003	No.20 5球	4958286320144	
	1270004	No.20 10球	4958286320151	
	1270012	No.20 20球	4958286320168	
	1270005	No.25 5球	4958286320175	

頁数	品名	品番	規格・種類	JANコード
11	CLプレート	1270006	No.25 10球	4958286320182
		1270007	No.30 5球	4958286320199
		1270008	No.40 3球	4958286320205
12	エレファワイパーE	2600022	8cm×8cm 4折 100入	4958286331058
	エレファワイパーEI	2600049	4cm×8cm 2折 200入	4958286709956
	エレファワイパーE(W)	2600053	4cm×4cm 2枚 200入	4958286330983
		2600063	4cm×4cm 2枚 60入	4958286331119
	ハクソウAL綿oneE	2600071	4cm×4cm 2枚 60入	4958286045498
13	ハクソウアルコールパッド	2600014	4cm×4cm 2枚 200入	4958286081182
	エレファワイパーEI(W)	2600030	4cm×4cm 2枚 60入	4958286706573
		2600031	4cm×4cm 2枚 200入	4958286330570
	エレファワイパーIN(W)	2600055	4cm×4cm 2枚 200入	4958286331003
		2600065	4cm×4cm 2枚 60入	4958286331126
	エレファワイパーE(4)	2600054	4cm×4cm 4枚 100入	4958286330990
14	エレファワイパーIN(4)	2600056	4cm×4cm 4枚 100入	4958286331010
	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1% 消毒布4×4「ハクソウ」	2600095	4cm×4cm 2枚 160入	4958286080376
	ハクソウG綿0.2	2600006	4cm×4cm 60入	4958286081267
		2600007	4cm×4cm 200入	4958286081274
	ハクソウG綿0.1	2600029	4cm×4cm 2枚 60入	4958286706580
		2600036	4cm×4cm 2枚 200入	4958286706313
15	エレファコットンエコE(ツインパック)	2600101	4cm×4cm	4958286330488
	エレファコットンインソ(ツインパック)	2600104	4cm×4cm	4958286330518
	ハクソウAL綿(ツインパック)	2600105	4cm×4cm	4958286330525
16	ハクソウALガーゼE(ツインパック)	2600106	4cm×4cm 8ply	4958286068152
	エレファコットンエコE	1740711	100枚入	4958286330068
		1740712	300枚入	4958286330075
		1740714	50g入	4958286331041
	18	ハクソウ消毒用エタノール液EI	2600187	500mL
2600196			500mL用シャワーポンプ	4958286717340
2600186			1L	4958286079547
2600199			1L用シャワーポンプ	4958286079554
2600192			5L (専用コック付)	4958286079226
3395026			TTM-08A ホワイト	4543845005305
3395027		TTM-08A ダークブロンズ	4543845005312	
ハクソウオートディスペンサー-Rub		1850270	HKR-100W	4958286717760
		3905065	エレファジェル専用ホルダー 本体	4958286718125
		3905066	エレファジェル専用ホルダー ネジ式	4958286718132
	2600189	350mLつけかえ用【指定医薬部外品】	4958286079103	
	3904955	エレファジェルホルダー 手すり用	4958286704982	
19	エレファジェル	2600181	60mL	4958286036557
		2600182	150mL	4958286061887
		2600183	350mL	4958286036564
	エレファジェルプラス	2600203	350mL	4958286079691
	エレファジェルS	2600184	150mL	4958286707228
2600185		350mL	4958286057439	
20	エレファジェル用ボジセット	3087663	150mL専用 ネイビー	4958286706986
		3087666	150mL専用 ピンク	4958286706412
		3087669	履着用ベルト	4958286706993
エレファジェル用リール	3087661	10個/袋	4958286712178	
-	エレファジェル用ホルダー	3904987	エレファジェル・あわ物語共通ホルダー	4958286710235
		3904980	エレファジェル・あわ物語共通ホルダー 専用フック	4958286705569
		3904955	エレファジェルホルダー 手すり用	4958286704982
21	手をまもる消毒ギフトボックス	3076040	1箱	4958286718057
	エレファフォーム	3102101	150mL	4958286720593

頁数	品名	品番	規格・種類	JANコード
21	ハクソウハンドケアジェル刷毛のか	3901195	195g	4958286712314
22	ハクソウハンドケア物語	1899376	300mL	4958286705811
	ハクソウあわ物語 やさしさプラス	3001199	500mL	4958286705781
23	ハクソウあわ物語 iromiru	3002004	500mL ポンプ付	4958286718293
	ハクソウオートディスペンサーMoco	3002005	500mL オートディスペンサー専用	4958286718309
24	ハクソウやさしいペーパータオル	3395001	縦20cm×横23cm 3ply 120組入	4958286709204
	ハクソウペーパータオルホルダー	3395021	縦タイプ	4958286709284
	ペーパータオルホルダー	3395023	PT600	4543845000157
	ハクソウ抗菌ペーパータオル	1895891	縦23cm×横22cm 2ply 150組入	4958286602004
25	ハクソウ環境クロスVロック	3395006	60枚入	4958286712628
		3394120	80枚入	4958286718521
		3394063	容器入 (300枚入)	4958286601182
		3394064	詰替用 (300枚入)	4958286601199
		3394075	特大・厚手 (20枚入)	4958286705521
	トイレに流せるハクソウ環境クロスVロック	3394072	60枚入	4958286704951
26	ハクソウ環境クロスWブロックNEO	2600270	30枚入	4958286078397
		2600271	60枚入	4958286078403
		2600272	容器入 250枚入	4958286078410
		2600273	詰替用 250枚入	4958286078427
	ハクソウ環境クロス60枚入ホルダー	3905070	本体	4958286717296
		3905071	ネジ式	4958286717302
		3905072	フックパーツ	4958286717319
		3905073	パイプクランプ	4958286717326
3118068	マグネットセット ネジ・ナット付	4958286720616		
そのまま使えるジアワイブ1000	3162266	50枚入	4958286717999	
27	ひねって含浸ハクソウアジアパック1000	3162102	水溶性5枚 (200mm×300mm)	4958286705705
		3162201	不織布5枚 (250mm×250mm)	4958286706306
	ひねって含浸ハクソウアジアパック5000	3162105	水溶性5枚 (200mm×300mm)	4958286706924
ベルシールグリーン	2600280	100枚入	4958286081823	
28	エレファウエットクロス80	3940020	20枚入 小判	4958286713335
		3996000	100枚入 ポトルタイプ	4958286713182
		3996001	100枚入 詰替用	4958286713199
		2600194	250枚入 大判容器入	4958286078922
	エレファウエットクロス80プラス	2600195	250枚入 大判詰替用	4958286078939
		2600197	250枚入 大判容器入	4958286079431
	2600198	250枚入 大判詰替用	4958286079448	
	ハクソウフキートル (不織布タイプ)	3940023	20枚入	4958286713373
トイレに流せるハクソウフキートル	3394071	20枚入	4958286601151	
29	ハクソウおうと物処理セット	2610343	ICPACK®-F	4958286055572
		2610353	(吸収シート・ヘラ付き) PE袋入り	4958286057002
31	ハクソウプラスチックガンFE	3087621	親指フックタイプ ブルー 30枚入	4958286720241
		3087622	ゴムそでタイプ ブルー 30枚入	4958286720258
	ハクソウプラスチックガンFE NEO	3087623	親指フックタイプ ブルー 50枚入	4958286720470
		3087624	ゴムそでタイプ ブルー 50枚入	4958286720487
	ハクソウプラスチックガンGP NEO	3087625	親指フックタイプ	4958286720494
		3087627	親指フックタイプ LLサイズ	4958286720623
		3087626	ゴムそでタイプ	4958286720500
		3087628	ゴムそでタイプ LLサイズ	4958286720630
32	ハクソウプラスチックガンα	3087735	親指フックタイプ・ブルー	4958286719726
		3087740	ゴムそでタイプ・ブルー	4958286719733
33	ハクソウプラスチックエブロンSEプレミアム	3024121	ホワイト 50枚入	4958286709994
		3024122	ピンク 50枚入	4958286710006

頁数	品名	品番	規格・種類	JANコード
33	ハクソウプラスチックエブロンSEプレミアム	3024123	ブルー 50枚入	4958286710013
		3024501	ホワイト 50枚入 72cm×120cm	4958286712345
	ハクソウプラスチックエブロンSE-ECO	3024502	ピンク 50枚入 72cm×120cm	4958286712352
		3024503	ブルー 50枚入 72cm×120cm	4958286712369
34	ハクソウアイソレーションガンRF	3087635	ブルー・フリー	4958286718538
	ハクソウプラスチックグローブEL PLUS	3024333	S	4958286719696
		3024334	M	4958286719702
		3024335	L	4958286719719
		3024092	S	4958286704920
	ハクソウプラスチックグローブEX	3024093	M	4958286704937
3024094		L	4958286704944	
35	ハクソウプラスチックグローブMF	3024111	S	4958286709529
		3024112	M	4958286709536
		3024113	L	4958286709543
36	ハクソウニトリルグローブES	3024071	XS	4958286706337
		3024072	S	4958286706344
		3024073	M	4958286706351
		3024074	L	4958286706368
	ハクソウポリグローブステラTP-1	3087711	S	4958286717364
3087712	M	4958286717371		
3087713	L	4958286717388		
37	ハクソウオメガマスク プラス	3901421	ホワイト	4958286711386
		3901423	ブルー	4958286711393
		3901425	小さめ ピンク	4958286711409
	ハクソウサージカルマスクLF	3087530	ホワイト	4958286900704
		3087531	ブルー	4958286900711
3087532	ピンク	4958286900728		
ハクソウサージカルマスク (5枚入)	1780560	レギュラーサイズ ホワイト	4958286900735	
38	シールド付フェイスマスクCE	3087651	フリー	4958286063744
	シールド付フェイスマスクCS	3087660	フリー	4958286718927
	ハクソウ感染防護具セット	2610035	Aセット	4958286043036
		2610036	Bセット	4958286043043
39	ハクソウファインガード (フェイスシールド)	3002801	フレームのみ (ブルー/イエロー/ピンク)	4958286717890
		3002802	フェイスシールドのみ レギュラータイプ	4958286717906
	ハクソウファインガード (アイシールド)	3002801	フレームのみ (ブルー/イエロー/ピンク)	4958286717890
		3002804	アイシールドのみ (レギュラータイプ)	4958286718316
ハクソウティスポーズバルキャップN	3087601	ブルー	4958286706719	
40	ハクソウリールフック	3087698	カバー付 7cm×7cm	4958286715445
		3087692	7.5cm×22cm	4958286709871
	エレファジェル・あわ物語共通ホルダー	3904987	———	4958286710235
ハクソウ環境クロス60枚入ホルダー	3905070	本体	4958286717296	
マグネットセット ネジ・ナット付	3118068	2個入	4958286720616	
41	ラック兼ホルダーSE	3904930	マスク用ホルダー (本体)	4958286710198
		3904931	マスク用ホルダー (ネジ式)	4958286701127
		3904932	エブロン・グローブ用ホルダー (本体)	4958286710204
		3904933	エブロン・グローブ用ホルダー (ネジ式)	4958286701134
		3904941	マスク用ホルダー (フック式)	4958286701141
		3904943	エブロン・グローブ用ホルダー (フック式)	4958286701158
		3904951	マスク用ホルダー (マグネット式)	4958286701165
		3904953	エブロン・グローブ用ホルダー (マグネット式)	4958286701301
		3905000	プラスチックガン30枚入用 (本体)	4958286710211
		3905001	プラスチックガン30枚入用 (ネジ式)	4958286707044
		3905003	プラスチックガン30枚入用 (フック式)	4958286707068
ラック兼ホルダーSE (手すり用)	3904991	3連タイプ	4958286706429	

頁数	品名	品番	規格・種類	JANコード	
41	ラック案ホルダーSE(手すり用)	3904992	エプロン・グローブタイプ	4958286706436	
		3904993	マスクタイプ	4958286706443	
		3904955	エレファジェルホルダー 手すり用	4958286704982	
42	ラック案ホルダーNEXT(移動式)	3905090	64-6142	4958286712079	
	ラック案ホルダーLIGHT	3904970	壁掛け用+ネジ式4P	4958286705484	
		3904971	壁掛け用+マグネット4ヶ	4958286705491	
	ラック案ホルダーNET	3904937	壁掛け用NET+ネジ式4P	4958286704890	
		3904938	壁掛け用NET+マグネット4ヶ	4958286704906	
43	ハクソウ安針BOX 3.5L	3118053	3.5L HZ-001NYO 5個入	4958286718330	
	ハクソウすっきりタオル	3081100	小判厚手(メッシュ) 280mm×180mm 100本入	4958286715520	
		3081101	中判厚手(メッシュ) 280mm×300mm 100本入	4958286715483	
		3081102	大判厚手(メッシュ) 280mm×600mm 50本入	4958286715490	
		3081103	大判(エンボス) 280mm×600mm 50本入	4958286715506	
		3394081	大判(23.5cm×60cm)	4958286601335	
	ハクソウ爽やか清潔タオル	3394082	小判(30cm×30cm)	4958286601328	
		2601000	M 中判厚手 280mm×300mm 100本入	4958286082059	
44	ハクソウうるおいケアタオル	2601001	L 大判厚手 280mm×600mm 50本入	4958286082066	
		2600250	150mm×300mm 5枚入	4958286081540	
	ハクソウマルチウォーマー	1850272	-	4958286719467	
48	透析キットI	1799992	基本セット	4958286037042	
	回収キットI	1799994	基本セット	4958286037066	
49	ハクソウ処置キットA	1790818	基本セット	4958286068077	
	ブラスチェックピンセット	2700011	18cm	4958286902036	
		1790644	Aセット	4958286054674	
		1790645	Bセット	4958286054681	
54	ハクソウ滅菌オバガーゼG	2336033	4折10枚滅菌	4958286720067	
		2336034	4折20枚滅菌	4958286720074	
		2336035	4折30枚滅菌	4958286720081	
	ハクソウオバガーゼG	1156941	平	4958286152356	
		1156943	2折10枚紙入	4958286152363	
		1156945	4折10枚紙入	4958286713922	
	ハクソウオバガーゼG(W)	1156942	平	4958286046723	
		1156946	4折	4958286046730	
	55	ハクソウ滅菌オバガーゼNEOクロス	1156310	特殊折10枚滅菌	4958286712154
			1156401	4折10枚滅菌	4958286081632
1156403			4折30枚滅菌	4958286719856	
1156420			4折20枚滅菌	4958286712130	
ハクソウオバガーゼNEOクロス		1156800	平重ね30cm×30cm	4958286715018	
		1156802	2折30cm×30cm	4958286712161	
		1156804	4折30cm×30cm	4958286073910	
ハクソウ滅菌ラバロガーゼG		2334000	3号×15cm	4958286712772	
	2334001	3号×30cm	4958286712789		
	2334100	5号×15cm	4958286712901		
	2334101	5号×30cm	4958286712918		
	ハクソウラバロガーゼG	2334200	3号×15cm	4958286153384	
2334202		3号×30cm	4958286153391		
2334300		5号×15cm	4958286153407		
2334301		5号×30cm	4958286153414		
ハクソウ滅菌ラバロガーゼNEO		2335000	3号×15cm	4958286712819	
	2335001	3号×30cm	4958286712826		
	2335101	5号×30cm	4958286712932		
	2335200	3号×15cm	4958286712833		
	2335301	5号×30cm	4958286712895		

頁数	品名	品番	規格・種類	JANコード	
56	滅菌プレカウントガーゼ	1153642	30cm×30cm ざばき10枚2組入	4958286153254	
	カウントラップ	1153630	19.5cm×6cm (1枚入)	4958286701615	
	ハクソウガーゼカウントレー	3000404	255mm×210mm×35mm	4958286709550	
57	ハクソウ滅菌ハーフガーゼG (X線透視糸先端カット 熱圧着タイプ)	1152826	30cm×15cm 2折X線カット5枚滅菌	4958286061306	
		1136041	平 30cm×15cm	4958286151687	
	ハクソウハーフガーゼG	1136042	2折 30cm×15cm	4958286005164	
		1156978	平 15cm×15cm X線カット	4958286715551	
	滅菌プレートG	1283120	No.14 5球滅菌 DD1F①	4958286079592	
		1283121	No.14 10球滅菌 DD1F③	4958286079608	
		1283122	No.20 5球滅菌 DD1F②	4958286079615	
		1283123	No.20 10球滅菌 DD1F②	4958286079622	
	58	ハクソウラバットGクリア(ヒモ付)	2336015	30cm×30cm 4P クリア 平 50枚	4958286715797
		TMガーゼ(ハクソウ滅菌ラバットG(ヒモなし))	2267995	20×5 4P 2折 ざらし5枚滅菌	4958286063140
ハクソウラバットG(ヒモ付)		1156902	30×30 4P	4958286150543	
		1156905	45×45 4P	4958286151069	
ハクソウ滅菌ラバットG(ヒモなし)		2336005	30×30 4折5枚滅菌	4958286715698	
		2336011	30×30 4折2枚滅菌	4958286715759	
		2336012	30×30 4折5枚滅菌	4958286715766	
ハクソウ滅菌ラバットG(ヒモ付)		2336018	30×30 4折5枚滅菌(クリア)	4958286715827	
		2336024	28×28 4折5枚滅菌	4958286720395	
ハクソウ滅菌エリファスポンジG(ヒモなし)		2650000	2.5×21cm 2P 1枚滅菌 60袋入	4958286080215	
59	ハクソウ滅菌メジャーゼ	2163202	28cm×28cm 2P	4958286038957	
	エリファスポンジ(ヒモ付)	1157070	30cm×30cm 4P	4958286718651	
	ガーゼボールGX	2270275	大・5球滅菌済	4958286060965	
		2270276	中・5球滅菌済	4958286060972	
		2270277	小・5球滅菌済	4958286060989	
		2270265	大・100球PE袋入	4958286060866	
		2270266	中・100球PE袋入	4958286060873	
	ツッパルG	2270267	小・100球PE袋入	4958286060880	
		2270204	大・5球滅菌済	4958286041315	
		2270205	小・5球滅菌済	4958286041322	
2270014		大・100球袋入	4958286041131		
2270015		小・100球袋入	4958286041148		
60	ディオシートX	2640101	10mm×10mm	4958286061214	
		2640102	10mm×20mm	4958286061221	
		2640103	15mm×50mm	4958286061238	
		2640104	30mm×55mm	4958286061245	
	ディオシートXJ	2640121	10mm×13mm	4958286081908	
		2640122	10mm×30mm	4958286081915	
		2640123	20mm×20mm	4958286081922	
		2640124	20mm×40mm	4958286081939	
		2640125	30mm×60mm	4958286081946	
	ディオシート	2640203	10mm×10mm	4958286074528	
2640204		10mm×30mm	4958286074535		
2640205		20mm×20mm	4958286074542		
2640206		20mm×40mm	4958286074559		
2640207		30mm×60mm	4958286074566		
2640201		5mm×5mm	4958286074504		
61	Dr.HUBY micro 医療用綿棒	1240616	1本入	4958286712291	
	Dr.HUBY ポートクリナー 医療用綿棒	1240618	1本入	4958286078892	
61	アイスティップ	2600400	-	4958286072203	
	アイスポンジ	2600401	-	4958286072791	
62	ハクソウ滅菌エリファゼH	2330205	2折5枚滅菌	4958286710815	

頁数	品名	品番	規格・種類	JANコード	
62	ハクソウ減菌エレファーゼH	2330210	2折10枚減菌	4958286710822	
		2330220	2折20枚減菌	4958286710839	
		2330402	4折2枚減菌	4958286710877	
		2330403	4折3枚減菌	4958286710884	
		2330405	4折5枚減菌	4958286710891	
		2330410	4折10枚減菌	4958286710846	
		2330420	4折20枚減菌	4958286710853	
		2330430	4折30枚減菌	4958286710860	
		2330801	8折1枚減菌	4958286710747	
		2330802	8折2枚減菌	4958286710754	
		2330803	8折3枚減菌	4958286710761	
		2330805	8折5枚減菌	4958286710778	
		2330810	8折10枚減菌	4958286710785	
		2330161	16折1枚減菌	4958286710792	
	2330162	16折2枚減菌	4958286710808		
	ハクソウ減菌エレファーゼH ハーフ	2331000	2折5枚減菌	4958286718798	
		2331001	2折10枚減菌	4958286718804	
		2331002	2折20枚減菌	4958286718811	
		2331003	2折30枚減菌	4958286718828	
	エレファーゼH	2330000	平	4958286710624	
2330002		2折	4958286710631		
2330004		4折	4958286710648		
2330008		8折	4958286710693		
エレファーゼH ハーフ	2330010	平	4958286717852		
	2330012	2折	4958286717869		
2330014	4折	4958286717876			
63	クォーターガーゼS	1156940	平	4958286713687	
	タンボンガーゼ	1700001	1号	4958286152059	
		1700002	1.5号	4958286152066	
		1700003	2号	4958286151038	
		1700004	2.5号	4958286152073	
		1700005	3号	4958286133003	
		1700006	4号	4958286151045	
		1700007	5号	4958286150116	
		1700008	6号	4958286152080	
		1700009	7号	4958286152097	
		1700010	8号	4958286152721	
	1700011	10号	4958286152738		
	ガーゼ	1139070	10m	4958286713342	
		1139071	1m	4958286713359	
	64	減菌サージョンN	1153691	No.2102	4958286710044
			1153694	No.2112	4958286711782
			1153695	No.2212	4958286712116
			1153692	No.2302	4958286710051
			1153693	No.2402	4958286710068
		サージョンN	1163701	No.208	4958286711850
1163702			No.218	4958286711867	
1163703			No.228	4958286711874	
1163704			No.238	4958286711881	
1163705			No.248	4958286711898	
1163706	No.258		4958286711904		
1163707	No.268		4958286711911		
1163708	No.288		4958286711928		
1163709	No.298		4958286711935		

頁数	品名	品番	規格・種類	JANコード	
64	サージョンN	1163710	No.2012	4958286711942	
		1163711	No.2112	4958286711959	
		1163712	No.2212	4958286711966	
		1163713	No.2312	4958286711973	
		1163714	No.2412	4958286711980	
		1163715	No.2512	4958286711997	
		1163716	No.2612	4958286712000	
		1163717	No.2316	4958286712017	
		1163718	No.2516	4958286712024	
		減菌カニューゼN	1153689	1枚減菌済 7.5cm×7.5cm 12ply	4958286710020
	1153690		2枚減菌済 7.5cm×7.5cm 12ply	4958286710037	
	カニューゼN		1163719	Yカット 7.5cm×7.5cm 12ply	4958286712031
			1101051	30cm×8m	4958286110004
	65	ハクソウヨドホルムガーゼ	1101055	30cm×30cm 15枚入	4958286110028
1157038			5枚入	4958286718385	
エプロンガーゼ		1157039	50枚入	4958286718392	
66	ハクソウ減菌カニューゼF	1696364	1枚減菌済	4958286058061	
	エレファクロス ラグゼ	2600060	25cm×25cm 4折	4958286711751	
		2600057	30cm×30cm 4折	4958286720128	
		2600088	15cm×15cm 4折	4958286720142	
		2600099	15cm×15cm 2枚重4折Yカット	4958286720180	
		2600089	20cm×20cm 4折	4958286720197	
		2600098	20cm×20cm 4折Yカット	4958286720173	
	2600079	20cm×20cm 8折	4958286720166		
67	ハクソウ減菌ラップキュアドレッシング	3155131	50mm×50mm	4958286705576	
		3155132	100mm×100mm	4958286705583	
	ハクソウラップキュアドレッシング	3155150	No.75	4958286720203	
	3155151	No.150	4958286720210		
メディカルパッドF	1290011	5×6	4958286107219		
68	ハクソウ減菌キュアドレス	3036100	15cm×15cm	4958286709918	
		3036101	15cm×30cm	4958286709925	
		3036102	26cm×30cm	4958286709932	
	ハクソウ減菌バッグロール	3000910	HS-50	4958286716077	
		3000911	HS-70	4958286716084	
		3000912	HS-100	4958286716091	
		3000913	HS-150	4958286716107	
		3000914	HS-200	4958286716114	
		3000915	HS-240	4958286716121	
		3000916	HS-300	4958286716138	
		3000917	HS-350	4958286716145	
		3000918	HSG-200	4958286716152	
		3000919	HSG-235	4958286716169	
		3000920	HSG-320	4958286716176	
69	エレファドレーブ	3183001	HZ-606	4958286701417	
		3183002	HZ-909	4958286701424	
		3183012	HZ-912	4958286706603	
	3183003	HZ-1212	4958286701431		
エレファ器械台カバー	3183004	HZKC-1215	4958286701448		
	3183005	HZKC-1518	4958286701455		
	ハクソウキュアケアシート	3147001	Sサイズ	4958286706870	
3147002		Mサイズ	4958286706887		
3147009		Lサイズ	4958286711379		
70	ハクソウメディカルティッシュシート	3096000	約45cm×60cm	4958286712970	
		3096001	約60cm×90cm	4958286712987	

頁数	品名	品番	規格・種類	JANコード
70	ハクソウメディカルティスボーツ	3096002	約90cm×90cm	4958286712994
		3096003	約90cm×120cm	4958286713007
		3096004	約90cm×200cm	4958286713014
	ネオブラックS ハイソックスタイプ	2700120	レギュラー SS	4958286410326
		2700121	レギュラー S	4958286410272
		2700122	レギュラー M	4958286410289
		2700123	レギュラー L	4958286410296
2700124		レギュラー LL	4958286410302	
71	サージポケット	3155100	150mm×260mm 1枚減菌	4958286719863
	SSボックス	1490550	300mm×360mm 1枚減菌	4958286081649
73	減菌綿棒 (薬液注入タイプ)	1240705	No.12A 2本	4958286303376
		1240503	No.12A 5本	4958286303406
		1240502	No.12A 10本	4958286303413
		1240504	No.13 2本	4958286704661
		1240701	No.15 1本	4958286303482
	減菌綿棒 (一般タイプ)	1240401	No.9 1本	4958286303208
		1240103	No.9 2本	4958286303215
		1240151	No.10 1本	4958286303277
		1240152	No.10 2本	4958286303284
		1240200	No.10 10本	4958286303307
		1240702	No.11 1本	4958286303246
		1240161	No.12 1本	4958286303314
		1240158	No.12 2本	4958286303338
		1240156	No.12 5本	4958286303345
		1240105	No.12 10本	4958286303352
		1240154	No.13 1本	4958286303420
		1240157	No.13 5本	4958286303468
		1240104	No.13 10本	4958286303475
		1240706	No.16 1本	4958286303499
		1240707	No.17 1本	4958286303512
74	綿棒	1240000	No.9	4958286303147
		1240001	No.10	4958286303055
		1240002	No.11	4958286303062
		1240003	No.12	4958286303079
		1240004	No.13	4958286303086
		1240005	No.15	4958286303093
		1240006	No.16	4958286303109
		1240007	No.17	4958286303116
	減菌キープレートS	1250141	No.14 5球	4958286308012
		1250142	No.14 10球	4958286308029
1250201		No.20 5球	4958286308067	
1250202		No.20 10球	4958286308074	
1250251		No.25 5球	4958286308104	
1250252		No.25 10球	4958286308128	
1250301		No.30 5球	4958286308142	
1250302		No.30 10球	4958286308159	
75	キープレート	1269022	No.10	4958286706498
		1269023	No.14	4958286706504
		1269024	No.20	4958286706474
		1269025	No.25	4958286706481
		1269026	No.30	4958286706511
		1269027	No.40	4958286706528
		プレート	1230032	No.7

頁数	品名	品番	規格・種類	JANコード
75	プレート	1230033	No.10	4958286307015
		1230034	No.14	4958286307022
		1230037	No.20	4958286307039
		1230038	No.25	4958286307046
		1230039	No.30	4958286307053
	ヒモ付きプレート	1230040	No.40	4958286307060
		1230072	No.25 ひも付き	4958286700014
		1230073	No.30 ひも付き	4958286700021
		1230074	No.40 ひも付き	4958286700038
		76	脱脂綿	1230010
裁断綿	1410700		8×16 100g	4958286712956
	1410701		8×16 500g	4958286712963
ハクソウシルキユ	1220135		4×4 700g	4958286305202
	1220153		5×6 700g	4958286305226
ハクソウメンカク	1220052		4×4 100g	4958286305066
	1220056		4×4 500g	4958286305004
	1220106		5×6 500g	4958286305035
	1220121		8×8 500g	4958286305042
77	ハクソウ減菌SPコットン		1290021	約18mm×25mm
	ハクソウ減菌SPコットン (ソラマメタイプ)	1290102	100個入	4958286065977
		1290103	2個減菌	4958286065984
		1290104	1個減菌	4958286066011
ハクソウ減菌圧迫綿	1290120	約35mm×60mm	4958286074320	
78	ハクソウ減菌タブレット綿	1290106	No.6 2個減菌	4958286071886
	ハクソウALGパッド	1290201	2cm ×2cm 1個減菌	4958286081151
1290200		2cm ×2cm 2個減菌	4958286080680	
80	ハクソウくっつきタイLF	3087821	2.5cm×伸長6.5m	4958286718149
		3087822	5.0cm×伸長6.5m	4958286718156
	フランスタイ	1020001	5×9	4958286202013
		1020002	7.5×9	4958286202020
		1020003	9×9	4958286202037
		1020004	3.8×4.5	4958286202044
		1020005	5×4.5	4958286202051
	減菌フランスタイ	1020006	6.5×4.5	4958286202068
		1020031	5×9 1巻減菌	4958286066271
		1020032	7.5×9 1巻減菌	4958286066288
1020033	9×9 1巻減菌	4958286066295		
81	シンプルタイ	1030001	5×9	4958286202105
		1030002	7.5×9	4958286202112
		1030003	9×9	4958286202129
	減菌シンプルタイ	1030021	5×9 1巻減菌	4958286066301
		1030022	7.5×9 1巻減菌	4958286066318
		1030023	9×9 1巻減菌	4958286066325
		1040009	No.2	4958286205007
		1040010	No.3	4958286205014
ハードタイG	1040011	No.4	4958286205021	
	1040012	No.7	4958286205038	
	減菌ハードタイG	1040041	2号 1巻減菌	4958286066332
減菌ハードタイG	1040042	3号 1巻減菌	4958286066349	
	1040043	4号 1巻減菌	4958286066356	
	82	ハードタイ	1040001	5cm
1040002			7.5cm	4958286205113
1040003			10cm	4958286205120
1040004			17.5cm	4958286205137

頁数	品名	品番	規格・種類	JANコード
82	耳付ホータイ	1010022	2製	4958286715933
		1010023	3製	4958286204017
		1010024	4製	4958286204024
		1010025	5製	4958286204031
		1010026	6製	4958286204048
	1010028	8製	4958286204055	
	EGホータイ	1010103	3製	4958286204505
		1010104	4製	4958286204512
		1010105	5製	4958286204529
		1010106	6製	4958286204536
83	バンダフィックス	1060001	0号	4958286203027
		1060002	1号	4958286203034
		1060003	2号	4958286203041
		1060004	3号	4958286203058
		1060005	4号	4958286203065
		1060006	5号	4958286203072
		1060007	6号	4958286203089
		1060008	7号	4958286203096
	ストッキネット	1050001	2号	4958286206004
		1050002	3号	4958286206011
1050003		4号	4958286206028	
1050004		5号	4958286206035	
滅菌ストッキネット・アール	1050005	8号	4958286206042	
	1052512	3号×60cm	4958286077895	
	1052514	3号×100cm	4958286077918	
	1052518	4号×100cm	4958286077956	
	1052519	4号×120cm	4958286077963	
	1052520	4号×150cm	4958286077970	
	1052523	5号×100cm	4958286078007	
	1052524	5号×120cm	4958286078014	
	1052525	5号×150cm	4958286078021	
	1052527	8号×150cm	4958286078045	
86	エレバンフィルムS10	3155071	No.50	4958286701561
		3155073	No.60	4958286701578
		3155075	No.80	4958286701585
		3155077	No.100	4958286701592
	エレバンフィルムS	3155031	No.50	4958286701462
		3155033	No.60	4958286701479
		3155035	No.80	4958286701486
		3155037	No.100	4958286701493
	エレバンブロック	3155021	No.50	4958286701318
		3155023	No.60	4958286701325
3155025		No.80	4958286701332	
3155027		No.100	4958286701349	
エレバンワイドDX	3155001	No.50	4958286701219	
	3155002	No.60	4958286701226	
	3155003	No.80	4958286701233	
	3155004	No.100	4958286701240	
87	エレバンプレスタット	3155061	35mm×80mm (パッドφ20mm)	4958286711102
	エレバンプレスタット ミニ ジェントル	3155087	36mm×36mm (パッドφ16mm)	4958286716053
	エレバンプレスタット ミニ EX	3155068	30mm×30mm (パッド部φ10mm)	4958286081281
3155069		36mm×36mm (パッド部φ15mm)	4958286081298	
88	エレバンスタンチ	3155053	5シート	4958286703121
	エレバンショット	3155011	S	4958286703015

頁数	品名	品番	規格・種類	JANコード
88	エレバンショット	3155013	M	4958286703022
	エレバンフィンガーティップ	3087722	φ22mm(パッド10mm×10mm)	4958286718514
89	エレバンロール	3155041	No.50	4958286701516
		3155043	No.75	4958286701523
		3155045	No.100	4958286701530
		3155047	No.150	4958286701547
	エレバン	1330002	No.100M	4958286702216
		1330008	No.200M	4958286702223
		1330004	No.300L	4958286702230
エレバンメッシュ	1330031	No.50	4958286711003	
	1330032	No.100	4958286711010	
	1330033	No.150	4958286711027	
92	ママらくfitソックス	3000079	ネイビー (21cm~23cm) 1足入	4958286715919
		3000080	ネイビー (23cm~25cm) 1足入	4958286715926
	meetuuハートミーベルト	3147813	幅60mm×長さ1.25m ピンク1本/ブルー1本	4958286712499
	ハクソウ検診用シート (ピンク)	3037085	ロールタイプ	4958286712208
93	バースヘルパー	1420025	90cm×75cm (滅菌)	4958286060781
	バースヘルパーピンク	3906017	90cm×120cm (ポリ袋入)	4958286706597
		3906020	90cm×120cm (滅菌)	4958286713212
94	meetuuマザーベルト	1490510	ホワイト S~M	4958286520223
		1490511	ホワイト M~L	4958286520209
		1490512	ホワイト L~LL	4958286520216
		1490621	ピンク S~M	4958286706016
		1490622	ピンク M~L	4958286706023
	1490623	ピンク L~LL	4958286706030	
	meetuuマザーベルトLIGHT	1490520	ブラック S~M	4958286709567
1490521		ブラック M~L	4958286709574	
1490522		ブラック L~LL	4958286709581	
95	meetuuマザーベルトSUGU	3108201	M~L	4958286709017
		3108202	L~LL	4958286709024
	meetuuマスマスリムシングル	1490601	S~M	4958286705613
		1490602	M~L	4958286705620
		1490603	L~LL	4958286705637
	meetuuマスマスリムダブル	1490526	M~L	4958286711737
		1490527	L~LL	4958286711744
96	肌ふわり	3300281	30cm×60cm 20枚入	4958286715261
	ママらくfit U	2590130	ネイビー 1個入	4958286714813
		2590132	パールブルー 1個入	4958286714837
	meetuuアイカー光線療法用	1400070	新生児	4958286080024
		1400071	低出生体重児	4958286080031
97	おくるみ『まもる』	2590111	カラコエ	4958286712505
		2590112	ギョット	4958286712512
		2590113	ははな	4958286712529
	おくるみ『まもる』 10枚入	2590118	10枚入	4958286712611
	素あむ物語	3002012	450mL	4958286720098
3002013		3.8L つめかえ用	4958286720104	
1490503		1枚/個	4958286712710	
98	爽快入ボンジ	1240973	レギュラー 縦軸	4958286717920
		1240976	レギュラー プラスチック軸	4958286717937
	爽快 お口うるるジェル	3118060	レギュラー プラスチック軸 10本入	4958286718637
		3901180	はちみつレモン風味 80g	4958286718095
99	爽快 お口うるるジェル	3901181	バインアップル風味 80g	4958286718101
		1290092	No.12 レモン風味	4958286053080
102	爽快 ハクソウマウスクリーンA	1290093	No.13 レモン風味	4958286054001

頁数	品名	品番	規格・種類	JANコード
102	爽快 ハクソウマウスグリンA	1290095	No.12 ブルーベリー風味	4958286058337
	爽快綿棒サンクスワブ	3300039	————	4958286711843
	爽快綿棒ハーフ	1240012	片綿付長さ20.5cm	4958286303154
103	爽快 お口すっきりウエットシート	1156993	150mm×200mm ミント風味	4958286079967
	爽快 お口すっきりドライシート	1156994	80mm×220mm 2折	4958286718194
	爽快 お口キレイぐるとブラシ	3118067	ブラシ直径15mm ホワイト	4958286720388
104	ハクソウポケット付き食事用エプロン	3024505	オレンジ 100枚入	4958286719337
	ハクソウ食事用エプロン	1850400	ブルー	4958286717258
		1850401	ピンク	4958286717265
	ハクソウ組み合わせセット	1799941	Aタイプ	4958286036830
1799942		Bタイプ	4958286036847	
105	素あわ物語	3002012	450mL	4958286720098
		3002013	3.8L つめかえ用	4958286720104
	ニューハクソウはくパンツ	3180326	M 20枚入	4958286803265
		3180327	L 18枚入	4958286803272
106	ハクソウはくパンツ	3180328	LL 16枚入	4958286803289
		3180344	スリムタイプ M 20枚入	4958286803371
		3180345	スリムタイプ L 18枚入	4958286803388
	ハクソウテープ止めタイプ	3180346	スリムタイプ LL 16枚入	4958286803395
		3180333	S 34枚入	4958286803333
		3180334	M 30枚入	4958286803340
		3180335	L 26枚入	4958286803357
ハクソウシートタイプ	3180381	24枚入	4958286720661	
107	ハクソウサポートパッド	3180361	レギュラー 30枚入	4958286707198
		3180364	ビッグ 30枚入	4958286707167
108	さわやかケアパッド	3180351	パワフル 30枚入	4958286803401
		3180353	ワイドロング 30枚入	4958286803418
		3180358	ワイドロングライト 30枚入	4958286720029
		3180355	ビッグ 30枚入	4958286803425
		3180357	スーパービッグ 30枚入	4958286803432
109	ハクソウおもいやりパッド	3180371	ハイパー1600 30枚入	4958286707143
		3180372	ハイパー2000 20枚入	4958286707136
111	ハクソウ両開きパンツ	3108151	M (74cm~98cm)	4958286709291
		3108153	L (80cm~110cm)	4958286709307
	ハクソウマルチ患者衣	3108101	M	4958286704548
3108103		L	4958286704555	
ハクソウ穴あきパンツ	1780195	丈62cm	4958286900209	
112	ハクソウ検診用シート	1780194	ロールタイプ	4958286900025
		1750142	シートタイプ	4958286045030
	ハクソウガーゼねまき	1830220	紳士 Sサイズ	4958286713076
		1830221	紳士 Mサイズ	4958286713083
		1830222	紳士 Lサイズ	4958286713090
		1830223	婦人 Sサイズ	4958286713106
		1830224	婦人 Mサイズ	4958286713113
		1830225	婦人 Lサイズ	4958286713120
		1830226	紳士 LOサイズ	4958286713137
		1830227	婦人 LOサイズ	4958286713144
めまわりさん	2600027	75mm×38mm 2ply×2枚 20包入	4958286706900	
	2600028	75mm×38mm 2ply×2枚 100包入	4958286706917	
113	スルっとはける君	2270300	————	4958286690001
	ハクソウ足もとサポートソックス	3000081	ホワイト-Sサイズ	4958286705408
		3000082	ホワイト-Mサイズ	4958286705415
		3000091	ブラック-Sサイズ	4958286705422
		3000092	ブラック-Mサイズ	4958286705439

頁数	品名	品番	規格・種類	JANコード
114	ソフトセルメッシュfit	1730133	S 1枚入り	4958286715032
		1730134	M 1枚入り	4958286715049
		1730135	L 1枚入り	4958286715056
		1730136	LL 1枚入り	4958286715063
	ワンタッチ腹帯	1730130	レギュラー (31×140cm)	4958286715230
		1730131	S (31×120cm)	4958286715247
三角巾	1780001	中	4958286403021	
	1780002	大	4958286403014	
T字帯	1139072	布製ビニールなし	4958286401010	
115	リップバンドデラックス	1890147	フリー	4958286410449
		1890148	ロング	4958286410456
	滅菌済ガーゼ	1163921	S 5cm×5cm 12ply	4958286711416
1163922		M 7.5cm×7.5cm 12ply	4958286711423	
1163923		L 7.5cm×10cm 12ply	4958286711430	
116	女性にやさしい救急災害セット	2610099	フルセット	4958286068831
	いいたんか (移易担架)	3396033	幅91cm×長さ180cm	4958286709659
117	ともいる	3396901	大	4958286715209
		3396902	中	4958286715216
118	エスターセット	1780201	————	4958286620008
	レミニセット	3030011	Aセット	4958286705125
		3030015	Bセット	4958286705132
		3030018	Cセット	4958286705149



弊社ホームページのご案内



弊社のホームページでは、製品情報を始め、会社概要、工場の紹介、支援ツールなど様々な情報を掲載しています。また、展示会や新製品情報なども定期的に更新していますので是非ご活用頂ければと思います。

主な掲載内容

- 最新情報 (展示会、新製品情報など)
- 工場紹介 (熊本工場・福島工場)
- 会社概要
- 製品使用手順
- 製品情報 (医療従事者向け・一般消費者向け)
- 受託製造
- 会員情報
- SDGsへの取り組み
- SNS (Facebook, Instagram, X (旧Twitter)) 情報発信
- 製品情報
- ……など多数



<https://www.hakuzo.co.jp/>

ホームページで、カタログや添付文書などの閲覧が可能です。ここでは一部の機能をご紹介します。

製品情報



製品情報が閲覧可能

添付文書情報



医薬品医療機器総合機構 (PMDA) の情報提供ホームページからでも確認することができます。
<https://www.pmda.go.jp/>



閲覧、印刷またはダウンロード可能

※ホームページに掲載している製品のみ添付文書を載せています。ご希望の際は、担当窓口までお申し出ください。

製品使用手順



閲覧、印刷またはダウンロード可能



介護ブランド〈ここ笑み〉ブランドサイトのご案内



口腔ケア製品を中心とした、ハクゾウ介護ブランド〈ここ笑み〉ブランドサイトのご紹介です。
製品に関する情報から、日常的な介護ケアに関する情報まで掲載しています。



オンラインショップでの製品購入も
スムーズに頂けます！

(URL)

<https://www.hakuzo.co.jp/cocoemi/>



取り扱い製品の詳しい情報掲載

保湿ジェル



口腔ケア用スポンジ



口腔ケアウエットシート



360度歯ブラシ



—— サイトの特長

- ◆ お悩み別にもオススメ製品をお探し頂けます。



- ◆ 詳細ページでは、製品の口コミやより詳しい使い方をご紹介します。



X(旧Twitter)でも
口コミ募集中！
ぜひ「#ここ笑み」で
投稿お願いします。



その他の主なコンテンツ

口腔ケア全体の流れを 動画で紹介



日常的な口腔ケアの方法について、動画で解説しています。
製品ごとの使い方動画は、各製品ページをご覧ください。

介護初心者でもわかり やすい、口腔ケア ガイドブック公開中



PDFデータ
ダウンロード
できます

基本的な口腔ケアの流れがわかるハンドブックを公開しています。

口腔ケア製品 カタログ掲載中



製品情報が掲載されたカタログをご覧ください。



オンラインショップのご案内



医療材料製造販売のハクゾウメディカルが運営、提供する在宅看護・介護製品のインターネットショップです。薬局・ドラッグストアで入手し難い製品を中心に販売しております。

《ショップ在宅支援ホームページアドレス》



<https://zaitaku.b-smile.jp> 店舗販売業 許可番号第 09V00347号



製品情報

★豊富な製品を写真付きで紹介しています。
また、店長イチオシ製品もトップで紹介しています。



新着情報

★随時最新の内容に更新。
常に新鮮な情報を提供しています。



検索メニュー

★フリーワード検索、グループ検索機能をつけており、目的の製品をいち早く見つけることができます。



会員登録

★会員ならではのおトクな割引など特典がございます。

掲載製品以外にも多数製品を販売しております。



消毒・処置製品



消毒用綿棒



単包装アルコール消毒綿



キット製品



滅菌ガーゼ



感染防止対策製品



擦込式手指消毒剤



環境除菌用ウエットクロス
(界面活性剤含浸タイプ)



ハンドケアジェル



サージカルマスク



産科製品



骨盤固定ベルト



新生児用おくるみ



使い捨て不織布タオル



妊婦向け弾性ソックス



看護・介護製品



透湿性尿パッド



食食用エプロン



口腔ケア用スポンジ



救急災害セット





支援ツール一覧



弊社の支援ツールのご紹介をします。ご希望の際には、担当窓口までお申し出ください。
 ※在庫に限りがある為、無くなったり、内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。
 ※既に仕様変更している製品もございます。

●プッシュ綿棒シリーズ 操作手順 ● A4 サイズ・PP 加工



●プラスチックエプロン 着脱手順 ● A4 サイズ・PP 加工



●プラスチックグローブ 着脱手順 ● A4 サイズ・PP 加工



●サージカルマスク 着用手順 ● A4 サイズ・PP 加工



●手洗手順 ● A4 サイズ・PP 加工



●手洗手順シール ● 横 240mm× 縦 170mm・シール



●エレファジェル使用手順パネル ● 横 100mm× 縦 120mm・PP 加工



●手洗啓蒙シール ● 横 240mm× 縦 170mm・シール



●X線造影系製品のご紹介 ● A4 サイズ・ラミネート加工



●医療現場で役立つ教育用動画 (YouTube) ●



(※実際のレントゲン写真もご用意しています。ご希望の際はお申し出ください。)

マスコットキャラクター はなこ



医療・介護現場に笑顔と癒しを届けます。

ぱっちりおめめのおんなのこ。

ちょっぴり恥ずかしがり屋。

出身地：大阪府 / 誕生日：8月10日 / 血液型：zO型

毎日更新してるゾウ!

はなこの写真はこちらから

@hakuzo_hanako

@hakuzomedical



本社

〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451(代) FAX. 06-6945-0539

各事業所所在地

東京支店

〒136-0082 東京都江東区新木場2丁目9番7号
TEL. 03-3522-6720(代) FAX. 03-3521-1319

北大阪支店

〒566-0064 大阪府摂津市島飼中2丁目6番26号
TEL. 072-653-4045(代) FAX. 072-653-4046

南大阪支店

〒584-0031 大阪府富田林市寿町4丁目8番15号
TEL. 0721-20-2900(代) FAX. 0721-25-3870

仙台営業所

〒981-1226 宮城県名取市植松字田野部93-1
TEL. 022-393-7434(代) FAX. 022-393-7435

関東営業所

〒123-0861 東京都足立区加賀1丁目19-9
TEL. 03-5809-4780 FAX. 03-5809-4781

西東京営業所

〒192-0045 東京都八王子市大和田町1丁目22番4号
TEL. 042-646-0451(代) FAX. 042-646-0452

名古屋営業所

〒463-0037 愛知県名古屋守山区天子田四丁目501-2
TEL. 052-769-6021 FAX. 052-769-6022

三重営業所

〒510-0064 三重県四日市市新正4丁目15番3号
TEL. 059-350-3844(代) FAX. 059-350-3845

京都営業所

〒612-8123 京都府京都市伏見区向島立河原町75番2号
TEL. 075-603-4826(代) FAX. 075-603-4827

大阪中央営業所

〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋3番6号
TEL. 06-6943-6118(代) FAX. 06-6943-6106

神戸営業所

〒651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋591-1
TEL. 078-940-8975 FAX. 078-940-8976

阪神営業所

〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町134番地
TEL. 078-262-1634(代) FAX. 078-411-4110

広島営業所

〒731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5丁目3番27号
TEL. 082-849-4188(代) FAX. 082-849-4190

福岡営業所

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目9番25号 アバンダント84 302号室
TEL. 092-481-5921(代) FAX. 092-481-5922

熊本営業所

〒860-0863 熊本県熊本市中央区坪井6丁目8番1号
TEL. 096-345-2253(代) FAX. 096-345-2256

札幌駐在所

〒001-0909 北海道札幌市北区新琴似9条7丁目8番19号
TEL. 011-788-8009 FAX. 011-788-8027

北陸駐在所

〒920-0022 石川県金沢市北安江2丁目13-30 クロスピア北安江505
TEL. 076-225-8013(代) FAX. 076-225-8014

鹿児島駐在所

〒890-0082 鹿児島県鹿児島市紫原1丁目58-23 レグルスハイム101号
TEL. 099-296-1925 FAX. 099-296-1926

沖縄駐在所

〒900-0003 沖縄県那覇市安謝1丁目13番19号 エミメントヒロ106号
TEL. 098-941-5320(代) FAX. 098-941-5321

大阪物流センター

〒583-0866 大阪府羽曳野市植生野1111
TEL. 072-955-3305 FAX. 072-955-3306

阪神物流センター

〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町134番地
TEL. 078-262-1734(代) FAX. 078-411-4110

テクニカルセンター

〒584-0031 大阪府富田林市寿町4丁目8番15号
TEL. 0721-20-2902(代) FAX. 0721-25-3805

ハクゾウメディカルテクノス株式会社

熊本工場

〒861-1367 熊本県菊池市七城町流川205
TEL. 0968-25-3793(代) FAX. 0968-25-3913

福島工場

〒976-0005 福島県相馬市光陽2丁目2番1号
TEL. 0244-26-5148(代) FAX. 0244-38-6625

Hakuzo Medical Asia Co., Ltd

バンコク事務所

399 Interchange 21 Building, Level 20 Unit 2003, Sukhumvit Road, North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
TEL. +66-(0)9-5637078-5

タイ工場

WHA Chonburi Industrial Estate 2 390/18 Moo 2, Khao Khansong, Sri Racha, Chonburi 20110 Thailand
TEL. +66-(0)3-3136104-6

各種SNSでも情報配信を行っています。

YouTube



Twitter



Instagram



ホームページ



お客様相談窓口
フリーダイヤル

0120-50-0451

<https://www.hakuzo.co.jp/>



2024.07