

\*\*2024年4月改訂（第5版）

\* 2016年4月改訂（第4版）

届出番号 27B2X00243000128

医 04 整形用品  
一般医療機器 単回使用クラス I 処置キット JMDN コード 33961001

# CAPDキット I

## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

・再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

\*本品は医療機器 2 品目以上と消毒、処置に必要とされる以下の構成品を組み合わせて滅菌したものである。

#### \*\* [一般医療機器]

	構成品の一般的名称
1	医療ガーゼ
2	医療脱脂綿
3	コットンボール
4	救急絆創膏
5	汎用注射筒
6	止血用押圧器具
7	単回使用汎用サージカルドレープ
8	手術用被覆・保護材
9	綿状パッド
10	医療用不織布
11	手動式生体用洗浄器

#### \*\* [附属品]

	構成品の名称
1	ピンセット
2	綿棒
3	固定用テープ
4	手袋
5	防水シート
6	容器
7	膿盆
8	ダストパック
9	キャップ
10	マスク
11	ガウン
12	脚袋
13	安全ピン
14	ホータイ
15	不織布シート
16	鉗子
17	当てパット
18	柄付きスポンジ
19	駆血帯

### 【使用目的又は効果】

一般的な処置を行うために必要なクラス I の各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含む、プレパッケージされたキットをいう。本品は単回使用である。

### 【使用方法等】

開封して適宜使用する。

### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- \*1. ピンセットは部材の把持以外の目的で使用しないこと。
- 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 3. 包装開封後、速やかに使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

- \*2. 有効期間  
本品の容器若しくは被包に記載  
[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者  
ハクゾウメディカル株式会社  
大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号
- \*\*<https://www.hakuzo.co.jp/>  
TEL 06-6942-0451(代)