

医 04 整形用品  
一般医療機器 コットンボール JMDN コード 11028000

# CLプレット

## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

\*綿 100%の脱脂綿を球状とし、カルボキシメチルセルロースで表面加工後、酸化エチレンガス (EOG) による滅菌を行ったものである。  
本品はフタ付きのプラスチック容器入である。

種 類	規 格	包 装
No. 14 5球入	直径約 14 mm	12 個/箱
No. 14 10球入	直径約 14 mm	12 個/箱
No. 14 20球入	直径約 14 mm	12 個/箱
No. 20 5球入	直径約 20 mm	12 個/箱
No. 20 10球入	直径約 20 mm	12 個/箱
No. 20 20球入	直径約 20 mm	12 個/箱
No. 25 5球入	直径約 25 mm	12 個/箱
No. 25 10球入	直径約 25 mm	12 個/箱
No. 30 5球入	直径約 30 mm	12 個/箱
No. 40 3球入	直径約 40 mm	12 個/箱

但し、上記以外の別注仕様の製品については、容器若しくは被包に内容量又は入数を表示する。

### 【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

### 【使用方法等】

\*使用目的に応じ、滅菌容器から取り出し、適宜使用する。

### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- \*\* 1. 体内に留置しないこと。  
2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。  
3. 包装開封後、速やかに使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

#### \*\*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証 (自社データ) による (使用期限参照)]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

\* 大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号

\*\* <http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)