

滅菌キープレットS

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- * 綿100%の脱脂綿を球状とし、フィブリル化セルロースで表面加工後に酸化エチレンガス (EOG) による滅菌を行ったものである。

種類	規格	包装
No. 14 5球入	直径約 14 mm	100袋/箱
No. 14 10球入	直径約 14 mm	100袋/箱
No. 20 5球入	直径約 20 mm	100袋/箱
No. 20 10球入	直径約 20 mm	50袋/箱
No. 25 5球入	直径約 25 mm	50袋/箱
No. 25 10球入	直径約 25 mm	25袋/箱
No. 30 5球入	直径約 30 mm	30袋/箱
No. 30 10球入	直径約 30 mm	20袋/箱
No. 40 5球入	直径約 40 mm	20袋/箱

本品の容器若しくは被包に内容量又は入数を記載。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【使用方法等】

- * 使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- ** 1. 体内に留置しないこと。
- 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 3. 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

** 2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証 (自社データ) による (使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

* 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

** <http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)