

医 04 整形用品  
一般医療機器 医療用不織布 JMDN コード 34655000

## ハクゾウ滅菌SPガーゼ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

- \* レーヨン100%の不織布製品を酸化エチレンガス (EOG) による滅菌を行ったものである。

#### 【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

#### 【使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

#### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意

\*\*1. 体内に留置しないこと。

2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
3. 包装開封後、速やかに使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

\*\*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証 (自社データ) による (使用期限参照)]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

\*大阪府中央区徳井町2丁目4番9号

\*<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)