

一般医療機器

コットンボール
届出番号27B2X00243000090



Design Your Voice

Hakuzo

CLプレット

[蓋付容器入滅菌綿球]

E O G 滅菌済

万能壺に替わるディスポタイプの
蓋付容器を使用した製品です。



CLプレットを使えば

安全性

滅菌済ディスポ製品の為、医療現場での危険性や業務の負担を削減できます。

利便性

緊急時に即使用でき、使用后即廃棄できるので処理が便利です。

経済性

- ディスポ製品の為、汚染器材の再生処理に要する経費が掛かりません。
- 綿球にサイズ・入数を豊富に揃えていますので、現場での処置に応じて選ぶことができ、医療機関での調製に比べ消毒薬・綿球使用量の削減につながります。

ハクゾウメディカル株式会社



CLプレット



[蓋付容器入滅菌綿球]

EOG 滅菌済

* 2009年10月1日改訂(第2版)
2006年 2月1日作成(第1版)

届出番号27B2X00243000090

医04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

CLプレット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1.再使用禁止
- 2.体内には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

* 綿100%の脱脂綿を球状とし、カルボキシメチルセルロースで表面加工後、酸化エチレンガスによる滅菌を行ったものである。本品はフタ付きのプラスチック容器入である。

【使用目的、効能又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【操作方法又は使用方法等】

* 使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し適宜使用する。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 2) 包装開封後、速やかに使用すること。

* 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は滅菌品としての使用はしないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

* 2.使用期限

容器若しくは被包に記載[自己認証による]

* 【包装】

種類	規格	包装
No.14 5球入	直径約14mm	12個/箱
No.14 10球入	直径約14mm	12個/箱
No.14 20球入	直径約14mm	12個/箱
No.20 5球入	直径約20mm	12個/箱
No.20 10球入	直径約20mm	12個/箱
No.20 20球入	直径約20mm	12個/箱
No.25 5球入	直径約25mm	12個/箱
No.25 10球入	直径約25mm	12個/箱
No.30 5球入	直径約30mm	12個/箱
No.40 3球入	直径約40mm	12個/箱

但し、上記以外の別注仕様の製品については、容器若しくは被包に内容量又は入数を表示する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 : ハクゾウメディカル株式会社

* 住 所 : 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
電 話 : 06-6942-0451(代)

製 造 業 者 : ニッポー株式会社

添付文書が必要な場合はお申し出ください

品番	種類	包装	1梱入数	JANコード
1270001	No.14 5球	5球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320113
1270002	No.14 10球	10球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320120
1270011	No.14 20球	20球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320137
1270003	No.20 5球	5球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320144
1270004	No.20 10球	10球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320151

品番	種類	包装	1梱入数	JANコード
1270012	No.20 20球	20球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320168
1270005	No.25 5球	5球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320175
1270006	No.25 10球	10球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320182
1270007	No.30 5球	5球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320199
1270008	No.40 3球	3球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320205

詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 本社営業部 ☎06-6809-4318 | 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 |
| 東京支店 ☎03-3522-6720 | 阪神営業所 ☎078-262-1634 |
| 北大阪支店 ☎072-653-4045 | 広島営業所 ☎082-849-4188 |
| 南大阪支店 ☎0721-20-2900 | 四国営業所 ☎0875-52-6900 |
| 神戸支店 ☎078-976-8901 | 北九州営業所 ☎093-617-3911 |
| 仙台営業所 ☎022-399-7091 | 福岡営業所 ☎092-481-5921 |
| 西東京営業所 ☎042-646-0451 | 熊本営業所 ☎096-345-2253 |
| 三河営業所 ☎0564-54-5447 | 札幌駐在所 ☎011-788-8009 |
| 三重営業所 ☎059-350-3844 | 沖縄駐在所 ☎098-941-5320 |
| 京都営業所 ☎075-603-4826 | |