

一般医療機器

届出番号 27B2X00243000077

容器入滅菌綿球



Design Your Voice

Hakuzo

ドライプレット®

滅菌済

Dry Puretto | Sterile Cotton Balls

薬液を直接容器に注いで使用できるEOG滅菌済カップ入り綿球です。

感染防止対策に

開封するまで清潔に保たれるので、感染防止対策にも好適です。

業務の省力化に

容器の洗浄・包装・滅菌の必要がなくなります。



製品特長①

持ちやすい形状



持ちやすい形状の容器となっていますので、しっかり手にフィットします。



4ポケット

3ポケット

製品特長②

絞りやすい形状



綿球の余分な薬液を絞る際に、押し付けやすいように角度の緩いスロープを設け、カップの溝でも絞ることができます。

製品特長③

薬液使用量の削減



形に無駄のないカップ形状なので、注いだ薬液を効率よく吸収、綿球全体に浸透。薬液の入れすぎを防止します。

製品特長④

コンパクトに廃棄



使用後は、容器を重ねてコンパクトに廃棄することができ、廃棄コストの削減につながります。

※写真は、容器を7個重ねた状態。

ドライプレット

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

** 綿100%の脱脂綿を球状とし、カルメロースナトリウムで表面加工後に酸化エチレンガス(EOG)による滅菌を行ったものである。
本品はカップ形状のプラスチック容器入である。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌容器から取り出し、適宜使用する。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- ** 1)体内に留置しないこと。
2)本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
3)包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
 2. 有効期間
本品の容器若しくは被包に記載
- ** [自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
** <http://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)

添付文書をお求めの場合は下記サイトからダウンロードいただくか、弊社営業までご連絡ください。
<http://www.info.pmda.go.jp/>
<http://www.hakuzo.co.jp/>

品番	種類	包装	1梱入数	JANコード
3041010	No.10 10球 (4ポケット)	10球/個×24個/箱	6箱	4 958286 711478
3041401	No.14 1球 (3ポケット)	1球/個×24個/箱	6箱	4 958286 711485
3041402	No.14 2球 (3ポケット)	2球/個×24個/箱	6箱	4 958286 711508
3041403	No.14 3球 (3ポケット)	3球/個×24個/箱	6箱	4 958286 711515
3041405	No.14 5球 (4ポケット)	5球/個×24個/箱	6箱	4 958286 711522
3042001	No.20 1球 (3ポケット)	1球/個×24個/箱	6箱	4 958286 711539
3042002	No.20 2球 (3ポケット)	2球/個×24個/箱	6箱	4 958286 711546
3042003	No.20 3球 (3ポケット)	3球/個×24個/箱	6箱	4 958286 711553

品番	種類	包装	1梱入数	JANコード
3042005	No.20 5球 (4ポケット)	5球/個×24個/箱	6箱	4 958286 711560
3042501	No.25 1球 (3ポケット)	1球/個×24個/箱	6箱	4 958286 711577
3042502	No.25 2球 (3ポケット)	2球/個×24個/箱	6箱	4 958286 711584
3042503	No.25 3球 (3ポケット)	3球/個×24個/箱	6箱	4 958286 711591
3042505	No.25 5球 (4ポケット)	5球/個×24個/箱	6箱	4 958286 711607
3043001	No.30 1球 (3ポケット)	1球/個×24個/箱	6箱	4 958286 711614
3043002	No.30 2球 (3ポケット)	2球/個×24個/箱	6箱	4 958286 711621
3043003	No.30 3球 (3ポケット)	3球/個×24個/箱	6箱	4 958286 711692

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 神戸営業所 ☎078-940-8975
東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188
北大阪支店 ☎072-653-4045 四国営業所 ☎0875-52-6900
南大阪支店 ☎0721-20-2900 北九州営業所 ☎093-617-3911
仙台営業所 ☎022-393-7434 福岡営業所 ☎092-481-5921
関東営業所 ☎03-5809-4780 熊本営業所 ☎096-345-2253
西東京営業所 ☎042-646-0451 札幌駐在所 ☎011-788-8009
三河営業所 ☎0564-54-5447 盛岡駐在所 ☎019-613-2176
三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013
京都営業所 ☎075-603-4826 山陰駐在所 ☎0859-30-2193
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
阪神営業所 ☎078-262-1634