

HAKUZO **パウダーフリー**  
**PLASTICEX**  
PLASTICEX  
ハクゾウプラスチックグローブ



オモテ面・ウラ面で取り出し口が異なる  
プラスチックグローブ




縦置き・横置きどちらでも  
手首側から1枚ずつ取り出せる

意匠登録済の包装用箱を使用しています。

ハクゾウメディカル株式会社

**使用方法** 裏面にも取り出し口があり、取り出し口の形状が表面・裏面で異なります。  
ホルダーの使用環境に応じて使い分けが出来ます。



表面（横置き）



**1st** グローブを同一方向で包装されており、手首側から取り出せます。

**2nd** 残量が少なくなったら、2ndを開封します。


裏面（縦置き）



**PPEホルダーの使用例** ラック楽ホルダーSE(エプロン・グローブ用)



縦置き



横置き

※ホルダーは別売になります。

**使用上の注意** ● 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用をおやめください。  
● 熱いものには触れないでください(火傷する恐れがあります)。  
● 高温、湿度の高い場所及び直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。

材質：ポリ塩化ビニル

左右兼用タイプ

パウダーフリー加工

品番	サイズ	包装	1梱入数	JANコード
3024092	S	100枚/箱	20箱	4 958286 1704920
3024093	M	100枚/箱	20箱	4 958286 1704937
3024094	L	100枚/箱	20箱	4 958286 1704944

※詳細は各営業にお問い合わせください。

サイズ	全長	掌の幅
S	240mm ± 5mm	85mm ± 5mm
M	240mm ± 5mm	95mm ± 5mm
L	240mm ± 5mm	105mm ± 5mm

## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656  
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416  
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320