



Design Your Voice

Hakuzo

清拭を効率良く行い・より充実させるために



どこでもあたたかい

取っ手つき

コンパクトサイズで  
持ち運びが楽!

お手入れ簡単!

消費電力24W




# ハクゾウ マルチウォーマー

ウェットシート・おしぼりなどに!

※故障の原因となりますので、12時間以上の連続使用はしないで下さい。


清拭時に温かいタオルを用意する際の手間や時間を改善

衛生面の不安



清拭車

持ち運び時に冷めてしまう



保温庫や電子レンジ



患者さまの**体温維持**・看護師の**負担低減**

ハクゾウメディカル株式会社

## 手軽

小型 & 取っ手付きで  
持ち運びやすい

製品寸法	約 W200×H120×D130mm
製品重量	約 350g(ACアダプタ込)

### さらに

本体取り外し可能で  
ラウンド時(見回り時)に便利!



→清拭シートを温かいまま持ち運べる

## 衛生的

表面材はアルミ素材なので  
お手入れが簡単!

次亜塩素酸ナトリウム 1000ppm  
第四級アンモニウム塩  
80vol% エタノール

約 300 回清拭




問題なし

(当社製品清拭による社内調査結果です)

## 安全

加熱防止機能として  
サーモスタットを搭載




※本製品は12時間を超える連続加温を想定していないため、  
12時間以上の連続使用はしないで下さい。  
電熱線の断線などの故障のおそれがあります。

## 簡便

2つの取り出し口で  
先入れ先出しの徹底が可能

おしぼりの新旧の管理がしやすい

補充時



使用時

## 対象製品

- ・ハクゾウリラケア
- ・ハクゾウすっきりタオル
- ・ハクゾウ爽やか清潔タオル
- ・ハクゾウハイポクロス
- ・ウエットプレット

等にご使用いただけます!

オペ前後の  
体温維持にも

ハクゾウリラケア	すっきりタオル				ハイポクロス
	S(厚)	M(厚)	L(厚)	L(薄)	
約12袋	約25本	約21本	約12本	約18本	約20本

品番	規格	包装	サイズ/包装	1梱入数	サイズ/ケース	JANコード
1850272	ACアダプタ付	1台	W202×D145×H129mm	8台/ケース	W580×D404×H129mm	4 958286 719467
			393.3g		4.06kg	



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
 名古屋営業所 ☎052-769-6021 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656  
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416  
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320