

ハクゾウ オメガマスク⁺ Plus

Design Your Voice
Hakuzo

50枚入

DISPOSABLE SURGICAL MASK

日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅢ」適合のサージカルマスクです。



※実際の色合いと少し異なって見える場合がございます。



全国マスク工業会「マスク自主基準」適合
このマスクは全国マスク工業会の
「マスク自主基準」に適合しています。

【製品特長】

- ノーズフィッターとマスクの両サイドの加工で、顔のラインにジャストフィットします。
- 耳への負担を少なくするソフト平ゴムと優しい肌触りで快適なつけ心地です（※平ゴム部分はラテックスフリーです。）
- JIS T 9001 医療用マスク クラスⅢ適合品のサージカルマスクです。
- 樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属材料であり、MRI室等でご使用いただけます。
- 専用ホルダーに入れることが可能です。

【素 材】

本体・フィルタ部：ポリプロピレン
耳ひも部：ポリエステル、ポリウレタン
ノーズフィッター部：ポリエチレン

日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラスⅢ 規格適合番号 M32111041						
適合番号発行元：JHPIA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	21.3 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア飛まつ捕集効率 VFE:ウイルス飛まつ捕集効率

品番	種類	規格	包装	小箱サイズ	1梱入数	外箱サイズ	重量		JANコード
							小箱重量(g)	外箱重量(g)	
3901421	ホワイト	レギュラー 約17.5cm×9cm	50枚/箱	W180mm × D95mm × H95mm	40箱	W500mm × D380mm × H410mm	200	8,950	4 958286 711386
							8,950		
3901423	ブルー	レギュラー 約17.5cm×9cm	50枚/箱	W180mm × D95mm × H95mm	40箱	W500mm × D380mm × H410mm	200	8,950	4 958286 711393
							8,950		
3901425	ピンク	小さめサイズ 約15.5cm×8cm	50枚/箱	W180mm × D95mm × H95mm	40箱	W500mm × D380mm × H410mm	180	8,150	4 958286 711409
							8,150		

※詳細は各営業にお問い合わせください。

ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320