

医療用マスクの米国規格ASTM-F2100-19 適合

LEVEL3



Design Your Voice

Hakuzo

# シールド付 フェイスマスク

FACE MASK WITH PLASTIC SHIELD

# CE

FACE MASK WITH PLASTIC SHIELD

ゴムタイプ

フリーサイズ

50枚入

[液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスク]



全国マスク工業会「マスク自主基準」適合  
このマスクは全国マスク工業会の「マスク自主基準」に  
適合しています。



## 製品DATA

バクテリア飛沫捕集効率	BFE 99%
微粒子捕集効率	PFE 99%
ウイルス飛沫捕集効率	VFE 99%
人工血液バリア性	160mmHg
圧力損失	<5.0mmHg/cm <sup>2</sup>
可燃性	CLASS 1

ASTM LEVEL3 適合 試験機関:(一財)カケンテストセンター

## 【素 材】

シールド部/不織布: ポリエステル/ポリプロピレン  
耳ひも部: ナイロン、ポリウレタン  
ノーズフィッター部: 鉄、ポリ塩化ビニル

## 製品特長

- 飛散物から目・鼻・口などの顔面を防護します。
- マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しています。
- 米国ASTM-F2100-19適合 LEVEL3のマスクです。
- シールドには曇りにくい加工を施しています。
- ゴム部分は、ラテックス素材を使用していません。
- 弊社『ラック楽ホルダー』エブロン・グローブ用に入れることができます。

品番	種類	規格	入数	中箱サイズ(mm)	1梱入数	ケースサイズ(mm)	JANコード
				中箱重量(g)		ケース重量(g)	
3087651	ゴムタイプ	フリー	50枚/箱	W260×D245×H80	8箱	W545×D265×H340	4 958286 063744
				540		5,200	

※詳細は各営業にお問い合わせください。

## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
 三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656  
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416  
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320