



Design Your Voice
Hakuzo

医療機関用

シールド付 フェイスマスク CS

ゴムタイプ

フリーサイズ

50枚入

【液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスク】



全国マスク工業会「マスク自主基準」適合
このマスクは全国マスク工業会の「マスク自主基準」に適合しています。



素材

シールド部/不織布:ポリエステル/ポリプロピレン
耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン
ノーズフィッター部:ポリエチレン

製品特長

- シールド部は両サイドに折り目加工しており、両側面への飛散防止効果を高めています。
- マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しています。
- シールドには曇りにくい加工を施しています。
- ゴム部分は、ラテックス素材を使用していません。
- 弊社『ラック楽ホルダー』エプロン・グローブ用に入れることができます。

品番	種類	規格	包装	小箱サイズ(mm)		1梱入数	ケースサイズ(mm)		JANコード
				小箱重量(g)	高さ		ケース重量(kg)	幅	
3087660	ゴムタイプ	フリー	50枚/箱	260×245×75	650	8箱	540×500×200	5.8	4 958286 718927

※詳細は各営業にお問い合わせください



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 名古屋営業所 ☎052-769-6021 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320