



Design Your Voice

Hakuzo

やわらか幅広ゴムで長時間でも耳が痛くなりにくい

樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属材料でありMRI室等でも使用可能

高密度99%カットフィルタ

立体三層構造

花粉・PM2.5対策

# 日本製 肌やわ マスク



国内製のサージカルマスクです。



全国マスク工業会「マスク自主基準」適合  
このマスクは全国マスク工業会の「マスク自主基準」に適合しています。

### 製品DATA

細菌濾過効率(平均粒子径3.0 $\mu$ m)BFE:99%


(一財)

微粒子濾過効率(平均粒子径0.1 $\mu$ m)PFE:99%

カケンテストセンター

### 素 材

本体:ポリプロピレン  
ノーズフィッター部:ポリエチレン  
耳部:ポリエステル・ポリウレタン

品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
1850252	ホワイト	レギュラーサイズ 17.5×9.5cm	50枚入	40箱	 4 958286 717357

※詳細は各営業にお問い合わせください。

## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
 三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656  
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416  
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320