

ハクゾウ
分娩キット ピンク



Hakuzo Maternity 
By Hakuzo Medical Corporation

ハクゾウ分娩キットピンク

【管理医療機器】分娩時処置用具セット

承認番号：21900BZZ00020000

販売名：ナートキット

EOG 滅菌済



分娩に必要な器具・シート類を一括して滅菌した
ディスポーザブルキットです。

- ✳ 構成内容をご相談を承ります。
- ✳ 詳細は各営業にお問い合わせください。

- ✳ 本製品は受注生産品です。
- ✳ 製造販売元：大衛株式会社

【主な部材一覧】

製品名	規格
1 手術用ガウン	#712
2 エプロン	ピンク
3 キャップ	#10 ピンク
4 マスク	OW サージカルマスクゴムタイプ
5 ネラトンカテーテル	8Fr/10Fr/12Fr/14Fr
6 吸引カテーテル	8Fr/10Fr/12Fr
7 羊水吸引カテーテル	羊水吸引カテーテルアトム
8 シリンジ	20mL、10mL、2.5mL
9 注射器	18G/22G/23G
10 臍帯クランプ	臍帯クランプアトム
11 イヤーシリンジ Z	青 30mL、青 60mL
12 手術用手袋	#6.5、#7、#7.5
13 ガーゼ	4 折、8 折並、7 折、星折
14 脱脂綿	8cm×17cm、8cm×8cm
15 綿球	#14、#20、#25、#30、#40

製品名	規格
16 分娩マット	各種
17 吸水 / 防水シート	防水シート
18 オイフ	87cm×90cm ピンク、 87cm×120cm ピンク、 120cm×120cm ピンク
19 レギンスカバー	各種
20 ベビー受け	各種
21 分娩衣	マタニティガウン、患者用ガウン ロイヤル
22 膿盆	膿盆、ディスポトレイ
23 カップ	中・大・特大
24 インナーラップ	87cm×90cm ピンク、 87cm×120cm ピンク、 120cm×120cm ピンク

ピンクの分娩キットで分娩台もこんなに明るく、華やかに！


ブルーの分娩キット



なんだか手術室みたい……



やさしい雰囲気！



分娩室には、青色の分娩台、青色のガウンを着たお医者さん・看護師さん・助産師さん、まわりに並ぶ見たことのないたくさんの機械……。痛みをこらえるお母さんが、不安をさらに募らせてしまう可能性もあります。

でもピンク色の分娩キットなら、分娩台まわりも介助者の方もこんなに明るく可愛く、華やかになります。ピンク色には気持ちを落ち着かせる効果があるとも言われています。

『分娩キットピンク』は感染対策だけでなく、お母さんの気持ちを和らげるお産のサポートをいたします。

部材紹介

防護具 術者・介助者・立会者のカバーアイテムとして。



OW 手術用ガウン #712

- ◎ SMS（5層構造）による高バリア性。
- ◎ ラグラン袖のため、腕が通しやすく、肩のツッパリ感がなく、動きやすく機能性にすぐれています。
- ◎ ガウンテクニックが容易にできます。
- ◎ 横結びタイプ

サイズ：M, L
素 材：ポリプロピレン（撥水）



OW エプロン ピンク

サイズ：フリーサイズ（着丈100cm）
素 材：ポリエチレン（防水）



OW サージカルマスク ピンクゴムタイプ

品 名：OW サージカルマスク
ピンクゴムタイプ
規 格：フリーサイズ、不織布3重



OW キャップ #10 ピンク

品 名：OW キャップ #10 ピンク
規 格：フリーサイズ

マット / シーツ 血液・体液の吸収に。



分娩シート セパレートピンク

サイズ：マット 60×90cm
 シーツ 100×125cm
 重量：マット 140g、シーツ 110g
 吸収量：1,000ml
 ◎ナート時にマットがはがせます。

アルファマットプラス

【S6090】
 サイズ：60×90cm
 重量：140g
 吸収量：1,000ml

アルファマットプラス ピンク

【S80100】 サイズ マット 80×82cm シート 80×100cm 重量：180g 吸収量：2,000ml	【S80140】 サイズ マット 80×120cm シート 80×140cm 重量：270g 吸収量：2,000ml
--	---



防水シート（ピンク）

【M80×100 ピンク】 サイズ：80×100cm	【L100×120 ピンク】 サイズ：100×120cm
-------------------------------	---------------------------------

防水シート（ホワイト）

【#50】 サイズ：80×50cm	【M80×100 ホワイト】 サイズ：80×100cm
----------------------	--------------------------------

オイフ 妊産婦の腹部カバーとして。器械台シートとして。



OW オイフ

素材：ポリプロピレン（撥水）

【87×90 ピンクH】 サイズ：87×90cm	【87×120 ピンクH】 サイズ：87×120cm	【120×120 ピンクH】 サイズ：120×120cm
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

レギンスカバー 妊産婦の脚部カバーとして。汚染防止、感染防止に。



レギンスカバー #712 30×90

サイズ：30×86cm 縫い 56cm
 素材：ポリプロピレン（撥水）
 特長：スタンダードタイプ、ヒモ式

レギンスカバー #712 45×100 スイ 60

サイズ：45×100cm 折り返し 10cm 縫い 60cm
 素材：ポリプロピレン（撥水）
 特長：股受けタイプ、ヒモ式

レギンスカバー #712 30×90 ゴムタイプ


サイズ：30×86cm 縫い 56cm
 素材：ポリプロピレン（撥水）
 特長：スタンダードタイプ、ゴム式

医療機器

用途に応じてカテーテル、注射器、注射針等が選べるよう豊富な品揃えをしています。



ネラトンカテーテル



吸引カテーテル

ネラトンカテーテル

分娩前の妊産婦への導尿に。 ※個包装（滅菌済）での組み込みになります。

製品名		カテーテルサイズ	外径	全長	先端状態	側孔数	接続口
ネラトンカテーテル	NNT-083 ニプロ	8Fr	2.67mm	330mm	オープン	2	ルアーテーパー
	NNT-123 ニプロ	12Fr	4.0mm	330mm	オープン	2	ルアーテーパー
	NNT102 ニプロ	10Fr	3.33mm	330mm	クローズド	2	ルアーテーパー
	NNT-122 ニプロ	12Fr	4.0mm	330mm	クローズド	2	ルアーテーパー
	NNT-142 ニプロ	14Fr	4.67mm	330mm	クローズド	2	ルアーテーパー
	NNT-082C ニプロ	8Fr	2.67mm	400mm*	クローズド	2	コネクター（ライトブルー）
	NNT-102C ニプロ	10Fr	3.33mm	400mm*	クローズド	2	コネクター（ブラック）
	NNT-122C ニプロ	12Fr	4.0mm	400mm*	クローズド	2	コネクター（ホワイト）
	NNT-142C ニプロ	14Fr	4.67mm	400mm*	クローズド	2	コネクター（グリーン）

* コネクター部 30mm 含む

吸引カテーテル

新生児の羊水吸引に。 ※個包装（滅菌済）での組み込みになります。

製品名	タイプ	Fr サイズ	外径	全長	先端状態	接続口	
吸引カテーテル	NSC-8 (TA1) ニプロ	調節バルブタイプ	8Fr	2.67mm	400mm	先端開口ラウンドタイプ	ライトブルー
	NSC-10 (TA1) ニプロ	調節バルブタイプ	10Fr	3.33mm	460mm	先端開口ラウンドタイプ	ブラック
	NSC-8 (TA1) C ニプロ	コネクタータイプ	8Fr	2.67mm	400mm	先端開口ラウンドタイプ	ライトブルー
	NSC-10 (TA1) C ニプロ	コネクタータイプ	10Fr	3.33mm	460mm	先端開口ラウンドタイプ	ブラック
	NSC-12 (TA1) C ニプロ	コネクタータイプ	12Fr	4.0mm	560mm	先端開口ラウンドタイプ	ホワイト
	NSC-10 (TA1) CS ニプロ	コネクタータイプ	10Fr	3.33mm	400mm	先端開口ラウンドタイプ	ブラック
	NSC-12 (TA1) CS ニプロ	コネクタータイプ	12Fr	4.0mm	400mm	先端開口ラウンドタイプ	ホワイト



羊水吸引カテーテル アトム

新生児の羊水吸引に。

トラップ容量：20ml

チューブ外径

カテーテル側：3.33mm (10Fr)

吸引チューブ側：4.0mm (12Fr)



臍帯クランプ アトム

臍帯結さつに。

素 材：ポリアセタール製



剪刃

臍帯の切断に。

規 格：13cm



注射器

会陰縫合時の麻酔に。

【20ML 針なし ニプロ】
容 量：20ml
最小目盛：1ml
補助目盛：25ml
筒先形状：ルアーチップ

【10ML 針なし ニプロ】
容 量：10ml
最小目盛：0.2ml
補助目盛：12ml
筒先形状：ルアーチップ

【2.5ML 針なし ニプロ】
容 量：2.5ml
最小目盛：0.1ml
補助目盛：—
筒先形状：ルアーチップ



注射針

薬液を注射器に抜きとる時に。会陰縫合時の麻酔に。注射用に。

【18GX11/2RB ニプロ】
針基色：ピンク
刃 先：レギュラーベベル
針の太さ：1.2mm
針の長さ：38mm

【22GX11/4RB ニプロ】
針基色：ブラック
刃 先：レギュラーベベル
針の太さ：0.7mm
針の長さ：32mm

【23GX11/4RB ニプロ】
針基色：ブルー
刃 先：レギュラーベベル
針の太さ：0.6mm
針の長さ：32mm



手術用手袋

術者・介助者のカバーアイテムとして。

◎主成分…天然ゴムラテックス ◎曲指型 ◎紙包装入1双

【#6.5】
中指の長さ：7.4cm
掌部の幅：8.3cm
全長：28cm

【#7】
中指の長さ：7.7cm
掌部の幅：8.9cm
全長：28cm

【#7.5】
中指の長さ：8.0cm
掌部の幅：9.5cm
全長：28cm

衛生材料

用途に応じて選べる豊富な品揃えをしています。



尺角ガーゼ

妊婦の顔拭き、大腿部清拭、陰部消毒、肛門保護、会陰保護、新生児拭きに。

【4 折】 30×30cm 4 折
【8 折並】 30×30cm 8 折並
【7 折 #1】 30×30cm 7 折
【星折 #1】 30×30cm 星折



脱脂綿

妊婦の顔拭き、大腿部清拭、陰部消毒、肛門保護、会陰保護、新生児拭きに。

【裁断綿 8×17】 規 格：カット綿 サイズ：8×17cm
【カクメン 8×8】 規 格：カット綿 サイズ：8×8cm



綿球

消毒用として。

【#14】 φ1.4cm
【#20】 φ2.0cm
【#25】 φ2.5cm
【#30】 φ3.0cm
【#40】 φ4.0cm

ベビー受け

生まれたばかりの赤ちゃんをやさしく包み込みます。



防水シート（ホワイト）

【#50】
サイズ：80×50cm
【M80×100 ホワイト】
サイズ：80×100cm



防水シート（ピンク）

【M80×100 ピンク】
サイズ：80×100cm
【L100×120 ピンク】
サイズ：100×120cm



OW ベビータオル 100×100 シロ

サイズ：100×100cm
素 材：レーヨン

分娩衣

ゆったりとした着心地のよい妊産婦さん用のガウンです。



マタニティガウン

サイズ：フリー 着丈 115cm
素 材：ワッフル生地（綿 100%）
柄：ピンク



OW 患者用ガウン ロイヤル

サイズ：フリー 着丈 110cm
素 材：コットン 100（吸水）
柄：ピンクチェック

その他

多くのラインナップで分娩をサポートします。



膿盆 N-1500

胎盤入れ、使用済みガーゼ入れなどに。

容 量：1500ml
サイズ：32.5×19×6cm
素 材：ポリプロピレン製



ディスポトレイ

胎盤入れ、使用済みガーゼ入れなどに。

【DT-1】
サイズ：16.5×12×3cm
素 材：紙製

【DT-2】
サイズ：21×13×3cm
素 材：紙製

【DT-3】
サイズ：28.5×18×3cm
素 材：紙製



洗浄カップ

薬液入れに。

【中 95cc】
容 量：95ml
素 材：ポリプロピレン製

【大 195cc】
容 量：195ml
素 材：ポリプロピレン製



インナーラップ

滅菌用包材。器械台シートとして。

サイズ：87×90cm、87×120cm、120×120cm
素 材：ポリプロピレン（撥水）



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318	京都営業所 ☎075-603-4826
東京支店 ☎03-3522-6720	大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
北大阪支店 ☎072-653-4045	広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900	四国営業所 ☎0875-52-6900
神戸支店 ☎078-976-8901	北九州営業所 ☎093-617-3911
仙台営業所 ☎022-399-7091	福岡営業所 ☎092-481-5921
西東京営業所 ☎042-646-0451	熊本営業所 ☎096-345-2253
三河営業所 ☎0564-54-5447	沖縄駐在所 ☎098-941-5320
三重営業所 ☎059-350-3844	

