

調製セット



※写真は調製セットの見本サンプルとなります。

【特長】

- EOG滅菌済ですので、トレーを開封してすぐにご使用いただけます。
- 調製時に必要な防護具をセットしていますので、各製品を準備する手間がなくなります。
- 調製時の防護具を統一化・標準化ができます。

※吸収用シート、脚袋、ニトリル製グローブなども入れることができます。



吸収用シート



ニトリル製グローブ

【セット内容】

製品名	規格	入数	包装
シールド付きフェイスマスク	フリー (色:ブルー)	1枚	40個/ケース
キャップ	フリー (色:ブルー)	1個	
以下の製品はトレーに包装されています。			
遠藤式アイソレーションガウン	フリー PE外 防水加工	1枚	
メディカルシート	57cm×45cm	1枚	
廃棄用袋	黄色 サイズ:L	1袋	
バイオハザードマークラベル	—	1枚	

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 京都営業所 ☎075-603-4826
 東京支店 ☎03-3522-6720 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
 神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
 仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
 三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 三重営業所 ☎059-350-3844