


ハクゾウ処置キットA



[一般医療機器] 単回使用クラス I キット 届出番号27B2X00243000114



処置に必要な部材を組み合わせて滅菌した
ディスポトレー入りキットです。

主なキット構成

- 医療ガーゼ ●医療脱脂綿 ●医療用不織布 ●コットンボール
- 救急絆創膏 ●ピンセット ●綿棒 ●X線造影材入りガーゼ
- X線造影材入りスポンジ ●綿状創傷被覆・保護材 ●固定用テープ
- 手袋 ●防水シート ●圧迫綿 など

処置の内容により、組み合わせはご要望に応じます。

※本製品は受注生産品です。受注単位はキット内容により異なります。



キット組み合わせ例

- ピンセット 13cm 1本
- プレート(綿球) No.20 2球
- サージョン 5cm×5cm 12Ply 1枚
- サージョン 7.5cm×7.5cm 12Ply 1枚



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 京都営業所 ☎075-603-4826
東京支店 ☎03-3522-6720 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
三重営業所 ☎059-350-3844