

一般医療機器

眼科用吸水スポンジ


アイ-スティック

EYE STICK | Ophthalmic sponge spear

滅菌済

製品特長①

吸水部が大きいので、吸収量に優れています。



処置中の体液等を吸収し、術野を確保する為に使用する吸水スポンジ付きスティック

サイズ


吸水部: 約8mm×16mm
全長: 約85mm

製品特長②

スティック部分が太く、六角形になっており、把持しやすい形状となっています。また、鑷子を使用する必要がなく開封後速やかに使用することが可能です。



先端形状: 六角形



吸水部: セルロース
スティック部: ポリプロピレン

使用期限: 製造日から5年間

使用用途

- 血液・体液や余分な水分を吸収する。
- 結膜や強膜をおさえる。

5本入×20袋入



「添文ナビ」アプリを使ってGS1コードから添付文書をご確認できます。

製品規格

品番	包装	サイズ/製品重量	1箱入数	サイズ/製品重量	JANコード	GS1コード
2600400	5本/袋×20袋	W155×D85×H105mm	12箱	W274×D227×H327mm	4 958286 072203	(01)14958286072200
		172g		2,335g		

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL: 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
名古屋営業所 ☎052-769-6021 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320