


当社のX線造影糸入り製品

タイプ	Gタイプ			NEOタイプ	
種類	G	G(W)	Gクリア	NEO	NEOクロス
糸種類	単糸	2本糸	リボン状	撚糸	撚糸(2本×2本)
太さ	0.65mm	1.3mm	6mm	1mm	1mm
写真					
造影材	硫酸バリウム50%			硫酸バリウム50%	
色	グリーン			ブルー	
材質	スチレン系エラストマー(ラテックスフリー)			ポリプロピレン(ラテックスフリー)	


《Gタイプの製品一覧》

オペガーゼG	ラパロガーゼG	ツッペルG	ガーゼボールG	プレットG	オペガーゼG(W)	ラパットGクリア
<ul style="list-style-type: none"> ・30cm×30cm ・15cm×15cm など 	<ul style="list-style-type: none"> ・3.2cm×15cm ・5.2cm×30cm など 	<ul style="list-style-type: none"> ・大(8mm×15mm) ・小(5mm×10mm) 	<ul style="list-style-type: none"> ・大(直径17mm) ・中(直径14mm) ・小(直径10mm) 	直径25mm 直径20mm 直径14mmなど	<ul style="list-style-type: none"> ・30cm×30cm 	<ul style="list-style-type: none"> ・30cm×30cm 4P ・30cm×30cm 8P ・45cm×45cm 8P
						


《GタイプとNEOタイプのX線写真》



《G(W)タイプのX線写真》



《GクリアのX線写真》



《球型製品のX線写真》

