

ハクゾウオペガーゼ G(W)

X線造影系が2本入った未滅菌のオペガーゼです。

一般医療機器



製品特長


- 4折と平タイプの2種類ございます。
- X線造影系が1枚のガーゼに2本入っていますので、従来品と比べ、X線造影系の引張り強度が強く、X線写真のより鮮明な写りが期待できます。
- ※その他、別注仕様もご要望に応じて対応させていただきます。

品番	種類	規格	包装	JANコード
1156946	4折	30cm×30cm	300枚/袋	 4 958286 713939
1156942	平	30cm×30cm	300枚/袋	 4 958286 713892

※詳細は各営業にお問い合わせください。


オペガーゼ G(W)

G(W)の場合、
造影系が **2本**



オペガーゼ G

Gの場合、
造影系が **1本**



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
名古屋営業所 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
京都営業所 ☎075-603-4826
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118