

ハクゾウ滅菌セルガーゼ

一般医療機器

弊社 ICPACK トレーに仕切り板を入れ、その中に X線造影剤入りガーゼを入れた製品です。
手術前カウントをより確実にすることができ、手術後カウントにも使用することができます。

EOG滅菌済



●20 枚入

●トレー重量：約 26.7g ●仕切り：約 26g

※重量はあくまで目安となります。



●5 枚入

●トレー重量：約 7.9g ●仕切り(スペーサー含む)：約 7.3g



●10 枚入

●トレー重量：約 16.2g ●仕切り：約 10g

製品特長

- セルの中にガーゼが1枚ずつ入っていますので、一目でガーゼの枚数を確認することができます。
- 手術後も、ガーゼを仕切り板の中に入れてガーゼをカウントすることができます。
- X線造影剤入りガーゼの1枚あたりの重量は約3.4gとなります。

※詳細は各営業にお問い合わせください。

品番	規格	ICPACK 種類	1 梱入数	ケースサイズ	JAN コード
		トレーサイズ			
2268013	5 枚入	①-FB	120 個入	幅 470mm × 奥行 565mm × 高さ 350mm	4 958286 047492
		(128×133×32mm)			
2268023	10 枚入	④	40 個入	幅 490mm × 奥行 419mm × 高さ 348mm	4 958286 047515
		(130×230×35mm)			
2268033	20 枚入	⑤-F	40 個入	幅 470mm × 奥行 565mm × 高さ 350mm	4 958286 047539
		(178×256×40mm)			



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 京都営業所 ☎075-603-4826
 東京支店 ☎03-3522-6720 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
 神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
 仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
 三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 三重営業所 ☎059-350-3844