

届出番号 27B2X00243000159

販売名：ディオシートXJ

一般医療機器

脳外科手術用不織布シート

# ディオシートXJ


単回使用

滅菌済



Cerebral Surgery Sheets | Non-woven pad for brain surgery

脳外科手術用のX線造影糸入り不織布シートです。



台紙に左右5枚ずつ重ねて、巻き付けて固定。

## 製品特長

- パッドの素材は100%長繊維のコットンです。
- 毛羽立ちが少なく、保水性に優れた不織布を使用しているため、高い密着性で組織を保護します。
- EOG滅菌済です。
- レントゲン写りのよいX線造影糸を使用しております。

## 使用目的

- 手術中の神経組織の保護、液の吸収、止血等。

## 製品規格

品番	規格	入数	小箱サイズ	小箱重量	ケース入数	ケースサイズ	ケース重量	JANコード
2640121	10mm×13mm 10枚台紙巻 1組滅菌	20袋/箱	W145mm × D125mm × H140mm	約160g	12箱/ケース	W455mm × D275mm × H320mm	約2.30kg	4958286081908
2640122	10mm×30mm 10枚台紙巻 1組滅菌	20袋/箱		約165g	12箱/ケース		約2.35kg	4958286081915
2640123	20mm×20mm 10枚台紙巻 1組滅菌	20袋/箱		約170g	12箱/ケース		約2.40kg	4958286081922
2640124	20mm×40mm 10枚台紙巻 1組滅菌	20袋/箱		約185g	12箱/ケース		約2.60kg	4958286081939
2640125	30mm×60mm 10枚台紙巻 1組滅菌	20袋/箱		約220g	12箱/ケース		約3.00kg	4958286081946



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
 名古屋営業所 ☎052-769-6021 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656  
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416  
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320