

届出番号27B2X00243000151

販売名：デオシート



Design Your Voice

HAKUZO

一般医療機器

脳外科手術用不織布シート

デオシート

滅菌済

Cerebral Surgery Sheets | Non-woven pad for brain surgery

脳外科手術用の滅菌済不織布シートです。



使用期限：製造日から3年間



※定番品5種類



台紙に左右5枚ずつ重ねて、巻き付けて固定。

製品特長

- シートの素材は100%長繊維コットンのため毛羽立ちがほとんどなく、吸水性や保水性に優れています。
- 表面組織になじみやすく、剥離しやすくなっています。
- 豊富なサイズを取り揃えていますので、目的に応じて細かく使い分けができます。

使用目的

- 手術中の神経組織の保護、液の吸収、止血等。

製品規格

※添付文書が必要な場合は、各営業担当にお申し出ください。

品番	規格	入数	小箱サイズ	小箱重量	ケース入数	ケースサイズ	ケース重量	JANコード
2640203	10mm×10mm 10枚台紙巻1組滅菌	20袋/箱	W145mm × D125mm × H140mm	154g	12箱/ケース	W455mm × D272mm × H317mm	2.35kg	4958286074528
2640204	10mm×30mm 10枚台紙巻1組滅菌	20袋/箱		161g	12箱/ケース		2.4kg	4958286074535
2640205	20mm×20mm 10枚台紙巻1組滅菌	20袋/箱		165g	12箱/ケース		2.45kg	4958286074542
2640206	20mm×40mm 10枚台紙巻1組滅菌	20袋/箱		178g	12箱/ケース		2.65kg	4958286074559
2640207	30mm×60mm 10枚台紙巻1組滅菌	20袋/箱		214g	12箱/ケース		3.05kg	4958286074566
* 2640201	5mm×5mm 10枚台紙巻1組滅菌	20袋/箱		152g	12箱/ケース		2.32kg	4958286074504
* 2640202	7mm×7mm 10枚台紙巻1組滅菌	20袋/箱		153g	12箱/ケース		2.34kg	4958286074511

*は受注生産品となります。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 神戸営業所 ☎078-940-8975
 東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188
 北大阪支店 ☎072-653-4045 四国営業所 ☎0875-52-6900
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 北九州営業所 ☎093-617-3911
 仙台営業所 ☎022-393-7434 福岡営業所 ☎092-481-5921
 関東営業所 ☎03-5809-4780 熊本営業所 ☎096-345-2253
 西東京営業所 ☎042-646-0451 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 三河営業所 ☎0564-54-5447 盛岡駐在所 ☎019-613-2176
 三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 京都営業所 ☎075-603-4826 山陰駐在所 ☎0859-30-2193
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 阪神営業所 ☎078-262-1634