



Design Your Voice
Hakuzo

販売名：ハクゾウ滅菌エレファーズ
届出番号：27B2X00243000008

一般医療機器 医療ガーゼ

滅菌エレファーズH

滅菌済

新しい製造方法により、品質を向上したEOG 滅菌済みの処置・手術用ガーゼです。



製品特長

- 1枚あたりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。
- 滅菌バッグと中箱が色分けされているので、容易に識別ができます。
- 滅菌バッグはインジケーター付きです。
(滅菌前：赤色系 → 滅菌後：青色系)
- EOG 滅菌済です。



ハクゾウメディカル株式会社

医 04 整形用品

一般医療機器 医療ガーゼ JMDN コード 13700000

ハクゾウ滅菌エレファーズ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 電気メス等を近づけないこと。[引火する恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

綿100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品を酸化エチレンガス(EOG)による滅菌を行ったものである。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- * 1. 体内に留置しないこと。
2. 本品の使用は一回限り、再使用しないこと。
3. 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

* 2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

* [自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

* <http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)

品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
2330205	2折5枚	30cm×30cm	5枚×20袋	12箱	4958286710815
2330210	2折10枚	30cm×30cm	10枚×10袋	12箱	4958286710822
2330220	2折20枚	30cm×30cm	20枚×10袋	6箱	4958286710839
2330402	4折2枚	30cm×30cm	2枚×30袋	12箱	4958286710877
2330403	4折3枚	30cm×30cm	3枚×30袋	12箱	4958286710884
2330405	4折5枚	30cm×30cm	5枚×20袋	12箱	4958286710891
2330410	4折10枚	30cm×30cm	10枚×10袋	12箱	4958286710846
2330420	4折20枚	30cm×30cm	20枚×10袋	6箱	4958286710853
2330430	4折30枚	30cm×30cm	30枚×8袋	6箱	4958286710860
2330801	8折1枚	30cm×30cm	1枚×60袋	12箱	4958286710747
2330802	8折2枚	30cm×30cm	2枚×30袋	12箱	4958286710754
2330803	8折3枚	30cm×30cm	3枚×30袋	12箱	4958286710761
2330805	8折5枚	30cm×30cm	5枚×20袋	12箱	4958286710778
2330810	8折10枚	30cm×30cm	10枚×10袋	12箱	4958286710785
2330161	16折1枚	30cm×30cm	1枚×50袋	12箱	4958286710792
2330162	16折2枚	30cm×30cm	2枚×25袋	12箱	4958286710808

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188
北大阪支店 ☎072-653-4045 四国営業所 ☎0875-52-6900
南大阪支店 ☎0721-20-2900 北九州営業所 ☎093-617-3911
神戸支店 ☎078-976-8901 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-399-7091 熊本営業所 ☎096-345-2253
西東京営業所 ☎042-646-0451 札幌駐在所 ☎011-788-8009
三河営業所 ☎0564-54-5447 盛岡駐在所 ☎019-613-2176
三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013
京都営業所 ☎075-603-4826 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118