



Design Your Voice
Hakuzo

販売名：ハクゾウ滅菌エレファーズ
届出番号：27B2X00243000008

一般医療機器 医療ガーゼ タイプI

滅菌エレファーズS

滅菌済

EOG 滅菌済みの処置・手術用ガーゼです。



製品特長

- 1枚あたりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。
- 滅菌バッグと中箱が色分けされているので、容易に識別ができます。
- 滅菌バッグはインジケーター付きです。
(滅菌前：赤色系 → 滅菌後：青色系)
- EOG 滅菌済です。

ハクゾウメディカル株式会社

医 04 整形用品

一般医療機器 医療ガーゼ JMDN コード 13700000

ハクゾウ滅菌エレファーズ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 電気メス等を近づけないこと。[引火する恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

綿100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品を酸化エチレンガス(EOG)による滅菌を行ったものである。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
- * 1. 体内に留置しないこと。
- 2. 本品の使用は一回限り、再使用しないこと。
- 3. 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
 - * 2. 有効期間
本品の容器若しくは被包に記載
- * * [自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

* <http://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)

添付文書をお求めの場合は下記サイトからダウンロード頂くか、弊社営業までご連絡ください。
<http://www.pmda.go.jp/>
<http://www.hakuzo.co.jp/>

品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
2331205	2折5枚	30cm×30cm	5枚×20袋	12箱	4958286710921
2331210	2折10枚	30cm×30cm	10枚×10袋	12箱	4958286710938
2331220	2折20枚	30cm×30cm	20枚×10袋	6箱	4958286710945
2331402	4折2枚	30cm×30cm	2枚×30袋	12箱	4958286711065
2331403	4折3枚	30cm×30cm	3枚×30袋	12箱	4958286711072
2331405	4折5枚	30cm×30cm	5枚×20袋	12箱	4958286711089
2331410	4折10枚	30cm×30cm	10枚×10袋	12箱	4958286710976
2331420	4折20枚	30cm×30cm	20枚×10袋	6箱	4958286710983
2331430	4折30枚	30cm×30cm	30枚×8袋	6箱	4958286710990
2331801	8折1枚	30cm×30cm	1枚×60袋	12箱	4958286711034
2331802	8折2枚	30cm×30cm	2枚×30袋	12箱	4958286711041
2331805	8折5枚	30cm×30cm	5枚×20袋	12箱	4958286710952
2331810	8折10枚	30cm×30cm	10枚×10袋	12箱	4958286710969

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 神戸営業所 ☎078-940-8975
東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188
北大阪支店 ☎072-653-4045 福岡営業所 ☎092-481-5921
南大阪支店 ☎0721-20-2900 熊本営業所 ☎096-345-2253
仙台営業所 ☎022-393-7434 札幌駐在所 ☎011-788-8009
関東営業所 ☎03-5809-4780 盛岡駐在所 ☎019-613-2176
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
三河営業所 ☎0564-54-5447 松山駐在所 ☎089-994-8649
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
京都営業所 ☎075-603-4826 山陰駐在所 ☎0859-30-2193
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
阪神営業所 ☎078-262-1634