




【一般医療機器】 X線造影材入りガーゼ  
届出番号 27B2X00243000026


EOG滅菌済

# ハクゾウ滅菌ハーフガーゼG

X線造影系両端カット 熱圧着タイプ



【製品特徴】  
X線造影系の両端をカットし、さらに熱圧着する事で、従来品より抜けにくい様に加工しております。



品番	規格	種類	包装
1152826	30cm×15cm 2ツ折 X線カット 熱圧着	ずらし5枚滅菌	5枚/袋×50袋/箱

※添付文書についてはお問い合わせください。  
※本製品は受注生産品です。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

HAKUZO TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 京都営業所 ☎075-603-4826  
 東京支店 ☎03-3522-6720 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900  
 神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911  
 仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320  
 三重営業所 ☎059-350-3844

