

ハクゾウ滅菌オペガーゼG

EOG滅菌済のX線造影材入りガーゼです。



【製品特長】

- エレファージェ(尺角ガーゼ)をEOG滅菌したもので、手術及び処置時に即ご使用頂けます。
 - 内箱のミシン目を開けることで、滅菌バッグを容易に取り出しが可能です。
 - 滅菌バッグと内箱に印字されています色が規格によって色分けされており、容易に規格の識別が可能です。
- (※添付文書についてはお問い合わせください。)

【製品規格】

品番	種類	規格	包装	1箱入数
2223010	4折 10枚滅菌	30cm×30cm	10枚 / 袋 × 20袋	4箱
2223030	4折 30枚滅菌	30cm×30cm	30枚 / 袋 × 10袋	4箱

※これ以外にも規格がございますので、詳しくは担当の営業までお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
東京支店 ☎03-3522-6720 阪神営業所 ☎078-262-1634
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
三河営業所 ☎0564-54-5447 札幌駐在所 ☎011-788-8009
三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013
京都営業所 ☎075-603-4826 沖縄駐在所 ☎098-941-5320