

【術後の遺残確認を安全・確実に】

一般医療機器



滅菌プレカウントガーゼ

手術前のガーゼカウントをより確実にする、さばきガーゼをホルダーに入れた滅菌ガーゼです。

製品写真




① X線造影糸

写りの良い緑色造影糸Gを使用しています。

③ 両面テープ付き

器械台などに貼り付けてご使用することができます。



オモテ面

ウラ面

② ホルダーポケット番号

従来のホルダーと比べて、ポケット番号の印字方向を変えています。

④ 折り方を調整

ホルダーからガーゼを取り出し易いよう、折り方を調整し、ガーゼの端が少し出るようにしました。

※添付文書が必要な場合はお申し出ください。

品番	規格	包装	1 梱入数	JAN コード
1153642	30cm×30cm さばき 10 枚 2 組入	10 枚 2 組 / 袋	50 袋	 4 958286 153254

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 京都営業所 ☎075-603-4826
 東京支店 ☎03-3522-6720 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
 神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
 仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
 三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 三重営業所 ☎059-350-3844