

ハクゾウ滅菌サージョンN 滅菌済

滅菌済ガーゼ

処置用に使いやすいサイズに折りたたんだ滅菌済のガーゼです。



製品特長

- 目の細かいタイプIIガーゼを使用しています。
- コンパクトな少量包装になっています。
- 各規格でパッケージが色分けされています。
- 滅菌バッグ、中箱にインジケータラベルを付けています。
- 取り出し口が2箇所あり、使用環境に応じた取り出し方ができます。

品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
1153691	No.2102	5cm×5cm 12ply	1枚×50袋/箱	20箱	4 958286 710044
1153694	No.2112	5cm×5cm 12ply	2枚×30袋/箱	20箱	4 958286 711782
1153695	No.2212	7.5cm×5cm 12ply	1枚×50袋/箱	20箱	4 958286 712116
1153692	No.2302	7.5cm×7.5cm 12ply	1枚×50袋/箱	20箱	4 958286 710051
1153693	No.2402	10cm×7.5cm 12ply	1枚×50袋/箱	20箱	4 958286 710068

※詳細は、各営業担当にお申し出ください。

※添付文書が必要な場合は、各営業担当にお申し出ください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
 TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188
 北大阪支店 ☎072-653-4045 四国営業所 ☎0875-52-6900
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 北九州営業所 ☎093-617-3911
 神戸支店 ☎078-976-8901 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-399-7091 熊本営業所 ☎096-345-2253
 西東京営業所 ☎042-646-0451 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 三河営業所 ☎0564-54-5447 盛岡駐在所 ☎019-613-2176
 三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 京都営業所 ☎075-603-4826 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118