

販売名：ハクゾウ滅菌ラパット G (ヒモなし)

[一般医療機器] X線造影材入りスポンジ

届出番号27B2X00243000046



Design Your Voice

Hakuzo

TM ガーゼ

《ハクゾウ滅菌ラパット G (ヒモなし)》

EOG滅菌済


手術支援ロボット対応用の EOG 滅菌済ガーゼです。



製品特長

- EOG 滅菌済です。
- X 線写真への写りに優れた緑色造影系を使用しています。
- 添付文書が必要な場合は、各営業担当にお申し出ください。

製品規格

品番	規格	小箱入数	ケース入数	JANコード
2267995	20×5cm 4P 2折 ずらし5枚滅菌	20袋/箱	6箱/ケース	 4 958286 063140

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 神戸営業所 ☎078-940-8975
東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188
北大阪支店 ☎072-653-4045 四国営業所 ☎0875-52-6900
南大阪支店 ☎0721-20-2900 北九州営業所 ☎093-617-3911
仙台営業所 ☎022-393-7434 福岡営業所 ☎092-481-5921
関東営業所 ☎03-5809-4780 熊本営業所 ☎096-345-2253
西東京営業所 ☎042-646-0451 札幌駐在所 ☎011-788-8009
三河営業所 ☎0564-54-5447 盛岡駐在所 ☎019-613-2176
三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013
京都営業所 ☎075-603-4826 山陰駐在所 ☎0859-30-2193
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
阪神営業所 ☎078-262-1634