


ツッペル用ガーゼ

ツッペルG

ツッペル用ガーゼ

【一般医療機器】X線造影材入りスポンジ
販売名：滅菌ガーゼ巻きコットンG

届出番号 27B2X00243000068



小

大

【製品特長】

- X線造影糸Gを織り込んでいます。
- 滅菌済品と未滅菌品(100球袋入)を用意しています。
- X線造影糸の横向きタイプもございます。

※本製品は受注生産品となります。

※添付文書が必要な場合はお問い合わせください。



横向きタイプ

品番	種類	規格	包装
2270204	大・5球滅菌済	約8mm×15mm	5球×10袋/箱
2270205	小・5球滅菌済	約5mm×10mm	5球×20袋/箱
2270014	大・100球袋入	約8mm×15mm	100球×袋
2270015	小・100球袋入	約5mm×10mm	100球×袋

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 京都営業所 ☎075-603-4826
 東京支店 ☎03-3522-6720 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
 神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
 仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
 三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 三重営業所 ☎059-350-3844