

# プレット

## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

- \* 綿100%の脱脂綿を球状に加工したものである。

種類	規格	包装
No. 7	直径約 7 mm	50 g /袋
No. 10	直径約 10 mm	50 g /袋
No. 14	直径約 14 mm	50 g /袋
No. 20	直径約 20 mm	50 g /袋
No. 25	直径約 25 mm	50 g /袋
No. 30	直径約 30 mm	50 g /袋
No. 40	直径約 40 mm	50 g /袋

但し、上記以外の別注仕様の製品については、容器若しくは被包に内容量又は入数を表示する。

### 【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

### 【使用方法等】

- \* 使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- \*\* 1. 体内に留置しないこと。
- 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

#### \*\*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証 (自社データ) による (使用期限参照)]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

\* 大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号

\*\* <http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)