



〈圧迫綿〉

# ハクゾウ滅菌タブレット綿球 (No.6 シリコンラバー)

EOG滅菌

シリコン付きのタブレット綿球です。

## 製品写真



※写真は2個滅菌となります。

素材：綿100%、シリコンラバー

## 【製品特長】

- 脱脂綿を固めて適度な硬さに調節しています。
- 表面にはシリコンが付いています。(裏面にはシリコンはございません。)
- 滅菌済なので、開封してすぐに使用できます。

品番	規格 / サイズ	入数	包装	1梱入数	JANコード
1289971	1個滅菌 直径 20mm× 厚さ 6.4mm	1個 / 袋	100袋 / 箱	12箱	 4 958286 058849
1289972	2個滅菌 直径 20mm× 厚さ 6.4mm	2個 / 袋	80袋 / 箱	12箱	 4 958286 058856

※詳細につきましては担当の営業にお問い合わせください。



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 京都営業所 ☎075-603-4826  
 東京支店 ☎03-3522-6720 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900  
 神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911  
 仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320  
 三重営業所 ☎059-350-3844