


【一般医療機器】止血用押圧器具 届出番号 27B2X00243000070 販売名 ハクゾウ SP コットン
届出番号 27B2X00243000069 販売名 ハクゾウ滅菌 SP コットン



SP コットン ソラマメタイプ

人工透析の際などに使用する圧迫綿です



左右どちらからでも開封できます。

- 滅菌済みは、開封してすぐにご使用して頂けます。
 - <凸面を穿刺部に当てる場合>
くぼみ(凹面)があるので、押さえ易くなっています。
 - <凹面を穿刺部に当てる場合>
凸面で止血する時に比べて優しく圧をかける事が出来ます。
- ※患者様によっては上手く止血できないこともございます。
- 当製品以外にも様々な圧迫綿をご用意しております。詳細は各営業にお問い合わせください。

品番	種類	規格	入数
1290102	未滅菌	全長 約 25 mm × 長径 約 21.5 mm × 短径 約 10.8 mm	100 個 / 袋
1290103	2 個滅菌		25 袋 / 箱
1290104	1 個滅菌		25 袋 / 箱

※添付文書が必要な場合は各営業担当にお申し出ください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 名古屋支店 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 京都営業所 ☎075-603-4826
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118