

ハクゾウ滅菌SPコットン (ソラマメタイプ)



(一般医療機器)止血用押圧器具
届出番号:27B2X00243000069

EOG滅菌済

人工透析の際などに使用する圧迫綿です



左右どちらからでも開封できます。
※写真は製品見本となります。



- 開封してすぐにご使用して頂けます。
- <凸面を穿刺部に当てる場合>
くぼみ(凹面)があるので、押さえ易くなっています。
- <凹面を穿刺部に当てる場合>
凸面で止血する時に比べて優しく圧をかける事が出来ます。

※患者様によっては上手く止血できないこともございます。

- 当製品以外にも様々な圧迫綿をご用意しております。詳細は各営業にお問い合わせください。

【製品規格】

品番	種類	規格	入数	JANコード
1290104	1個滅菌 DDIV①	全長 約25mm × 長径 約21.5mm ×短径 約10.8mm	25袋/箱×20箱	4958286066011

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 京都営業所 ☎075-603-4826
 東京支店 ☎03-3522-6720 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
 神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
 仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
 三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 三重営業所 ☎059-350-3844 札幌駐在所 ☎011-788-8009