

【一般医療機器】

〈止血用圧迫綿〉

販売名:ハクゾウ滅菌タブレット綿
届出番号:27B2X00243000073



Design Your Voice

Hakuzo

ハクゾウ滅菌タブレット綿 No.6 2個滅菌

EOG滅菌

タブレット状の止血用圧迫綿です。2個滅菌済です。



【製品特長】

- コットン100%の素材で、円盤状となります。
- 2個滅菌済です。
- 肌に優しいコットン100%を使用していますので、吸収力に優れています。
- 液を吸収するとコットンが膨張し、より高い圧迫力が得られます。

品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
1290106	No.6 2個滅菌 直径 20mm× 厚さ 6.4mm	50袋 / 箱	20箱 / ケース	 4 958286 071886

※詳細につきましては担当の営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188
北大阪支店 ☎072-653-4045 四国営業所 ☎0875-52-6900
南大阪支店 ☎0721-20-2900 北九州営業所 ☎093-617-3911
神戸支店 ☎078-976-8901 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-399-7091 熊本営業所 ☎096-345-2253
西東京営業所 ☎042-646-0451 札幌駐在所 ☎011-788-8009
三河営業所 ☎0564-54-5447 盛岡駐在所 ☎019-613-2176
三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013
京都営業所 ☎075-603-4826 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118