


伸縮ホータイ

伸縮ホータイ ハクゾウフランスタイ®

伸縮性に優れ、身体のあらゆる部位にフィットするホータイです。



【製品特長】

- スパンデックス糸を使用しています。
- 圧迫感が少ないため関節部の運動を妨げません。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1020001	5×9	5 cm×伸長 9 m	10巻／箱	30箱
1020002	7.5×9	7.5cm×伸長 9 m	10巻／箱	30箱
1020003	9×9	9 cm×伸長 9 m	10巻／箱	30箱

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
 東京支店 ☎03-3522-6720 阪神営業所 ☎078-262-1634
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
 神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
 仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
 三河営業所 ☎0564-54-5447 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 京都営業所 ☎075-603-4826