



Design Your Voice


Hakuzo

ハクゾウ

# くっつきタイ L F

LATEX  
FREE

## 自着性伸縮ホータイ 誰でも簡単に巻くことができる 自着性伸縮ホータイ

**【基 材】**

ポリプロピレン、ポリウレタン

**【特 長】**

- 包帯同士がくっつくので、テープによる固定が不要、何度でも着け外しができます。
- 衣類や髪の毛にくっつく心配がありません。
- ハサミがなくても手で簡単にカットできます。
- ラテックスとアクリルを含まず安心です。
- 通気性に優れ、肌に優しい包帯です。
- 疎水性で水をはじきます。

**【使用上の注意】**

- 本品を使用する部位の水分を拭き取ってから使用してください。
- 創傷部に直接巻かないでください。
- 発疹・発赤・かゆみなどの症状が現れた場合は、使用を中止してください。
- 強く引っ張って巻くと血液が流れにくくなる恐れがあります。

**【使用用途】** ガーゼ、パッドの被覆・固定時に

品 番	規 格	包 装	1 梱入数	JAN コード
3087821	2.5cm×伸長6.5m	1巻/袋×12袋/箱	36箱	 4 958286 718149
3087822	5.0cm×伸長6.5m		16箱	 4 958286 718156

※詳細は各営業にお問い合わせください。

## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
 三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656  
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416  
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320