

エレバンメッシュ

【粘着性伸縮ホータイ】



ELEBAN MESH

通気性に優れたメッシュタイプの不織布による粘着性伸縮ホータイです。



主な使用用途

- ガーゼ等のドレッシング材の固定
- カテーテル、チューブの固定

製品特長

●優れた通気性

基材はメッシュタイプのポリエステル不織布を採用し、肌にソフトで優れた通気性を確保しています。

●低刺激性

皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤の塗布により、カブレにくく粘着性が肌に残りません。



●伸縮性

横方向への伸縮性に優れ、関節部位への固定にも適します。



●簡便性

箱のミシン目を破り、本体を引き出して使用することができます。また、剥離紙はカットしやすいように方眼を印刷しています。



品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
1330031	No.50	5cm×10m	1巻/箱	30箱	4 958286 711003
1330032	No.100	10cm×10m	1巻/箱	30箱	4 958286 711010
1330033	No.150	15cm×10m	1巻/箱	30箱	4 958286 711027



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 京都営業所 ☎075-603-4826
 東京支店 ☎03-3522-6720 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
 神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
 仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
 三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 三重営業所 ☎059-350-3844