



光線療法時に
赤ちゃんの目を優しくガード

エレバンパリア

10枚入

EOG滅菌済

光線療法時に赤ちゃんの目を守る光線遮断用のマスクです。



特長

〔基布〕

コットン97%、アクリル系樹脂、ポリウレタン3%

- 遮光用のパッド部分にアルミ箔を使用し、光線療法時の光線を遮断します。
- 絆創膏タイプのマスクで、簡単に貼って使用する事が出来ます。
- コットンを使用した基布に、皮膚への刺激が少ないアクリル系の粘着剤を塗布しています。

品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
1330201	新生児用	5cm×12.5cm(パッド2.5cm×9cm)	10枚/箱	10箱	 4 958286 510019
1330202	未熟児用	5cm×10.5cm(パッド1.8cm×7.5cm)	10枚/箱	10箱	 4 958286 510026

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 京都営業所 ☎075-603-4826
東京支店 ☎03-3522-6720 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
三重営業所 ☎059-350-3844