

# アイカバー 光線療法用

## Phototherapy Eye Protector

シリコン粘着剤使用

光線療法時にUV光から  
赤ちゃんの目を守る光線遮断用のカバーです。

EOG  
滅菌済  
Sterile EO


【基 布】セルロース不織布/アルミシート/レーヨン  
不織布/シリコン粘着剤/剥離フィルム

【特 長】

- アルミ箔が光線療法時のUV光を遮断します。
- 粘着剤は肌に優しいシリコン粘着剤を使用しています。
- 絆創膏タイプのアイマスクですので、目のまわりにフィットしやすく、簡単に貼って使用することができます。
- シート全面で遮光できるため、貼付位置の調整が容易です。

【規 格】

- サイズは新生児用・低出生体重児用の2種類あります。



10袋入

製品情報

品 番	種 類	規 格	包 装	1 梱入数	JANコード
1400070	新生児	50mm × 125mm	10 枚 / 箱	15 箱	4 958286 080024
1400071	低出生体重児	50mm × 105mm	10 枚 / 箱	15 箱	4 958286 080031

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社 <https://www.hakuzo.co.jp/>  
〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL.06-6942-0451 FAX.06-6945-0539

本社営業課 TEL:06-6809-4318 三重営業所 TEL:059-350-3844 札幌駐在所 TEL:011-788-8009  
 東京支店 TEL:03-3522-6720 京都営業所 TEL:075-603-4826 北陸駐在所 TEL:076-225-8013  
 北大阪支店 TEL:072-653-4045 大阪中央営業所 TEL:06-6943-6118 高松駐在所 TEL:087-813-7416  
 南大阪支店 TEL:0721-20-2900 阪神営業所 TEL:078-262-1634 愛媛駐在所 TEL:0898-52-7656  
 仙台営業所 TEL:022-393-7434 神戸営業所 TEL:078-940-8975 鹿児島駐在所 TEL:099-296-1925  
 関東営業所 TEL:03-5809-4780 広島営業所 TEL:082-849-4188 沖縄駐在所 TEL:098-941-5320  
 西東京営業所 TEL:042-646-0451 福岡営業所 TEL:092-481-5921  
 三河営業所 TEL:0564-54-5447 熊本営業所 TEL:096-345-2253