



お産パッド

スポット吸収で
肌さらさら!

SANGO PAD NATURAL

高吸収
ポリマー
ふわさら素材

産後パッド ナチュラル

産科用製品

高吸収ポリマーを加え、吸収力に優れたお産パッドです。



① ふわさら素材

ふわふわのクッション性と肌にくっつきにくいさらさらの表面シートで、デリケートな肌を包みます。

② 高吸収ポリマー

高吸収ポリマーによる優れた吸収量。悪露を広げずスポット吸収することにより、表面さらさらでさわやかな使い心地です。

③ 横モレ防止


防水シートがサイドを立体的に包み込み、横モレを防ぎます。

製品情報

品番	品名	規格	包装 (製品重量/吸収量)	JANコード
1400014	meetuu 産後パッド ナチュラル	L(15cm×52cm)	1枚/袋×5袋	4 958286 709352
			約42g/枚	
			約680g/枚	
1400015	meetuu 産後パッド ナチュラル	M(12cm×32cm)	1枚/袋×10袋	4 958286 709369
			約18g/枚	
			約440g/枚	
1400016	meetuu 産後パッド ナチュラル	S(7.5cm×23cm)	1枚/袋×20袋	4 958286 709376
			約11g/枚	
			約160g/枚	

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。

※ 吸収量は生理食塩水で計測した場合の飽和吸収量です。



ハクゾウメディカル株式会社 <http://www.hakuzo.co.jp/>
〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL.06-6942-0451 FAX.06-6945-0539

本社営業課 TEL:06-6809-4318
 東京支店 TEL:03-3522-6720
 北大阪支店 TEL:072-653-4045
 南大阪支店 TEL:0721-20-2900
 仙台営業所 TEL:022-393-7434
 関東営業所 TEL:03-5809-4780
 西東京営業所 TEL:042-646-0451
 三河営業所 TEL:0564-54-5447
 三重営業所 TEL:059-350-3844
 京都営業所 TEL:075-603-4826
 大阪中央営業所 TEL:06-6943-6118
 阪神営業所 TEL:078-262-1634
 神戸営業所 TEL:078-940-8975
 広島営業所 TEL:082-849-4188
 福岡営業所 TEL:092-481-5921
 熊本営業所 TEL:096-345-2253
 札幌駐在所 TEL:011-788-8009
 盛岡駐在所 TEL:019-613-2176
 北陸駐在所 TEL:076-225-8013
 松山駐在所 TEL:089-994-8649
 高松駐在所 TEL:087-813-7416
 山陰駐在所 TEL:0859-30-2192
 鹿児島駐在所 TEL:099-296-1925
 沖縄駐在所 TEL:098-941-5320