

長時間・夜も安心! SANGO PAD Wide

産後パッド ワイド

ワイドで吸収力に優れたギャザー付きのお産パッドです。



W高吸収
ポリマー 後ろ&横
モレ防止



①ワイド設計&立体ギャザー

おしりにフィットする幅広構造で、後ろモレをガード。なが〜い立体ギャザーで横モレも防ぎ、安心 & 快適に使っていただけます。

②W高吸収ポリマー

2層の高吸収ポリマーでバツグンの吸収力。優れた拡散スピードで素早く吸収し、逆戻りを防ぎます。

③透湿性バックシート

通気性のよい透湿性防水バックシートで、湿気を逃し、気になるムレ・カブレからお肌を守ります。

製品情報

品番	品名	規格	包装(製品重量/吸収量)	JANコード
3140054	meetuu 産後パッド ワイド	LL(32cm×56cm)	1枚/袋×2袋	4 958286 709314
			約68g/枚 約1070g/枚	
3140055		L(29cm×49cm)	1枚/袋×5袋	4 958286 709321
			約50g/枚 約880g/枚	
3140056		M(17cm×36cm)	1枚/袋×10袋	4 958286 709338
			約19g/枚 約340g/枚	

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。

※ 吸収量は生理食塩水で計測した場合の飽和吸収量です。



ハクゾウメディカル株式会社 <http://www.hakuzo.co.jp/>
〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL.06-6942-0451 FAX.06-6945-0539

本社営業部 TEL:06-6809-4318
東京支店 TEL:03-3522-6720
北大阪支店 TEL:072-653-4045
南大阪支店 TEL:0721-20-2900
神戸支店 TEL:078-976-8901
仙台営業所 TEL:022-399-7091
西東京営業所 TEL:042-646-0451

三河営業所 TEL:0564-54-5447
三重営業所 TEL:059-350-3844
京都営業所 TEL:075-603-4826
大阪中央営業所 TEL:06-6943-6118
阪神営業所 TEL:078-262-1634
広島営業所 TEL:082-849-4188
四国営業所 TEL:0875-52-6900

福岡営業所 TEL:092-481-5921
北九州営業所 TEL:093-617-3911
熊本営業所 TEL:096-345-2253
札幌駐在所 TEL:011-788-8009
北陸駐在所 TEL:076-225-8013
沖縄駐在所 TEL:098-941-5320