

処置用・検査用、介護用などに



Design Your Voice

Hakuzo

多目的な用途にご使用いただける便利なシート



ハクゾウ キュアケアシート

高吸収性ディスポシート



吸収面

防水面

【製品特長】

- 吸収面の逆面は防水フィルムを使用していますので、漏れを防ぎます。
- 高吸収ポリマーで逆戻りを抑え、表面はサラツとしています。
- 3種類の規格がございますので、用途に合わせてご使用頂けます。

【吸収量】

※生理食塩水での試験

Sサイズ
(約32cm×44cm)

約**250mL**



Mサイズ
(約44cm×59cm)

約**410mL**



Lサイズ
(約60cm×90cm)

約**1,360mL**

【製品構成】

吸収面

- ポリオレフィン系不織布
- 綿状バルブ
- 吸水紙
- 高分子吸収材
- ポリエチレンフィルム

防水面

【主な使用用途】

— キュア(治療) —

- 手術時の体液吸収
- 内視鏡室検査時の体液吸収
- 創傷面洗浄時の吸収
- 分娩時の吸収
- ベビー受け

— ケア(介護) —

- 陰部やお尻の洗浄時の吸収
- 洗髪時の吸収
- オムツ交換時に
- 尿漏れ、おねしょ対策
- おうと物の吸収

品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
3147001	Sサイズ	約32cm×44cm	200枚/袋	4袋/ケース	4 958286 706870
3147002	Mサイズ	約44cm×59cm	100枚/袋	4袋/ケース	4 958286 706887
3147009	Lサイズ	約60cm×90cm	40枚/袋	4袋/ケース	4 958286 711379

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 神戸営業所 ☎078-940-8975
 東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188
 北大阪支店 ☎072-653-4045 福岡営業所 ☎092-481-5921
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 熊本営業所 ☎096-345-2253
 仙台営業所 ☎022-393-7434 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 関東営業所 ☎03-5809-4780 盛岡駐在所 ☎019-613-2176
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 三河営業所 ☎0564-54-5447 松山駐在所 ☎089-994-8649
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 阪神営業所 ☎078-262-1634