


多目的な用途にご使用いただける便利なシート



ハクゾウ キュアケアシート

高吸収性ディスポシート



吸収面

防水面

【吸収量】

※生理食塩水での試験

Sサイズ
(約30cm×45cm)

約250mL



Mサイズ
(約45cm×60cm)

約570mL



Lサイズ
(約60cm×90cm)

約1,600mL

【製品構成】

吸収面

- 親水性スパンボンド不織布
- 吸収紙
- 高分子吸収体(SAP)
- 綿状バルブ
- 吸収紙
- ポリエチレンフィルム

防水面

【製品特長】

- 吸収面の逆面は防水フィルムを使用していますので、漏れを防ぎます。
- 高吸収ポリマーで逆戻りを抑え、表面はサラツとしています。
- 3種類の規格がございますので、用途に合わせてご使用頂けます。

品 番	種 類	規 格	包 装	1梱入数	JANコード
3147015	Sサイズ	約30cm×45cm	200枚/袋	4袋/ケース	4 958286 721057
3147016	Mサイズ	約45cm×60cm	100枚/袋	4袋/ケース	4 958286 721064
3147017	Lサイズ	約60cm×90cm	40枚/袋	4袋/ケース	4 958286 721071

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

コンシューマ-課 ☎06-6809-4318
 東京支店 ☎03-3522-6720
 北大阪支店 ☎072-653-4045
 南大阪支店 ☎0721-20-2900
 仙台営業所 ☎022-393-7434
 関東営業所 ☎03-5809-4780
 西東京営業所 ☎042-646-0451
 名古屋支店 ☎052-769-6021
 三重営業所 ☎059-350-3844
 京都営業所 ☎075-603-4826
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118

阪神営業所 ☎078-262-1634
 神戸営業所 ☎078-940-8975
 広島営業所 ☎082-849-4188
 福岡営業所 ☎092-481-5921
 熊本営業所 ☎096-345-2253
 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 沖縄駐在所 ☎098-941-5320