

多目的に使用できる薄型で高吸収なティッシュシート



Design Your Voice


Hakuzo

ハクゾウ 高吸収性ティッシュシート メディカルティッシュシート



吸収面

防水面



品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
3096000	約45cm×60cm	50枚/袋	4袋	4 958286 712970
3096001	約60cm×90cm	20枚/袋	4袋	4 958286 712987
3096002	約90cm×90cm	10枚/袋	6袋	4 958286 712994
3096003	約90cm×120cm	10枚/袋	4袋	4 958286 713007
3096004	約90cm×200cm	10枚/袋	3袋	4 958286 713014

規格	生理食塩水での全吸収量
約45cm×60cm	約1,200mL
約60cm×90cm	約2,300mL
約90cm×90cm	約3,500mL
約90cm×120cm	約4,500mL
約90cm×200cm	約8,200mL

【製品特長】

- 吸収面の逆面は防水フィルムを使用していますので、漏れを防ぎます。
- 高吸収ポリマーで逆戻りを抑え、表面はサラツとしています。
- 5種類ございますので、用途に合わせてご使用頂けます。

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320