

ハクゾウ シートタイプ



●マットのエンボス製法が新開発。

水分を急速に、しかも分散して吸収させるフィッシュボーン形エンボスと、ハルブとポリマーの型くずれを防ぐ細かなダイヤ形エンボスの二重効果で、大量の水分もすばやく吸収し、効率よく拡散しますのでいつも表面をサラッとさせます。

●肌にあたる不織布が新開発。

ポリプロピレン製の不織布は水分をふくまないで、感触はいつもサラッとしています。



●吸収ポリマーが新開発。

強力な高吸収ポリマーが水分をゼリー状にかため、肌にあたる表面の不織布はいつもサラッとしています。

●バックシートが新開発。

外側の防水シートは、ソフトでしなやかなので気になる音も少なく、装着感にすぐれたシートです。

- 高吸収ポリマーの使用に加え、フィッシュボーン形エンボスとダイヤ形エンボスの二重効果で水分をすばやく吸収・拡散、表面はサラッとしています。
- 高吸収ポリマーで吸収量アップ。
- 吸収量 約950g

- フィッシュボーンマットですばやい吸収。
- 高吸収ポリマーで吸収力アップ。
- 経済的で安心のニュータイプ。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
3180381	24枚入	30cm×72cm	24枚/袋	8袋/箱

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 名古屋支店 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 京都営業所 ☎075-603-4826
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118