

爽快スポンジ

紙軸

操作性が良いため、固まった汚れのある方に適しています。
海洋プラスチックごみ問題からプラスチックの削減に寄与します。



プラスチック軸

耐水性があるため、水や液剤につけて使用しやすくなっています。
軸を噛む方、唾液の多い方に適しています。

切り込みが6か所

6つの切り込みで

細部の汚れまでキャッチ

凹部分に切り込みがあるため、

① 回転させることでスポンジが細かい部分にフィットし、
汚れを取り除きやすくなっています。

② きめ細かいスポンジを使用しており、口腔内のあたりが
柔らかくなっています。

【ご使用方法(例)】

●ケア前の保湿、汚れ落とし。



●お皿やグローブに出したジェルをまんべんなくスポンジにつけます。

●スポンジを使ってお口全体に薄く塗り広げていきます。

●お口のケア(粘膜ケアなど)



●回転させながら、前後に動かして歯ぐきや舌の汚れを奥から手前に取ります。

日常的な口腔ケアの方法に関する動画はこちら



50本入スタンドパウチとなっていますので持ち運びに便利です。
在宅介護向けに適した10本入タイプ(プラスチック軸のみ)もございます。

紙軸 50本入



プラスチック軸 50本入



プラスチック軸 10本入



製品情報

品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
1240973	レギュラー 紙軸	50本/袋×6袋	6箱	4 958286 717920
1240976	レギュラー プラスチック軸	50本/袋×6袋	6箱	4 958286 717937
3118060	レギュラー プラスチック軸 10本入	10本/袋×20袋	6箱	4 958286 718637

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社 <https://www.hakuzo.co.jp/>
〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL:06-6942-0451 FAX:06-6945-0539

本社営業課 TEL:06-6809-4318
東京支店 TEL:03-3522-6720
北大阪支店 TEL:072-653-4045
南大阪支店 TEL:0721-20-2900
仙台営業所 TEL:022-393-7434
関東営業所 TEL:03-5809-4780
西東京営業所 TEL:042-646-0451
名古屋営業所 TEL:052-769-6021

三重営業所 TEL:059-350-3844
京都営業所 TEL:075-603-4826
大阪中央営業所 TEL:06-6943-6118
阪神営業所 TEL:078-262-1634
神戸営業所 TEL:078-940-8975
広島営業所 TEL:082-849-4188
福岡営業所 TEL:092-481-5921
熊本営業所 TEL:096-345-2253

札幌駐在所 TEL:011-788-8009
北陸駐在所 TEL:076-225-8013
高松駐在所 TEL:087-813-7416
松山駐在所 TEL:089-994-8649
鹿児島駐在所 TEL:099-296-1925
沖縄駐在所 TEL:098-941-5320